



НеваРеактив

Kartell

LABWARE

НеваРеактив

KartellLABWARE

Kartell, seit über 60 Jahren Marktführer im Bereich des Industriedesigns
Kartell, more than 60 years as leader in industrial design
Kartell, является лидером промышленного дизайна уже более 60 лет

НеваРеактив



KARTELL® ABTEILUNG LABWARE

Das Unternehmen wurde im Jahr 1949 gegründet und gehörte zu den ersten europäischen Herstellern von Designmöbeln, Einrichtungs-elementen und Wohnaccessoires, die Kunststoff zum Einsatz kommen ließen. Die Leitlinie dieser sechzig Jahre währenden Geschäftstätigkeit ist die Idee, technologische und industrielle Aspekte, die notwendig sind, um die wirtschaftlichen und sozialen Anforderungen zu erfüllen, mit kulturellem und ästhetischem Anspruch zu verbinden. In diesem Sinne ist Kartell einer der wichtigsten Vertreter des Industriedesigns im italienischen und internationalen Unternehmenspanorama. Ende der 50er Jahre haben die Fortschritte bei technologisch-planerischen Experimenten mit großer Intuition zur Gründung der **Abteilung Labware** geführt, der technischen Laborbedarf entwickeln und fertigen sollte. Hier sollten Materialien wie Polypropylen, Polyester, Polyethylen zum Einsatz kommen, um dem Kunststoff - aufgrund des geringen Gewichts, der Haltbarkeit, der Wirtschaftlichkeit und Sicherheit - als leistungsfähige Alternative zum Glas zum Durchbruch zu verhelfen. Die Wahl des Kunststoffmaterials richtet sich nach der jeweiligen Anwendungen des Artikels, daher sind während des Produktionsprozesses Aspekte wie Konzentrationen und Kontaktzeiten mit den chemischen Mitteln, die Alterung, thermische Belastungen, die Aggressivität der Reinigungsmittel, die Wirkung von UV-Strahlen, Sterilisationen und andere Umweltwirkungen wichtig. Die Qualität steht seit den Anfängen stets im Vordergrund und dies hat dazu geführt, dass Kartell 1996 nach ISO 9001 zertifizierte wurde. Auch in der Zukunft wird das Streben nach Qualität für Kartell vorrangig sein.

KARTELL® LABWARE DIVISION

Kartell, founded in 1949, was one of the first companies in Europe to begin transforming plastic materials and using them to create and produce designer furniture, furnishing objects and household accessories. In the last 60 years Kartell's main objective has been to take the technological and industrial aspects of plastic - a consideration necessary in today's economic and social environment - and combine them with a cultural and aesthetic approach. In this sense, Kartell has emerged as a true innovator amongst Italian and international companies. At the end of the 1950's this technological development led naturally to the birth of the **Labware Division**, a section of Kartell that supplies products specifically for the laboratory market. The division uses raw materials, such as Polypropylene, Polystyrene and Polyethylene, to their best possible advantage, creating many products that are lightweight, highly resistant, inexpensive and the natural alternatives to glass. The choice of the plastic to be used obviously depends on the individual application. For this reason it is necessary to consider important factors such as chemical concentration, contact time, ageing effects, thermal stress, aggressiveness of detergents, UV radiation exposure, sterilisation and other environmental effects. It is this commitment to quality that led to Kartell being granted ISO 9001 certification in 1996, and will continue to be its driving force into the future.

KARTELL® ОТДЕЛА ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Основанная в 1949 г. Kartell стала одной из первых компаний в Европе, начавших перерабатывать пластические материалы и использовать их для производства дизайнерской мебели, деталей обстановки и предметов домашнего обихода. Последние 60 лет основной философией компании является объединение технологических и промышленных аспектов, необходимое для удовлетворения всех особых экономических и социальных, культурных и эстетических потребностей, существующих в настоящее время. В этом аспекте Kartell является одним из лидеров промышленного дизайна среди итальянских и международных компаний. В конце 1950-х годов развитие технологического проектирования и экспериментальных исследований естественным образом положило начало развитию **отдела Лабораторного оборудования**, подразделения компании Kartell, необходимого для обеспечения лабораторий техническими изделиями, способного наилучшим образом использовать полезные свойства такого сырья, как полипропилен, полистирол и полиэтилен, создавая легкую, стойкую и недорогую продукцию, служащую естественной альтернативой стеклу. Выбор используемого пластического материала, безусловно, зависит от конкретных целей применения; поэтому, в производственном процессе необходимо учитывать такие важные факторы, как концентрацию химических веществ, время контакта, износ, термические воздействия, агрессивное действие детергентов, УФ-облучение, стерилизацию и другие внешние воздействия. Это обязательство, которое привело компанию Kartell к получению сертификации ISO 9001 1996 г., и в будущем также останется ее движущей силой.



ZERTIFIZIERUNG DER UNTERNEHMENSQUALITÄT: ISO 9001

Im Jahr 1996 entschließt sich Kartell zur Zertifizierung des firmeneigenen Qualitätsmanagementsystems nach UNI EN ISO 9001:1994.

Im Jahr 2005 passt Kartell das firmeneigene Qualitätsmanagementsystem an die Anforderungen der Norm UNI EN ISO 9001:2000 an.

Im Jahr 2008 erneuert das Unternehmen die Zertifizierung nach ISO 9001:2000.

Im Jahr 2010 passt Kartell den Zertifizierungsstandard der Norm UNI EN ISO 9001:2008 an. Diese Zertifizierung wurde vom I.I.P., dem ISTITUO ITALIANO DEI PLASTICI, einer bei der SINCERT und der CISQ, dem italienischen Verband zur Zertifizierung von Managementsystemen, zugelassenen Zertifizierungsstelle verliehen.

2017 bringt Kartell seinen Zertifizierungsstandard auf den Stand der Norm UNI EN ISO 14001:2015.

Der CISQ ist Mitglied im IQNET - THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK - einer überstaatlichen Stelle, die die gegenseitige Anerkennung der ISO-Standards in den verschiedenen Ländern weltweit gewährleistet. Der Erhalt und die Aufrechterhaltung der erhaltenen Zertifizierung wurde durch den Einsatz und das ständige Engagement sämtlicher betroffener Unternehmensbereiche ermöglicht und bezeugt das ständige Streben nach einem immer höheren Qualitätsstandard für die betrieblichen Abläufe. Eine Kopie des Qualitätszertifikats können Sie auf der Unternehmenswebseite www.kartelllabware.com herunterladen.

COMPANY QUALITY CERTIFICATION: ISO 9001

In 1996, Kartell decided to certify its Corporate Quality Management System in compliance with UNI EN ISO 9001:1994 standards.

In 2005, the company aligned its Quality Management Systems with the standard UNI EN ISO 9001:2000.

In 2008, the company renewed its ISO 9001:2000 certification.

In 2010 Kartell updated its certification standard and is now UNI EN ISO 9001:2008 certified. A guarantor for this certification process is the I.I.P. (Italian Institute of Plastics), which is itself accredited by SINCERT and CISQ, the Italian federation of accreditation bodies for Quality Management Systems.

In 2017, Kartell will update its certification standard to UNI EN ISO 9001:2015.

CISQ is part of IQNET (International Certification Network), a supranational body which guarantees mutual recognition of the ISO standard in countries worldwide. The attainment and maintenance of this certification, made possible by the commitment and perseverance of all company offices involved, testifies to the continued research into ever higher levels of quality in company management systems. A copy of the Quality Certification can be downloaded from the corporate website www.kartelllabware.com

КОРПОРАТИВНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА: ISO 9001

В 1996 г. компания Kartell приняла решение со сертификации своей Корпоративной систему управления качеством в соответствии с нормами UNI EN ISO 9001:1994.

В 2005 г. компания реорганизовывает Корпоративную систему управления качеством в соответствии с нормами UNI EN ISO 9001:2000.

В 2008 г. компания обновляет сертификацию ISO 9001:2000.

В 2010 г. Kartell изменяет систему сертификации, перейдя на использование стандарта UNI EN ISO 9001:2008. Гарантом указанного процесса сертификации выступает I.I.P. – ИТАЛЬЯНСКИЙ ИНСТИТУТ ПЛАСТИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ – организация, аккредитованная в рамках международной сети органов по аккредитации SINCERT и Итальянской федерации органов сертификации систем корпоративного управления CISQ.

В 2017 г. Kartell обновит сертификацию стандарта до UNI EN ISO 9001:2015.

CISQ входит в состав IQNET – МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕРТИФИКАЦИОННОЙ СЕТИ – международной сети, гарантирующей признание стандарта ISO в различных странах мира. Получение и поддержание полученной сертификации стало возможным, благодаря усилиям и постоянству всех участвовавших подразделений компании, и является свидетельством непрекращающихся стремлений к достижениям все более высоких уровней качества управления компанией. Копию сертификата качества можно скачать на сайте компании www.kartelllabware.com



CERTIFICATION N. 694

Si certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di **KARTELL SPA** (via delle Industrie, 1 - 20082 Noviglio (MI)) UNI EN ISO 9001:2015

è conforme alla norma ISO 9001:2015 per le seguenti attività: Design, industrializzazione e produzione di accessori e componenti d'arredo. Progettazione e produzione di articoli tecnici di laboratorio.

Design, industrializzazione e produzione di accessori e componenti d'arredo. Progettazione e produzione di articoli tecnici di laboratorio.

Place emission: 14/03/2016
Emission courtois: 26/01/2017
Expiration: 02/06/2022

ACCREDITAZIONE
IIP S.p.A. - Via Feltrina 1 - 20090 Noviglio (MI)
CISQ



CERTIFICATE

CISQ/IFP S.r.l. as an IQNet Partner hereby states that the organization **KARTELL SPA** (via delle Industrie, 1 - 20082 NOVIGLIO (MI))

for the following scope: Design, industrialization and production of finishing accessories. Design and production of laboratory technical items.

has implemented and maintains a Quality Management System which fulfills the requirements of the following standard: **ISO 9001:2015**

Issued on: 2017/07/09
First issued on: 2008/02/14
Registration Number: IT-16387 IIP 694



Michael Orzechowski
President of IQNET



Die Claudio Previero
President of CISQ

MEMBER STATES: Austria (Austria), Belgium (Belgium), Bulgaria (Bulgaria), Canada (Canada), China (China), Czech Republic (Czech Republic), Denmark (Denmark), Finland (Finland), France (France), Germany (Germany), Greece (Greece), Hungary (Hungary), India (India), Italy (Italy), Japan (Japan), Korea (Korea), Lithuania (Lithuania), Mexico (Mexico), Netherlands (Netherlands), Norway (Norway), Poland (Poland), Portugal (Portugal), Romania (Romania), Slovakia (Slovakia), Spain (Spain), Sweden (Sweden), Switzerland (Switzerland), Taiwan (Taiwan), Thailand (Thailand), Turkey (Turkey), United Kingdom (United Kingdom), USA (USA), Vietnam (Vietnam).
* The list of IQNet partners is valid in the case of the member's signed certificate in the IQNet website www.iqnet-certification.com

ZERTIFIZIERUNGEN: ISO 14001: 2004

WIEDERWERWERTBARKEIT

Wiederverwertbarkeit, Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit - kurz gesagt, Respekt für die Umwelt - sind Themen, die für die Weltgemeinschaft von Bedeutung sind. Und es mag widersprüchlich scheinen, im Zusammenhang mit Produktionen, deren gemeinsamer Nenner Kunststoffe sind, von der Umwelt zu sprechen. Doch entgegen der allgemeinen Vorstellungen sind die Produktionen von Kartell absolut recycelbar: so sind zur Vereinfachung des Recyclingprozesses die verschiedenen Komponenten der Produkte von Kartell leicht voneinander zu trennen und lassen sich in Elemente aus jeweils nur einem Material zerlegen; darüber hinaus sind die Plastikteile aller Produkte im Sinne der DIN-Norm 6120, Teil 2, mit einem Identifizierungssymbol gekennzeichnet, das ihre Erkennung ermöglicht und das Recycling erleichtert.

DIN 6120 TEIL 2 - DIE RECYCLING-SYMBOLS



Code identifiziert die Verbindung gemäß folgender Tabelle:

01	02	03	04	05	06	07
PET	PE-HD	PVC	PE-LD	PP	PS	O

ZERTIFIZIERUNG ISO 14001: 2004

Im Jahr 2011 erlangt Kartell die Zertifizierung nach UNI EN ISO 14001: 2004 für das Aufrechterhalten eines effizienten Umweltmanagementsystems. Dieser weltweit anerkannte internationale Standard wurde vor etwa 10 Jahren entwickelt und definiert die Entwicklungs- und Implementierungsparameter für Unternehmensprozesse mit dem Ziel der Einrichtung eines wirksamen Umweltmanagementsystems.

WOFÜR STEHT ISO 14001: 2004?

Diese Zertifizierung belegt, dass das zertifizierte Unternehmen über ein Managementsystem verfügt, das sich für die Kontrolle der Auswirkungen auf die Umwelt seiner Aktivitäten eignet, und dass seine Bemühungen um eine nachhaltige, effiziente und kohärente Verbesserung systematisch fortsetzt. Die Zertifizierung ISO 14001 ist nicht zwingend vorgeschrieben, das Unternehmen hat sich aus freien Stücken zu diesem Schritt und damit zur Definition, Umsetzung, Aufrechterhaltung und Verbesserung des eigenen Umweltmanagementsystems entschlossen. Designerprodukte erstklassiger Qualität herstellen, die sicher und zuverlässig, wenig umweltbelastend und recycelbar sind. Dieser Herausforderung auf vorbildhafte Weise zu begegnen, das wird Kartells Aufgabe in den kommenden Jahren sein. 2017 passt Kartell den Zertifizierungsstandard der Norm UNI EN ISO 14001:2015 an.

CERTIFICATIONS: ISO 14001: 2004

RECYCLABILITY

Recyclability, sustainability, eco-compatibility - in a nutshell, respect for the environment - these are the themes which the world community takes very much to heart. It may seem absurd to talk about environment in terms of productions having plastic materials as their common denominator. Nevertheless, contrary to common belief, Kartell products are perfectly recyclable. To simplify the recycling process, in fact, the various components of Kartell products can be easily separated out and traced back to their single material elements. The plastic parts of each product also bear clear identification markings in accordance with the DIN 6120 specification, part 2, just so that they can be correctly identified and to facilitate recycling.

DIN 6120 PART 2 - RECYCLING SYMBOLS



The code within the logo identifies the compound in accordance with the following table:

01	02	03	04	05	06	07
PET	PE-HD	PVC	PE-LD	PP	PS	O

ISO 14001 CERTIFICATION: 2004

In 2011 Kartell achieved UNI EN ISO 14001: 2004 certification for its support of an effective Environmental Management System, an international standard recognised throughout the world and developed about 10 years ago which defines development and implementation parameters in corporate processes in order to achieve an effective environmental management system.

WHAT IS ISO 14001: 2004?

This certification attests that the organization certified has implemented a management system capable of controlling environmental impact in its own business and systematically endeavours to improve it in a sustainable, effective and consistent manner. ISO 14001 certification is not obligatory but is the result of the voluntary choice of the Company which decides to define, implement, maintain and improve its own environmental management system. The production of high quality, safe and reliable design products with low environmental impact and which are recyclable. This is the challenge that Kartell is called upon to come to grips with as protagonist in the coming years. In 2017, Kartell will adapt the certification standard to UNI EN ISO 14001:2015.

СЕРТИФИКАЦИИ: ISO 14001: 2004

ПРИГОДНОСТЬ К ПЕРЕРАБОТКЕ

Пригодность к переработке, устойчивость, экосовместимость - одним словом: уважение к окружающей среде - вот темы, широко обсуждаемые мировым сообществом. И возможно упоминание окружающей среды в связи с производством изделий, общим знаменателем которых являются пластиковые материалы, кажется противоречивым. Однако в противоположность сложившемуся мнению изделия компании Kartell полностью пригодны к переработке для вторичного использования: для упрощения процессов переработки изделия Kartell легко разбираются по компонентам, в результате чего получают элементы из мономатериалов; на пластиковые детали каждого изделия наносится четкая идентификационная маркировка в соответствии со стандартом DIN 6120, часть 2, обеспечивающая безошибочность распознавания материала и упрощающая переработку.

DIN 6120 ЧАСТЬ 2 - ОБОЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ



Код внутри лого обозначает компонент согласно следующей таблице:

01	02	03	04	05	06	07
PET	PE-HD	PVC	PE-LD	PP	PS	O

СЕРТИФИКАЦИЯ ISO 14001: 2004

В 2011 г. для обеспечения эффективной системы управления в области экологии компания Kartell получила сертификацию UNI EN ISO 14001: 2004, международного стандарта, признанного во всем мире, разработанного около 10 лет назад и определяющего параметры разработки и выполнения корпоративных мероприятий для организации эффективной системы управления в области экологии.


ЧТО ТАКОЕ ISO 14001:2004?

Эта сертификация означает, что система управления организации, получившей сертификат, обеспечивает контроль за воздействиями на окружающую среду, возникающими вследствие ее деятельности, а также систематическое проведение исследований по их постоянному эффективному и последовательному снижению. Сертификация ISO 14001 не является обязательной, представляя собой результат добровольного выбора компании, решившей разработать, внедрить, поддерживать и улучшать собственную систему управления в области экологии. Производить изделия повышенного качества по собственным разработкам, прочные и надежные, пригодные для переработки, с низким воздействием на окружающую среду. Это матч будущего, в котором компанию Kartell приглашают выступить в главной роли. В 2017 г. Kartell примет сертификацию стандарта UNI EN ISO 14001:2015.

IIP
CERTIFICATO N. 170
Si certifica che il Sistema di Gestione Ambientale di
We hereby certify that the Environmental Management System operated by
KARTELL S.P.A.
UNITE OPERATIVE / OPERATIVE UNITS
UNI EN ISO 14001:2004
per le seguenti attività
EA14
Design, gestione dell'attività di produzione di accessori e complementi di arredo e di design attraverso la trasformazione della materia plastica, del metallo e del legno. Progettazione e gestione delle attività di produzione di articoli tecnico per laboratori attraverso la trasformazione della materia plastica.
Design, production management of furnishing and design accessories through the transformation of plastic, metal and wood materials.
Design and production management of technical laboratory items through the transformation of plastic materials.

IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
CERTIFICATE
KARTELL S.P.A.
Design, production management of furnishing and design accessories through the transformation of plastic, metal and wood materials.
Design and production management of technical laboratory items through the transformation of plastic materials.
has implemented and maintains a
Environmental Management System
which fulfills the requirements of the following standard
ISO 14001:2004
Issued on: 2014/10/23
Expiry date: 2018/01/12
IP certified since: 2012/01/13
Registration Number: IT-58594


15		PLASTILAB® ALLGEMEINE LABORANWENDUNGEN	GENERAL PURPOSE LABWARE	ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
35		FLASCHEN UND ZUBEHÖR	BOTTLES AND ACCESSORIES	БУТЫЛКИ И ЕМКОСТИ
47		VOLUMENMESSGERÄTE	GRADUATED AND VOLUMETRIC PLASTICWARE	ГРАДУИРОВАННАЯ И МЕРНАЯ ПОСУДА
55		MIKROSKOPIE UND MIKROBIOLOGIE	MICROSCOPY AND MICROBIOLOGY	МИКРОСКОПИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ
63		FILTRIERUNG UND VAKUUM – PUMPEN	FILTRATION AND VACUUM - PUMPS	ВАКУУМНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ - НАСОСЫ
69		KLEMMEN UND HALTER	CLAMPS AND SUPPORTS	ЗАЖИМЫ И ДЕРЖАТЕЛИ
73		PIPETTEN UND ZUBEHÖR	PIPETTES AND ACCESSORIES	ПИПЕТКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

PLASTILAB®REAGENZGLÄSER,
RÖHRCHEN UND
ZUBEHÖRTEST TUBES
AND ACCESSORIESПРОБИРКИ И
АКСЕССУАРЫ

79

KRANKENHAUSARTIKEL

HOSPITAL WARES

МЕДИЦИНСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

85

FLUOROWARE

FLUOROWARE


ИЗДЕЛИЯ ИЗ
ФТОРИСТОГО
ПЛАСТИКА

89

DISPOLAB®

EINMAL-KÜVETTEN


DISPOSABLE ITEMS

ОДНОРАЗОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ


99

LIQUID HANDLING

131

TECHNOKARTELL®

145

TECHNICAL MANUAL

151

ALPHABETISCHES
STICHWORTVERZEICHNIS

A

Abdampfbehälter	98
Abdeckhaube Für Mikroskop	61
Abkürzungen, Temperaturen Und Chemische Beständigkeit Der Kunststoffmaterialien	152
Absperrhähne	22
Absperrventil Für Vakuum	66
Abtropfständer Für Glaswaren	70
Ampulle Für Flüssigzintillation	103
Analysetrichter	67
Anbaureagenzglasgestell	81
Aufbewahrungsständer Für Chirurgisches Besteck Und Thermometer	87
Augenwaschflasche Nahtlos M45	44
Autoklavierbare Mikropipetten Mit Festem Volumen - Fixopet	137
Autoklavierbare Mikropipetten Mit Festem Volumen - Labofix	139
Autoklavierbare Mikropipetten Mit Variablem Volumen - Pluripet	136
Autoklavierbare Mikropipetten Mit Variablem Volumen - Pluripet li	140
Automatischer Pipettenwascher	74

B

Band	94
Becher	95
Becher Für Kranke	86
Behälter Für Klistierspritze	87
Behälter Für Urinproben Und Biologische Proben	109
Behälter Mit Angehängtem Deckel	26
Behälter Mit Angehängtem Deckel	60
Behälter Mit Aufsteckkappe	61
Behälter Mit Schnappdeckel	110
Behälter Mit Schraubverschluss	26
Behälter Mit Schraubverschluss	60
Behälter Mit Schraubverschluss	108
Bettpfanne	87
Blattrührer	28
Blutsenkungssystem	110
Box Für 4 Einsätze	59
Büchnertrichter	66
Bürettenklemmen	71

C

Chemische Beständigkeit	154-156-158
Chemische Beständigkeit Der Kunststoffmaterialien Nach Art Der Chemischen Substanzen	153

D

Deckel Für Probenbecher	104
Deckel Für Schubfach	56
Dichtungsringe	65
Dickwandige Enghalsflaschen	45
Dickwandige Weithalsflaschen	45
Digitale Bürette "Technorate"	135
Digitalthermometer (Vertex)	147
Doppelpumpe Mit Netz	25
DosilaB	134
Dosipet	132
Dosipet B	132
Dosipet HF	133
Dosipet S	133
Dosipet Zubehör	133
Dreiweg-Verbinder	17
Durchflussmesser Mit Flügelrad	18

Durchflussmesser Mit Kugel	18
E	
Eigenschaften Und Vorteile	96
Eimer Mit Ausguss	31
Einbettkassette Für Histologie, Uni-Typ	126
Einbettkassetten Typ Mega	127
Einbettringe	127
Einmal-Küvetten Für Spektrophotometrie	100
Einsatz Für Das Einfärben Von Objektträgern	58
Einteilige Verbinder, Gerade	17
Einweg-Petrischalen	126
Einweg-Reagenzgläser	106
Einweg-Reagenzgläser, Mit Rand	106
Einweg-Spitzen Für Automatische Mikropipetten	111
Einwegspritzen Für Dispenser/Verdünner	129
Einweg-Tropfpipetten Typ Pasteur	125
Eisbehälter	29
Eisbehälter	83
Elektromagnetischer Rührer Mit Heizplatte Modell Tk22	146
Elektromagnetischer Rührer Mit Heizplatte Modell Tk23	147
Elektromagnetischer Rührer Modell Tko	148
Elektronischer Zeitmesser	22
Enghalsflaschen - Dunkelgrau	37
Enghalsflaschen, Genormter Hals, Ohne Verschluss	38
Erlenmeyerkolben	53
Ersatzteileset Und Zubehör - Pluripet/ Fixopet	137
Exsikkator-Einsätze	64
F	
Färbetrog	58
Färbetrog Nach Hellendahl	58
Färbetrog Typ Schifferdecker	59
First Eyd - Erst-Hilfe-Set Für Die Augen	44
Flaschen	95
Flaschen Mit Druckdispenser	40
Flaschen Mit Graduiertem Dispenser Und Verstellbarem Volumen	43
Flaschen Mit Sicherheitsverschluss	37
Flaschen Mit Tropfenzähler (Tropfflasche) Ranvier-Typ	41
Flaschen Mit Zerstäuber	40
Flaschenträger	43
G	
Gassammelbeutel	24
Gebläseball Für Vakuum Mit Zwei Ventilen	25
Gebläseball Mit Ventil Und Schlauch	25
Gefäss Für Coulter®-Zähler	103
Gelenkverbinder	91
Genormte Stopfen Für Kolben Din 168	53
Gerinnungshäkchen	125
Gestell Für Mikroprobenröhrchen	103
Gestell Für Mikroreagenzgläser	81
Gewebe-Grinder	27
Gezahnte Pistillen	27
Graduierte Becher Niedrige Form	97
Graduierte Büretten	54
Graduierte Enghalsflaschen	36
Graduierte Flasche	43

Graduierte Konische Becher	51
Graduierte Konische Reagenzgläser	107
Graduierte, Konische Reagenzgläser Für Die Zentrifuge	
Graduierte, Konische Zentrifugengläser	80
Graduierte, Konische Zentrifugengläser	80
Graduierte Messbecher, Niedrige Form - Klasse B	50
Graduierte Messbecher, Niedrige Form - Klasse B	50
Graduierte Micro Probenröhrchen	102
Graduierte Weithalsflaschen	36
Graduierte Weithalsflaschen, Genormt	37
Graduierte Weithalsflaschen, Genormt	38
Graduierte Zylinder, Hohe Form - Klasse B	48
Graduierte Zylinder, Hohe Form - Klasse B	48
Graduierte Zylinder Niedrige Form	49
Graduierte Zylinder Niedrige Form	49
Grauer Kasten	31
Grosse Enghalsflaschen	96
Grosse Enghalsflaschen	97
Grosse Flaschen Mit Ablasshahn	45
Gummi-Pipettierbälle Mit 3 Ventilen Und Adapter	76
H	
Halbmondrührer Für Rundkolben	90
Halter Für Imhofftrichter	54
Halter Für Objektträger Und Deckel	56
Halter Für Sicherheitsbox	32
Halter Für Sicherheitsbox	84
Hand-Vakuumpumpe Mityvac	66
Hitzegriffschutz (Hot-Grip)	26
I	
Imhofftrichter Zur Sedimentation	54
Inhalt 0,1-10 µL	114
Inhalt 0,5-10 µL	114
Inhalt 0,5-10 µL	120
Inhalt 0,5-10 µL	122
Inhalt 1-30 µL	122
Inhalt 1-100 µL	123
Inhalt 2-20 µL	114-122
Inhalt 2-200 µL	114-120-123
Inhalt 2-300 µL	116
Inhalt 5-100 µL	123
Inhalt 5-200 µL	115-116
Inhalt 5-300 µL	123
Inhalt 10-300 µL	116
Inhalt 100-1000 µL	116-117-120-124
Inhalt 101-1000 µL	124
Inhalt 200-1000 µL	117
Inhalt 250-1000 µL	117-118
Inhalt 250-1000 µL	118
Inhalt 1000-5000 µL	118-119
Inhalt 2000-10000 µL	119
K	
Kanister Mit Ablasshahn	46
Kegelschliffklammern	71
Kegelstopfen	23
Kegelstopfen	24-94
Kegelstopfen (Konische Stopfen)	52
Kegelstopfen Mit Einer Und Zwei Bohrungen	23
Kegelstopfen Mit Zwei Schlauchanschlüssen	23
Kompatibilität Der	

Kartell-Filterspitzen	121
Kompatibilität Der Kartell-Spitzen Mit Den Gebräuchlichten Marken Von Mikropipetten	112
Kompatibilität Der Kartell-Spitzen Mit Den Gebräuchlichten Marken Von Mikropipetten	113
Kompatibilität Lose Kartell-Spitzen	112
Komplettpaket Mit 5 Schubfächern Mit Deckel Ohne Halter	56
Konische Zentrifugengläser	80
Kreuzverbinder	17
Kristallisierschale	95
Kühlbox	32
Küvette Für Olli®	104
Küvetten Für Die Spektrophotometrie	100
Küvettenständer	101
Küvetten Uv Grade	100
L	
Labofill - Kabelloses Elektronisches Pipettenfüllgerät Labofill	143
Laborartikel Aus PFA	96
Laborartikel Aus PTFE	90
Laborschläuche Isoflex	19
Laborspatel	71
Langstielige Trichter	67
Leere Boxen Für Filterspitzen Im Rack	124
Leere Boxen Für Nachfüllpackung	119
Leere Durchscheinende Boxen Für Nachfüllpackung	119
Lichtgeschützte Box Für 25 Objektträger	59
Lose Im Beutel	111
“L”-Stäbe	126
“L”-Verbinder	16
M	
Magnetisierte Stäbe	93
Magnetrührer Modell Tk6 - Modell Tk15	148
Magnetührstäbchen	91
Magnetührstäbchen Dreieckig	93
Magnetührstäbchen Ellipsenform	92
Magnetührstäbchen Hantelform	92
Magnetührstäbchen Kugel	92
Magnetührstäbchen Mit Mittelring	93
Magnetührstäbchen Rund Mit Kreuzkopf	92
Magnetührstäbchen Stern	93
Mehrkanalige Mikropipetten Mit Variablem Avolumen - Multipet	138
Messbecher Mit Griff, Hohe Form	51
Messbecher Mit Griff, Niedrige Form	51
Messbecher, Niedrige Form Mit Blauer Graduierung - Klasse B	50
Messbecher, Niedrige Form Mit Blauer Graduierung - Klasse B	50
Metallschalen Für Die Histologie	128
Mikroreagenzgläser	102
Mikroreagenzglas Mit Stopfen Für Cobas-Bio® Und Cobas Mira®	102
Mikroreagenzplatten/Platten Für Mikrotiterplatten	124
Minifix	141
Minutenzähler	22
Minutenzähler Und Zählrohr	22
Mit Rippen Versehene Vertiefungen Für Einweg-Reagenzgläser	106
N	

Nachfüllbox	111
Niedriger Ablagekasten Mit Griffen Und Drainageöffnungen	31
Nierenschale	86
Normierte Enghalsflaschen	38
Normierte Verschlüsse Für Flaschen Vom Typ Din 168	38-39
O	
Objektträgerbox	57
Objektträgerschränkchen	56
Objektträgerspender	57
Objektträgerablett	58
Orangefarbene Schläuche K32	20
P	
Packung Mit 4 Rollen	56
Pasteurpipette	125
Pinzetten	71
Pipettensaugbälle Mit Rand	25
Pipettenständer	75
Pipetten-Tischständer	72-77
Pipettierhilfe	77
Pipettier- Und Dosierhilfe, Für “Vadosa”-Pipetten	77
Probenbecher Für Boehringer Es 300®, Es 600®	103
Probenbecher Für Centrifchem®, Technicon®, Beckman®	104
Probenbecher Für Technicon®, Beckman®, Konelab®	104
Probenbehälter	98-107
Probenröhrchen	98
Properties And Advantages	96
Pulvertrichter	28
Pumpen Für Visköse Flüssigkeiten	67
R	
Rack	111
Reagenzgläser	94
Reagenzgläser Mit Schraubverschluss	105-109
Reagenzglasgestell Mikro (1,5 Mi)	82
Reagenzglasgestell Mit Zwei Etagen	83
Reagenzglasgestell Mit Zwei Und Drei Etagen	83
Rechteckige, Graduierte Weithalsflaschen	36
Rechteckige Schalen	29
Reinigung Von Kunststoffartikeln Im Labor	160
Rührspatel	29
Rührstäbchen, Zylindrisch	91
Rundbodenbehälter	98
Runder Pipettenhalter	75
Rundkolbenständer	72
S	
“Sauberer” Und Ökologischer Kunststoff	153
Säurefeste Schale	30
Schale Mit Acht Vertiefungen	61
Schale Mit Drei Runden Vertiefungen	61
Schalen	95
Schaufeln	19
Schillingbüretten	54
Schläuche	20-21
Schläuche K30	20
Schläuche K70	20
Schläuche K120 Für Vakuum	21
Schlauchwähler	21
Schliffmanschette Für Kegelschliffstopfen	94

Schubfachgerechtes Ablageblett Für Pipetten	76
Schüssel	30-88
Schutzschirme	23
Schwämme Für Einbettkassetten	127
Segmente Für Cobas Mira® Systeme	101
Selbstklebeetiketten	42
Serologische Pipetten	130
Seropet	142
Set Mit 7 Filteradaptoren (Guko)	24
Sicherheitsbox	32-84
Sicherheitspipettier- Und - Dosierhilfe	77
Siebeinlage Für Büchnerfilter	66
Spatel Für Küvetten	101
Spitze 200 µl – Schlanke Form	115
Spritzflasche	97
Spritzflaschen	40
Spritzflaschen Mit Weitem Hals Und Integriertem Steigrohr	41
Spritzflaschen Nahtlose Ausführung	41
Stangenrührer	28
Stapelbare Kanister	46
Stapelbarer Kasten	31
Stapelbarer Kasten Niedrige Serie	30
Stativplatte Mit Stange	72
Sterile Einwegspitzen Mit Filter Für Mikropipetten	121
Sterile Impfschlingen	125
Sterilisation Von Kunststoffmaterialien Im Labor	160
Sterilisierindikator	33
Stopfen Für Küvetten	101
Stuhlprobenbehälter	108
Stuhlprobenbehälter Mit Schraubverschluss	108
Stuhlprobenbehälter	108
T	
Tablets Für Reagenzgläser	83
Tablets Und Schalen	30
Tarierte Kolben	97
Tarierte Kolben Mit Schraubverschluss	52
Tarierte Kolben Mit Stopfen	52
Technorate-Zubehör	135
Trichterhalter	70
Trichterhalter Für Scheidetrichter	70
Trinkhalm Für Kranke	86
Trockenrohre, Konisch Zulaufend	18
Turbinenrührer	27
“T”-Verbinder	16
U	
Uhrglasschale	27
Uhrglasschalen	91
Umfülltrichter	28
Universalablageblett Für Pipetten	76
Universaleinsatz Für Objektträgerhalter	59
Universalpipettierhilfe	76
Universalreagenzglasgestelle	82
Untersatz Zum Verbinden Der Reagenzglasgestelle	81
Urinflasche Für Männer Mit Verschluss	87
Urinprobenbehälter Mit Schraubverschluss	109
Urinsammelflasche	86-87
Urinsammelkanister	87

ALPHABETISCHES STICHWORTVERZEICHNIS

V	
Vakuumfiltration Exsikkator	64
Ventil Für Exsikkator	65
Verbinder Für Schläuche Mit Unterschiedlichem	17
Verbindungsstücke Für Schläuche	16
Versandbox Für Objektträger	57
Versandmappchen Für Objektträger	57
Verschlüsse Für Einweg-Reagenzgläser	106
Verschlüsse Für Reagenzgläser	81
Verschlüsse Für Spritzflaschen	39
Verschluss Mit Kurzer Spitztülle	39
Verschluss Mit Langer Spitztülle	39
Versehen Mit Graduiertem Trenntrichter.	53
Vortex-Schüttler Für Reagenzgläser Und Röhrchen Modell Tk3s (Mit Einstellbarer Schüttelfrequenz)	149
W	
Wägegläser	26
Wasserstrahlvakuumpumpe	65
Wendeverchlüsse	24
Wiegeschalen	128
Y	
“Y”-Verbinder	16
Z	
Zungenspatel	86
Zusätzliches Schubfach Ohne Halter	56
Zweiteilige Verbinder, Gerade	18
Zylinderförmiger Behälter Für Pipetten	75
Zylinderförmige Reagenzgläser	105
Zylinder, Hohe Form, Mit Blauer Graduierung - Klasse B	48
Zylinder, Hohe Form, Mit Blauer Graduierung - Klasse B	49
Zylindrische Behälter Mit Verschluss	42
Zylindrische Zentrifugengläser	80
Zylindrische Behälter Mit Geriffelter Verschlusskappe	60

ALPHABETICAL INDEX

#	
4 Way Connector	17
25 Slides Staining Trough	59
120° “Y” Tapered Connectors	17
A	
Abbreviations, Temperature And Chemical Resistance Of Plastics	152
Adhesive Labels	42
Adjustable Volume Dispenser Bottles	43
Analytical Funnels	67
Aspirator Bottles, Heavy Duty	45
B	
Balance Boats	128
Base Plate For Test Tube Racks	81
Beakers	95
Bed Pan	87
Bench Pipette Holder	72-77
Blue Graduated Beakers, Low Form - Class B	50
Blue Graduated Measuring Cylinders Tall Form - Class B	48
Blue Graduated Measuring Cylinders Tall Form - Class B	49
Boehringer Es 300®, Es 600® Sample Cup	103
Bottle-Carriers	43
Bottles	95

ALPHABETICAL INDEX

Bucket With Spout	31	Bellow Type	125
Bulk Bag	111	Disposable Petri Dishes	126
Burette Clamps	71	Disposable Stirrer For Cuvettes	101
C		Disposable Syringes For Dispenser / Diluter	12
Capacity 0,1-10 µL	114	Disposable Tubes	106
Capacity 0,5-10 µL	114-120	Dosilab	134
Capacity 0,5-10 µL	122	Dosipet	132
Capacity 1-30 µL	122	Dosipet Accessories	133
Capacity 1-100 µL	123	Dosipet B	132
Capacity 2-20 µL	114-122	Dosipet Hf	133
Capacity 2-200 µL	114-120-123	Dosipet S	133
Capacity 2-300 µL	116	Double Ball With Net	25
Capacity 5-100 µL	123	Douche Cans Or Irrigators	87
Capacity 5-200 µL	115	Draining Rack	70
Capacity 5-200 µL	115-116	Drawer Lid	56
Capacity 5-300 µL	123	Drinking Straw	86
Capacity 10-300 µL	116	Dropping Bottles - Ranvier Type	41
Capacity 100-1000 µL	116-117-120-124	Dropping Bulbs With Rim	25
Capacity 101-1000 µL	124	Drying Tubes - Tapered	18
Capacity 200-1000 µL	117	E	
Capacity 250-1000 µL	117-118	Embedding Rings	127
Capacity 250-1000 µL	118	Empty Boxes For Racked Pipette Filter Tips	124
Capacity 1000-5000 µL	118-119	Empty Boxes For Refill	119
Capacity 2000-10000 µL	119	Erythrocyte Sedimentation Rate System	110
Cap For Cuvettes	101	Evaporating Dishes	98
Capsules	95	F	
Centrifichem®, Technicon®, Beckman® Sample Cup	104	Faeces Container	108
Centrifuge Tubes, Cylindrical	80	Filtration And Vacuum Desiccators	64
Chemical Resistance	154-156-158	Fine Tip 200 µL	115
Clamps For Glass Joints	71	Finned Plugs For Disposable Tubes	106
“Clean” And Ecological Plastics	153	First Eyd Emergency Eye Wash Station	44
Cleaning Plastic Laboratory Ware	160	Fixed Volume Autoclavable Micropipettes - Fixopet	137
Cobas Mira® Multi-Cuvettes	101	Fixed Volume Autoclavable Micropipettes – Labofix	139
Colorimetric 8 Cell Tray	61	Flow Indicator, Ball	18
Colorimetric Tray	61	Flow Indicator, Paddle Wheel	18
Conical 1 And 2 Hole Stoppers	23	Forceps	71
Conical Centrifuge Tubes	80	Frigo Box, Square	32
Conical Centrifuge Tubes, Graduated	80	Funnel Holder	70
Conical Erlenmeyer Flasks	53	Funnels, Buchner	66
Conical Measures, Graduated	51	G	
Conical Stoppers	23-24-52	Gas Sampling Balloons	24
Container For Urine	87	General Purpose Funnels	28
Containers For Urine And Biological Specimens	109	Glass Fiber Spatulas	71
Coulter® Cell Counter Cup	103	Graduated Beakers Low Form	97
Crystallisation Vessels	95	Graduated Beakers, Low Form - Class B	50
Cuvette For Olli®	104	Graduated Bottle	43
Cuvettes For Amelung®	105	Graduated Burettes	54
Cuvettes For Fibrintimer®	105	Graduated Conical Centrifuge Tubes	107
Cuvettes Holder	101	Graduated Conical Test Tubes	107
Cylindrical Jars With Ribbed Cap	42-60	Graduated Measuring Cylinders, Short Form	49
Cylindrical Test Tubes	105	Graduated Micro Test Tubes	102
D		Graduated Narrow Neck Bottles	36-38
Deep Tray, Low Form, Stackable	30	Graduated Narrow Neck Bottles - Without Caps	38
Deep Tray, Low Form With Handles And Draining Holes	31	Graduated, Separating Funnel	53
Deep Trays	30	Graduated Square Bottles Wide Neck	36
Desiccator Plates	64	Graduated Tall Form Measuring Cylinders -	48
Digital Thermoregulator Vertex	147	Graduated Wide Neck Bottles	36-37-38
Disconnectors - Tapered	18	Grey Tanks	31
Discs For Buchner Funnels	66		
Dispensing Bottle	40		
Disposable	106		
Disposable Cuvettes For Spectrophotometry	100		
Disposable Dropping Pipettes -			

H

Hand Operated Vacuum Pump	66
Heavy-Walled Carboy Bottles, Narrow Neck	45
Heavy-Walled Carboy Bottles, Wide Neck	45
Hoses	20-21
Hoses Connectors	16
Hoses K30	20
Hoses K70	20
Hoses Selector	21
Hot Grip	26
Hot Plate Magnetic Stirrer Model Tk22	146
Hot Plate Magnetic Stirrer Model Tk23	147

I

Ice Bucket	29-83
Imhoff Cone Stand	54
Industrial Scoops	19
Industrial Tanks	46
Inoculating Loops And Needles	125
Input Pot	87
Input Trays	29
Integral Eye Wash Bottle M45	44
Integral Wash Bottles	41
Invalid Cup	86
Isoflex Laboratory Hoses	19

K

Kartell Filter Tips Compatibility	121
Kartell Tips Compatibility	112
Kartell Tips Compatibility With Most Common Micropipette Brands	113
Kidney Dish	86

L

Labofill - Cordless Electronic Pipette Filling Device Labofill	143
Lining For Glass Tapers	94
List Of Plastics And Their Chemical Resistances To Substance Groups	153
Long Spout Dropping Bottle Screw Caps	39
Long-Stem Funnels	67
L-Shaped Spreaders	126
"L" Untapered Connectors	16

M

Magnetic Stirrer Model Tk6 - Model Tk15	148
Magnetic Stirrer Model Tko	148
Magnetic Stirrer, Non-Electric	27
Male Bed Bottle With Cap	87
Measuring Jugs, Long Form	51
Measuring Jugs, Short Form	51
Measuring Scoops	19
Metal Trays For Histology	128
Microscope Cover	61
Microscope Slide Boxes	57
Microscope Slide Storage and Dust Cover	56
Micro Test Tube Rack For Dispensation	81-103
Micro Test Tubes	102
Micro Test Tubes With Caps For Cobas-Bio® Analyzers and Mira®	102
Microtitre Plates	124
Minifix	141
Mono-Ball For Vacuum With Two Valves	

Mono-Ball With Valve And Hoses	25
Multichannel Variable Volume Micropipettes - Multipet	138

N

Narrow Neck Bottles	97
Narrow Neck Bottles - Grey	37
Narrow Neck Bottles With White Tamper-Evident Cap	37
Non-Return Valve	66

O

Orange K32 Hoses	20
Overturnable Septa	24

P

Package Of 5 Drawers, With Lid - Without Supports	56
Pasteur Pipette	125
Pestles Serrated	27
Pfa Labware	96
Pipette/Burette Rinsing Set, Automatic	74
Pipette Filler With Adapter	76
Pipette Filler With Plunger	77
Pipette Jar	75
Pipette Pumps	77
Pipette Stand	75
Pipette Stand, Vertical	75
Pipette Tray For Drawer	76
Policemen Stirring Rods	29
Powder Funnels	28
Ptfe Laboratory Articles	90

R

Rack	111
Rectangular Base	72
Refill	111
Rods For Clot Detachment and Extraction	125
Round Bottom Flask	98
Round Bottom Flask Holder	72
Round Bowl	30-88

S

Safety Box	32-84
Safety Box Rack	32-84
Safety Shields	23
Sample Containers	98
Sample Cup Stoppers	104
Sample Tube	98
Sample Vials	26-60
Sampling Bottle For Urine	86-87
Schilling Burettes	54
Scintillation Vials	103
Screw Cap Container	108
Screw Cap Containers	26-60
Sedimentation Imhoff Cone	54
Semitransparent Empty Boxes for Refills	119
Separating Funnel Holder	70
Serological Pipettes	130
Seropet	142
Set Of 4 Wheels (Castors)	56
Set Of 7 Adapters (Guko)	24
Short Spout Dropping Bottle Screw Caps	39
Single Drawer Unit Without Support	56
Slide Dispenser	57
Slide Mailer	57
Slide Storing System	56
Snap-On Lids Containers	61-110

Spare "O" Rings	65
Spare Parts Set And Microchannel Micropipettes Stand	137
Spare Vacuum Retention Valve	65
Specimen Container	107
Spray Bottle	40
Sputum Collection Container	108
Stackable Tanks	31
Staining Jar Hellendhal Type	58
Staining Jar Schifferdecker Type	59
Staining Jar With 2 Lids	58
Staining Rack	58-59
Standardized Screw Caps For Bottles Din 168	38-39
Standardized Screw Caps For Bottles Din 168	53
Sterile Disposable Pipette Tips with Filter	121
Sterilising Plastic Laboratory Ware	160
Sterilization Indicator Tape	33
Stirrer Blades For Balloon Flasks	90
Stirring Ball, Magnetic	92
Stirring Bars, Crosshead	92
Stirring Bars, Cylindrical	91
Stirring Bars, Disc	93
Stirring Bars, Double Ended	92
Stirring Bars, Magnetic	91
Stirring Bars, Magnetic With Pivot Ring	93
Stirring Bars, Oval	92
Stirring Bars Retrievers, Magnetic	93
Stirring Paddles	28
Stirring Rods	28
Stopcocks	22
Stoppers For Disposable Test Tubes	106
Stoppers With Hoses Connections	23
Storage Box For 4 Racks	59
Straight Connectors Tapered	17
Supple Connectors	91

T

Tanks With Spigot	46
Tape	94
Tapered Stoppers	94
Technicon®, Beckman®, Konelab® Sample Cup	104
Technorate Accessories	135
Technorate Digital Burette	135
Test Tube Caps	81
Test Tube Racks	81
Test Tube Racks Two/Three Tier	83
Test Tube Racks Two-Tier	83
Test Tubes	94
Test Tube Shaker Model Tk3s (Provided With Adjustable Shaking Frequency)	149
Test Tubes With Screw Caps	105-109
Test Tube Trays	83
Timer And Chronometer	22
Timers	22
Tips, Disposable For Automatic Micropipettes	111
Tissue Embedding Cassettes, Uni Type	126
Tissue Embedding Cassettes Mega Type	127
Tissue Embedding Sponge	127
Tissue Grinders	27
Tongue Depressor	86
Tray For Microscope Slides	58

Trays	30
Triangular Stirring Bars, Magnetic	93
Tube-Rack, Microcentrifuge (1,5 MI)	82
Tubes, With Rim	106
“T” Untapered Connectors	16

U

Unequal Straight Connectors Tapered	17
Universal Safety Pipette Bulb	76
Universal Test Tube Rack	82
Urine Cups With Screw Cap	109
Uv Range Cuvettes	100

V

Vacuum Hoses K120	21
“Vadosa” Vacuum Pipetting Device	77
Variable Volume Autoclavable Micropipettes - Pluripet	136
Variable Volume Autoclavable Micropipettes - Pluripet II	140
Viscous Liquid Pumps	67
Visible Range Cuvettes	100
Volumetric Flasks	97
Volumetric Flasks With Cap	52
Volumetric Flasks With Cap	52
Volumetric Flasks With Screw Cap	52
Volumetric Flasks With Screw Cap	53

W

Wash Bottles	40-97
Wash Bottle Screw Caps	39
Watch Glasses	27-91
Water Jet Pump	65
Weighing Bottles	26
Wide Mouth Wash Bottles, Graduated	41
Wide Neck Bottles	96
Wide Neck Bottles With Black Tamper-Evident Cap	37

Y

“Y” Untapered Connectors	16
--------------------------	----

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Корпоративная Сертификация Качества: Iso 9001	4
Сертификации: Iso 14001: 2004	5
Алфавитный Указатель	12
Переходники Для Трубок	16
T-Образные Переходники	16
Y-Образные Переходники	16
G-Образные Переходники	16
Y-Образные 120° Переходники	17
Крестообразный Переходник	17
Прямые Бесшовные Переходники	17
Переходники Для Труб С Различными Диаметрами	17
Разъединительные Переходники	18
Трубки Для Хлорида Кальция	18
Расходомер Шариковый	18
Расходомер Лопастной	18
Мерная Ложка	19
Мерная Ложка	19
Шланги Лабораторные Isoflex	19
Шланги K30	20
Шланги K70	20
Шланги	20
Оранжевые Шланги K32	20
Вакуумные Шланги K120	21
Шланги	21
Шланги	21

Набор Для Определения Диаметра Трубок	21
Запорные Краны	22
Таймер	22
Электронные Таймеры	22
Таймер И Хронометр	22
Защитные Экраны	23
Конические Пробки С Ниппелем Для Шланга	23
Конические Крышки	23
Конические Пробки С 1 Или 2 Отверстиями	23
Конические Пробки	24
Пробки С Заворачивающимися Краями	24
Баллоны Для Отбора Проб Газов	24
Комплект Из 7 Переходников Для Фильтров (Guco)	24
Груша С Клапаном И Трубкой	25
Груша Для Создания Разрежения С Двумя Клапанами	25
Двойная Груша С Сеткой	25
Груши Для Капельных Пипеток С Кольцом	25
Прихватка Для Горячих Предметов	26
Контейнеры Для Проб	26
Контейнеры С Завинчивающейся Крышкой	26
Емкости Для Взвешивания	26
Часовые Стекла	27
Измельчители Для Тканей	27
Пестики Зубчатые	27
Магнитная Мешалка	27
Воронки Для Порошков	28
Воронки Общего Назначения	28
Лопастные Мешалки	28
Палочки Для Перемешивания	28
Шпатели Для Перемешивания	29
Ведерко Для Льда	29
Лоток Для Мелких Предметов	29
Лоток Для Мелких Предметов	29
Глубокие Лотки	30
Таз	30
Лотки	30
Ящик Складиремый Низкий	30
Ящик Для Хранения Низкий С Ручками И Сливными Отверстиями	31
Складиремый Ящик	31
Серый Ящик	31
Ведро С Носиком	31
Защитный Контейнер	32
Штатив Для Защитного Контейнера	32
Контейнер-Холодильник	32
Лента-Индикатор Стерилизации	33
Градуированные Бутылки С Широким Горлом	36
Бутылки Градуированные Прямоугольные С Широким Горлом	36
Градуированные Бутылки С Узким Горлом	36
Бутылки С Узким Горлом - Темно-Серые	37
Бутылки С Узким Горлом С Крышками С Контролем Вскрытия	37
Бутылки С Широким Горлом С Крышками С Контролем Вскрытия	37
Градуированные Бутылки С Широким Горлом	37
Градуированные Бутылки С Широким Горлом	38

Бутылки С Узким Горлом	38
Стандартные Завинчивающиеся Крышки, Соответствующие Нормам Din 168	38
Бутылка С Узким Горлом, Без Крышки	38
Стандартные Завинчивающиеся Крышки, Соответствующие Нормам Din 168	39
Крышки Для Промывалок	39
Крышки С Капельницей (С Коротким Носиком)	39
Крышки С Капельницей (С Длинным Носиком)	39
Пульверизаторы	40
Промывалки	40
Промывалки	40
Промывалки	40
Бутылки С Пипеткой Типа Ранвье	41
Промывалка, Цельнолитая	41
Промывалка С Широким Горлом И Цельнолитой Трубкой	41
Клейкие Этикетки	42
Цилиндрические Банки С Крышками	42
Бутылки-Дозаторы Градуированного Объема	43
Градуированная Банка	43
Контейнер Для Бутылок	43
Набор Для Промывки Глаз	44
Бутылка Для Промывки Глаз Цельная M45	44
Толстостенные Бутылы Для Кислот С Широким Горлом	45
Толстостенные Бутылы Для Кислот С Узким Горлом	45
Отсосные Бутылы	45
Канистры С Краном	46
Канистры Штабелируемые	46
Градуированные Высокие Измерительные Цилиндры – КЛАСС Б	48
Высокие Измерительные Цилиндры С Синей Градуировкой - КЛАСС Б 48-49	48-49
Градуированные Низкие Цилиндры	49
Градуированные Стаканы, Низкие - КЛАСС Б	50
Градуированные Стаканы, Низкие - КЛАСС Б	50
Стаканы С Синей Градуировкой, Низкие - КЛАСС Б	50
Стаканы С Синей Градуировкой, Низкие - КЛАСС Б	50
Градуированные, Низкие, Мерные Стаканы	51
Мерные Стаканы, Длинные	51
Конические Мензурки	51
Градуированные, Конические Мензурки	51
Мерные Колбы С Крышками	52
Мерные Колбы С Крышками	52
Конические Крышки	52
Мерные Колбы С Завинчивающимися Крышками	52
Мерные Колбы С Завинчивающимися Крышками	53
Нормализованные Крышки Для Мерных Колб Din 168	53
Конические Колбы Эрленмайера	53
Градуированная Разделительная Воронка	53
Конус Imhoff Для Определения	

Седиментации	54	Штатив Для Пипеток Вертикальный	75	Палочки Для Извлечения Магнитных Элементов	93
Опора Для Конуса	54	Штатив Для Пипеток Круглый	75	Покрытие Для Стеклянных Соединяющихся Поверхностей	94
Бюретки Шиллинга	54	Цилиндр Для Хранения Пипеток	75	Клейкая Лента	94
Градуированные Бюретки	54	Лоток Универсальный Для Хранения Пипеток	76	Пробирки	94
Стеллаж Для Хранения Предметных Стекол	56	Лоток Для Пипеток Для Ящика	76	Конические Пробки	94
Дополнительная Секция Без Штативов	56	Резиновая Груша С Тремя Клапанами И Переходником	76	Стаканы	95
Крышка Для Ящика	56	Универсальная Груша Для Пипеток	76	Капсулы	95
Тумба Из 5 Ящиков С Крышкой Без Штативов	56	Насадки На Пипетки	77	Кристаллизаторы	95
Набор Из Четырех Колесиков	56	Насадки На Пипетки С Поршнем	77	Банки	95
Кассета Для Предметных Стекол И Крышка	56	Вакуумная Насадка На Пипетки	77	Изделия Из Pfa Для Лабораторий	96
Коробки Для Предметных Стекол	57	Стендовый Держатель Пипеток	77	Бутылки С Широким Горлом	96
Футляры Для Пересылки Предметных Стекол	57	Цилиндрические Центрифужные Пробирки	80	Бутылки С Узким Горлом	97
Футляры Для Пересылки Предметных Стекол	57	Конические Центрифужные Пробирки	80	Промывалки	97
Подающее Устройство Для Предметных Стекол	57	Конические, Центрифужные, Градуированные Пробирки	80	Мерные Колбы	97
Лоток Для Предметных Стекол	58	Конические, Центрифужные, Градуированные Пробирки	80	Низкие Градуированные Стаканы	97
Бачок Для Окрашивания Предметных Стекол	58	Крышки Для Пробирок	81	Контейнеры Для Проб	98
Штатив Для Окрашивания Стекол	58	Штатив Для Микропробирок	81	Испарители	98
Бачок Для Окрашивания Предметных Стекол, Модель Хелленда	58	Штативы Сборные	81	Пробирки Для Проб	98
Бачок Для Предметных Стекол, Модель Schifferdecker	59	Основание Для Соединения Штативов	81	Круглодонная Колба	98
Штатив Для Окрашивания Предметных Стекол, Универсальный	59	Штатив Для Микропробирок (1,5 Мл)	82	Одноразовые Кюветы Для Спектрофотометрии	100
Кассета, Вмещающая 25 Стекол	59	Универсальные Штативы Для Пробирок	82	Кюветы Для Спектрофотометрии	100
Коробка На 4 Штатива	59	Штативы Для Пробирок Двух/ Трехъярусные	83	Кюветы Для Уф-Диапазона	100
Цилиндрические Банки С Ребристыми Крышками	60	Двухъярусные Штативы Для Пробирок	83	Палочки Для Перемешивания	101
Контейнеры Для Проб	60	Подставка Для Пробирок	83	Крышки Для Кювет	101
Контейнеры С Завинчивающимися Крышками	60	Ведро Для Льда	83	Подставка Под Кюветы	101
Контейнеры С Защелкивающимися Крышками	61	Защитный Контейнер	84	Сегменты Для Cobas Mira [®]	101
Планшет На Три Лунки	61	Штатив Для Защитного Контейнера	84	Микропробирка С Крышкой Для Cobas-Bio [®] И Cobas Mira [®]	102
Планшет На Восемь Лунок	61	Соломинка Для Питья	86	Микропробирки Для Образцов	102
Футляр Для Микроскопа	61	Шпатель Для Языка	86	Микропробирки Для Образцов	102
Вакуумные Эксикаторы	64	Поильник Для Лежачих Больных	86	Градуированные Микропробирки Для Образцов	102
Диски Для Эксикаторов	64	Лоток В Форме Почки	86	Штатив Для Микропробирок	103
Клапан Для Эксикатора	65	Банка Для Сбора Мочи	86	Стакан Для Цитометра Coulter [®]	103
Уплотнительные Кольца	65	Банка Для Сбора Мочи	87	Сцинтилляционные Флаконы	103
Водоструйный Насос	65	Контейнер Для Сбора Мочи	87	Стаканчик Для Проб Для Voehringer Es 300 [®] , Es 600 [®]	103
Односторонний Клапан	66	Мочеприемник Мужской С Крышкой	87	Стаканчик Для Проб Для Technicon [®] , Beckman [®] , Konelab [®]	104
Воронки Бюхнера	66	Подкладное Судно	87	Стаканчик Для Проб Для Centrifichem [®] , Technicon [®] , Beckman [®]	104
Диски Для Воронки Бюхнера	66	Цилиндр Для Инструментов	87	Крышки Для Стаканчиков Для Проб	104
Ручной Вакуумный Насос	66	Контейнер Для Энтеролизмы	87	Кюветы Для Olii [®]	104
Аналитические Воронки	67	Круглый Таз	88	Кюветы Для Fibrintimer [®]	105
Воронки С Длинным Стеблем	67	Лабораторные Изделия Ptfе	90	Кюветы Для Amelung [®]	105
Насос Для Вязких Жидкостей	67	Лопати Мешалок Для Колб	90	Цилиндрические Пробирки	105
Сушилка Для Посуды	70	Часовые Стекла	91	Пробирки С Закручивающимися Крышками	105
Штатив Для Воронки	70	Гибкие Соединители	91	Пробирки Одноразовые	106
Штатив Для Делительных Воронки	70	Магнитные Мешалки, Цилиндрические	91	Одноразовые Пробирки С Бортиком	106
Зажимы Для Конических Переходников	71	Магнитные Перемешиватели	91	Крышки Ребристые Для Одноразовых Пробирок	106
Шпатели Для Лабораторий	71	Магнитные, Перемешивающие, Овальные Элементы	92	Пробки Для Одноразовых Пробирок	106
Зажимы Для Бюреток	71	Магнитные, Перемешивающие, Шаровидные Элементы	92	Пробирки Конические Градуированные	107
Стойка Для Круглодонных Оснований	72	Магнитные, Перемешивающие, Крестообразные Элементы	92	Пробирки Конические Градуированные Для Центрифуги	107
Подставка Для Круглодонных Колб	72	Магнитные, Перемешивающие, Катушкообразные Элементы	92	Контейнер Для Проб	107
Стендовый Держатель Для Проб	72	Магнитный Перемешивающий Крестообразный Элемент	93	Одноразовый Контейнер Для Отбора Проб Слюны	108
Комплект Для Автоматического Мойки Пипеток	74	Магнитные, Перемешивающие, Треугольные Элементы	93	Контейнеры Для Кала	108
Штатив Для Пипеток, Вертикальный	75	Магнитные, Перемешивающие Элементы С Кольцевым Утолщением	93	Контейнеры Для Кала С Завинчивающейся Крышкой	108
				Контейнеры С Завинчивающейся Крышкой	108
				Контейнеры Для Мочи С Завинчивающейся Крышкой	109

Контейнеры Для Мочи С Завинчивающейся Крышкой	109	Кольца Для Заливки Проб	127
Контейнеры Для Мочи И Биологических Проб	109	Металлические Лотки Для Гистологии	128
Пробирки С Завинчивающимися Крышками	109	Емкости Для Взвешивания	128
Контейнеры С Закрывающейся Крышкой	110	Одноразовые Шприцы Для Дозаторов /Разбавителей	129
Система Для Определения Соз	110	Пипетки Серологические	130
Одноразовые Наконечники Для Автоматических Микропипеток	111	Dosipet Дополнительные Принадлежности	133
Упакованные В Пластиковые Пакеты	111	Цифровая Бюретка Technotrate	135
Штатив	111	Аксессуары Technotrate	135
Сменный Блок	111	Автоклавируемые Микропипетки Переменного Объемы - Pluripet	136
Совместимость Бестарных Наконечников Kartell	112	Автоклавируемые Микропипетки Фиксированного Объемы - Fixopet	137
Наконечники Производства Компании Kartell Совместимы С Большинство Стандартных Марок Пипеток	112	Комплект Запасных Частей И Аксессуары- Pluripet/ Fixopet	137
Наконечники Производства Компании Kartell Совместимы С Большинство Стандартных Марок Пипеток	113	Мультиканальные Микропипетки Переменного Объемы - Multipet	138
Объем 0,1-10 µL	114	Автоклавируемые Микропипетки Фиксированного Объемы - Labofix	139
Объем 0,5-10 µL	114	Автоклавируемые Микропипетки Переменного Объемы - Pluripet II	140
Объем 2-20 µL	114	Labofill – Беспроводное Электронное Устройство Для Заполнения Пипеток Labofill	143
Объем 2-200 µL	114	Магнитная Мешалка С Нагревательной Плиткой Модель Tk22	146
Объем 5-200 µL	115	Магнитная Мешалка С Нагревательной Плиткой Модель Tk23	147
Объем 5-200 µL	115	Цифровой Терморегулятор Vertex	147
Объем 5-200 µL	115	Магнитная Мешалка, Модель Tk6-Tk15	148
Тонкий Наконечник 200 Мкл	115	Электромагнитная Мешалка Модель Tko	148
Объем 5-200 µL	116	Встряхиватель Для Пробирок, Модель Tk3s (С Регулируемой Частотой Встряхиваний)	149
Объем 2-300 µL	116	Сокращения, Температурная И Химическая Стойкость Пластиковых Материалов	152
Объем 10-300 µL	116	Химическая Стойкость Пластиковых Материалов В Зависимости От Типа Химических Веществ	153
Объем 100-1000 µL	116	«Чистые» И Экологичные Пластиковые Материалы	153
Объем 100-1000 µL	117	Химическая Стойкость	154
Объем 200-1000 µL	117	Химическая Стойкость	156
Объем 200-1000 µL	117	Химическая Стойкость	158
Объем 200-1000 µL	117	Стерилизация Лабораторных Изделий Из Пластика	160
Объем 250-1000 µL	117	Очистка Пластиковой Лабораторной Посуды	160
Объем 250-1000 µL	118		
Объем 250-1000 µL	118		
Объем 1000-5000 µL	118		
Объем 1000-5000 µL	118		
Объем 1000-5000 µL	119		
Объем 2000-10000 µL	119		
Пустые Коробки Для Сменных Блоков	119		
Пустые Полупрозрачные Коробки Для Сменных Блоков	119		
Объем 0,5-10 µL.120			
Одноразовые Стерилизованные Наконечники С Фильтром	121		
Совместимость Наконечников С Фильтром Kartell	121		
Пустые Коробки Для Сменных Блоков Наконечников С Фильтром	124		
Микротитрационные Планшеты/ Микрометоды	124		
Пастеровская Пипетка	125		
Одноразовые Капельные Пипетки С Гофрированным Резервуаром	125		
Палочки Для Отделения И Удаления Сгустков	125		
Стерильные Микробиологические Петли	125		
Г-Образные Петли	126		
Чашки Петри Одноразовые	126		
Кассеты Для Заливки Тканей Тип Uni	126		
Губка Для Проб Тканей	127		
Губка Для Проб Тканей Типа «Мега»	127		

PLASTILAB[®]

НеваРеактив

**ALLGEMEINE LABOR-ANWENDUNGEN
GENERAL PURPOSE LABWARE
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ**

НеваРеактив

ALLGEMEINE LABORANWENDUNGEN

GENERAL PURPOSE LABWARE

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



VERBINDUNGSSTÜCKE FÜR SCHLÄUCHE

PP

Die Verbindungsstücke sind autoklavierbar. Die angegebenen Maße sind sowohl Nennmaße als auch exakte Maße, da die Elastizität der Schläuche die Auswahl des Typs des geeigneten Verbindungsstücks beeinflusst. Es wird empfohlen, den Schlauchwähler Art. 1759 zu verwenden, um den „Anschluss“ zu prüfen, so können die optimalen Maße des zu verwendenden Verbindungsstücks bestimmt werden. Erhältlich in Packungen zu 100 Stück und Packung zu 10 Stück.
FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.

HOSES CONNECTORS

PP

Autoclavable. Dimensions are shown as both nominal and exact as elasticity of hoses will influence the choice of size. Use hoses selector Art.1759 to determine "grip". This will then give equivalent crest dimension for the particular connector concerned. Available in packages of 10 or 100 pcs.
SUITABLE FOR FOODSTUFF.

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ТРУБОК

PP

Выдерживают автоклавирование. Указаны номинальные и фактические размеры, так как выбор размера будет зависеть от эластичности трубок. Для определения «обхвата» и подбора переходника подходящего внешнего диаметра можно использовать набор для определения диаметра трубок (кат. №1759). Имеются упаковки по 100 и по 10 штук. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



"T"-VERBINDER

PP

Ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Gezähntes Ende für eine perfekte Abdichtung und höhere Rutschfestigkeit. Autoklavierbar.

"T" UNTAPERED CONNECTORS

PP

Excellent chemical and temperature resistance. With serrations to hold hoses tightly and prevent slipping. Autoclavable.

T-ОБРАЗНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ

PP

Отличная химическая и температурная устойчивость. Снабжены зубчиками для плотной фиксации трубок и предотвращения их скольжения. Выдерживают автоклавирование.

Art. (100pcs)	Art. (10pcs)	Außendurchmesser (Nennwert) Nominal O.D. Ном. нар. диаметр	Tiefpunkt/Scheitel OD mm Valley/Crest O.D. mm Бороздка/гребень нар.диам. мм	Öffnung mm Bore mm Отверстие, мм
459	70459	4	3,3 / 3,6	1,6
460	70460	6	4,5 / 5,4	3,7
461	70461	8	6,9 / 7,6	4,4
462	70462	10	8,7 / 9,5	6,3
463	70463	12	10,7 / 11,5	8,2
520	70520	14	12,7 / 13,7	10,0
521	70521	16	14,7 / 15,6	12,1



"Y"-VERBINDER

PP

Geeignet für Schlauchsysteme und Vakuumleitungen.

"Y" UNTAPERED CONNECTORS

PP

Useful for any hoses system and vacuum line.

Y-ОБРАЗНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ

PP

Применяется с любыми типами обвязок и вакуумных линий.

Art. (100pcs)	Art. (10pcs)	Außendurchmesser (Nennwert) Nominal O.D. Ном. нар. диаметр	Tiefpunkt/Scheitel OD mm Valley/Crest O.D. mm Бороздка/гребень нар.диам. мм	Öffnung mm Bore mm Отверстие, мм
464	70464	4	3,2 / 4,0	2,0
465	70465	6	4,7 / 5,7	2,7
466	70466	8	6,6 / 7,6	4,6
467	70467	10	8,9 / 9,9	5,5
468	70468	12	10,5 / 11,6	7,3
525	70525	14	12,8 / 13,7	9,7
526	70526	16	14,7 / 15,7	11,9



"L"-VERBINDER

PP

"L" UNTAPERED CONNECTORS

PP

Г-ОБРАЗНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ

PP

Art. (100pcs)	Art. (10pcs)	Außendurchmesser (Nennwert) Nominal O.D. Ном. нар. диаметр	Tiefpunkt/Scheitel OD mm Valley/Crest O.D. mm Бороздка/гребень нар.диам. мм	Öffnung mm Bore mm Отверстие, мм
1250	71250	4	3,5 / 4,0	1,3
1251	71251	6	5,2 / 5,7	2,5
1252	71252	8	6,9 / 7,8	4,5
1253	71253	10	8,7 / 9,9	6,0
1254	71254	12	10,7 / 11,8	8,0
1255	71255	14	12,6 / 13,7	10,5
1256	71256	16	14,6 / 15,6	11,6

DREIWEG-VERBINDER

PP

120° "Y" TAPERED CONNECTORS

PP

**У-ОБРАЗНЫЕ 120°
ПЕРЕХОДНИКИ**

PP



Art. (100pcs)	Art. (10pcs)	Außendurchmesser (Nennwert) Nominal O.D. Ном. нар. диам.	Scheitel OD mm max./min Crest O.D. mm max/min Нар. диам. гребня, мм макс./мин.	Tiefpunkt OD mm max./min Valley O.D. mm max/min Нар. диам. бороздки, мм макс./мин	Öffnung mm Bore mm Отверстие, мм
527	70527	4 / 5 / 6	4,1 / 5,1	3,8 / 4,7	1,5
528	70528	6 / 7 / 8	5,5 / 7,2	5,2 / 7,0	2,7
529	70529	8 / 9 / 10	7,0 / 9,2	6,9 / 8,8	4,7
530	70530	10 / 11 / 12	9,9 / 11,5	9,8 / 10,7	5,5
531	70531	12 / 13 / 14	12,0 / 14,2	11,1 / 13,2	7,6
532	70532	14 / 15 / 16	13,7 / 15,5	13,0 / 14,9	9,6

KREUZVERBINDER

PP

4 WAY CONNECTOR

PP

**КРЕСТООБРАЗНЫЙ
ПЕРЕХОДНИК**

PP



Art. (100pcs)	Art. (10pcs)	Außendurchmesser (Nennwert) Nominal O.D. Ном. нар. диаметр	Tiefpunkt/Scheitel OD mm Valley/Crest O.D. mm Бороздка/гребень нар.диам. мм	Öffnung mm Bore mm Отверстие, мм
1410	71410	3,5	3,0 / 3,4	1,5
1411	71411	6	4,8 / 5,6	2,7
1412	71412	8	6,9 / 7,4	4,6
1413	71413	10	8,7 / 9,5	7,0
1414	71414	12	10,4 / 11,5	8,0
1415	71415	13,5	12,3 / 13,5	9,5
1416	71416	15	14,3 / 15,4	11,6

EINTEILIGE VERBINDER, GERADE

PP

**STRAIGHT CONNECTORS
TAPERED**

PP

**ПРЯМЫЕ БЕСШОВНЫЕ
ПЕРЕХОДНИКИ**

PP



Art. (100pcs)	Art. (10pcs)	Außendurchmesser (Nennwert) Nominal O.D. Ном. нар. диаметр	Scheitel OD mm max./min Crest O.D. mm max/min Нар. диаметр гребня, мм макс./мин.	Öffnung mm Bore mm Отверстие, мм
510	70510	4 / 5 / 6	3 / 4,5 / 5,5	2
511	70511	6 / 7 / 8	4,5 / 7 / 8,2	3,5
512	70512	8 / 9 / 10	6,3 / 9 / 11	4,5
513	70513	10 / 11 / 12	8,3 / 10,5 / 13	6,5
514	70514	12 / 13 / 14	10 / 13 / 15	8,5
515	70515	14 / 15 / 16	12 / 14,5 / 17	10,5

**VERBINDER FÜR SCHLÄUCHE MIT
UNTERSCHIEDLICHEM Ø**

PP

Конический Anschluss für unterschiedliche Durchmesser am Ein- und Ausgang.

**UNEQUAL STRAIGHT
CONNECTORS - TAPERED**

PP

Inlet and outlet have different diameters.

**ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ТРУБ С
РАЗЛИЧНЫМИ ДИАМЕТРАМИ**

PP

Коническое соединение с разными диаметрами входного и выходного отверстий.



Art. (100pcs)	Art. (10pcs)	Außendurchmesser (Nennwert) Nominal O.D. Ном. нар. диаметр	Scheitel OD mm max./min Crest O.D. mm max/min Нар. диаметр гребня, мм макс./мин.	Öffnung mm Bore mm Отверстие, мм
877	70877	4 / 6 / 8 10 / 12	3,7 / 8,2 7,0 / 11,8	1,6 / 4,6
878	70878	6 / 8 12 / 14 / 16	3,7 / 7,8 11,5 / 16,0	1,6 / 7,5
879	70879	8 / 10 / 12 14 / 16	7,1 / 12,0 11,3 / 15,9	4,6 / 7,5

ALLGEMEINE LABORANWENDUNGEN

GENERAL PURPOSE LABWARE

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

НеваРеактив



ZWEITELIGE VERBINDER, GERADE

PE

Polyethylen Zweitelliger Verbinder, ideal zur Verbindung von Glasrohren, Gummi- und Kunststoffschläuchen usw.

DISCONNECTORS - TAPERED

PE

These quick disconnectors are useful for joining hoses of glass, rubber or plastic. Connectors fit tightly together. Replace expensive adapters.

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ

PE

Состоят из двух компонентов и используются для соединения стеклянных, резиновых, пластиковых трубок и т.п.

Art. (100pcs)	Art. (10pcs)	Außendurchmesser (Nennwert) Nominal O.D. Ном. нар. диаметр	Scheitel OD mm max./min Crest O.D. mm max/min Нар. диаметр гребня, мм макс./мин.	Öffnung mm Bore mm Отверстие, мм
434	70434	4 / 5 / 6	3,5 / 6,0	1,6
435	70435	6 / 7 / 8	5,3 / 7,6	2,7
436	70436	8 / 9 / 10	7,2 / 9,7	3,6
535	70535	10 / 11 / 12	9,3 / 12,2	5,5
536	70536	12 / 13 / 14	11,0 / 14,4	7,3
537	70537	14 / 15 / 16	13,2 / 16,0	8,8



TROCKENROHRE, KONISCH ZULAUFEND

PE

Ideal für die Gasentfeuchtung. Versehen mit zwei Schnappdeckeln und einem konischen Schlauchanschluss für Schläuche mit einem Durchmesser von 8-9-10 mm.

DRYING TUBES - TAPERED

PE

Ideal for drying gases. The two ends have push-on tapered connections to take rubber hoses of 8,9,10 mm diameters.

ТРУБКИ ДЛЯ ХЛОРИДА КАЛЬЦИЯ

PE

Используются для осушки газов. Снабжены двумя крышками и резиновыми трубками для труб диаметром 8-9-10 мм..

Art.	Ø mm / Länge mm Ø mm / Tube length mm Диаметр мм/длина, мм	Gesamtlänge mm Overall length mm Общая длина, мм	Anschluss Nennwert OD mm Connect nom. O.D. mm Соединение ном. нар. диаметр, мм	Scheitel OD mm Crest O.D. mm Гребень нар. диам. мм
446	20x100	170	8 - 10	7,8 / 10,0
447	20x150	220	8 - 10	7,8 / 10,0
448	20x200	270	8 - 10	7,8 / 10,0



DURCHFLOßMESSER MIT KUGEL

SAN

Für einen Flüssigkeitsdurchfluss ab 50 ml/Min. in horizontaler Position und 140 ml/Min. in vertikaler Position. Mindestluftfluss 3 Liter/Min. in horizontaler Position und 8 Liter/Min. in vertikaler Position. Die Rotationsgeschwindigkeit der Kugel verhält sich proportional zum Durchfluss, die Verwendung von korrosiven Flüssigkeiten und Temperaturen über +50°C sollten vermieden werden.

FLOW INDICATOR, BALL

SAN

For liquid flow from 50 ml/min. in horizontal position, and 140 ml/min. in vertical position. Minimum air flow 3 litres/min. horizontal and 8 litres/min. vertical. Speed of rotation of ball proportional to flow. Not to be used with corrosive fluids or over +50°C.

РАСХОДОМЕР ШАРИКОВЫЙ

SAN

Измеряет скорость потока жидкости от 50 мл/мин в горизонтальном направлении или 140 мл/мин – в вертикальном. Минимальная скорость воздушного потока – 3 л/мин (горизонтального) и 8 л/мин (вертикального). Скорость вращения шарика пропорциональна скорости потока, не следует использовать с корродирующими жидкостями и при температурах выше +50° С.

Art.	Abmessungen mm Dimensions mm Размеры, мм	Anschluss OD Connect O.D. mm Соединение нар. диаметр
538	102x14x57h	6,5 - 10



DURCHFLOßMESSER MIT FLÜGELRAD

SAN

Für den Durchfluss von Flüssigkeiten bis 5 ml/Sek. Das Flügelrad dreht sich frei und die Rotationsgeschwindigkeit verhält sich proportional zur Durchflussmenge. Maximale empfohlene Durchflussmenge bis 95 ml/Sek., 2 bar Maximaldruck. Die Verwendung von korrosiven Flüssigkeiten und Temperaturen über +85°C sollte vermieden werden. Kann mit Gasen verwendet werden.

FLOW INDICATOR, PADDLE WHEEL

SAN

For liquid flows down to 5 ml/sec. Wheel spins freely and speed of rotation is proportional to flow rate. Maximum recommended flow rate up to 95 ml/sec. Max 2 bar pressure. Not to be used with corrosive fluids or over +85°C. Can be used with gases.

РАСХОДОМЕР ЛОПАТНОЙ

SAN

Для жидкостей со скоростью тока до 5 мл/сек. Колесико свободно вращается, и скорость вращения пропорциональна скорости потока. Рекомендуемая максимальная скорость потока – до 95 мл/сек. Максимальное давление – 2 бара. Не использовать с корродирующими жидкостями и при температурах выше +85° С. Допускается использование в газовой среде.

Art.	Abmessungen mm Dimensions mm Размеры, мм	Anschluss OD Connect O.D. mm Соединение нар. диаметр
539	90x15x40h	6 - 11

ALLGEMEINE LABORANWENDUNGEN

SCHAUFELN

PP

Schaufeln aus Polypropylen mit einer geeigneten Form, um die Handhabung des Probenmaterials zu vereinfachen. Flache Basis und abgerundete Ecken vereinfachen die Reinigung. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

Art.	Inhalt ml / Capacity ml / Объем мл	Dim. mm
1057	10	32x103x16
1058	25	43,8x137,3x21
1059	50	55,4x163,7x26
1060	100	67,2x201,7x34
1062	250	94x261,5x43,7
1063	500	112x315x55
1064	1000	141x386,6x69,4

SCHAUFELN

HDPE

Diese Schaufeln aus HDPE sind besonders für die Verwendung bei hohen Anforderungen in der Industrie konzipiert. Sie besitzt eine runde Form, um die Handhabung des Probenmaterials zu vereinfachen. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

Art.	Inhalt ml Capacity ml Объем мл	Länge cm Length cm Длина, см
1110	250	25
1111	500	30
1066	1000	35
1112	1500	40

LABORSCHLÄUCHE ISOFLEX

UNGIFTIGES PVC, AUTOKLAVIERBAR

Laborschlauch aus transparentem, ungiftigem, autoklavierbarem PVC. Der Schlauch wird auf 20 m-Spulen in durchsichtigen Polythenbeuteln mit dem Kartello logo und einer Metermarkierung, die das Abschneiden durch den Nutzer vereinfachen soll, geliefert.

Technische Eigenschaften

Farbe: farblos
Geruch: keiner
Geschmack: keiner
Giftigkeit: ungiftig
Alterung: keiner
Oxidierung: keiner

Chemische Beständigkeit

Starke Säuren: gut
Schwache Säuren: hervorragend
Starke Basen: gut
Schwache Basen: hervorragend
Organische Lösungsmittel: schwache

GENERAL PURPOSE LABWARE

MEASURING SCOOPS

PP

PP scoops shaped conveniently for sampling. Flat bottom with beveled angles for easy cleaning. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

INDUSTRIAL SCOOPS

HDPE

This scoop, made of HDPE, is particularly designed for heavy industrial use. Features a round shaped design to facilitate complete transfer of sampling material. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

МЕРНАЯ ЛОЖКА

PP

Мерная ложка из полипропилена, форма, облегчающая забор продукта. Плоское основание и округленные углы упрощают мытье. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

МЕРНАЯ ЛОЖКА

HDPE

Мерная ложка из полиэтилена (HDPE), специально разработанная для промышленного применения. Закругленные края облегчают перенос забранного материала. **ПРИГОДНА ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ**



ШЛАНГИ ЛАБОРАТОРНЫЕ ISOFLEX

PVC, НЕТОКСИЧНЫЙ

Шланги из прозрачного ПВХ, нетоксичны, выдерживают автоклавирование. Поставляются в мотках по 20 м, упакованных в полиэтиленовые пакеты с лого компании KARTELL. Для удобства использования имеют маркировку через каждый метр.

Технические характеристики

Цвет: прозрачный
Запах: отсутствует
Вкус: отсутствует
Токсичность: нетоксичны
Износ: отсутствует
Окисление: отсутствует

Химическая стойкость

К концентрированным кислотам: хорошая
К разбавленным кислотам: отличная
К концентрированным щелочам: хорошая
К разбавленным щелочам: отличная
К органическим растворителям: удовлетворительная



	Innendurchmesser / mm I.D. Ø mm Внутренний Ø / мм	Außendurchmesser / mm O.D. Ø mm Ø нар. / мм	Stärke mm Thickness mm Толщина, мм
176	0,8	2,4	0,8
1761	2,0	4,0	1,0
1762	4,0	6,0	1,0
1763	5,0	8,0	1,5
1764	6,0	9,0	1,5
1765	7,0	11,0	2,0
1766	10,0	12,0	2,0
1767	10,0	14,0	2,0
1768	12,0	17,0	2,5

ALLGEMEINE LABORANWENDUNGEN

GENERAL PURPOSE LABWARE

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

НеваРеактив



SCHLÄUCHE K30

PVC

Flexibler und transparenter Schlauch. Hergestellt aus ungiftigem Material. Geeignet als Komponente für medizinische Geräte und für die Verwendung in der Industrie und im Krankenhaus. DEHP-frei. Temperatur: -15°C/+60°C. Konform mit PhEur 3.1.1.1 / USP XXXII 2009. **SH. 65 +/- 5**

Art.

3890

3891

3892

3893

3894

3895

3896

HOSES K30

PVC

Flexible and transparent hoses manufactured in atoxic material. Suitable as components for medical devices, industrial and hospital products. DEHP free. Temperature: -15°C/+60°C. Conform to PhEur 3.1.1.1 / USP XXXII 2009. **SH. 65 +/- 5**

Dim. mm

3x5

4x6

5x8

6x9

8x12

10x14

12x17

ШЛАНГИ K30

PVC

Гибкие и прозрачные шланги изготовлены из нетоксичных материалов. Пригодны для использования в качестве компонентов для медицинских приборов, изделий промышленного и медицинского назначения. Не содержат ДЭГФ. Температура: -15°C/+60°C. Соответствуют PhEur 3.1.1.1 / USP XXXII 2009. **SH. 65 +/- 5**

PKG. m

20

20

20

20

20

20

20



SCHLÄUCHE K70

SILIKON

Flexibel und transparent, geeignet als Komponente für medizinische Geräte. Konform mit FDA 21CFR§177,2600, PhEur 3.1.9, ISO 10993-5. Temperatur: -60°C/+200°C. **SH A 60 +/- 5.**

Art.

3920

3921

3922

3923

3924

3925

Dim. mm

1x3

2x4

3x5

4x6

5x8

6x9

HOSES K70

SYLICON

Flexible and transparent, suitable as components for medical devices. Conform to FDA 21CFR§177,2600, PhEur 3.1.9, ISO 10993-5. Temperature: -60°C/+200°C. **SH A 60 +/- 5.**

Art.

3926

3927

3928

3929

3930

3931

ШЛАНГИ K70

СИЛИКОН

Гибкие и прозрачные, пригодны для использования в качестве компонентов для медицинских приборов. Соответствуют FDA 21CFR§177,2600, PhEur 3.1.9, ISO 10993-5. Температура: -60°C/+200°C. **SH A 60 +/- 5.**

Dim. mm

7x11

8x12

9x13

10x14

13x17

14x19

PKG. m

10

10

10

10

10

10



SCHLÄUCHE

PTFE

Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel. Temperaturen bis +260 °C. Autoklavierbar. **SH D 55/65.**

Art.

3900

3901

3902

3903

3904

3905

3906

3907

3908

HOSES

PTFE

Excellent resistance to acids, bases and solvents. Temperature up to +260°C. Autoclavable. **SH D 55/65.**

Dim. mm

2x4

3x5

4x6

6x8

7x9

8x10

9x11

10x12

12x14

ШЛАНГИ

PTFE

Превосходная стойкость к кислотам, щелочам и растворителям. Температура использования до +260°C. Выдерживают автоклавирование. **SH D 55/65.**

PKG. m

5

5

5

5

5

5

5

5

5



ORANGEFARBENE SCHLÄUCHE K32

NATURGUMMI

Utilizados para transferir gases o líquidos no corrosivos, ácidos de concentración media. Temperatura +70 °C/-35 °C. **SH A 60 +/- 5.**

Art.

3860

3861

3862

3863

3864

3865

3866

3867

3868

ORANGE K32 HOSES

NATURAL RUBBER

Useful for gases, non-corrosive liquids and medium concentration acids. Temperature: +70°C/-35°C. **SH A 60 +/- 5.**

Dim. mm

3x5

4x7

5x8

6x9

6x12

8x12

9x13

10x14

12x17

ОРАНЖЕВЫЕ ШЛАНГИ K32

НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК

Можно использовать для газов, некоррозирующих жидкостей и кислот средней концентрации. Температура использования: +70°C/-35°C. **SH A 60 +/- 5.**

PKG. m

10

10

10

10

10

10

10

10

10

НеваРеактив

ALLGEMEINE LABORANWENDUNGEN

SCHLÄUCHE K120 FÜR VAKUUM

PARAGUMMI

Schläuche mit einer Gewebedruckoberfläche. Geeignet für Luft, Wasser, saure und alkalische Lösungen mit mittlerer Konzentration, Schleifmittel, oxigenierte Lösungsmittel usw. Temperatur: +70°C/-40°C. SH 45 +/- 5.

Art.	Dim. mm	PKG. m
3885	5x15	6
3886	6x18	6
3887	8x16	6
3888	12x21	6

GENERAL PURPOSE LABWARE

VACUUM HOSES K120

PARA RUBBER

Hoses with cloth impression surface. Suitable for air, water, medium concentration acids and alkaline solutions, abrasive products, oxygenized solvents etc. Temperature: +70°C/-40°C. SH 45 +/- 5.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ K120

ПАРА-КАУЧУК

Поверхность этих шлангов выглядит, как будто обернута тканью. Подходят для воздуха, воды, кислотных или щелочных растворов средней концентрации, абразивных материалов, окисленных растворителей и др. Температура эксплуатации: +70°C/-40°C. SH 45 +/- 5.



SCHLÄUCHE

NEOPREN

Für gewöhnliche Laboranwendungen, säure- und lösungsmittelbeständig, nicht für Benzol und affine Stoffe geeignet. Temperatur: +85°C/-35°C. SH A 65 +/- 5.

Art.	Dim. mm	PKG. m
3880	4x6	20
3881	6x9	20
3882	8x12	10
3883	10x14	10

HOSES

NEOPRENE

For normal laboratory use. Resistant to acids and solvents, benzole and similar excluded. Temperature: +85°C/-35°C. SH A 65 +/- 5.

ШЛАНГИ

НЕОПРЕН

Шланги общего назначения для лабораторий, устойчивы к кислотам и растворителям, за исключением бензола и производных. Температура эксплуатации: +85°C/-35°C. SH A 65 +/- 5.



SCHLÄUCHE

LATEX

Schlauch mit glatter und transparenter Oberfläche, Dichte 0,92. Im Autoklav sterilisierbar. SH A 40 +/- 5.

Art.	Dim. mm	PKG. m
3870	4x7	10
3871	6x9	10
3872	8x12	10
3873	12x17	10

HOSES

LATEX

Hoses with smooth and transparent surface. Density 0.92. Autoclavable. SH A 40 +/- 5.

ШЛАНГИ

ЛАТЕКС

Шланги с гладкими и полупрозрачными стенками. Плотность 0,92. Выдерживают автоклавирование. SH A 40 +/- 5.



SCHLAUCHWÄHLER

ABS VERDE

Erlaubt die Auswahl von Kunststoff-, und Gummischläuchen sowie Glasröhrchen nach dem Innen- und Außendurchmesser. Verfügbare Innendurchmesser: 1/2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9,5 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 25 mm. Verfügbare Außendurchmesser: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 21 mm.

Art.	Dim. mm
1759	90x165

HOSES SELECTOR

ABS GREEN

Hoses selector gives nominal O.D. and I.D. of hoses. Use to determine 'grip' for connectors. Selector includes following gauges: ID'S mm 1/2 / 2,5 / 3 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9,5 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 25. OD'S mm 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 21.

НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАМЕТРА ТРУБОК

ABS ЗЕЛЕНЬИЙ

Позволяет определить номинальный наружный и внутренний диаметр пластмассовых, стеклянных или резиновых трубок. В наличии имеются трубки следующих внутренних диаметров, мм: 1/2 / 2,5 / 3 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9,5 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 25. Наружных диаметров мм: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 21.



ALLGEMEINE LABORANWENDUNGEN

GENERAL PURPOSE LABWARE

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

НеваРеактив



ABSPERRHÄHNE

PP UND HDPE

Ideale Absperrhähne für Flüssigkeiten und Gase mit niedrigem Druck (Betriebsdruck 0,5 bar) oder leichtem Vakuum. Der Körper aus Polyethylen mit hoher Dichte und der Schlüssel aus Polypropylen erlauben ein leichtes Drehen, ohne Schmiermittel verwenden zu müssen. Alle Absperrhähne verfügen über gerade Durchgangsöffnungen.

STOPCOCKS

PP AND HDPE

Ideal for liquids and gases under low pressure (operating pressure 0,5 bar) or low vacuum. HDPE body interfaces with PP tap giving a smooth turning action requiring no lubricants. All are straight bored.

ЗАПОРНЫЕ КРАНЫ

PP И HDPE

Идеальны для жидкостей и газов с низким давлением (рабочее давление 0,5 бар) или низким вакуумом. Контактная поверхность корпуса из полиэтилена повышенной плотности и полипропиленового крана способствуют плавному скольжению и не требуют смазки. Все прямые.

Art.	OD (Nennwert) mm Nominal O.D. mm Нар.диам. мм	Öffnung mm Bore mm Отверстие, мм
374	8	4,9
371	10	7
376	13	10,9
379	15	12,7



MINUTENZÄHLER

GEHÄUSE AUS ABS

Das Modell der mechanische Timer Clip ist tragbar (Taschenformat) (Genauigkeit 3%) und besitzt einen Vollausschlag von 60 Minuten. Das Modell "Onehand" verfügt über dieselben Leistungseigenschaften des Modells Clip mit dem Vorteil, dass es mit nur einer Hand aufgezogen werden kann.

TIMERS

ABS CASE

The Clip model is portable and pocket size, with mechanical movement (accuracy 3%) and timing up to 60 minutes. The Onehand has the same performance as the Clip but with the advantage that it can be rewound using one hand only.

ТАЙМЕР

КОРПУС ABS

Модель Clip портативная и/или карманного размера с механической установкой времени до 60 минут (точность 3%). Модель Onehand обладает всеми этими характеристиками и, кроме того, имеет преимущество: ее можно заводить одной рукой.

Art.	Mod.	Dim. mm	Farbe / Colour / Цвет
900	Clip	56,6x56,5x28	Weiß / White / Белый
901	Onehand	Ø 72,5x29,5	Weiß - Rot / White - Black / Белый / красный



ELEKTRONISCHER ZEITMESSER

ABS-HALTER

Dieser Halter ist batterieversorgt und mit einem 4-ziffrigen Display und einer Anzeigedauer von 19 Stunden und 59 Minuten ausgestattet. Ein Tonsignalgeber zeigt den Ablauf der eingestellten Zeit an. Er verfügt über einen Halter, Clip und Magneten.

ELECTRONIC TIMERS

ABS CASE

It is battery operated and has a 4 digits display up to 19 hours 59 minutes. An alarm sounds at the end of the set time. Supplied with support, clip and magnet.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАЙМЕРЫ

ABS-ПЛАСТИК

Работает от батареи, снабжен 4-цифровым дисплеем, показывающим до 19 часов 59 минут. По истечению заданного времени включается звуковой сигнал. В комплект поставки входят опора, зажим и магнит.

Art.	Mod.	Dim. mm	Farbe / Colour / Цвет
902	Elektronisch / Electronic / Электронный	50x62x23	Weiß / White / Белый



MINUTENZÄHLER UND ZEITMESSER

GEHÄUSE AUS ABS

Dieser Artikel erfüllt 2 Funktionen: Minutenzähler und Zeitmesser mit Zeitablauf zwischen 99 Minuten und 60 Sekunden. Mit Magnet ausgestattet.

TIMER AND CHRONOMETER

ABS CASE

This item has 2 functions: timer and chronometer with timing up to 99 minutes and 60 seconds. Supplied with magnet.

ТАЙМЕР И ХРОНОМЕТР

КОРПУС ABS

Выполняет 2 функции: таймера и хронометра, устанавливается на время до 99 минут 60 секунд. В комплект входит магнит.

Art.
903

SCHUTZSCHIRME

PMMA

Die Schutzschirme aus Polymethylmetakrylat sind in zwei verschiedenen Stärken erhältlich, sie sind sehr stabil und mit rutschfesten Füßen ausgestattet. Das Modell 571 dient dazu, das Laborpersonal vor gefährlichen chemischen Substanzen, Aerosol und Spritzern zu schützen. Das Modell 572 wurde eigens konzipiert, um einen entsprechenden Schutz zu gewährleisten, wenn Betastrahlen aussendende Isotope, einschließlich P32, verwendet werden.

SAFETY SHIELDS

PMMA

The safety shields are available in two sizes with different thicknesses and are made of high quality, clear acrylic; are free standing, portable and stable, and are all fitted with non-skid feet. Art. 571 is designed to provide laboratory and healthcare personnel with facial protection from hazardous substances, aerosol and splashing. Art. 572 is designed to provide additional protection from radiations while using beta emitting isotopes, including P32.

ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ

PMMA

Имеется два вида, различающиеся размером и толщиной. Изготовлены из высококачественного прозрачного акрила. Устанавливаются на поверхность, портативные и устойчивые, имеют нескользящие ножки. Кат. № 571 разработан для лабораторий и лечебных организаций и предназначен для защиты лица от опасных веществ, аэрозолей и брызг. № 572 обеспечивает дополнительную защиту от радиации при работе с бета-излучающими изотопами, в т. ч. P32.

Art.	Dim. mm	Abmessungen mm / Thickness mm / толщина мм
571	242x365h	5
572	305x480h	9



572

571

**KEGELSTOPFEN MIT ZWEI
SCHLAUCHANSCHLÜSSEN**

PP

Standardsteigung 1:10 geeignet, um eine perfekte Dichtung auf geschliffenen Oberflächen sicherzustellen. Schlauchanschluss Ø mm 8 - h mm 20.

**STOPPERS WITH HOSES
CONNECTIONS**

PP

Standard taper 1:10 ensuring perfect sealing action. Hose-adapters Ø mm 8 - Length 20 mm.

**КОНИЧЕСКИЕ ПРОБКИ С
НИППЕЛЕМ ДЛЯ ШЛАНГА**

PP

Стандартное коническое соединение 1:10 обеспечивает полную герметичность. Пробка с ниппелем диаметр мм 8 - h мм 20.

Art.	NS-Schliff NS Cone Конус NS	Unterer Durchmesser. mm lower Ø mm Внутренний Ø
1816	29 / 32	26,2



KEGELSTOPFEN

ROTES GUMMI

Stopfen aus rotem Gummi für allgemeine Laboranwendungen.

CONICAL STOPPERS

RED RUBBER

General-purpose laboratory red rubber stoppers.

КОНИЧЕСКИЕ КРЫШКИ

КРАСНАЯ РЕЗИНА

Крышки из красной резины для общелaboratorного использования

Art.	Upper Ø mm Верх. Ø mm	Lower Ø mm Ниж Ø mm	h mm	Art.	Upper Ø mm Верх. Ø mm	Lower Ø mm Ниж Ø mm	h mm
1129	9	6	18	1139	30	21	29
1131	12	9	18	1140	32	25	34
1132	13	10	18	1142	37	28	37
1133	15	11	18	1143	42	32	41
1134	16	12	20	1144	45	34	45
1135	18	13	22	1145	48	37	50
1136	20	14	24	1146	54	41	53
1137	23	16	26	1147	60	43	60
1138	26	19	28	1148	65	52	70



**KEGELSTOPFEN MIT EINER UND
ZWEI BOHRUNGEN**

ROTES GUMMI

**CONICAL 1 AND 2 HOLE
STOPPERS**

RED RUBBER

**КОНИЧЕСКИЕ ПРОБКИ С 1 ИЛИ 2
ОТВЕРСТИЯМИ**

КРАСНАЯ РЕЗИНА

Art.	2 holes				Art.	1 hole				
	Upper Ø mm Верх. Ø mm	Lower Ø mm Ниж Ø mm	Ø mm	h mm		Upper Ø mm Верх. Ø mm	Lower Ø mm Ниж Ø mm	Ø mm	h mm	
3820	12	9	3	18	3829	3845	32	25	6	34
3821	13	10	3	18	3830	3846	37	28	6	37
3822	14	11	3	18	3831	3847	42	32	6	41
3823	16	12	3	20	3832	3848	45	34	6	45
3824	3840	13	3	22	3833	3849	48	37	6	50
3825	3841	14	3	24	3834	3850	54	41	6	53
3826	3842	16	6	26	3835	3851	60	43	6	60
3827	3843	18	6	28	3836	3852	65	52	6	70
3828	3844	21	6	29						



**ALLGEMEINE
LABORANWENDUNGEN**
**GENERAL PURPOSE
LABWARE**
**ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ**

KEGELSTOPFEN
SILIKON

Autoklavierbar.
FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.

CONICAL STOPPERS
SILICON

Autoclavable.
SUITABLE FOR FOODSTUFF.

КОНИЧЕСКИЕ ПРОБКИ
СИЛИКОН

Выдерживают автоклавирование.
ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ.

Art.	Upper Ø mm Верх. Ø mm	Lower Ø mm Ниж Ø mm	h mm
3800	9	6	18
3801	12	9	18
3802	13	10	18
3803	15	11	18
3804	16	12	20
3805	18	13	22
3806	20	14	24
3807	23	16	26
3808	26	19	28

Art.	Upper Ø mm Верх. Ø mm	Lower Ø mm Ниж Ø mm	h mm
3809	30	21	29
3810	32	25	34
3811	37	28	37
3812	42	32	41
3813	45	34	45
3814	48	37	50
3815	54	41	53
3816	60	43	60


WENDEVERSCHLÜSSE
SILIKON

Durchbohrbare Stopfen für die Entnahme mithilfe von Spritzen von Lösungen und Suspensionen aus verschlossenen Behältern. Für Lebensmittel verwendbar.
H: Höhe des Wendeteils
h: Höhe des unteren Teils
FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.

OVERTURNABLE SEPTA
SILICON

Pierceable stoppers to withdraw solutions and suspensions from closed containers, using syringes. Suitable for use in food and beverage industry.
H: height of overturnable section
h: height of lower section
SUITABLE FOR FOODSTUFF.

**ПРОБКИ С
ЗАВОРАЧИВАЮЩИМИСЯ КРАЯМИ**
СИЛИКОН

Пробки, которые можно проколоть иглой шприца и отобрать жидкость из закрытых контейнеров. Подходят для использования в пищевой промышленности.
H: Высота заворачивающейся части
h: Высота нижней части
ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ.

Art.	H/h mm	lower Ø mm	N/S
1190	9 / 8	7	-
1191	14 / 8	10	-
1192	20 / 10	13	-
1193	20 / 10	15	14 / 23

Art.	H/h mm	lower Ø mm	N/S
1194	20 / 11	16	-
1195	18 / 12	20	19 / 26
1196	25 / 17	24	-
1197	28 / 22	31	29 / 32


GASSAMMELBEUTEL
LATEX

Gassammelbeutel aus Latex mit Volumen zwischen 1000 cc und 8000 cc

GAS SAMPLING BALLOONS
LATEX

Latex balloons with volume range from 1,000 cc to 8,000 cc

**БАЛЛОНЫ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ
ГАЗА**
ЛАТЕКС

Баллоны из латекса объемом 1000 и 8000 куб. см

Art.	Vol. cc	Ø mm
1230	1000	130
1231	1500	150
1232	2000	160
1233	4000	200
1234	5000	230
1235	8000	250


**SET MIT 7 FILTERADAPTERN
(GUKO)**
NEOPREN

Halter für Büchnerfilter.

SET OF 7 ADAPTERS (GUKO)
NEOPRENE

Supports for Büchner funnels.

**КОМПЛЕКТ ИЗ 7
ПЕРЕХОДНИКОВ ДЛЯ
ФИЛЬТРОВ (ГУКО)**
НЕОПРЕН

Опоры для воронок Бюхнера.

Art.	N.	Außendurchmesser Ext. Ø mm Ø нар	Innendurchmesser Int. Ø mm Ø Внутренний	h mm
420	1	21x11	17x7	21
	2	27x16	22x11	22
	3	37x22	31x16	25
	4	46x29	39x22	29
	5	58x38	50x30	35
	6	69x45	60x36	40
	7	86x57	75x46	45

**GEBLÄSEBALL MIT VENTIL UND
SCHLAUCH**

ROTES GUMMI

In der Regel für die Aspiration für
Pelletbüretten und Zerstäuber verwendet.

**MONO-BALL WITH VALVE AND
HOSES**

RED RUBBER

Suitable for Pellet burette charging or for
vaporizers.

**ГРУША С КЛАПАНОМ И
ТРУБКОЙ**

КРАСНАЯ РЕЗИНА

Удобна для заполнения бюреток
Пеллета или испарителей.



Art.	Ø mm
3910	46

**GEBLÄSEBALL FÜR VAKUUM MIT
ZWEI VENTILEN**

ROTES GUMMI

**MONO-BALL FOR VACUUM WITH
TWO VALVES**

RED RUBBER

**ГРУША ДЛЯ СОЗДАНИЯ
РАЗРЕЖЕНИЯ С ДВУМЯ
КЛАПАНАМИ**

КРАСНАЯ РЕЗИНА



Art.	Ø mm
3911	46

DOPPELPUMPE MIT NETZ

ROTES GUMMI

Geeignet für das Befüllen von
automatischen Büretten und Säulen bei
der Flashchromatographie.

DOUBLE BALL WITH NET

RED RUBBER

Suitable for automatic burettes and
flashchromatography columns.

ДВОЙНАЯ ГРУША С СЕТКОЙ

КРАСНАЯ РЕЗИНА

Используется для наполнения
автоматических бюреток и колб для
хроматографического анализа.



Art.	Ø mm
3912	46
3913	53

PIPETTENSaugBÄLLE MIT RAND

LATEX

Verwendet für Ranvier-Tropfenzähler und
Pasteurpipetten.

DROPPING BULBS WITH RIM

LATEX

Suitable for Ranvier dropping tubes and
Pasteur pipettes.

**ГРУШИ ДЛЯ КАПЕЛЬНЫХ
ПИПЕТОК С КОЛЬЦОМ**

ЛАТЕКС

Подходят для капельных пипеток
Ранвье и пастеровских пипеток.



Art.	h mm
3914	40 mm

ALLGEMEINE LABORANWENDUNGEN

GENERAL PURPOSE LABWARE

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



HITZEGRIFFSCHUTZ (HOT-GRIP)

SILIKONGUMMI

Schützt die Hände beim Ergreifen heißer (bis +260°C) und kalter (bis -57°C) Behälter. Rutschfeste Innenfläche.

HOT GRIP

SILICON RUBBER

It provides protection against hot containers up to +260°C and cold containers down to -57°C. Internal relief surface.

ПРИХВАТКА ДЛЯ ГОРЯЧИХ ПРЕДМЕТОВ

СИЛИКОНОВЫЙ КАУЧУК

Обеспечивает защиту от горячих контейнеров, до температуры +260°C, и холодных контейнеров - до -57°C. Внутренняя поверхность рельефная.

Art.

3915



BEHÄLTER MIT ANGEHÄNGTEM DECKEL

PE

Mehrzweckbehälter mit angehängtem Deckel (Sicherheitsflasche) für Proben jeglicher Art. Leicht und unzerbrechlich. Können als Wiegebehälter verwendet werden. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

SAMPLE VIALS

PE

General purpose containers with push on hinged lids. Flat bottomed. Lightweight and unbreakable. Can be used as weighing containers. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРОБ

PE

Контейнеры общего назначения с закрывающимися откидными крышками для образцов любого типа. Легкие и небьющиеся. Можно использовать для взвешивания. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm	Wall thick. mm	Weight g
730	1	8	32	0,98	0,71
731	2,5	14	31,5	0,83	1,55
737	5	15	49	0,93	2,5
732	8	17,2	57,6	1,20	3,5
733	7	22,8	32,9	1,35	3,5
734	20	24,8	74,5	1,6	9,7
735	35	31	74,5	1,6	14
736	25	31,3	52,5	1,6	61



BEHÄLTER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS

HDPE

Absolut dicht schließend, ideal für Quecksilber etc. Kleine Mengen flüssiger oder fester Proben können aufgrund der Barrieren im Inneren leicht aus diesen Behältern entnommen werden. Sie sind außerdem sehr haltbar, dickwandig und verfügen über eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

SCREW CAP CONTAINERS

HDPE

Ideal for storing mercury etc. Leakproof. Small quantities of liquid or solid samples can be taken out by pipette/spatulas without the hindrance of internal shoulders. Sturdy, heavy walled with excellent chemical resistance. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

КОНТЕЙНЕРЫ С ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ

HDPE

Идеальны для хранения ртути и др. Не протекают. Не имеют горлышка, поэтому небольшие количества жидкости или твердых образцов можно легко извлечь. Крепкие, с толстыми стенками, обладают прекрасной химической устойчивостью. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	Cap. ml	Ø O.D mm	Ø I.D mm	h mm	Wall thick. mm	Weight g
910	5	21	17,6	35,7	1,7	11
911	10	21	17,6	58,4	1,7	13
912	30	35	31	53	2	22
913	60	35	31	94,2	1,7	29
914	90	54,5	50	63,4	2,2	44
916	180	54,5	50	109,6	2,2	61



WÄGGLÄSER

PP

Diese leichten, autoklavierbaren, mehrfach verwendbaren Behälter verringern die Korrekturen durch die Tara bei Präzisionsmessungen, zum Lieferumfang gehört ein luftdichter Eindrückdeckel. Optimale Beständigkeit gegen Säuren. Der obere Rand kann zusammengedrückt werden, um das Umfüllen von Flüssigkeiten zu erleichtern. Den Deckel vor der Autoklavierung abnehmen. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

WEIGHING BOTTLES

PP

Reduce the tare weight correction with these light weight, autoclavable, re-usable translucent bottles. Airtight push on lids included. Highly resistant to acid attack. No internal shoulders to allow use of spatulas. Tops can be squeezed to assist pouring. Remove lid before autoclaving. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ЕМКОСТИ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ

PP

Легкие, требующие минимальной корректировки веса тары, полупрозрачные многоразовые контейнеры, выдерживающие автоклавирование. Снабжены плотно закрывающимися крышками. Высокая устойчивость к кислотам. Для удобства выливания жидкости можно сжать с изделия по бокам. Перед автоклавированием снимайте крышки. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	ml	Ext. Ø mm	Height mm	Tare g	Art.	ml	Ext. Ø mm	Height mm	Tare g
340	23	30	48	8	346	50	59	34	18
342	20	40	29	8	347	190	59	88	28
343	60	40	69	14	348	360	70	118	40
345	30	49	29	10					

ALLGEMEINE LABORANWENDUNGEN

UHRGLASSCHALE

PP

Mit Standfläche, die das Umstürzen verhindert. Hitzebeständigkeit bis + 120 °C.

Art.	Gewicht g / Weight g / Bec g	Ø mm
452	3,7	60
454	5,5	79
455	10	99
456	15	118,5

GENERAL PURPOSE LABWARE

WATCH GLASSES

PP


Very stable having a moulded base. Can withstand temperatures up to 120°C.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЧАСОВЫЕ СТЕКЛА

PP

Очень устойчивые, с прессованным основанием. Выдерживают температуру до +120°C.



GEWEBE-GRINDER

BOROSILIKATGLAS

Der Gewebe-Grinder besteht aus zwei separat zu bestellenden Komponenten: Borosilikatglasmörser (Artikel 6102 bis 6150) und PTFE-Pistill (Artikel 6302 bis 6350). Ideal für kleine Gewebemengen. Zwischen dem PTFE-Pistill und dem Borosilikatmörser besteht ein Zwischenraum von 0,15 – 0,25 mm. Bei den angegebenen Volumina handelt es sich um Arbeitsvolumina. Die Erzeugung übermäßiger Hitze vermeiden, da diese ein Blockieren verursachen könnte.

Art.	ml	Working Ø mm	h mm	Art.	ml	Working Ø mm	h mm
6102	2	8	120	6115	15	16	155
6105	5	12	135	6130	30	25	175
6110	10	15	150	6150	50	32	195

TISSUE GRINDERS

BOROSILICATE GLASS

Tissue grinder is composed by two components to be ordered separately: Borosilicate glass mortar (items 6102 to 6150) and PTFE pestle (items 6302 to 6350). Ideal for small amounts of tissue. PTFE pestle has 0.15 - 0.25 mm clearance with borosilicate mortar. Volumes stated are working volumes. Avoid excessive generated heat as could cause binding.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ДЛЯ ТКАНЕЙ

БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО

Измельчитель для тканей состоит из двух компонентов, заказываемых по отдельности: ступки из боросиликатного стекла (кат. от № 6102 до № 6150) и пестика из ПТФЭ (кат. от № 6302 до № 6350). Идеально подходит для небольшого количества тканей. Зазор между пестиком и ступкой из боросиликатного стекла 0,15 - 0,25 мм. Указанные объемы являются рабочими. Избегайте избыточного образования тепла во избежание фиксации материала.



GEZAHNTE PISTILLEN

KOPF AUS PTFE STIEL AUS EDELSTAHL

Das Pistill sollte kombiniert mit dem Borosilikatmörser zum Zerstoßen von Proben verwendet werden. Ideal für harte Materialien wie Tumorgewebe. Der Durchmesser des Pistillstiels beträgt 6,5 mm.

PESTLES SERRATED

HEAD MADE OF PTFE SHAFT MADE OF STAINLESS STEEL

Pestle should be used in combination with borosilicate mortar for sample crushing. Ideal for tough materials such as tumors. Pestle shaft diameter is 6,5 mm.

ПЕСТИКИ ЗУБЧАТЫЕ

ГОЛОВКА ИЗ ПТФЭ ВАЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Пестики следует использовать в сочетании со ступкой из боросиликатного стекла для дробления образцов. Идеально подходит для плотных образцов, таких как опухоли. Диаметр вала пестика 6,5 мм.

Art.	ml	h mm
6302	2	230
6305	5	235
6310	10	270
6315	15	270
6330	30	270
6350	50	270



TURBINENRÜHRER

PP - ABS

Wird durch eine Wasser- oder Druckluftturbine mit einem Druck zwischen 1 und 2,5 kg/cm² angetrieben. Eine Stromversorgung ist nicht notwendig. Dieser Rührer ist vor allem für den Einsatz in Umgebungen bestimmt, wo ein Strom aus Sicherheitsgründen nicht zur Verfügung ist. Elektromotoren zu verwenden ist nicht möglich. Kann auf den Arbeitsbereich gestellt oder an einer Halterung befestigt werden (unser Artikel 267). Versuchen Sie es selbst.

MAGNETIC STIRRER, NON-ELECTRIC

PP - ABS

This unique stirrer is operated either by water pressure between 1 and 2.5 Kg/cm² (15 to 40 psi) or by air pressure. No electric supply is needed thus eliminating heat, shock and explosion hazard. Corrosion proof allplastic construction. Can be used on the bench or clamped to a stand with 12 mm (1/2") diameter (our part. 267). Supplied complete of tubes.

МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА

PP - ABS

Конструкция приводится в движение либо под воздействием давления 1 до 2,5 кг/см² либо воды, либо воздуха. Таким образом, наличие источника электропитания не требуется, поэтому, изделие может использоваться там, где из соображений безопасности или по другим мотивам использование электроприводов невозможно. Опорная плита 8÷14 мм. Может устанавливаться на столе или стойке (арт.№ 267). В комплект входят трубки.

Art.	Dim. Ø	Outlet tube mm	Inlet tube mm
203	Ø 128,5	3,4	13,20



ALLGEMEINE LABORANWENDUNGEN

GENERAL PURPOSE LABWARE

НЕВАРЕАКТИВ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



PULVERTRICHTER

PP

Autoklavierbare Trichter mit 60°-Winkel. Große Öffnung vermeidet Pulverbrückenbildung beim Umfüllen. Gerippte Außenseite beugt Druckverschluss vor. Geeignet für Flüssigkeiten. Hervorragender chemische Beständigkeit.

POWDER FUNNELS

PP

60° angle, autoclavable funnels. Large bore avoids bridging of powders during transfer. Ribbed outside to avoid pressure lock. Can be used with liquids. Excellent chemical resistance.

ВОРОНКИ ДЛЯ ПОРОШКОВ

PP

60° воронки, выдерживающие автоклавирование. Большое отверстие позволяет избежать затора порошков. Снаружи снабжены ребрами, предотвращающими зажим под действием давления. Могут использоваться с жидкостями. Отличная химическая устойчивость.

Art.	Ext. dim. Ø mm	Stem Ø mm	ml	Stem l mm
171	60	15	45	18
167	80	15	94	22,20
168	100	25	200	24,80
169	120	30	360	27,10
170	150	36	730	39,90
166	180	43	1290	48,80



UMFÜLLTRICHTER

HDPE

HDPE Trichter für allgemeine Anwendungen und eine große Auswahl an Flüssigkeiten, mit rundem Rand, um das Überfließen zu verhindern. Mit externen Rippen, um Gegendruck zu vermeiden, und mit einer Öse zum bequemen Aufhängen des Trichters.

GENERAL PURPOSE FUNNELS

HDPE

Tough, robust, general purpose funnels suitable for a wide range of liquids. Upstand on rim to reduce possible overflow. Ribbed on outside to eliminate back pressure. Hanging eye for storage.

ВОРОНКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

HDPE

Твердые, прочные воронки общего назначения подходят для самых разнообразных жидкостей. Имеют бортики по краям для защиты от перелива. Снаружи имеются ребра, препятствующие накоплению избыточного давления.

Art.	Top Ø mm	Upstand	ml	Stem Ø mm	Stem l mm
4171	80	4,2	100	13	27
172	110	5	300	14,7	38
173	130	5,8	450	20	43
174	140	6,5	750	24	52
175	180	7	1500	30	68,5
176	220	8,5	2750	35	81,0
177	260	6,5	4000	38	75,0
178	310	12,5	5500	43	80,0
4179	420	16	10000	57	138



BLATTRÜHRER

PP

Die Schaufeln sind auf eine Stahlstange gepresst, die mit Polypropylen mit einem Durchmesser von 8mm und einer Länge von 350mm ummantelt ist.

STIRRING PADDLES

PP

The blades are made of chemically resistant PP and are fixed to a steel rod covered with PP with a diameter of 8 mm x 350 mm long.

ЛОПАТНЫЕ МЕШАЛКИ

PP

Лопастные изготовлены из химически стойкого пропилен и укреплены на стальном стержне, покрытом полипропиленом, с диаметром 8 и длиной 350 мм.

Art.	Description	Larg./Width mm h mm	
428	Modell mit zwei Rührflügeln / Model with two fixed blades / Модель с двумя закрепленными лопастями	39	15
430	Modell mit "U"-Form / "U" shaped model / U-образная модель	65	78
431	Modell mit zwei verstellbaren Rührflügeln – mit Rührflügeln / Model with two collapsable paddles - fully extended / Модель с двумя складывающимися лопастями – полностью раздвигается	57	
432	Modell mit zwei verstellbaren Rührflügeln – mit offenen Rührflügeln 98,5 / Model with two collapsable paddles - fully extended / Модель с двумя складывающимися лопастями – полностью раздвигается	98,5	

STANGENRÜHRER

PVC

PVC Fest und unzerbrechlich. Ideal als Alternative zu Glasrührern.

STIRRING RODS


PVC

Rigid, light and unbreakable. The ideal replacement for glass rods.

ПАЛОЧКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

PVC

Жесткие, легкие и небуьющиеся. Идеальная замена стеклянным палочкам.



Art.	Ø mm	Länge mm / Lenght mm / Длина, мм
497	7,15	250
498	7,15	300
499	7,15	350

RÜHRSPATEL

PP

Aus einem Stück gegossen, mit Enden in Spatelform

POLICEMEN STIRRING RODS

PP

White, one-piece rod with flattened ends forming two small spatulas.

**ШПАТЕЛИ ДЛЯ
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ**

PP

Полипропилен.Цельная палочка с уплощенными концами в форме небольших шпателей.

Art.	Länge mm / Lenght mm / Длина, мм
828	244



EISBEHÄLTER

PUR-SCHAUMSTOFF

Der Behälter ist mit einem Deckel mit zwei Seitengriffen ausgestattet. Stärke 15 mm ca. Rot. Hervorragende Isoliereigenschaften. Mit Trockeneis oder zerkleinertem Eis sowie Kühlmischungen verwendbar. Kurzzeitig gegen flüssigen Stickstoff beständig.

ICE BUCKET

EXPANDED PUR

Equipped with lid and two side-handles. Thickness of about 15 mm. Red colour. Excellent isolating feature. Can be used with dry or minced ice and cooling mixtures. Liquid nitrogen resistant for a few minutes.

ВЕДЕРКО ДЛЯ ЛЬДА

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИУРЕТАН

На контейнере имеется крышка и две боковые ручки. Толщина ок. 15 мм. Цвет красный. Превосходные теплоизолирующие свойства. Может использоваться для хранения сухого и колотого льда, а также охлаждающих смесей. Контакт с жидким азотом выдерживает несколько минут.

Art.	Cap. lt	Ø mm	h mm
1000	4,5	270	200



RECHTECKIGE SCHALEN

PVC

Sehr nützlich für kleine Objekte, die in einer Schublade aufbewahrt werden sollen, wie Bleistifte, Kugelschreiber, Gummis, Lineale, Magnetrührstäbchen, Verbinder usw. Das Mittelabteil der Schale mit 5 Vertiefungen kann für das Ablegen von serologischen Pipetten verwendet werden.

INPUT TRAYS

PVC

Very useful for knick knacks - rulers, erasers, pencils etc, in desk drawers. Central compartment of five compartment tray can be used for pipettes. Sturdy. Can be used for carrying items such as stir bars, connectors etc.

**ЛОТОК ДЛЯ МЕЛКИХ
ПРЕДМЕТОВ**

PVC

На контейнере имеется крышка и две бо-ковые ручки. Толщина ок. 15 мм. Цвет красный. Превосходные теплоизолирующие свойства. Может использоваться для хранения сухого и колотого льда, а также охлаждающих смесей. Контакт с жидким азотом выдерживает несколько минут.

Art.	Mater.	Cavity	Dim. compart. mm	Dim. mm
953	PVC	12	90x90	303x403x63
954	PVC	5	100x185 (4) 100x385 (1)	304x404x64



RECHTECKIGE SCHALEN

PP/PVC

Sehr nützlich für kleine Objekte, die in einer Schublade aufbewahrt werden sollen, wie Bleistifte, Kugelschreiber, Gummis, Lineale, Magnetrührstäbchen, Verbinder usw. Das Mittelabteil der Schale mit 5 Vertiefungen kann für das Ablegen von serologischen Pipetten verwendet werden.

INPUT TRAYS

PP/PVC

Art. 548 is a tough 12 liters autoclavable tray for a variety of uses. Can hold 18x500 ml or 12x1 lt bottles.

**ЛОТОК ДЛЯ МЕЛКИХ
ПРЕДМЕТОВ**

PP/PVC

Очень удобен для мелочей – линеек, ластиков, карандашей и т.п., хранящихся в ящиках стола. Центральную секцию с 5 ячейками можно использовать для пипеток.

Art. 952 is a strong PVC tray for holding sample bottles with base diameter not greater than 22 mm. Ideal for 7 ml (1/4oz) Bijou bottles or specimen tubes. Each of nine rows can hold 12 of such bottles making a total capacity of 126.

Art.	Mat.	Dim. compart. mm	Internal dim. mm	Ext. dim. mm
548	PP lt 12		345x510x110	510x350x105
952	PVC Vertiefungen / Cavity	25 (width)	300x355x42	350x300x40



НеваРеактив

НеваРеактив

ALLGEMEINE LABORANWENDUNGEN

GENERAL PURPOSE LABWARE

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



SÄUREFESTE SCHALE

PVC

Die besondere Beschaffenheit des Bodens macht diese Schalen ideal für den Einsatz im Bereich der Fotografie. Stapelbar.

DEEP TRAYS

PVC

With the ribbed bases, these are ideal for photographic purposes. Stackable.

ГЛУБОКИЕ ЛОТКИ

PVC

С ребристым основанием, идеальны для занимающихся фотографией. Штабельные.

Art.	Dim int. mm	Dim ext. mm
280	200x150x45	245x195x50
281	250x200x60	305x250x60
282	320x260x70	385x325x75
283	350x300x80	420x375x85
284	430x330x90	505x405x95
285	520x420x90	600x495x100
286	675x530x100	765x620x110
288	540x420x180	635x515x190



SCHÜSSEL

PP

Weißer Schüssel in weißer Farbe mit Rand, 20 Minuten bei +121°C autoklavierbar. Ausgesprochen robuste Struktur. Im unteren Bereich des Rands sind zwei Griffe integriert, um den Transport zu erleichtern.

ROUND BOWL

PP

White bowl with rim, autoclavable at 121°C for 20 minutes. Sturdy structure. Two grips have been designed in the lower part of the rim to help carriage.

ТАЗ

PP

Полипропилен. Белый с бортиком, выдерживает автоклавирование при температуре +121°C в течение 20 минут. Конструкция прочная. В нижней части бортика расположены две ручки, облегчающие процесс переноса.

Art.	Vol. lt	Ø mm	h mm
258	10	350	160



TABLETTS UND SCHALEN

PS STOSSFESTES

Geeignet für Lebensmittel und allgemeine Laboranwendungen.

TRAYS

HIGH IMPACT PS

Suitable for foodstuffs and general laboratory use.

ЛОТКИ

PS ПРОТИВОУДАРНЫЙ

Подходят для пищевых продуктов и использования в лаборатории в различных целях.

Art.	Dim ext. mm	Dim int. mm	Art.	Dim ext. mm	Dim int. mm
5701	201x151x21	170x110x10	5709	202x151x81	140x90x70
5702	303x151x21	270x120x10	5710	303x151x81	240x90x70
5703	353x252x21	320x220x10	5711	352x252x81	290x190x70
5704	254x254x21	220x220x10	5712	252x252x82	200x200x70
5705	201x151x41	150x100x30	5713	408x300x21	380x270x10
5706	303x151x42	260x110x30	5714	409x300x42	360x250x30
5707	353x253x41	310x210x30	5715	408x299x81	340x240x70
5708	252x252x42	210x210x30			



STAPELBARER KASTEN NIEDRIGE SERIE

HDPE

Stapelbare tiefe Kästen aus HDPE mit Griffen.

DEEP TRAY, LOW FORM, STACKABLE

HDPE

Stackable deep trays made of HDPE with handles.

ЯЩИК СКЛАДИРУЕМЫЙ НИЗКИЙ

HDPE

Штабелируемые глубокие лотки из полиэтилена высокой плотности с ручками

Art.	Cap. lt	Dim. ext. mm	Farbe / Colour / Цвет
542	10	310x415x97	Weiß / White / Белый
543	16	350x540x115	Weiß / White / Белый
544	20	410x458x143	Weiß / White / Белый

ALLGEMEINE LABORANWENDUNGEN

GENERAL PURPOSE LABWARE

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

31

NIEDRIGER ABLAGEKASTEN MIT GRIFFEN UND DRÄNAGEÖFFNUNGEN

HDPE

Niedriger, rechteckiger Kasten mit Drainageöffnungen auf allen Seiten.

DEEP TRAY, LOW FORM WITH HANDLES AND DRAINING HOLES

HDPE

Rectangular tank with draining holes on all sides. Stackable with recessed rim to allow ventilation.

ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НИЗКИЙ С РУЧКАМИ И СЛИВНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

HDPE

Низкий прямоугольный ящик со сливными отверстиями по всем сторонам



Art.	Dim. mm	h mm	Cap. lt
547	350x540	115	16

STAPELBARER KASTEN

HDPE

Stapelbar. Hohe Beständigkeit gegen organische und anorganische Säuren. Robust, mit Hebegriffen und Verstärkungsrippen für eine lange Lebensdauer.

STACKABLE TANKS

HDPE

Can be stacked. High resistance to organic and inorganic acids. Robust with lifting lugs and strengthening ribs to ensure long life.

СКЛАДИРУЕМЫЙ ЯЩИК

HDPE

Могут штабелироваться. Высокая устойчивость к органическим и неорганическим кислотам. Прочные, снабжены подъемными скобами и усиливающими ребрами, увеличивающими их срок эксплуатации.



Art.	Dim. ext. mm	h mm	Cap. lt
602	315x415	200	20
603	365x595	255	46
604	438x695	306	72
605	500x585	445	100

GRAUER KASTEN

HDPE

Praktischer Allzweckkasten, kann zur Lagerung gestapelt werden.

GREY TANKS

HDPE

Useful general purpose tanks that can be stacked for storage.

СЕРЫЙ ЯЩИК

HDPE

Практичные ящики общего назначения, могут штабелироваться при хранении.



Art.	Cap. lt	Dim. mm	Farbe / Colour / Цвет
3371	27	340x455x250	Grau / Grey / Серый
3372	40	350x560x304	Grau / Grey / Серый
3373	75	457x503x310	Grau / Grey / Серый

EIMER MIT AUSGUSS

LDPE

Eimer aus Polyethylen mit Ausguss und Litereinteilung. FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.

BUCKET WITH SPOUT

LDPE

Graduated bucket by liter with pouring spout. SUITABLE FOR FOODSTUFF.

ВЕДРО С НОСИКОМ

LDPE

Градированное ведро с носиком, градуировка до 1 л. ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.



Art.	Cap. lt	Dim. mm	Farbe / Colour / Цвет
905		Ø 280 h 250	Weiß / White / Белый
906	12	Ø 300 h 280	Weiß / White / Белый
907	17	Ø 340 h 310	Weiß / White / Белый

НеваРеактив

НеваРеактив

**SICHERHEITSBOX**

PC

Aus vollständig autoklavierbarem Polycarbonat hergestellt. Geeignet für den Transport von Reagenzgläsern, Behältern, Flaschchen, Kunststoffbeutel und gebrauchsfertigen Spritzen, wenn hermetische Dichtigkeit notwendig ist. Entwickelt, um einen hohen Standard an Sicherheit auch beim Transport von Zytostatika vom Zubereitungsraum bis zum Ort der Verabreichung zu gewährleisten. Völlig transparent und kontrollierbar, um vor dem Öffnen das Vorliegen von eventuellen Undichtigkeiten der transportierten Behälter zu prüfen. Der Deckel ist mit einer hermetischen Sicherheitsdichtung aus Silikon versehen, die gewährleistet, das Flüssigkeiten oder Zytostatika im Falle einer Leckage oder eines versehentlichen Verschütten der Flaschchen oder Kunststoffbeutel nicht aus dem Behälter austreten können. Ausgestattet mit vier Verriegelungsglaschen, die ein unbeabsichtigtes Öffnen des Behälters beim Herunterfallen verhindern. Abgerundete Innenecken und das besondere Design der Innenseite der unteren Schale gewährleisten eine sichere, einfache und effektive Reinigung. Das Symbol "Biogefährdung" ist so auf dem Deckel aufgedruckt, dass es dauerhaft haltbar ist. PC Komplett mit Edelstahlgriff nach AISI 304 für den einfachen Transport sowie einer Gebrauchs- und Wartungsanleitung.

SAFETY BOX

PC

Made of polycarbonate and fully autoclavable. Designed for transporting tubes, containers, vials, plastic bags and ready-to-use syringes whenever an airtight seal is required. Designed to provide a high degree of safety when transporting antitumor drugs from the Preparation Center to the site where they will be administered. Completely clear to enable inspection for possible container leakage before opening. The cover has a hermetic silicon safety seal to ensure containment of fluids or anti-tumor drugs and protects against leakage and/or accidental spill from bottles or seepage from plastic bags. Closes using 4 safety locks preventing accidental opening if the box is dropped. Inside the box, beveled edges and the special design of the bottom guarantee safe, simple and efficient cleaning. An indelible biological hazard symbol is moulded on the outside of the cover. Includes a stainless steel AISI 304 handle for ease of transport and an instruction sheet on use and maintenance.

ЗАЩИТНЫЙ КОНТЕЙНЕР

PC

Идеальное решение для обеспечения герметичности и безопасности транспортировки пробирок, контейнеров, пластиковых пакетов и шприцов, готовых к использованию. Спроектирован для обеспечения повышенного уровня безопасности, в том числе и при транспортировке противоопухолевых препаратов из Центра подготовки к месту выдачи. Полностью прозрачные с целью обеспечения возможности проверки на предмет утечек из перевозимых контейнеров до открытия. На крышке предусмотрена герметизирующая силиконовая прокладка, создающая барьер для флюидов или противоопухолевых препаратов в случае протекания и/или случайного пролития из флаконов или утечек из пластиковых пакетов. На замке предусмотрены четыре предохранительных зажима, предупреждающих случайное открытие контейнера в случае падения. Закругленные углы и специальная форма внутренней поверхности корпуса позволяют легко, быстро и эффективно очищать контейнер. На наружной поверхности крышки корпуса устойчивой краской нанесен знак биологической опасности. С ручкой из нержавеющей стали AISI 304 для удобной транспортировки и инструкцией по эксплуатации и техобслуживанию.

Art.	Dim. ext. mm	Dim. int. base mm	Cap. lt
569	391x174x174 h	137x325	4,5

Art.	Beschreibung / Description / Описание
8569	Set 4 Haken / Set 4 sidelocks / Набор из 4 зажимов
8570	Silikondichtung / Silicon gasket / Силиконовые уплотнения

HALTER FÜR SICHERHEITSBOX

EDELSTAHL

Ist für 10 Urinprobenbehälter bis zu 200 ml und 4 Stuhlprobenbehälter mit bis zu 30 ml konzipiert.

SAFETY BOX RACK

STAINLESS STEEL

Designed for 10 urine containers up to 200 ml size and 4 stool containers 30 ml size.

**ШТАТИВ ДЛЯ ЗАЩИТНОГО
КОНТЕЙНЕРА**

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Разработан для установки 10 контейнеров для мочи размером до 200 мл и 4 контейнеров для кала размером 30 мл.



Art.	Dim. mm
570	145x322x60

KÜHLBOX

PS STOSSFESTES

Kühlbehälter aus thermoplastischem Material mit Wärmeisolierung durch Isolierkammern aus Polyurethan; für Lebensmittel zugelassen und daher vollständig ungiftig. Für die Art. 3705, 3706 sind Kühlelemente mit 1 kg Flüssigkeit, Art. 3707, erhältlich. Innerhalb von Art. 3706 1 St. Art. 569.

FRIGO BOX, SQUARE

HIGH IMPACT PS

Low temperature containers made of high impact thermoplastic material, thermally isolated by means of a polyurethane isolating jacket; non-toxic and therefore 100% foodsafe. A 1 Kg cooling block, art. 3707, is available for art. 3705, 3706. Inside art.3706 1pc. art. 569.

КОНТЕЙНЕР-ХОЛОДИЛЬНИК

PS ПРОТИВОУДАРНЫЙ

Низкотемпературные контейнеры из термопластического материала высокой прочности, с термоизоляцией из полиуретана; нетоксичны, и, следовательно, на 100% безопасны для хранения пищевых продуктов. Кат. № 3705, 3706 в наличии имеются 1-кг жидкий охлаждающий элемент кат. №3707. Внутри кат.3706 1 шт. кат. 569.



Art.	Cap. lt.	Dim. mm	Art.	Beschreibung / Description / Описание
3705	25	230x400x350	3707	Kühlelement mit 1 kg Flüssigkeit für unsere Artikel 3705/3706
3706	32	260x430x380	3707	Plastic container with 1kg of cooling liquid for art. 3705 / 3706
				1-kg жидкий охлаждающий элемент кат.№ 3705/3706

STERILISIERINDIKATOR

KLEBEBAND

Der **Artikel 1052** wird aus semi-gekrepptem, imprägniertem Papier und klebendem Naturgummi gefertigt. Zur Verwendung mit einzelnen Einheiten (z. B. Packungen, Behälter), um die Sterilisationsbehandlung zu bestätigen und zwischen bearbeiteten und nicht bearbeiteten Einheiten zu unterscheiden. Nach der Sterilisation wechseln die Indikatorstreifen ihre Farbe von Durchsichtig zu Braun. (Voraussetzung für den Farbwechsel: 10 Minuten Dampf bei 121°C oder 2 Minuten bei 134°C). Bleifrei. Kann bei sachgemäßer Lagerung bis 3 Jahre ab dem Herstellungsdatum verwendet werden.

NICHT VORGESEHEN FÜR DEN EINSATZ ALS VALIDIERUNGSSYSTEM FÜR STERILISATIONSVERFAHREN.

Der **Artikel 1051** ist ein Klebeband mit guter Beständigkeit gegen Hitze und Feuchte; besonders geeignet als Hinweis für trockene Sterilisation (POUPINEL-Methode). Hergestellt aus semi-gekrepptem, imprägniertem Papier und klebendem Silikon; nach der Anwendung leicht ablösbar. Nach der Sterilisation wechseln die „V“-Indikatorstreifen ihre Farbe von Hellgrün zu Braun (Voraussetzung für den Farbwechsel: 30 Minuten trockene Hitze bei 155°C). Bleifrei. Kann bei sachgemäßer Lagerung bis 2 Jahre ab dem Herstellungsdatum verwendet werden.

NICHT VORGESEHEN FÜR DEN EINSATZ ALS VALIDIERUNGSSYSTEM FÜR STERILISATIONSVERFAHREN.

Beide Bänder erfüllen die ISO 11140/2005-Standards.

STERILIZATION INDICATOR TAPE

ADHESIVE PAPER TAPE

Art. 1052 is made by impregnated semi-creped paper and adhesive natural rubber. To be used with individual units (i.e. packs, containers) to confirm sterilization treatment and to distinguish between processed and unprocessed units. After sterilization, indicator strips change from clear colour to brown. (minimum conditions for change are: steam 10 min 121°C or 2 min 134°C). Lead free. If correctly stocked, it can be used till 3 years from production date. **NOT INTENDED FOR USE AS VALIDATION SYSTEM OF STERILIZATION PROCESS.**

Art. 1051 is an adhesive tape with good resistance to heat and damp; it's particularly recommended for indicating dry sterilization (POUPINEL method). Made by semi-creped, impregnated paper and adhesive Silicone it is easy to remove after treatment. After sterilization the "V" indicators strips changes colour from light green to brown (minimum conditions for change are: dry heat 30 minutes at 155°C). Lead free. If correctly stocked, it can be used till 2 years from production date. **NOT INTENDED FOR USE AS VALIDATION SYSTEM OF STERILIZATION PROCESS.**

Both Tapes are in conformity with ISO 11140/2005

**ЛЕНТА-ИНДИКАТОР
СТЕРИЛИЗАЦИИ**

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Изделие **кат. №1052** изготовлено из пропитанной полукрепированной бумаги и адгезивного натурального каучука. Используется с индивидуальными изделиями (т.е., упаковками, контейнерами) в качестве индикатора при стерилизации и для того, чтобы отличить обработанные и необработанные изделия. После стерилизации цвет индикатора меняется с прозрачного на коричневый. (минимальные условия для изменения: пар в течение 10 мин. при температуре +121°C или в течение 2 мин. при температуре +134°C). Не содержит свинца. При соблюдении правил хранения может использоваться до 3 лет с даты изготовления. **НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ВАЛИДАЦИИ ПРОЦЕССА СТЕРИЛИЗАЦИИ.**

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ВАЛИДАЦИИ ПРОЦЕССА СТЕРИЛИЗАЦИИ.

Изделие **кат. №1051** - это клейкая лента с хорошей устойчивостью к воздействию тепла и влаги; особенно рекомендуется в качестве индикатора при сухой стерилизации (метод POUPINEL). Изготовлено из пропитанной полукрепированной бумаги и силиконового клея, легко удаляется после обработки. После стерилизации «V»-образные индикаторы меняют цвет со светло-зеленого на коричневый (минимальные условия для изменения: сухое тепло в течение 30 мин. при температуре +155°C). Не содержит свинца. При соблюдении правил хранения может использоваться до 2 лет с даты изготовления. **НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ВАЛИДАЦИИ ПРОЦЕССА СТЕРИЛИЗАЦИИ.**

Обе ленты соответствуют ISO 11140/2005



1052

1051

Art.	of sterilization	Length mt	Height mm
1052	Autoclave (steam)	50	19
1051	Poupinel method (dry heat) Сухожаровая	50	19

НеваРеактив

НеваРеактив

НеваРеактив®

PLASTILAB®

**FLASCHEN UND ZUBEHÖR
BOTTLES AND ACCESSORIES
БУТЫЛКИ И ЕМКОСТИ**

НеваРеактив

**GRADUIERTE
WEITHALSFLASCHEN**

PE (KÖRPER) PP (VERSCHLUSS)

Hält äußerst hohem Druck stand, bevor es zum Zerplatzen kommt. Mit Löchern auf der Flasche oder Verschluss für das Anbringen von Etiketten versehen. Platz für vertrauliche Hinweise zwischen Einsatzstößel und Verschluss. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET** gemäß:
 • EU-Richtlinie 1935/2004
 • EU-Richtlinie 10/2011

**GRADUATED WIDE NECK
BOTTLES**

PE (BODY) PP (CAP)

Will withstand considerable pressure before rupture. Secured by tagging points on bottle and cap. Confidential notes can be placed in the space between insert sealing plug and cap. **SUITABLE FOR FOODSTUFF** according to:
 • EC Regulation 1935/2004
 • EC Regulation 10/2011

**ГРАДУИРОВАННЫЕ БУТЫЛКИ С
ШИРОКИМ ГОРЛОМ**

PE (КОРПУС) PP (КРЫШКА)

Выдерживают значительное давление до разрыва. На бутылке и крышке предусмотрены места для маркировки. Между герметизирующей пломбой и крышкой можно вложить информационную табличку. **ПРИГОДЕН ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО:**
 • НОРМЕ ЕС 1935/2004
 • НОРМЕ ЕС 10/2011

Art.	ml	Grad. ml	O.D. Ø mm	h mm	Mouth Ø mm
408	50	10	40	77	24
409	100	20	48	89	24
410	250	25	61	126	34,5
411	500	50	75	158	34,5
412	1000	100	93	200	45
413	2000	100	115	247	45

**RECHTECKIGE, GRADUIERTE
WEITHALSFLASCHEN**

PE (KÖRPER) PP (VERSCHLUSS)

Platzsparende Flaschen, ideal für langfristiges Aufbewahren von Proben. Die annähernde Graduierung erlaubt es, die Füllmengen ohne Zylinder/Messbecher zu reproduzieren. Die Griffe lassen sich einfach sichern. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET** gemäß:
 • EU-Richtlinie 1935/2004
 • EU-Richtlinie 10/2011

**GRADUATED SQUARE BOTTLES
WIDE NECK**

PE (BODY) PP (CAP)

Space saving bottles, ideal for long term storage of samples. Approximate graduations allow reproducible filling without the use of cylinders/beakers. Easy grip caps can be wired down for security. **SUITABLE FOR FOODSTUFF** according to:
 • EC Regulation 1935/2004
 • EC Regulation 10/2011

**БУТЫЛКИ ГРАДУИРОВАННЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С ШИРОКИМ
ГОРЛОМ**

PE (КОРПУС), PP (КРЫШКА)

Бутылки, позволяющие оптимально использовать имеющееся пространство, идеальные для долгосрочного хранения образцов. Градуировка позволяет определить примерный объем содержимого без использования мерных стаканов/цилиндров. Зажимные крышки могут закрепляться проволокой. **ПРИГОДЕН ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО:**
 • НОРМЕ ЕС 1935/2004
 • НОРМЕ ЕС 10/2011

Art.	ml	Grad. ml	Dim. mm	Mouth Ø mm
608	25	5	32x34x52	18
609	50	10	38x38x70	24
610	100	20	42x48x90	34,5
611	250	50	57x60x110	34,5
612	500	100	70x80x138	45
613	1000	100	80x103x176	58
614	2000	100	100x134x210	58

GRADUIERTE ENGHALSFLASCHEN

PE (KÖRPER) PP (VERSCHLUSS)

Doppelabdichtung mit Innerverschluss für eine perfekte Dichtigkeit. Schräg geformte Schultern verringern mögliche Restablagerungen. Kein Entweichen von Flüssigkeiten. Markierungspunkte auf Schulter und Verschluss sichern ein manipulationssicheres Verschließen. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET** gemäß:
 • EU-Richtlinie 1935/2004
 • EU-Richtlinie 10/2011

**GRADUATED NARROW NECK
BOTTLES**

PE (BODY) PP (CAP)

Double sealing with insert cap to assure tightness. Sloping shoulders reduce tendency for residue deposits. No leaking. Tagging points on shoulder and cap ensures tamper proof closure. Easy grip cap. **SUITABLE FOR FOODSTUFF** according to:
 • EC Regulation 1935/2004
 • EC Regulation 10/2011

**ГРАДУИРОВАННЫЕ БУТЫЛКИ С
УЗКИМ ГОРЛОМ**

PE (КОРПУС), PP (КРЫШКА)

Двойной запор посредством вкладыша для обеспечения герметичности. Покатые стенки снижают вероятность образования осадка. Отсутствие утечек. Петельки на стенках и крышке обеспечивают защиту от вскрытия. Зажимная крышка. **ПРИГОДЕН ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО:**
 • НОРМЕ ЕС 1935/2004
 • НОРМЕ ЕС 10/2011



Art.	ml	Grad. ml	O.D. Ø mm	h mm	Mouth Ø mm
317	50	10	39	70	18,5
319	125	20	46	107	18,5
323	250	25	60	131	23
324	500	50	74	157	23
325	1000	100	94	205	33
326	2000	100	112	266	33

ENGHALSFLASCHEN - DUNKELGRAU

PE

Vollständig undurchsichtige Flaschen, ideal für lichtempfindliches, flüssiges oder festes Material. Mit Innenverschluss und Kappe ausgestattete Flaschen, um eine perfekte Dichtigkeit zu gewährleisten. Mit Löchern auf der Flaschenschulter versehen, um das Anbringen von Sicherheitsiegeln oder Etiketten zu erlauben. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

Art.	ml	Grad. ml	O.D. Ø mm	h mm	Mouth Ø mm
3171	50	10	39	70	18,5
3191	125	20	46	107	18,5
3231	250	25	60	131	23
3241	500	50	75	157	23
3251	1000	100	95	208	33
3261	2000	100	112	266	33

NARROW NECK BOTTLES - GREY

PE

Completely opaque. Excellent for all photosensitive material whether liquid or solid. Sloping shoulders reduce tendency for residue deposits. No leaking. Insert plug for maximum security. Easy grip cap. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

БУТЫЛКИ С УЗКИМ ГОРЛОМ - ТЕМНО-СЕРЫЕ

PE

непрозрачные бутылки, идеальные для светочувствительных как жидких, так и твердых материалов. Снабжены вкладышем, обеспечивающим герметичность, и специальными петельками, которые можно использовать для пломбировки или крепления информационных табличек. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



FLASCHEN MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS

HDPE

Mit Schraubverschluss und Abreißsiegel versehen. Ideal für Anwendungen, bei denen das unerwünschte Öffnen nach dem Befüllen nicht möglich sein soll. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

NARROW NECK BOTTLES WITH WHITE TAMPER-EVIDENT CAP

HDPE

The tamper-evident cap incorporates a safety ring which is secured when the cap is screwed on to the bottle. Opening the bottle breaks the safety ring, showing signs of interference. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

БУТЫЛКИ С УЗКИМ ГОРЛОМ С КРЫШКАМИ С КОНТРОЛЕМ ВСКРЫТИЯ

HDPE

Снабжены закручивающейся крышкой с кольцом, предохраняющим от несанкционированного вскрытия. Идеальны для использования в ситуациях, когда открытие бутылки после наполнения нежелательно. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	ml	Ø mm	h mm	Mouth Ø	Thread
15700	50	36	84	17,5	22 / 410
15701	100	44	101	17,5	22 / 410
15702	250	60	136	22,5	28 / 410
15703	500	74	170	22,5	28 / 410
15704	1000	90	222	22,5	28 / 410



FLASCHEN MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS

HDPE

Mit Schraubverschluss und Abreißsiegel versehen. Ideal für Anwendungen, bei denen das unerwünschte Öffnen nach dem Befüllen nicht möglich sein soll. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

WIDE NECK BOTTLES WITH BLACK TAMPER-EVIDENT CAP

HDPE

The tamper-evident cap incorporates a safety ring which is secured when the cap is screwed on to the bottle. Opening the bottle breaks the safety ring, showing signs of interference. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

БУТЫЛКИ С ШИРОКИМ ГОРЛОМ С КРЫШКАМИ С КОНТРОЛЕМ ВСКРЫТИЯ

HDPE

снабжены закручивающейся крышкой с кольцом, предохраняющим от несанкционированного вскрытия. Идеальны для использования в ситуациях, когда открытие бутылки после наполнения нежелательно. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	ml	Ø mm	h mm	Mouth Ø
15710	250	60	137	30
15711	500	74	177	30
15712	1000	90	229	30



GRADUIERTE WEITHALSFLASCHEN, GENORMT

PE

Flaschen für allgemeine Anwendungen mit Graduierung, erfüllen die Lebensmittelvorschriften. Langer Hals mit Gewinde sichert absolut festen Verschluss. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

GRADUATED WIDE NECK BOTTLES

PE

Graduated, general purpose bottle meeting Food and Drug regulations with pictograms. Long neck thread ensures leakproof closure. Wide neck for easy filling and emptying of liquid or powder samples. Conforms to DIN 13316 and 168. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ГРАДУИРОВАННЫЕ БУТЫЛКИ С ШИРОКИМ ГОРЛОМ

PE

Градуированная бутылка общего назначения, с маркировкой соответствия требованиям к обращению с пищевыми и лекарственными изделиями. Резьба на длинном горле обеспечивает герметичность. Широкое горло обеспечивает легкость заполнения и опорожнения как порошком, так и жидкостями. Соответствует стандартам DIN 13316 и 168. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	ml	Grad. ml	O.D. Ø mm	h mm	Mouth Ø mm	DIN
1608	50	10	38	88	24	GL32
1610	100	20	48	105	24	GL32
1612	250	25	60	140	38	GL45
1614	500	50	75	170	38	GL45
1616	1000	100	95	206	55	GL63
1618	2000	100	120	252	55	GL63



FLASCHEN UND ZUBEHÖR

BOTTLES AND ACCESSORIES

НеваРеактив



GRADUIERTE WEITHALSFLASCHEN, GENORMT

PP

Graduierte, autoklavierbare Flaschen, die die Lebensmittelnormen erfüllen. Robust und haltbar. Langer Hals mit Gewinde sichert absolut festen Verschluss. Breiter Hals für einfaches Einfüllen und Ausleeren von Flüssigkeiten und Pulver. Hals und Gewinde erfüllen die Normen DIN 13316 und 168. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

GRADUATED WIDE NECK BOTTLES

PP

Autoclavable, graduated bottle meeting Food and Drug regulations with pictograms. Very sturdy, ruptureproof bottle. Long neck thread ensures leakproof closure. Wide neck for easy filling and emptying of liquid or powder samples. Conforms to DIN 13316 and 168. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ГРАДУИРОВАННЫЕ БУТЫЛКИ С ШИРОКИМ ГОРЛОМ

PP

Выдерживающая автоклавирование, градуированная бутылка общего назначения, с маркировкой соответствия требованиям к обращению с пищевыми и лекарственными изделиями. Особо прочная и устойчивая к разрывам. Резьба на длинном горле обеспечивает герметичность. Широкое горло обеспечивает легкость заполнения и опорожнения как порошком, так и жидкостями. Соответствует стандартам DIN 13316 и 168. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	ml	Grad. ml	O.D. Ø mm	h mm	Mouth Ø mm	DIN	Art.	ml	Grad. ml	O.D. Ø mm	h mm	Mouth Ø mm	DIN
1621	50	10	38	88	24	GL32	1627	500	100	75	170	38	GL45
1623	100	20	48	105	24	GL32	1629	1000	100	95	206	55	GL63
1625	250	25	60	140	38	GL45	1631	2000	100	120	252	55	GL63



NORMIERTE ENGHALSFLASCHEN

PP

Autoklavierbare, graduierte Flaschen, ideal für den Transport von toxischen Proben (Abwasser etc.) von der Entnahmestelle ins Analyselabor. Die Flasche kann durch Verwendung der Löcher auf der Flaschenschulter mit einem Sicherheitssiegel verschlossen werden. Hals und Gewinde erfüllen die Normen DIN 13316 und 168. Es wird empfohlen, den Verschluss vor dem Autoklavieren zu entfernen. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET**

GRADUATED NARROW NECK BOTTLES

PP

Autoclavable, graduated, heavy walled bottle. Ideal for transporting toxic waste waters, boiler feed water etc., back to laboratory for analysis as samples can be secured using shoulder and cap tag to avoid sample contamination in transit. Conforms to DIN 13316 and 168. Remove cap before autoclaving. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

БУТЫЛКИ С УЗКИМ ГОРЛОМ

PP

Градуированные бутылки, идеальны для транспортировки токсичных образцов (водные стоки и т.д.) от места забора пробы до лаборатории для выполнения соответствующих анализов. Бутылка может быть защищена от несанкционированного открытия посредством соответствующих петелек на ободке. Горло и резьба соответствуют нормам DIN 13316 и 168. Перед тем как поместить бутылку в автоклав, рекомендуется снять крышку. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	ml	Grad. ml	O.D. Ø mm	h mm	Mouth Ø mm	DIN
1595	50	10	38	92	13	GL18
1597	100	20	48	108	13	GL18
1599	250	25	60	150	19	GL25
1601	500	100	75	182	19	GL25
1603	1000	100	95	224	23	GL32



NORMIERTE VERSCHLÜSSE FÜR FLASCHEN VOM TYP DIN 168

PP

Genormte Verschlüsse, versehen mit entsprechenden Löchern für das Anbringen von Sicherheitssiegeln. Die Verschlüsse werden für Propylenflaschen verwendet.

STANDARDIZED SCREW CAPS FOR BOTTLES DIN 168

PP

Standardized screw caps for PP bottles DIN 168. Cap tag to avoid sample contamination in transit.

СТАНДАРТНЫЕ ЗАВИНЧИВАЮЩИЕСЯ КРЫШКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОРМАМ DIN 168

PP

Стандартные крышки с отверстиями для пломбирования. Крышки предназначены для использования с полипропиленовыми бутылками.

Art.	DIN Std.	Entsprechende Flasche / To suit bottles / Аналогичная бутылка
15950	GL18	1595 - 1597
15990	GL25	1599 - 1601
16030	GL32	1603 - 1621 - 1623
16250	GL45	1625 - 1627
16290	GL63	1629 - 1631



ENGHALSFLASCHEN, GENORMTER HALS, OHNE VERSCHLUSS

PE

Ideal für Proben auf Wasser- und Ölbasis – konische Form, dies stellt ein vollständiges Entleeren der Flasche sicher, die Graduierung erlaubt eine annähernde Bestimmung der Inhaltsmenge. Kann mit den dafür vorgesehenen Löchern auf den Schultern versiegelt werden. Hals und Gewinde erfüllen die Normen DIN 13316 und 168. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET**

GRADUATED NARROW NECK BOTTLES - WITHOUT CAPS

PE

An ideal bottle for water and oils - there are no shoulders to restrict the flow. They are graduated and so can be used as rough measures. Can be secured using shoulder and cap tag to avoid sample contamination in transit. Conforms to DIN 13316 and 168. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

БУТЫЛКА С УЗКИМ ГОРЛОМ, БЕЗ КРЫШКИ

PE

Идеальны для водных и масляных образцов – коническая форма гарантирует полное опорожнение, наличие градуировки позволяет осуществлять примерную оценку объема содержимого. Предусмотрена возможность пломбировки для предотвращения несанкционированного открытия посредством использования соответствующих петелек. Горло и резьба соответствуют нормам DIN 13316 и 168. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	ml	Grad. ml	O.D. Ø mm	h mm	Mouth Ø mm	DIN
15801	50	10	38	90	13	GL18
15821	100	20	48	106	13	GL18
15841	250	25	60	148	19	GL25
15861	500	100	75	180	19	GL25
15881	1000	100	95	222	23	GL32
15901	2000	500	120	271	23	GL32

НеваРеактив

NORMIERTE VERSCHLÜSSE FÜR FLASCHEN VOM TYP DIN 168

HDPE

Normierte Verschlüsse mit den entsprechenden Löchern für das Anbringen von Sicherheitssiegeln. Die Verschlüsse werden für Flaschen aus PE verwendet.

STANDARDIZED SCREW CAPS FOR BOTTLES DIN 168

HDPE

Standardized screw caps for PE bottles DIN 168.

СТАНДАРТНЫЕ ЗАВИНЧИВАЮЩИЕСЯ КРЫШКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОРМАМ DIN 168

HDPE

Стандартные крышки снабжены петельками системы защиты от несанкционированного вскрытия. Крышки предназначены для бутылок из ПЭ.

Art.	DIN Std.	Entsprechende Flasche / To suit bottles / Аналогичная бутылка
15800	GL18	15801 - 15821
15840	GL25	15841 - 15861
15880	GL32	15881 - 15901 - 1608 - 1610 - 1633 - 1634
16120	GL45	1612 - 1614
16160	GL63	1616 - 1618



VERSCHLÜSSE FÜR SPRITZFLASCHEN

PE

Für Flaschen Art. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901.

WASH BOTTLE SCREW CAPS

PE

Fit bottles part. no. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901.

КРЫШКИ ДЛЯ ПРОМЫВАЛОК

PE

Для промывалок кат. №. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901.

Art.	DIN Std.
3300	GL18
3301	GL25
3302	GL32



VERSCHLUSS MIT KURZER SPITZTÜLLE

PE

Es werden normierte Enghalsflaschen Art. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 und normierte Weithalsflaschen 1608 - 1610 verwendet. Sie sind mit einer Verschlusskappe aus Polyethylen versehen.

SHORT SPOUT DROPPING BOTTLE SCREW CAPS

PE

They fit narrow neck standardized bottles part. no. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 and wide neck standardized bottles part. no. 1608 - 1610. Supplied with PE cap for tip closure.

КРЫШКИ С КАПЕЛЬНИЦЕЙ (С КОРОТКИМ НОСИКОМ)

PE

Предназначены для использования со стандартными бутылками с узким горлом кат. №. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 и с широким горлом кат. №. 1608 - 1610. Носик закрывается полиэтиленовым колпачком.

Art.	DIN Std.	Tüllenlänge mm / Spout length mm / Длина носика, мм
3303	GL18	16
3304	GL25	19
3305	GL32	19



VERSCHLUSS MIT LANGER SPITZTÜLLE

PE

Es werden normierte Enghalsflaschen Art. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 und normierte Weithalsflaschen 1608 - 1610 verwendet. Sie sind mit einer Verschlusskappe aus Polyethylen versehen.

LONG SPOUT DROPPING BOTTLE SCREW CAPS

PE

They fit narrow neck standardized bottles part. no. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 and wide neck standardized bottles part. no. 1608 - 1610. Supplied with PE cap for tip closure.

КРЫШКИ С КАПЕЛЬНИЦЕЙ (С ДЛИННЫМ НОСИКОМ)

PE

Предназначены для использования со стандартными бутылками с узким горлом кат. №. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 и с широким горлом кат. №. 1608 - 1610. Носик закрывается полиэтиленовым колпачком.

Art.	DIN Std.	Tüllenlänge mm / Spout length mm / Длина носика, мм
3306	GL18	40
3307	GL25	41
3308	GL32	42



FLASCHEN UND ZUBEHÖR

BOTTLES AND ACCESSORIES

Бутылки и емкости
НеваРеактив



FLASCHEN MIT ZERSTÄUBER

HDPE

Diese Flaschen sind mit einem Zerstäuber versehen, dessen Strahl geregelt werden kann. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

SPRAY BOTTLE

HDPE

Atomizer with adjustment jet. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ПУЛЬВЕРИЗАТОР

HDPE

Снабжены распылителем возможностью регулирования напора. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	ml	Ø mm	h mm	Mouth Ø mm
327	1000	90	271	22,5



FLASCHEN MIT DRUCKDISPENSER

HDPE-PP

Geeignet für das einzelne bzw. wiederholte Dispensieren von Flüssigkeiten.

DISPENSING BOTTLE

HDPE-PP

Suitable for liquids single and/or continuous dispensing.

ПРОМЫВАЛКИ

HDPE-PP

Предназначена для разового и / или повторяемого дозирования выпуска жидкости.

Art.	ml	Ø mm	h mm	Mouth Ø
328	500	77	229	22,5



SPRITZFLASCHEN

PE

Ideal für destilliertes Wasser, das Austreten der Flüssigkeit erfolgt durch das Ausüben eines entsprechenden Drucks mit der Hand auf den Flaschenkörper. Schlauch mit herausziehbarer Spitze. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

WASH BOTTLES

PE

Ideal for distilled water, the stream of liquid is regulated by hand pressure. Dispensing tip gives ultra-fine stream or can be removed to increase flow. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ПРОМЫВАЛКИ

PE

Идеальны для дистиллированной воды, выпуск жидкости осуществляется посредством сжатия бутылки рукой с необходимым давлением. Трубка с выдвигающимся кончиком. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm
179	50	35	96
180	100	43	115
182	250	60	140
183	500	75	180
185	1000	95	220



SPRITZFLASCHEN

PE

Das Austreten der Flüssigkeit erfolgt durch einen leichten Luftdruck, der durch das Blasen in das gerade Röhrchen angewendet wird. Der Strahl kann leicht mit der Hand gerichtet werden. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

WASH BOTTLES

PE

The stream of liquid is obtained by blowing through the straight tube. The direction of the stream of liquid can be controlled by hand. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ПРОМЫВАЛКИ

PE

Выпуск жидкости осуществляется посредством нагнетания воздуха в прямую трубку. Направление струи можно регулировать рукой. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm
680	250	60	140
681	500	75	180
682	1000	95	220

FLASCHEN MIT TROPFENZÄHLER (TROPFFLASCHE) RANVIER-TYP

PE

Die Flaschen sind mit einem Schlauch aus Polyethylen und einer Saugpumpe aus Paragummi ausgestattet. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

DROPPING BOTTLES - RANVIER TYPE

PE

Complete with a PE tube with rubber teat. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

БУТЫЛКИ С ПИПЕТКОЙ ТИПА РАНВЬЕ

PE

Изделия снабжены полиэтиленовой трубкой и резиновым напорно-всасывающим колпачком. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



Art.	Cap. ml	Ø ext. mm	h mm
388	50	35	96
389	100	43	115
391	250	60	140
392	500	75	180
393	1000	95	220

SPRITZFLASCHEN NAHTLOSE AUSFÜHRUNG

PE

Sprühflasche mit nahtlos zusammen mit der Flasche gepresstem Röhrchen, wodurch ein eventuelles Auslaufen der Flüssigkeiten zwischen Verschluss und Röhrchen aufgrund schlechter Dichtigkeit verhindert wird. Verschluss auch verwendbar mit den Flaschen der Reihe 15801 - 1631. Ovale Form, die das Greifen erleichtert und die Stabilität verbessert. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

INTEGRAL WASH BOTTLES

PE

Easy squeeze wash bottles with integral moulded tube. Dispensing tip, which is provided with PE closure cap, can be cut back to increase flow. Cap can be use also with bottles series 15801 - 1631. Special shape for easy grip and stability. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ПРОМЫВАЛКА, ЦЕЛЬНОЛИТАЯ

PE

Промывалка с трубкой, штампованной вместе с корпусом флакона, что позволяет полностью исключить возможность течи вследствие недостаточно тесного примыкания крышки к корпусу флакона. Крышки могут быть использованы также для бутылок кат. 15801 - 1631. Овальная форма обуславливает удобный захват при переноске изделия и увеличивает его устойчивость. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



Art.	DIN STD	Cap. ml	h mm
1633	GL32	250	140
1634	GL32	500	178

SPRITZFLASCHEN MIT WEITEM HALS UND INTEGRIERTEM STEIGROHR

PE

Weithalsspritzflaschen, die ein leichtes und sicheres Befüllen erlauben, graduiert mit farbigem Verschluss zur Kennzeichnung des Inhalts. Das Steigrohr ist mit dem Verschluss aus einem Stück gefertigt, so dass keine Luft entweichen oder Flüssigkeiten durch den Verschluss auslaufen können. In den folgenden Farben verfügbar: 00 neutral, 04 blau, 06 gelb, 10 rot. Beispiel: 1637-10 Spritzflasche 250 ml roter Verschluss. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

WIDE MOUTH WASH BOTTLES, GRADUATED

PE

Wide mouth for easy, safe filling. Colour coded caps for easy identification. Graduated. Ingenious cap designed to avoid involuntary dripping due to pressure build up in bottle - where toxic or radioactive material is being used. Available in the colours: 00 neutral, 04 blue, 06 yellow, 10 red. For example: 1637-10 is a red capped 250 ml wash bottle. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ПРОМЫВАЛКА С ШИРОКИМ ГОРЛОМ И ЦЕЛЬНОЛИТОЙ ТРУБКОЙ

PE

Промывалки с широким горлом обеспечивают быстрое и точное наполнение, для различия содержимого флакона предусмотрены цветные крышки градуированные. Выдвижная трубка, представляющая единую конструкцию с крышкой исключает любой риск течи воздуха или жидкости через крышку. Цветовая гамма: 00 нейтральный, 04 синий, 06 желтый, 10 красный. Например: 1637-10 промывалка 250 мл с красной крышкой. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



Art.	ml	Grad. ml	O.D. Ø mm	Mouth Ø mm	DIN
1637	250		60	38	GL45
1638	500		75	38	GL45

КЛЕЙКИЕ ЭТИКЕТКИ



SELBSTKLEBEETIKETTEN

Transparente und gestanzte Etiketten für Spritzflaschen, Glas- und Kunststoffflaschen für Reagenzien gemäß NFPA (National Fire Protection Agency) einschließlich der entsprechenden Nummern für die Gefahrangaben, Sicherheitshinweise und besondere Hinweise, die in allen Katalogen für Reagenzien angegeben sind.

ADHESIVE LABELS

Types of transparent, punched labels for use with wash bottles and plastic or glass reagent bottles, as recommended by the NFPA (National Fire Protection Agency). Complete with risk assessment numbers, recommendations for use and special notices shown in reagent catalogues.

Прозрачные предназначенные для промышленности, стеклянных и пластиковых бутылок и на которых в соответствии с требованиями NFPA (Национальной Ассоциации противопожарной защиты) содержатся цифровые обозначения, соответствующие степени риска, рекомендуемые меры предосторожности и специальные сообщения, указываемые также во всех каталогах химических реагентов.



Art.		Farbe / Colour / Цвет	Dim. mm
5010	Dist. Water	Blau - Blue - синий	130x35
5011	Acetone	Rot - Red - красный	130x35
5012	Methanol	Schwarz - Black - черный	130x35
5013	Isopropanol	Braun - Brown - коричневый	130x35
5014	Ethyl Acetate	Orange - Orange - оранжевый	130x35
5015	Ethanol	Grün - Green - зеленый	130x35
5016	Chloroform	Schwarz - Black - черный	130x35
5018	Methylene Chloride	Schwarz - Black - черный	130x35

ZYLINDRISCHE BEHÄLTER MIT
VERSCHLUSS

HDPE

Die zylindrischen Behälter werden komplett mit Innenverschluss und Verschlusskappe geliefert. Aufgrund der besonders großen Halsweite sind sie geeignet für Pulver, Feststoffproben, cremige oder halbfeste Stoffe, Kristalle sowie hygroskopische Stoffe.
FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET
gemäß:

- EU-Richtlinie 1935/2004
- EU-Richtlinie 10/2011

CYLINDRICAL JARS WITH RIBBED
CAP

HDPE

The cylindrical jars are supplied with insert and cap. Thanks to the large neck they are suitable for powders, solid specimen, creamy or semisolid substances, crystals and hygroscopic substances.

SUITABLE FOR FOODSTUFF
according to:

- EC Regulation 1935/2004
- EC Regulation 10/2011

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ БАНКИ С
КРЫШКАМИ

HDPE

Цилиндрические банки снабжаются крышками с уплотнительными вкладышами. Благодаря широкому диаметру горла, они подходят для хранения порошков, твердых образцов, кремообразных и полутвердых веществ, кристаллов и гигроскопических субстанций.
ПРИГОДЕН ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
СОГЛАСНО:

- НОРМЕ ЕС 1935/2004
- НОРМЕ ЕС 10/2011

Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm	Mouth I.D. mm	Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm	Mouth I.D. mm
1563	70	50	60	36	1567	1000	111	128	85
1564	120	56	71	36	1568	2000	111	235	87
1565	250	69	94	50	1569	1500	111	182	87
1566	500	86	107	70					

FLASCHEN MIT GRADUIERTEM DISPENSER UND VERSTELLBAREM VOLUMEN

PE (FLASCHE) PMP (BEHÄLTER)

Der gradierte, transparente Dispenser aus PMP kann entlang des Steigrohrs verschoben werden, die Höhenvariation verändert die Menge der abgegebenen Flüssigkeit. Das Befüllen erfolgt durch Eindrücken der Flasche, um die Flüssigkeit im Röhrchen nach oben zu drücken. Sobald der gewünschte Füllstand erreicht wird, wird der Druck gelöst und die überschüssige Flüssigkeit wird in die Flasche zurückgesaugt. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

ADJUSTABLE VOLUME DISPENSER BOTTLES

PE (BOTTLE) PMP (CONTAINER)

The graduated clear PMP measuring cup slides up and down the tube and the variation in height changes the volume to be dispensed. The dispensed volume remains constant at any preset position of the cup. The cup is filled by squeezing the bottle and forcing the liquid up the tube. When the bottle pressure is released, the excess will be drawn back into the bottle and only the desired volume will remain. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

БУТЫЛКИ-ДОЗАТОРЫ ГРАДУИРОВАННОГО ОБЪЕМА

БУТЫЛКА ИЗ РЕ – КОНТЕЙНЕР ИЗ PMP

Градуированный, прозрачный дозатор из ПМГ скользит вверх и вниз по трубке, дозированный объем определяется по его высоте. Для заполнения необходимо сжать флакон для подъема жидкости вверх по трубке под воздействием давления. По достижению требуемого уровня необходимо ослабить давление, избыток жидкости вернется назад во флакон. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



Art.	Behälter ml Measuring container ml Контейнер мл	Flasche ml Bottle ml Бутылка мл
1475	25	250
1476	25	500
1477	25	1000
1480	50	250
1481	50	500
1482	50	1000



GRADUIERTE FLASCHE

HDPE

Rechteckiger Behälter, platzsparend und mit hoher Standfestigkeit während der Lagerung und beim Gebrauch; bis auf 2 Liter graduiert. Mit einem ergonomischen Griff für leichte Handhabung sowie Schraubverschluss.

GRADUATED BOTTLE

HDPE

Specific design with rectangular base thought for easy storage of the bottles on the shelves and for enhanced stability when in use; the ergonomic design of the handgrip allows easy pouring. Screw capped and graduated up to 2.000 ml.

ГРАДУИРОВАННАЯ БАНКА

HDPE

Особая конструкция с прямоугольным основанием, разработанная специально для оптимизированного хранения банок на полках и улучшения их устойчивости при эксплуатации; эргономичный дизайн ручки облегчает переливание. Оборудована завинчивающейся крышкой и градуировкой до 2000 мл.



Art.	Öffnung mm / Mouth I.D. mm / Горло mm	Dim. mm	Farbe / Colour / Цвет
479	75	95x115x245	Weiß / White / Белый
480	75	95x115x245	Orange - Orange - оранжевый

FLASCHENTRÄGER

PP

Geeignet für den Transport von 6 und 4 Flaschen mit einem max. Durchmesser von jeweils bis zu 90 und 110mm. Beide bestehen aus hochdichtem Polyethylen, besitzen einen ergonomisch geformten Griff und lassen sich einfach stapeln.

BOTTLE-CARRIERS

PP

Designed to carry 6 and 4 bottles, with maximum diameter up to 90 mm and 110 mm respectively. Both of them, made of High Density PE, feature an ergonomic design of the handle and can be easily stacked.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БУТЫЛОК

PP

Предназначен для перевозки 6 и 4 бутылок с максимальным диаметром до 90 и 110 мм соответственно. Обе модели производятся из полиэтилена высокой плотности, снабжены ручкой эргономичной формы и легко штабелируются.



Art.	Stellplätze / Places / Кол-во бутылок	Dim. mm
395	6	320x300x200
396	4	310x300x270

**FIRST EYD – ERST-HILFE-SET
FÜR DIE AUGEN****SCHLAGFESTES PS**

Der Halter für die Erste Hilfe bei Augenunfällen, aus stoßfestem Material gegossen, wird auf Anfrage mit einer Augenwaschflasche Art. 383 ausgestattet, die leicht entnommen werden kann. Sie kann mit destilliertem Wasser oder einer anderen Flüssigkeit für Anwendungen im Bereich der Augenheilkunde verwendet werden. Die Flasche ist mit einer mit Deckel ausgestatteten Augenschale versehen, deren besondere Form ein schnelles und bequemes Auswaschen der Augen ermöglicht, um in das Auge eingedrungene Fremdkörper zu entfernen und schweren Schäden des Sehvermögens vorzubeugen. Der Flaschenkopf ist mit einem automatischen Ventil für den Lufrückfluss versehen, das ein Zurücklaufen der Flüssigkeit in die Flasche verhindert. Eine Lochscheibe in der Wanne bricht den Wasserstrahl, um diesen so gleichmäßig auf das Auge zu lenken. Die Flasche ist außerdem mit einem Abflussröhrchen für die Flüssigkeit, die das Auge benässt hat, versehen.

**FIRST EYD EMERGENCY EYE
WASH STATION****HIGH IMPACT PS**

Emergency eye wash station moulded in strong high-impact PS. The directions are clearly printed on the support rack and the bottle can be filled with distilled water or other medicated liquid for ophthalmic use. Eye wash bottle art. 383, to be ordered separately, is made of PE provided with an eye cup with snap on cap, carefully designed to allow a quick and immediate flushing to remove foreign matters and prevent serious eye damage. The head has an air-vent valve to assure air refill of free space in the bottle thus preventing draw back of contaminated wash into the bottle. A perforated spray plate in the cup centre breaks up the stream to give the eye a gentle wash. A drain tube releases waste.

НАБОР ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГЛАЗ**ПРОТИВОУДАРНЫЙ PS**

Набор для скорой окулистической помощи, штампованный из противоударного материала, по заявке поставляется в комплекте с легко выдвигаемой бутылкой, предназначенной для средства для промывки глаз кат.№ 383. Изделие наполняют дистиллированной водой или другой жидкостью, используемой в офтальмологии. К бутылке прилагается емкость с крышкой, конструкция которой была разработана специально для промывки глаз наиболее быстрым и удобным образом для удаления инородного тела, попавшего в глаз и предотвращения повреждения органов зрения. Головка оборудована автоматическим клапаном, обеспечивающим поступление воздуха и удобным образом для удаления и предотвращающим обратное попадание жидкости вовнутрь бутылки. Диск с отверстиями, установленный по центру емкости, ограничивает поток воды, равномерно распределяя его по главному яблоку. Для отвода жидкости, поступающей после промывки глаза, имеется специальная трубка.



Art.		Dim. mm
2384	Versione Italiana	300x300
2385	Version française	300x300
2386	English version	300x300
2387	Deutsche version	300x300

**AUGENWASCHFLASCHE
NAHTLOS M45****PE**

Die Flasche kann mit destilliertem Wasser oder einer anderen Flüssigkeit für Anwendungen im Bereich der Augenheilkunde gefüllt werden. Die Flasche ist mit einer mit einem speziell geformten Deckel ausgestatteten Augenwaschschale versehen, deren Form ein schnelles und bequemes Auswaschen der Augen erlaubt, um in das Auge eingedrungene Fremdkörper zu entfernen und schweren Schäden des Sehvermögens vorzubeugen. Der Flaschenkopf ist mit einem automatischen Ventil für den Lufrückfluss versehen, das ein Zurückfließen der Waschflüssigkeit verhindert. Die Augenschale ist mit einer perforierten Platte versehen, die den Strahl fächert und eine gleichmäßige Besprühung der Augen erlaubt. Versetzen mit Schlauch zum Abpumpen der verunreinigten Waschflüssigkeit. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

**INTEGRAL EYE WASH BOTTLE
M45****PE**

Can be filled with distilled water or any other medicated liquid intended for ophthalmic use. The bottle has an eyecup with a specially designed snap-on cap for fast and convenient eye washing to remove foreign objects and prevent serious damage to vision. An automatic valve is incorporated in the head to admit air and prevent the contaminated eyewash from flowing back into the bottle. The eyecup has a perforated plate to break up the stream and provide a uniform spray to the eye. Also includes a tube to drain the contaminated eyewash. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

**БУТЫЛКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ
ГЛАЗ ЦЕЛЬНАЯ М45****PE**

Заполняется дистиллированной водой или другой медицинской жидкостью офтальмологического назначения. Бутылка снабжена глазной ванночкой с накладной крышкой, форма которой специально разработана для быстрой и удобной промывки глаз, удаления чужеродных тел и предотвращения серьезных повреждений зрения. В верхней части расположен автоматический клапан, обеспечивающий приток воздуха и предотвращающий обратное движение жидкости в бутылку. Перфорированный диск, расположенный в центре ванночки разбивает поток воды, равномерно направляя его на глаз. Кроме того, имеется трубка отвода жидкости после промывки глаза. **ПРИГОДНА ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	ml	Dim. mm
383	500	63X73X213

DICKWANDIGE WEITHALSFLASCHEN

HDPE

Sehr robuste große Flaschen, ideal für Flüssigkeiten oder Pulver, mit einer weiten Öffnung ausgestattet, um das Füllen und Entleeren zu vereinfachen. Innenverschluss und Schraubverschluss für höhere Sicherheit. 10l-Flaschen mit Drehstiftösen für leichteres Gießen. Mit einem robusten Transportgriff versehen. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

HEAVY-WALLED CARBOY BOTTLES, WIDE NECK

HDPE

Very resistant bottles, ideal for liquid or powders. Wide mouth for easy filling and emptying. Insert plug added. Caps can be wired down for safety. Tommy bar lugs on 10 litre capacity to assist release. Carrying handles. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ТОЛСТОСТЕННЫЕ БУТЫЛКИ ДЛЯ КИСЛОТ С ШИРОКИМ ГОРЛОМ

HDPE

Высокопрочные банки, идеальны для жидкостей и порошков. Широкое горло облегчает наполнение и опорожнение. Предусмотрены защитные вкладыши. Для обеспечения безопасности крышка может быть закреплена проволокой. Для удобства опорожнения на модели объемом 10 литров предусмотрены проушины. Снабжены ручкой для переноски. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



Art.	Cap. lt	I.D. Ø mm	E.D. Ø mm	Bottle Ø	h mm
1640	5	84	94	170	340
1642	10	98	108	210	415

DICKWANDIGE ENGHALSFLASCHEN

HDPE

Sehr robuste, dickwandige, grosse Flaschen. Dank O-Dichtringverschluss auslaufsicher. Verschlussklappe lässt sich fest zudrehen. Versehen mit Tragegriffen. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

HEAVY-WALLED CARBOY BOTTLES, NARROW NECK

HDPE

Very resistant heavy-walled carboy bottles. O-ring seal cap make them leakproof. The cap can be wired down for added safety. Complete with carrying handles. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ТОЛСТОСТЕННЫЕ БУТЫЛКИ ДЛЯ КИСЛОТ С УЗКИМ ГОРЛОМ

HDPE

Высокопрочные толстостенные банки для кислот. Герметичная крышка с уплотнительным кольцом делает их непроницаемыми. Для обеспечения безопасности крышка может быть закреплена проволокой. Снабжены ручкой для переноски. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



Art.	Cap. lt	I.D. Ø mm	E.D. Ø mm	Bottle Ø	h mm
1644	5	52,5	62,5	170	345
1646	10	52,5	62,5	210	425
1648	25	79,5	95,5	280	565
1650	50	79,5	95,5	350	700

GROSSE FLASCHEN MIT ABLASSHAHN

HDPE

Besonders robuste große Flaschen (2 mm starke Wände) für die lange Anwendung. Die Flaschen können bei Temperaturen unter 0°C verwendet werden. Sie sind mit einem BSPT-Hahn (3/4") ausgestattet, der mit einem 12 mm hohen Gewinde gekoppelt wird, um eine bessere Dichtigkeit zu garantieren. Das Gewinde muss vor der Verwendung mit einigen Tropfen Vaseline geschmiert werden, um das Zuschrauben zu erleichtern und die Dichtigkeit zu verbessern. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

ASPIRATOR BOTTLES, HEAVY DUTY

HDPE

Designed for life time service. Can be used in sub zero temperatures. Very sturdy having thick walls whilst retaining translucency. The 3/4" BSPT spigot (supplied) mates with a 12 mm deep thread in the aspirator for total leakproof performance. Recommended that a few drops of vaseline be put on the thread before assembly. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ОТСОСНЫЕ БУТЫЛКИ

HDPE

Высокопрочные бутылки (с толщиной стенки 2 мм) для долговременной эксплуатации; допускается их использование при температуре ниже 0°C. В комплект входит кран 3/4" BSPT, ввинчивающийся в резьбовое отверстие глубиной 12 мм, что обеспечивает герметичность соединения. Перед сборкой рекомендуется смазать резьбу несколькими каплями вазелинового масла. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



Art.	Cap. lt	I.D. Ø mm	E.D. Ø mm	Bottle Ø	h mm
1660	5	52,5	62,5	170	345
1662	10	52,5	62,5	210	425
1664	25	79,5	95,5	280	565
1666	50	79,5	95,5	350	700

Art.	Descr.	Outlet Ø mm	Ø mm
375	Hahn Spigot Кран Englischer Typ mit 3/4"-Anschluss 3/4" BSPT thread резьбой BSPT 3/4"	8,5	(Einschließlich Gewinde) (thread included) (включая резьбу)



**KANISTER MIT ABLASSHAHNT**

HDPE

Diese Kanister in den Größen 10 Liter und 20 Liter wurden konzipiert, um Platz im Labor und auf kleinen Produktionslinien zu sparen, indem Wasser, wässrige Lösungen und Lösungsmittel auf kleinem Raum bereitgehalten werden können. Sie werden aus hochdichtem Polyethylen hergestellt und sind für die Verwendung mit Lebensmitteln geeignet. Ein praktischer Griff erleichtert den Transport. Der Ablasshahn ist so angebracht, dass der Kanister senkrecht aufgestellt werden kann und so wird die Verwendung für die Herstellung und den Transport von Flüssigkeiten vereinfacht. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

TANKS WITH SPIGOT

HDPE

These two products, with size 10 liters and 20 liters, are specifically designed to rationalize laboratory and small production line organization, giving the opportunity to optimize water, aqueous solutions and solvents availability in a reduced space. They are made of High Density PE food grade, with a comfortable handle for displacement. The spigot is placed in a position allowing the tank to stand, as to facilitate the use of these tanks in packaging and transporting liquids. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

КАНИСТРЫ С КРАНАМИ

HDPE

Эти два изделия емкостью 10 л. до 20 л. были специально разработаны для максимального рационального использования рабочего пространства лабораторий и небольших производственных помещений и позволяют осуществлять хранение воды, водных растворов и растворителей на ограниченном пространстве. Изготавливаются из полиэтилена высокой плотности, пригодны для хранения пищевых продуктов, снабжены практичной ручкой, облегчающей переноску. Место размещения крана позволяет располагать канистру вертикально, упрощая использование при упаковке и транспортировке жидкостей. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



Art.	lt	Dim. mm
1770	10	380x300x160
1771	20	470x370x180

Art.	Ø Gewinde mm / Ø thread mm / Ø резьбы mm
1772	36,50

**STAPELBARE KANISTER**

HDPE

Diese vier Kanister mit 2, 5, 10 und 20 Liter Inhalt, sind, obwohl sie für den Einsatz in der Industrie bestimmt sind, auch für den alltäglichen Einsatz im Labor ideal. Sie bestehen aus hochdichtem Polyethylen und sind für Lebensmittel geeignet. Sie verfügen über einen praktischen Tragegriff und einen Sicherheitsverschluss nach den DIN-Empfehlungen. Sie entsprechen der UNO-Vorschrift für den Transport flüssiger und giftiger Gefahrgüter und sind geeignet für den Straßen (ADR-RID)-, See (IMO/IMDG)- und Luft (IATA-ICAO)-Transport. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

INDUSTRIAL TANKS

HDPE

These four tanks feature a standardised industrial packaging design, with sizes 2, 5, 10 and 20 litres, and even if specifically addressed to a use in industrial packaging, they could result useful in everyday laboratory practice. They are made of High Density PE food grade, with a comfortable handle, and feature a secure seal-cap following DIN recommendations. They are conform to UN regulation on transportation of dangerous and toxic liquids and are suitable for road (ADR-RID), sea (IMO/IMDG) and air (IATA-ICAO) transport. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

КАНИСТРЫ ШТАБЕЛИРУЕМЫЕ

HDPE

Несмотря на то, что изначально эти четыре канистры емкостью 2,5, 10 и 20 литров предназначались для промышленного использования, их польза для стандартной лаборатории несомненна. Изготавливаются из высокопрочного полиэтилена, пригодны для использования в пищевой промышленности. Снабжены ручкой для переноски и крышкой, обеспечивающей герметичное закрытие в соответствии с требованиями DIN. Соответствуют нормам UN на транспортировку опасных и токсичных жидкостей и пригодны для автомобильной (ADR-RID), морской (IMO/IMDG) и воздушной (IATA-ICAO) транспортировки. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	lt	Dim. mm	DIN
1780	2	175x155x115	GL45
1781	5	250x195x150	GL51
1782	10	320x225x195	GL51
1783	20	370x295x245	GL51

НеваРеактив®

PLASTILAB®

**VOLUMENMESSGERÄTE
GRADUATED AND VOLUMETRIC PLASTICWARE
ГРАДУИРОВАННАЯ И МЕРНАЯ ПОСУДА**

НеваРеактив

VOLUMENMESSGERÄTE

GRADUATED AND
VOLUMETRIC PLASTICWAREНЕВАРОВАННАЯ И
МЕДИА ПОСУДАGRADUIERTE ZYLINDER, HOHE
FORM - KLASSE B

PP

Nach den ISO-Normen 6706 - 1981 (E) und BS 5404 Teil 2 1977 aus speziellem Polypropylen hergestellt, hochtransparent, bei +121°C bis zu 20 Minuten autoklavierbar und hitzebeständig bis +100°C bei Dauergebrauch. Permanente Graduierungen, Wände mit sehr geringer Benetzbarkeit, vollständige Abwesenheit von Meniskus. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

GRADUATED TALL FORM
MEASURING CYLINDERS -
CLASS B

PP

Conforms to ISO 6706 - 1981 (E) and BS 5404 Part 2 1977. Special PP giving very high translucency. Autoclavable to 121°C for 20 min., continuous work at 100°C. Permanent graduations are moulded in for reproducibility. No wetting. Chemically cleaner than glass. Chemically non-absorbant. Excellent chemical resistance. Pentagon base for added stability. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ГРАДУИРОВАННЫЕ ВЫСОКИЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ
- КЛАСС Б

PP

Изготовлены в соответствии с нормами ISO 6706 - 1981 (E) и BS 5404 часть 2 1977 из специального особо прозрачного полипропилена, выдерживают автоклавирование при температуре +121°C в течение 20 минут и постоянную эксплуатацию при температуре +100°C. Нестираемая градуировка, несмачиваемые стенки, полное отсутствие мениска, более высокая химическая чистота в сравнении со стеклом, благодаря отсутствию способности поглощения химических веществ. Высокая устойчивость к воздействию химических веществ, пятиугольное основание обеспечивает повышенную стабильность изделия. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	Cap. ml	Grad. ml	Subdivis. ml	Toll. ml	O.D. Ø mm	h mm
1075	10	2	0,2	+ / - 0,2	13,5	140
1077	25	5	0,5	+ / - 0,5	18	195
1078	50	10	1,0	+ / - 1,0	25,5	199
1079	100	10	1,0	+ / - 1,0	30,5	249
1080	250	20	2,0	+ / - 2,0	41,5	315
1081	500	50	5,0	+ / - 5,0	55	361
1082	1000	100	10,0	+ / - 10,0	66	439
1094	2000	200	20,0	+ / - 20,0	84	531

GRADUIERTE ZYLINDER, HOHE
FORM - KLASSE B

PMP (TPX)

Nach den ISO-Normen 6706 - 1981 (E) und BS 5404 Teil 2 1977 hergestellt, vollständig transparent, autoklavierbar, sie können mit Flüssigkeiten mit Temperaturen bis +170°C verwendet werden. Sehr geringe Benetzbarkeit und vollständige Abwesenheit von Meniskus. Permanente Graduierungen im Reliefdruck. Chemisch reiner als Glas, da keine Übertragungen und Absorptionen auftreten. Ausgezeichnete chemische Beständigkeit, fünfeckige Basis, um ein gutes Standvermögen zu gewährleisten. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

GRADUATED TALL FORM
MEASURING CYLINDERS -
CLASS B

PMP (TPX)

Conforms to ISO 6706 - 1981 (E) and BS 5404 Part 2 1977. Crystal clear. Autoclavable. Can be used for liquids up to 170°C. No wetting. No meniscus. Permanent graduations are moulded in for reproducibility. Chemically cleaner than glass. Chemically non-absorbant. Excellent chemical resistance. Pentagon base for added stability. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ГРАДУИРОВАННЫЕ ВЫСОКИЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ
- КЛАСС Б

PMP (TPX)

Изготовлены в соответствии с нормами ISO 6706 - 1981 (E) и BS 5404 часть 2 1977, идеально прозрачны, выдерживают автоклавирование, могут использоваться для обработки жидкостей при температуре до +170°C. Несмачиваемые, мениск полностью отсутствует, градуировка выпуклая. Характеризуются более высокой химической чистотой в сравнении со стеклом, благодаря отсутствию способности поглощения химических веществ. Высокая устойчивость к воздействию химических веществ, пятиугольное основание обеспечивает повышенную стабильность изделия. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	Cap. ml	Grad. ml	Subdivis. ml	Toll. ml	O.D. Ø mm	h mm
1570	10	2	0,2	+ / - 0,2	13,5	139
1571	25	5	0,5	+ / - 0,5	18,5	195
1572	50	10	1,0	+ / - 1,0	26	199
1573	100	10	1,0	+ / - 1,0	31	249
1574	250	20	2,0	+ / - 2,0	41,5	315
1575	500	50	5,0	+ / - 5,0	55	361
1576	1000	100	10,0	+ / - 10,0	66	438
1577	2000	200	20,0	+ / - 20,0	84	531

ZYLINDER, HOHE FORM, MIT
BLAUER GRADUIERUNG -
KLASSE B

PP

Nach den ISO-Normen 6706 - 1981 (E) und BS 5404 Teil 2 1977 aus speziellem Polypropylen hergestellt, hochtransparent, bei +121°C bis zu 20 Minuten autoklavierbar und hitzebeständig bis +100°C bei Dauergebrauch. Permanente Graduierungen, Wände mit sehr geringer Benetzbarkeit, vollständige Abwesenheit von Meniskus. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

BLUE GRADUATED MEASURING
CYLINDERS TALL FORM -
CLASS B

PP

Conforms to ISO 6706 - 1981 (E) and BS 5404 Part 2 1977. Special PP giving very high translucency. Autoclavable to 121°C for 20 min., continuous work at 100°C. Permanent graduations. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ВЫСОКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ЦИЛИНДРЫ С СИНЕЙ
ГРАДУИРОВКОЙ - КЛАСС Б

PP

Соответствуют нормам ISO 6706 - 1981 (E) и BS 5404 часть 2 1977. Изготавливаются из специального особо прозрачного полипропилена. Выдерживают автоклавирование при температуре +121°C в течение 20 минут и постоянную эксплуатацию при температуре +100°C. Нестираемая градуировка. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	Cap. ml	Grad. ml	Subdivis. ml	Toll. ml	O.D. Ø mm	h mm
2560	10	2	0,2	+ / - 0,2	13,5	140
2561	25	5	0,5	+ / - 0,5	18	195
2562	50	10	1,0	+ / - 1,0	25,5	199
2563	100	10	1,0	+ / - 1,0	30,5	249
2564	250	20	2,0	+ / - 2,0	41,5	315
2565	500	50	5,0	+ / - 5,0	55	361
2566	1000	100	10,0	+ / - 10,0	66	439
2567	2000	200	20,0	+ / - 20,0	84	531

VOLUMENMESSGERÄTE

GRADUATED AND VOLUMETRIC PLASTICWARE

ГРАДУИРОВАННАЯ И МЕРНАЯ ПОСУДА

49

ZYLINDER, HOHE FORM, MIT BLAUER GRADUIERUNG - KLASSE B

PMP (TPX®)

Nach den ISO-Normen 6706 - 1981 (E) und BS 5404 Teil 2 1977 hergestellt, vollständig transparent, autoklavierbar, sie können mit Flüssigkeiten mit Temperaturen bis +170°C verwendet werden. Sehr geringe Benetzbarkeit und vollständige Abwesenheit von Meniskus. Permanente Graduierungen. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

BLUE GRADUATED MEASURING CYLINDERS TALL FORM - CLASS B

PMP (TPX®)

Conforms to ISO 6706 - 1981 (E) and BS 5404 Part 2 1977. Crystal clear. Autoclavable. Can be used for liquids up to 170°C. No wetting. No meniscus. Permanent graduations. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ВЫСОКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ С СИНЕЙ ГРАДУИРОВКОЙ - КЛАСС Б

PMP (TPX®)

Соответствуют нормам ISO 6706 - 1981 (E) и BS 5404 часть 2 1977. Абсолютно прозрачны. Выдерживают автоклавирование. Могут использоваться с жидкостями с температурой до 170°C. Несмачиваемые стенки. Мениск отсутствует. Нестираемая градуировка. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



Art.	Cap. ml	Grad. ml	Subdivis. ml	Toll. ml	O.D. Ø mm	h mm
2570	10	2	0,2	+/- 0,2	13,5	139
2571	25	5	0,5	+/- 0,5	18,5	195
2572	50	10	1,0	+/- 1,0	26	199
2573	100	10	1,0	+/- 1,0	31	249
2574	250	20	2,0	+/- 2,0	41,5	315
2575	500	50	5,0	+/- 5,0	55	361
2576	1000	100	10,0	+/- 10,0	66	438
2577	2000	200	20,0	+/- 20,0	84	531

GRADUIERTE ZYLINDER NIEDRIGE FORM

PP

Niedrige Form, runder Fuß. Ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Autoklavierbar. Beständige Graduierung, Reliefdruck. Hitzebeständig bis +120°C. Breiter Fuß für höchste Standfestigkeit. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

GRADUATED MEASURING CYLINDERS, SHORT FORM

PP

Low form, circular base. Excellent chemical resistance. Autoclavable. Permanent graduations moulded into cylinders. Can withstand temperatures up to 120°C. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ГРАДУИРОВАННЫЕ НИЗКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PP

Низкие с круглым основанием. Превосходная химическая стойкость. Выдерживают автоклавирование. Нестираемая выпуклая градуировка. Выдерживают температуру до 120°C. Оборудованы широким основанием для устойчивости. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



Art.	Cap. ml	Grad. ml	Subdivis. ml	O.D. Ø mm	h mm
814	10	2	0,25	16	88
815	25	5	1	22	107
816	50	10	2,5	29	143
817	100	25	5	34	178
820	250	50	10	45,5	264
821	500	100	10	55,5	305
822	1000	200	25	70	332
823	2000	400	50	92	370

GRADUIERTE ZYLINDER NIEDRIGE FORM

PMP (TPX®)

Niedrige Form, runder Fuß. Ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Autoklavierbar. Beständige Graduierung, Reliefdruck. Hitzebeständig bis +170°C. Breiter Fuß für höchste Standfestigkeit. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

GRADUATED MEASURING CYLINDERS, SHORT FORM

PMP (TPX®)

Low form, circular base. Excellent chemical resistance. Autoclavable. Permanent graduations moulded into cylinders. Can withstand temperatures up to 170°C. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ГРАДУИРОВАННЫЕ НИЗКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PMP (TPX®)

Низкие, с круглым основанием. Превосходная химическая стойкость. Выдерживают автоклавирование. Нестираемая выпуклая градуировка. Выдерживают температуру до 170°C. Оборудованы широким основанием для устойчивости. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



Art.	Cap. ml	Grad. ml	Subdivis. ml	O.D. Ø mm	h mm
1332	10	2	0,25	16	87
1333	25	5	1	22	107
1334	50	10	2,5	29	143
1335	100	25	5	34,5	177
1336	250	50	10	46	263
1337	500	100	10	56	302
1338	1000	200	25	71	331
1339	2000	400	50	92	369

НеваРеактив

НеваРеактив

VOLUMENMESSGERÄTE

GRADUATED AND
VOLUMETRIC PLASTICWAREНЕВАРЕАКТИВНАЯ
МЕШКАЯ ПОСУДАGRADUIERTE MESSBECHER,
NIEDRIGE FORM - KLASSE B

PP

Hergestellt nach den ISO-Normen 7056 - 1981 (E) und BS 5404. Teil 1 aus hitzebeständigem, hochtransparentem Polypropylen. Autoklavierbar bei +121°C bis zu 20 Minuten und hitzebeständig bis +100°C für die Dauerverwendung. Permanente Graduierung, Reliendruck, ausgezeichnete chemische Beständigkeit. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

Art.	Cap. ml	Subdivis. ml	Toll.	O.D. Ø mm	h mm
1801	25	1	+ / - 10%	34	49
1802	50	2	+ / - 10%	41	60
1803	100	5	+ / - 10%	51	72
1805	250	10	+ / - 10%	71	95
1806	500	10	+ / - 10%	87	119

GRADUATED BEAKERS,
LOW FORM - CLASS B

PP

Conforms to ISO 7056 - 1981 (E) and BS 5404 Part 1. New PP giving very high translucency. Autoclavable to 121°C for 20 mins. continuous work at 100°C. Permanent graduations are moulded in for reproducibility. Excellent chemical resistance.

SUITABLE FOR FOODSTUFF.

Art.	Cap. ml	Subdivis. ml	Toll.	O.D. Ø mm	h mm
1808	1000	20	+ / - 10%	109	147
1809	2000	50	+ / - 10%	132	183,5
811	3000	500	+ / - 10%	158	201
812	5000	500	+ / - 10%	188,5	229

ГРАДУИРОВАННЫЕ СТАКАНЫ,
НИЗКИЕ - КЛАСС Б

PP

Изготовлены в соответствии с нормами ISO 7056 - 1981 (E) и BS 5404 часть 1 1977 из специального особо прозрачного, термостойкого полипропилена, выдерживают автоклавирование при температуре +121°C в течение 20 минут и постоянную эксплуатацию при температуре +100°C. Несмываемая, выпуклая градуировка, превосходная химическая устойчивость. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

GRADUIERTE MESSBECHER,
NIEDRIGE FORM - KLASSE B

PMP (TPX®)

Hergestellt nach den ISO-Normen 7056 - 1981 (E) und BS 5404. Teil 1 aus hitzebeständigem, hochtransparentem Polypropylen. Autoklavierbar bei +121°C bis zu 20 Minuten und hitzebeständig bis +100°C für die Dauerverwendung. Permanente Graduierung, Reliendruck, ausgezeichnete chemische Beständigkeit. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

Art.	Cap. ml	Subdivis. ml	Toll.	O.D. Ø mm	h mm
1541	25	1	+ / - 10%	34	49
1542	50	2	+ / - 10%	42	60
1543	100	5	+ / - 10%	52	72
1545	250	10	+ / - 10%	71	95
1546	500	10	+ / - 10%	88	119

GRADUATED BEAKERS,
LOW FORM - CLASS B

PMP (TPX®)

Conforms to ISO 7056 - 1981 (E) and BS 5404 Part 1. Crystal clear, autoclavable. Will withstand 170°C for short periods. Permanent graduations are moulded in for reproducibility. Excellent chemical resistance.

SUITABLE FOR FOODSTUFF.

Art.	Cap. ml	Subdivis. ml	Toll.	O.D. Ø mm	h mm
1548	1000	20	+ / - 10%	110	146
1549	2000	50	+ / - 10%	133	184
1330	3000	500	+ / - 10%	159	200
1331	5000	500	+ / - 10%	190	228

ГРАДУИРОВАННЫЕ СТАКАНЫ,
НИЗКИЕ - КЛАСС Б

PMP (TPX®)

Изготовлены в соответствии с нормами ISO 7056 - 1981 (E) и BS 5404 часть 1, идеально прозрачны, выдерживают автоклавирование и кратковременное воздействие температуры до +170°C. Несмываемая, выпуклая градуировка, превосходная химическая устойчивость. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

MESSBECHER, NIEDRIGE FORM
MIT BLAUER GRADUIERUNG -
KLASSE B

PP

Hergestellt nach den ISO-Normen 7056 - 1981 (E) und BS 5404. Teil 1 aus hitzebeständigem, hochtransparentem Polypropylen. Autoklavierbar bei +121°C bis zu 20 Minuten und hitzebeständig bis +100°C für die Dauerverwendung. Permanente Graduierung, ausgezeichnete chemische Beständigkeit. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

Art.	Cap. ml	Subdivis. ml	Toll.	O.D. Ø mm	h mm
1821	25	1	+ / - 10%	34	49
1822	50	2	+ / - 10%	41	60
1823	100	5	+ / - 10%	51	72
1824	250	10	+ / - 10%	71	95
1825	500	10	+ / - 10%	87	119

BLUE GRADUATED BEAKERS,
LOW FORM - CLASS B

PP

Conforms to ISO 7056 - 1981 (E) and BS 5404 Part 1. New PP giving very high translucency. Autoclavable to 121°C for 20 min., continuous work at 100°C. Permanent graduations. Excellent chemical resistance.

SUITABLE FOR FOODSTUFF.

Art.	Cap. ml	Subdivis. ml	Toll.	O.D. Ø mm	h mm
1826	1000	20	+ / - 10%	109	147
1827	2000	50	+ / - 10%	132	183,5
818	3000	500	+ / - 10%	158	201
819	5000	500	+ / - 10%	188,5	229

СТАКАНЫ С СИНЕЙ
ГРАДУИРОВКОЙ, НИЗКИЕ -
КЛАСС Б

PP

Изготовлены в соответствии с нормами ISO 7056 - 1981 (E) и BS 5404 часть 1 из специального особо прозрачного, термостойкого полипропилена, выдерживают автоклавирование при температуре +121°C в течение 20 минут и постоянную эксплуатацию при температуре +100°C. Несмываемая градуировка, превосходная химическая устойчивость. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

MESSBECHER, NIEDRIGE FORM
MIT BLAUER GRADUIERUNG -
KLASSE B

PMP (TPX®)

Hergestellt nach den Normen ISO 7056 - 1981 (E) und BS 5404 Teil 1 vollständig transparent, autoklavierbar, kurzzeitig hitzebeständig bis +170°C. Permanente Graduierung, hervorragende chemische Beständigkeit. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

Art.	Cap. ml	Subdivis. ml	Toll.	O.D. Ø mm	h mm
1720	25	1	+ / - 10%	34	49
1721	50	2	+ / - 10%	42	60
1722	100	5	+ / - 10%	52	72
1723	250	10	+ / - 10%	71	95
1724	500	10	+ / - 10%	88	119

BLUE GRADUATED BEAKERS,
LOW FORM - CLASS B

PMP (TPX®)

Conforms to ISO 7056 - 1981 (E) and BS 5404 Part 1. Crystal clear. Autoclavable. Will withstand 170°C for short periods. Permanent graduations. Excellent chemical resistance.

SUITABLE FOR FOODSTUFF.

Art.	Cap. ml	Subdivis. ml	Toll.	O.D. Ø mm	h mm
1725	1000	20	+ / - 10%	110	146
1726	2000	50	+ / - 10%	133	184
1727	3000	500	+ / - 10%	159	201
1728	5000	500	+ / - 10%	190	228

СТАКАНЫ С СИНЕЙ
ГРАДУИРОВКОЙ, НИЗКИЕ -
КЛАСС Б

PMP (TPX®)

Изготовлены в соответствии с нормами ISO 7056 - 1981 (E) и BS 5404 часть 1, идеально прозрачны, выдерживают автоклавирование и кратковременное воздействие температуры до +170°C. Несмываемая градуировка, превосходная химическая устойчивость. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

VOLUMENMESSGERÄTE

GRADUATED AND VOLUMETRIC PLASTICWARE

ГРАДУИРОВАННАЯ И МЕРНАЯ ПОСУДА

MESSBECHER MIT GRIFF, NIEDRIGE FORM

PP

Autoklavierbar, hochgradig transparent, besonders, wenn sie Flüssigkeit enthält, permanente Graduierung, Reliefdruck, robust, mit Tropfschutz und bequemem Griff ausgestattet. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

MEASURING JUGS, SHORT FORM

PP

Autoclavable, highly translucent especially when filled with liquids. Permanently moulded graduations. Excellent chemical resistance. No drip spout. Thumb grip on handle. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ГРАДУИРОВАННЫЕ, НИЗКИЕ, МЕРНЫЕ СТАКАНЫ

PP

Выдерживают автоклавирование, высоко прозрачны особенно при наполнении жидкостью, нестираемая, выпуклая градуировка, высокая прочность, наличие носика с каллесборником и удобной ручки для переноски. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	Cap. ml	Grad. ml	Ø mm	h mm
1156	500	25	90	116
1157	1000	50	116	131
1158	2000	50	145	165
1159	3000	100	165	180
1160	5000	250	190	225



MESSBECHER MIT GRIFF, HOHE FORM

PP

Autoklavierbar, hochgradig transparent, besonders, wenn sie Flüssigkeit enthält, permanente Graduierung, Reliefdruck, robust, mit Tropfschutz und bequemem Griff ausgestattet. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

MEASURING JUGS, LONG FORM

PP

High form graduated jugs made of transparent and autoclavable PP. Permanently moulded graduation. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

МЕРНЫЕ СТАКАНЫ, ДЛИННЫЕ

PP

Высокий, градуированный, мерный стакан из прозрачного полипропилена, выдерживает автоклавирование, градуировка несмываема. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	Cap. ml	Grad. ml	Ø mm	h mm
1086	250	5 / 1	73	119
1087	500	10 / 1	93	140
1088	1000	10 / 1	117	169
1089	2000	20 / 1	149	213
1090	3000	50 / 1	172	240



MESSBECHER MIT GRIFF, HOHE FORM

PP

Graduierte Karaffen, hohe Form, aus Polypropylen, transparent autoclavierbar, mit permanenter Gradierung. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

CONICAL MEASURES, GRADUATED

PP

Can withstand temperatures up to 120°C. They have a wide base for stability. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

КОНИЧЕСКИЕ МЕНЗУРКИ

PP

Выдерживают воздействие температуры до +120°C. Широкое основание обеспечивает стабильность изделия. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	Cap. ml	Grad. ml	h mm
422	100	2	118
423	250	5	164
424	500	10	183
425	1000	20	263



GRADUIERTE KONISCHE MESSBECHER

PMP (TPX®)

Hitzebeständig bis +120°C. Breiter Fuß für höchste Standfestigkeit. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

CONICAL MEASURES, GRADUATED

PMP (TPX®)

Can withstand temperatures up to 170°C. They have a wide base for stability. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ГРАДУИРОВАННЫЕ, КОНИЧЕСКИЕ МЕНЗУРКИ

PMP (TPX®)

Широкое основание обеспечивает стабильность изделия. Выдерживают температуру до 170°C. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	Cap. ml	Grad. ml	h mm
1422	2	2	117
1423	250	5	162
1424	500	10	183
1425	1000	20	263



VOLUMENMESSGERÄTE

GRADUATED AND VOLUMETRIC PLASTICWARE

НЕВАРРЕАКТИВНАЯ И МЕРНАЯ ПОСУДА



TARIERTE KOLBEN MIT STOPFEN

PP

Tarierte Kolben ohne Meniskus, wodurch das Ablesen erleichtert wird, mit gravimetrischem Verfahren auf + 20°C tariert. In einem Stück aus besonders bei Kontakt mit Flüssigkeiten transparentem Polypropylen. Die Enghalsform gewährleistet ein präzises Ablesen. Autoklavierbar und chemisch reiner als Glas, da keine Übertragungen und Absorptionen auftreten. Stopfen gehört zum Lieferumfang. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

VOLUMETRIC FLASKS WITH CAP

PP

These flasks create no meniscus so final readings are easy. Calibrated gravimetrically at 20°C. Translucency of PP enhanced when in contact with liquid. Thick walls eliminate distortion. Thin neck make final reading precise. Autoclavable. Chemically non-absorbant. No wetting. Stoppers included. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

МЕРНЫЕ КОЛБЫ С КРЫШКАМИ

PP

Отсутствие мениска облегчает измерение объема. Гравиметрическая калибровка при 20°C, представляют собой цельное штампованное изделие из очень прозрачного особенно при контакте с жидкостями ПП. Форма узкого горлышка обеспечивает высокую точность показаний. Выдерживают автоклавирование, характеризуются более высокой химической чистотой в сравнении со стеклом, благодаря отсутствию способности поглощения химических веществ. Поставляются в комплекте с крышками. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	ml	h mm	O.D. Ø mm	NS / DIN	Art.	ml	h mm	O.D. Ø mm	NS / DIN
1484	25	121	36	12 / 21	1487	250	225	82	19 / 26
1485	50	143	46	14 / 23	1488	500	265	100	19 / 26
1486	100	174	58	14 / 23	1489	1000	325	120	19 / 26



TARIERTE KOLBEN MIT STOPFEN

PMP (TPX®)

Vollständig transparent, ganz ohne Meniskus, daher wird ein leichtes Ablesen gewährleistet. Die Kolben werden mit dem gravimetrischen Verfahren auf +20°C tariert. Sie sind aus einem Stück gefertigt. Die dickwandige Form verhindert Verzerrungen. Der besonders enge Hals gewährleistet eine optimale Präzision beim Ablesen. Autoklavierbar, und chemisch reiner als Glas, da keine Übertragungen und Absorptionen auftreten. Stopfen gehört zum Lieferumfang. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

VOLUMETRIC FLASKS WITH CAP

PMP (TPX®)

These crystal clear volumetric flasks create no meniscus so final readings are easy. Calibrated gravimetrically at 20°C. Thick walls eliminate distortion. Thin necks make final measurement precise. Autoclavable to 170°C. Chemically cleaner than glass and chemically non-absorbant. No wetting. Stopper included. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

МЕРНЫЕ КОЛБЫ С КРЫШКАМИ

PMP (TPX®)

Идеально прозрачны. Полное отсутствие мениска облегчает измерение объема. Гравиметрическая калибровка при 20°C, представляют собой цельное штампованное изделие с толстыми стенками для исключения деформаций. Форма узкого горлышка обеспечивает высокую точность показаний. Выдерживают автоклавирование, характеризуются более высокой химической чистотой в сравнении со стеклом, благодаря отсутствию способности поглощения химических веществ. Поставляются в комплекте с крышками. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	ml	h mm	O.D. Ø mm	NS / DIN	Art.	ml	h mm	O.D. Ø mm	NS / DIN
2485	50	143	46	14 / 23	2488	500	265	100	19 / 26
2486	100	174	58	14 / 23	2489	1000	325	120	19 / 26
2487	250	225	82	19 / 26					



KEGELSTOPFEN (KONISCHE STOPFEN)

PE

Kegelstopfen nach den Normen DIN 12242. Körper mit 6 Reliefringen, um die Dichtigkeit auch bei nicht perfekt standardisierten Oberflächen sicherzustellen.

CONICAL STOPPERS

PE

Stoppers manufactured to DIN Standards 12242 ensuring sealing action on non-standard surfaces.

КОНИЧЕСКИЕ КРЫШКИ

PE

Конические крышки соответствуют нормам DIN 12242. Корпус с 6 выпуклыми кольцами обеспечивает герметичность даже при нестандартной форме поверхности.

Art.	NS Cone	Lower Ø mm	Farbe / Colour / Цвет
1240	7 / 16	5,9	Violett / Violet / фиолетовый
1241	10 / 19	8,1	Blau / Blue / лазурный
1242	12 / 21	10,4	Grün / Green / зеленый
1243	14 / 23	12,2	Braun / Brown / коричневый
1244	19 / 26	16,4	Gelb / Yellow / желтый
1245	24 / 29	21,1	Rot / Red / красный
1246	29 / 32	25,8	Schwarz / Black / черный
1247	34 / 35	30,9	Weiß / White / белый



TARIERTE KOLBEN MIT SCHRAUBVERSCHLUSS

PP

Tarierte Kolben, ganz ohne Meniskus, daher wird ein leichtes Ablesen gewährleistet, mit dem gravimetrischen Verfahren auf 20°C tariert, aus einem Stück aus Polypropylen gefertigt, vollständig transparent besonders bei Kontakt mit Flüssigkeiten. Die enghalsige Form erlaubt ein präzises Ablesen. Autoklavierbar und chemisch reiner als Glas, da keine chemischen Übertragungen und Absorptionen auftreten. Schraubverschluss gehört zum Lieferumfang. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

VOLUMETRIC FLASKS WITH SCREW CAP

PP

These flasks create no meniscus so final readings are easy. Calibrated gravimetrically at 20°C. Translucency of PP enhanced when in contact with liquid. Thick walls eliminate distortion. Thin neck make final reading precise. Autoclavable. Chemically non absorbant. No wetting. Screw caps included. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

МЕРНЫЕ КОЛБЫ С ЗАВИНЧИВАЮЩИМИСЯ КРЫШКАМИ

PP

Полное отсутствие мениска облегчает измерение объема. Гравиметрическая калибровка при 20°C, представляют собой цельное штампованное изделие из прозрачного, особенно при контакте с жидкостями ПП. Форма узкого горлышка обеспечивает высокую точность показаний. Выдерживают автоклавирование, характеризуются более высокой химической чистотой в сравнении со стеклом, благодаря отсутствию способности поглощения химических веществ. Поставляются в комплекте с крышками. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	ml	h mm	O.D. Ø mm	DIN STD	Art.	ml	h mm	O.D. Ø mm	NS / DIN
1430	25	121	36	GL18	1433	250	225	82	GL25
1431	50	143	46	GL18	1434	500	265	100	GL25
1432	100	174	58	GL18	1435	1000	325	120	GL25

TARIERTE KOLBEN MIT SCHRAUBVERSCHLUSS

PMP (TPX®)

Vollständig transparent, ganz ohne Meniskus, daher wird ein leichtes Ablesen gewährleistet. Mit dem gravimetrischen Verfahren auf 20°C tarieren. Sie sind aus einem Stück gefertigt. Die dickwandige Form verhindert Verzerrungen. Der besonders enge Hals gewährleistet eine optimale Präzision beim Ablesen. Autoklavierbar und chemisch reiner als Glas, da keine Übertragungen und Absorptionen auftreten. Stopfen gehört zum Lieferumfang. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

Art.	ml	h mm	O.D. Ø mm	DIN STD
2490	50	143	46	GL18
2491	100	174	58	GL18
2492	250	225	82	GL18

VOLUMETRIC FLASKS WITH SCREW CAP

PMP (TPX®)

These crystal clear volumetric flasks create no meniscus so final readings are easy. Calibrated gravimetrically at 20°C. Thick walls eliminate distortion. Thin necks make final measurement precise. Autoclavable to 170°C. Chemically cleaner than glass and chemically nonabsorbant. No wetting. Screw caps included.

SUITABLE FOR FOODSTUFF.

Art.	ml	h mm	O.D. Ø mm	NS / DIN
2493	500	265	100	GL25
2494	1000	325	120	GL25

МЕРНЫЕ КОЛБЫ С ЗАВИНЧИВАЮЩИМИСЯ КРЫШКАМИ

PMP (TPX®)

Идеально прозрачны, полное отсутствие образования мениска облегчает измерение объема, калиброваны гравиметрическим методом при температуре +20°C, представляют собой цельное штампованное изделие с толстыми стенками для исключения деформаций. Форма узкого горлышка обеспечивает высокую точность показаний. Выдерживают автоклавирование, характеризуются более высокой химической чистотой в сравнении со стеклом, благодаря отсутствию способности поглощения химических веществ. Поставляются в комплекте с крышками. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



GENORMTE STOPFEN FÜR KOLBEN DIN 168

PP

In Übereinstimmung mit DIN 168 genormte Stopfen mit den entsprechenden Löchern zum Anbringen der Sicherheitsriegel. Die Stopfen sind für Kolben aus Polypropylen zu verwenden.

Art.	DIN STD
15950	GL18
15990	GL25
16030	GL32
16250	GL45
16290	GL63

STANDARDIZED SCREW CAPS FOR BOTTLES DIN 168

PP

Standardized screw caps for PP bottles DIN 168. Cap tag to avoid sample contamination in transit.

НОРМАЛИЗОВАННЫЕ КРЫШКИ ДЛЯ МЕРНЫХ КОЛБ DIN 168

PP

Нормализованные завинчивающиеся крышки для бутылок из полипропилена DIN 168. Бирки на крышках позволяют избежать путаницы с образцами во время перевозки.



ERLENMEYERKOLBEN

PP

Für allgemeine Laboranwendungen versehen mit normiertem Hals. Autoklavierbar. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

Art.	Grad. ml	Cap. ml	NS-Normschliff / Neck NS / Конус NS
1460	10	50	14 / 23
1461	25	125	14 / 23
1462	25	250	19 / 26
1463	50	500	24 / 29
1464	50	1000	29 / 32
1465	100	2000	34 / 35

CONICAL ERLMMEYER FLASKS

PP

For general laboratory use. Provided with standardized neck. Autoclavable. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

КОНИЧЕСКИЕ КОЛБЫ ЭРЛЕНМАЙЕРА

PP

Предназначены для общих лабораторных работ. Со стандартизированным горлом. выдерживают автоклавирование. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



VERSEHEN MIT GRADUIERTEM TRENNTRIECHTER.

PMP (TPX®)

Hergestellt aus vollständig transparentem Material mit permanenter Graduierung, Reliefdruck, leicht entleerbar, da der Trichter mit einem Schraubverschluss im oberen Teil versehen ist, der auch eine gründliche Reinigung erlaubt.

GRADUATED, SEPARATING FUNNEL

PMP (TPX®)

Crystal clear funnel with permanent graduations moulded into body. Needle control for precise control of flow (important for end point). No wetting. Top unscrews and valve can be detached for thorough cleaning. Autoclavable. Excellent chemical resistance. Complete with stopper.

ГРАДУИРОВАННАЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВОРОНКА

PMP (TPX®)

Абсолютно прозрачная воронка с градуировкой, наносимой при формовке изделия. Снабжена игольчатым регулятором для контроля расхода (важно для конечной точки). Не смачивается. Крышка отвинчивается, клапан отсоединяется при очистке. Выдерживает автоклавирование. Обладает превосходной химической устойчивостью. Снабжена пробкой.

Art.	ml	Grad. ml	to level ml	NS DIN
978	500	2,0 5,0 25,0	20 50 500	29 / 32



VOLUMENMESSGERÄTE

GRADUATED AND
VOLUMETRIC PLASTICWAREНЕВАРРЕАКТИВНАЯ И
МЕЛКОПОСУДАIMHOFFTRICHTER ZUR
SEDIMENTATION

SAN

Hergestellt aus vollständig transparentem Material mit permanenter Graduierung, Reliefdruck, leicht entleerbar, da der Trichter mit einem Schraubverschluss im unteren Teil versehen ist, der auch eine leichte Reinigung erlaubt.

SEDIMENTATION IMHOFF CONE

SAN

Crystal clear Imhoff cone. Permanently moulded graduations. Easy draining via PP screw plug in the base. Back flush cleaning easily effected.

КОНУС ИМХОФФ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕДИМЕНТАЦИИ

SAN

Изготовлены из полностью прозрачного материала с постоянной градуировкой, наносимой при формовке, наличие у основания завинчивающейся крышки позволяет осуществлять легкий слив и промывается промывку изделия.

Art.	ml	Grad. to level	ml	Volumetric tol.	Top Ø mm	Base Ø mm	h mm
1055	1000	0,1	2	5%	125	7,80 +/- 0,2	480
		0,5	10				
		1,0	40				
		2,0	100				
		50,0	1000				

HALTER FÜR IMHOFFTRICHTER

PMMA

IMHOFF CONE STAND

PMMA

ОПОРА ДЛЯ КОНУСА

PMMA



Art.	Beschreibung / Description / Описание	Stellplätze / Places / места	Dim. mm
1056	Halter für Imhofftrichter Sedimentation Imhoff cone stand Опора для конуса	2	150x300x294h

SCHILLINGBÜRETTEN

PE/PMP

Automatische Schillingbüretten aus Kunststoff (gemäß DIN-Normen 12.700, Klasse B). Mit Präzisionshahn für das tropfenweise Befüllen versehen. Flasche aus PE mit Fuß aus PE-LD.

SCHILLING BURETTES

PE/PMP

Automatic plastic Schilling burettes (according to din 12.700 standards, Class B). With push button for drop-by-drop delivery. PE reservoir with stable PE-LD base.

БЮРЕТКИ ШИЛЛИНГА

PE/PMP

Автоматические пластиковые бюретки Шиллинга (соответствующие нормам DIN 12.700, КЛАСС Б). Оборудованы капельным дозатором. Полиэтиленовая емкость с основанием из полиэтилена низкой плотности.

Art.	Cap. ml	Divis. min. mm
1980	25	0,1
1981	50	0,1

GRADUIERTE BÜRETTEN

PVC / PMP / FEP

Hochpräzisionsbüretten aus Kunststoff (gemäß den Normen DIN 12.700 - Klasse B), besonders für Routinearbeiten geeignet. Die Kombination von drei unterschiedlichen Kunststoffmaterialien (PMP, FEP, PVC) erlaubt eine optimale Beständigkeit gegen chemische Substanzen. Der Hahn ist mit einem Schlüssel aus FEP versehen, selbstschmierendes Material, das eine perfekte Dichtigkeit erlaubt.

GRADUATED BURETTES

PVC / PMP / FEP

High precision plastic burettes (according to DIN 12.700 standards - Class B), particularly useful for routine work to eliminate the danger of glass breakages. The combination of different plastic materials (PMP, FEP, PVC) provides good resistance to chemicals. The stopcock assembly is moulded in one piece, with FEP key; requiring no lubricant and providing a leak-proof seal.

ГРАДУИРОВАННЫЕ БЮРЕТКИ

PVC / PMP / FEP

Высокоточные пластиковые бюретки (соответствующие нормам DIN 12.700, КЛАСС Б), удобные для выполнения рутинных операций. Сочетание трех различных пластиковых материалов (ПВХ / ПМП / ФЭП) обуславливает высокую устойчивость к воздействиям химических реагентов. Кран снабжен замком из ФЭП, не требующим смазки и обеспечивающим высокую герметичность.

Art.	Cap. ml	Divis. min. mm	Länge mm / Length mm / Длина mm
1997	10	0,1	580
1998	25	0,1	480
1999	50	0,1	740



НеваРеактив®

PLASTILAB®

**MIKROSKOPIE UND MIKROBIOLOGIE
MICROSCOPY AND MICROBIOLOGY
МИКРОСКОПИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ**

НеваРеактив

MIKROSKOPIE UND MIKROBIOLOGIE

MICROSCOPY AND MICROBIOLOGY

МИКРОСКОПИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ

НеваРеактив



OBJEKTTRÄGERSCHRÄNKCHEN

ABS

Anbausystem für die Klassifizierung und Aufbewahrung von Objektträgern. Das Gesamtsystem (Art. 930) besteht aus 5 Schubfächern und einem Deckel. Weitere, getrennt zu bestellende Schubfächer (Art. 927) können hinzugefügt werden. Jedes Schubfach kann bis zu 10 Objektträgerhalter aufnehmen (Art. 921). In jedem Halter können 100 Objektträger untergebracht werden. Im kompletten Schränkchen haben daher bis zu 5000 Objektträger Platz. Die Art. 920 und Art. 921 müssen getrennt bestellt werden.

Objektträgersystem (für 5000 Objekte):

- 1 Art. 930 (5 Schubfächer + 1 Deckel)
- 1 art. 931 (4 ruedas)
- 50 art. 921
- 50 art. 920

SLIDE STORING SYSTEM

ABS

The basic unit has five drawers. Additional drawers (Art. 927) can be added by removing the top lid, locating the drawer with the four dowels provided and replacing the lid. The maximum number of drawers is dictated by the height of the user. Castors can also be used to create a movable station. Each drawer can accommodate 10 Art. 921 slide supports. Each support has a capacity of 100 slides. The slide holders (Art. 920 and Art. 921) are not supplied as part of these units and should be ordered separately.

Slide storing system composition (for 5000 slides):

- 1 art 930 (5 drawers + 1 lid)
- 1 art no 931 (4 wheels)
- 50 art no 921
- 50 art no 920

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ

ABS

Система для классификации и хранения предметных стекол для микроскопа. Основная система (кат.№930) состоит из 5 ящиков и крышки. Предусмотрена возможность добавления других ящиков (кат.№ 927), заказ которых выполняется отдельно. В каждый ящик вмещается до 10 штативов для предметных стекол (кат. № 921). В каждый штатив можно уложить 100 стекол. Таким образом, в одной системе можно хранить до 5000 предметных стекол. Заказ изделий кат. № 920 и 921 выполняется отдельно.

Состав системы для хранения предметных стекол (на 5000 предметных стекол):

- 1 кат. 930 (5 ящиков + 1 крышка)
- 1 кат. 931 (4 круга)
- 50 кат. 921
- 50 кат. 920



ZUSÄTZLICHES SCHUBFACH OHNE HALTER

ABS

Kann bis zu 10 Halter Art. 921 (= 1000 Mikroskop-Objektträger) aufnehmen.

SINGLE DRAWER UNIT WITHOUT SUPPORT

ABS

Can accommodate up to 10 supports Art. 921 (=1000 only microscope slides).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ БЕЗ ШТАТИВОВ

ABS

Может вместить до 10 штативов кат. 921 (=1000 предметных стекол).

Art.	Dim. mm	h mm
927	420x420	140

DECKEL FÜR SCHUBFACH

ABS

DRAWER LID

ABS

КРЫШКА ДЛЯ ЯЩИКА

ABS

Art.	Dim. mm	h mm
928	420x420	25



KOMPLETTPAKET MIT 5 SCHUBFÄCHERN MIT DECKEL OHNE HALTER

ABS

Kann bis zu 5000 Objektträger aufnehmen.

PACKAGE OF 5 DRAWERS, WITH LID - WITHOUT SUPPORTS

ABS

Can accommodate up to 5000 slides.

ТУМБА ИЗ 5 ЯЩИКОВ С КРЫШКОЙ БЕЗ ШТАТИВОВ

ABS

Может вмещать до 5000 предметных стекол

Art.	Dim. mm	h mm
930	420x420	725

PACKUNG MIT 4 ROLLEN

Art.

931

SET OF 4 WHEELS (CASTORS)

Beschreibung / Description / Описание

Für Schubfächer Art. 927/930 / To fit drawers Art. 927/930 / Для ящиков 927/930

НАБОР ИЗ ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСИКОВ



HALTER FÜR OBJEKTTRÄGER UND DECKEL

ABS / PS

Ideal für Aufnahme einer großen Anzahl von Objektträgern der Größe 76x26mm. Jeder Halter fasst bis zu 100 Objektträger. Jede Vertiefung ist nummeriert. Daten können auf der Innen- oder Außenseite der Endplatten verzeichnet werden. Wir empfehlen die Verwendung des Deckels aus Polystyrol (Art. 920), der die Objektträger gegen Staub und andere Fremdkörper schützt. Können aufbewahrt werden in den Schränken (Art. 930).

MICROSCOPE SLIDE STORAGE AND DUST COVER

ABS / PS

Ideal for storage of large quantities of 76x26 mm microscope slides. Each unit will accommodate 100 slides. Each cavity is numbered. Batch data can be written on either the inside or outside of the end plates. It is strongly recommended that the covers (Art. 920) are used to avoid dust and other foreign bodies. These can then be stored in the cabinets (Art. 930).

КАССЕТА ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ И КРЫШКА

ABS / PS

Идеальна для хранения большого числа предметных стекол, всегда доступных и легко 76x26 мм. В каждом блоке может разместиться 100 предметных стекол. Каждая ячейка пронумерована. Данные о партии могут быть записаны внутри или снаружи концевой пластины. Для защиты образцов от попадания пыли и других инородных тел рекомендуется использовать крышку (кат.№ 920). Кассеты могут храниться в шкафах (кат. 930).

Art.	Beschreibung / Description / Описание	Dim. mm
921	Für Objektträger / 100 place slide storage / для предметных стекол	360x38x100h
920	Deckel für 921 / Dust cover for Art. 921 / Крышка для 921	345x35x40h

НеваРеактив

OBJEKTRÄGERBOX

PS STOSSFESTES

Ausgesprochen platzsparend. Die Boxen können ohne Bruchgefahr übereinander gestapelt werden. Die Stellplätze sind einzeln nummeriert und mit einer Indexkarte zur Präparateklassifizierung versehen. Aufnahmeplatten für Objektträger der Größe 76x26 mm.

Art.	No. places	Dim. mm	h mm
276	25	98x83	38
277	50	230x97	35
278	100	230x180	35

MICROSCOPE SLIDE BOXES

HIGH IMPACT PS

The slots are well spaced for easy handling of 76x26 mm slides. Each slot is clearly numbered and can be cross referenced with corresponding index card. Lids are totally removable. The 50 and 100 place boxes have locating lugs so boxes can be stacked. Virtually unbreakable.

КОРБОККИ ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ

PS ПРОТИВОУДАРНЫЙ

Конструкция этих изделий была специально разработана с целью предотвращения нагромождений, их поломка при установке одной на другую практически невозможна. Каждой ячейке присваивается индивидуальный номер, возможна установка карточек для классификации препаратов. Размеры ячеек для установки предметных стекол составляют 76x26 мм.



**VERSANDMÄPPCHEN FÜR
OBJEKTRÄGER**

PE

Sie bilden einen robusten Schutz für Objektträger der Größe 76x26mm beim Versand der Laborbefunde. Jeder Objektträger besitzt seinen eigenen Stellplatz mit Halterippen, um eine Beschädigung der Laborbefunde zu verhindern. Sie sind besonders für zytologische und geologische Proben geeignet.

SLIDE MAILER

PE

Strong protection for 76x26 mm specimen slides during transportation. Each slide has its own compartment with support bars at 55 mm centres to protect subject matter from being scuffed. Particularly useful for cytologic and geological specimens.

**ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ПЕРЕСЫЛКИ
ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ**

PE

Представляют собой надежную защиту для предметных стекол, размеры которых составляют 76x26мм, при пересылке образцов: для каждого предметного стекла предусмотрен отдельный отсек с опорными нервюрами для предотвращения повреждения образца. Особенно удобны эти футляры для перевозки цитологических и геологических образцов.



Art.	No. places	Mat.	Dim. mm
923	1	PE	98,8x50,6x6,4
925	2	PE	70x84x6
924	3	PE	84x97x6

**VERSANDBOX FÜR
OBJEKTRÄGER**

PP

Ideal zum Versand und zur Aufbewahrung von 5 oder 10 Objektträgern. Besonders dickwandig und robust, dadurch werden die Objektträger besonders vor Bruch geschützt, der Objektträger reicht ca. 20 mm über den Rand des Behälters hinaus, daher kann er leicht entnommen werden. Das Gewinde des Verschlusses ist sehr hoch und versiegelt den Behälter sicher für den Versand.

SLIDE MAILER

PP

Ideal for storing and shipping 5 to 10 microscope slides. Unbreakable, chemically inert, the container will also hold up to 12 ml as a specimen vial; 20 mm of slide projects above jar, allowing easy removal. The thread of cap is very deep allowing leakproof seal for shipment. Supplied with small loop on cap for tagging. Cap should be taped for shipment.

**ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ПЕРЕСЫЛКИ
ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ**

PP

Контейнер, идеальный для пересылки или хранения от 5 до 10 предметных стекол. Повышенная толщина стенок придает изделию особую прочность, предохраняя стекла от случайных повреждений; стекла выступают за край контейнера на 20 мм, это позволяет легко их вынуть. Крышка снабжена глубокой резьбой, обеспечивающей надежное закрытие контейнера при перевозке.



Art.	Ø mm	Length mm
922	40	90

OBJEKTRÄGERSPENDER

ABS / PS

Für berührungslose Ausgabe von Objektträgern der Größe 76x26mm. Fasst bis zu 50 Objektträger. Eine Abdeckung schützt vor Staub. Die Objektträger können einzeln entnommen werden, wenn die Rädchen seitlich am Fuß gedreht werden, die wiederum die Objektträger über Gummiröllchen hinausbringen.

SLIDE DISPENSER

ABS / PS

For finger print free dispensing of 76x26 mm microscope slides. Up to 50 slides can be put in the magazine. A cover protects the slides from dust. Each slide is dispensed by rotating the knurled knob on either side of the moulded base. Rubber rollers at the sides of the slides ease out the slide which can then be handled by the edges.


**ПОДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ**

ABS / PS

Поддающее устройство для предметных стекол 76x26 мм, позволяющее избежать отпечатков, остающихся от пальцев. В отсек загружается до 50 стекол. Крышка защищает предметные стекла от попадания пыли. Подача стекол осуществляется вращением ручек, расположенных с каждой стороны литого основания. Резиновые валики по обеим сторонам стекла выталкивают его наружу, затем стекло можно перемещать, взявшись за края.



Art.	Dim. mm
540	100x120x140h


OBJEKTTRÄGERTABLETTST

PVC

Diese Objektträgertabletts sind dazu gedacht, Standardobjektträger der Größe 76x26mm zu archivieren. Der weiße Boden erlaubt es, die Färbungen der Objektträger leicht zu unterscheiden. Gute Ablagefläche für das Ablesen von Serien.

TRAY FOR MICROSCOPE SLIDES

PVC

Moulded in white PVC for easy identification of different dyes on the slides. Ideal work station for 76x26 mm slides. Designed for easy removal of slides.

**ЛОТОК ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ
СТЕКЛ**

PVC

Разработаны специально для классификации и архивирования стандартных стекол размерами 76x26мм. Белое дно позволяет легко различать цвета образцов на стеклах. Представляет собой идеальную рабочую основу для чтения ряда образцов.

Art.	No. places	Dim. mm
672	20	190x340x8
673	40	190x660x8


FÄRBETROG

PMP (TPX®)

Färbetrog aus PMP für die Verwendung mit dem Artikel 354. Der Trog ist mit zwei Deckeln versehen, einer für den Schutz gegen Verdunstung der Flüssigkeit bei Nichtgebrauch, der andere mit einem Schlitz, in den der Stiel des Einsatzes während des Färbvorgangs eingesteckt wird. Xylen kann den Färbetrog nach zwei Tagen bei Raumtemperatur angreifen.

STAINING JAR WITH 2 LIDS

PMP (TPX®)

Moulded in PMP for use with Art. 354. Supplied with 2 lids - one lid for use when dish is not in use, providing evaporation-free storage of staining liquid - the other lid with special opening to allow handle of staining rack Art 354 to be inserted; Xylene can cause etching after 2 days at room temperature.

**БАЧОК ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ**

PMP (TPX®)

Бачок из ПМП, предназначенный для использования с изделиями кат.№ 354. Поставляется с двумя крышками, одна предназначена для закрытия бачка, когда он не используется, для защиты красителя от испарения, другая - используется во время окрашивания и имеет специальную прорезь для ручки штатива. Ксилол может разъедать материал, если время контакта при температуре окружающей среды превышает два дня.

Art.	Dim. int. mm
353	74x95x63


**EINSATZ FÜR DAS EINFÄRBN
VON OBJEKTTRÄGERN**

PP

Einsatz aus Polypropylen mit Griff für 20 Objektträger der Größe 76x26mm, zusammen mit dem Färbetrog Art. 353 zu verwenden.

STAINING RACK

PP

Staining rack made of PP with horizontal tray, holds 20 slides 76x26 mm (3"x1"). For use with Art. 353.

**ШТАТИВ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
СТЕКЛ**

PP

Штатив из полипропилена с ручкой для 20 стекол 76x26мм, предназначен для использования в комплекте с бачком кат.№ 353

Art.	No. places	Dim. mm
354	20	69,5x86x21


FÄRBETROG NACH HELLENDHAL

PMP (TPX®)

Färbetrog aus PMP für 8 Objektträger (oder 16 Paare) für das Einfärben von Objektträgern der Größe 76x26 mm. Zum Lieferumfang gehört ein Deckel aus PMP; Xylen kann den Färbetrog chemisch nach 2 Tagen bei Raumtemperatur angreifen.

STAINING JAR HELLENDHAL TYPE

PMP (TPX®)

PMP staining jar holds 76x26 mm (3"x1") slides vertically. Eight grooves. Supplied with PMP cover. Can accommodate 16 slides back to back. Xylene can cause etching after 2 days at room temperature.

**БАЧОК ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ, МОДЕЛЬ
ХЕЛЛЕНДА**

PMP (TPX®)

Бачок из ПМП, вмещает 8 предметных стекол 76x26мм (или 16, соединенных попарно) для окрашивания. Снабжен крышкой из ПМП, ксилол может разъедать материал, если время контакта при температуре окружающей среды превышает два дня.

Art.	Dim. mm
355	58x53,5x86

**FÄRBETROG TYP
SCHIFFERDECKER**

PMP (TPX®)

Färbetrog für 10 Objektträger (oder 20 Paare) für die Einfärbung von Objektträgern der Größe 76x26mm. Zum Lieferumfang gehört ein Deckel aus PMP. Xylen kann den Färbetrog nach zwei Tagen bei Raumtemperatur angreifen.

**STAINING JAR SCHIFFERDECKER
TYPE**

PMP (TPX®)

PMP staining jar for 76x26 mm (3"x1") slides. Ten grooves. Supplied with PMP cover. Can accommodate 20 slides back to back. Xylene can cause etching after 2 days at room temperature.

**БАЧОК ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ
СТЕКЛ,МОДЕЛЬ
SCHIFFERDECKER**

PMP (TPX®)

Бачок из ПМП, вмещает 10 предметных стекол 76x26мм (или 20, соединенных попарно) для окрашивания. Оборудован крышкой из ПМП. Ксилол может разъедать материал, если время контакта при температуре окружающей среды превышает два дня.



Art.	Dim. int. mm
351	76x65x45

**UNIVERSALEINSATZ FÜR
OBJEKTRÄGERHALTER**

POM

Einsatz für die gleichzeitige Einfärbung von 25 Objektträgern. Er wird in das Schubfach Art.1101 eingesetzt.

STAINING RACK

POM

Staining rack for simultaneous staining of 25 slides; to fit trough Art. 1101.

**ШТАТИВ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ,
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

POM

Штатив для одновременного окрашивания 25 стекол, вставляется в кассету кат.№1101.



Art.	Dim. mm	h mm
1100	79,6x92	32,8

**LICHTGESCHÜTZTE BOX FÜR 25
OBJEKTRÄGER**

POM

Vollständig lichtgeschützte Box, in die ein Einsatz für 25 Objektträger Art. 1100 eingelegt wird, kann auch als Transportbox verwendet werden.

25 SLIDES STAINING TROUGH

POM

Staining trough for 25 slides; accomodating one rack, Art 1100. It can also be used as a mailing box.

**КАССЕТА, ВМЕЩАЮЩАЯ 25
СТЕКЛ**

POM

Кассета, в которую устанавливается штатив кат.№ 1100 на 25 стекол, может храниться на свету, кроме того, может использоваться для транспортировки образцов.



Art.	Dim. mm	h mm
1101	88x100,8	52,4

BOX FÜR 4 EINSÄTZE

PS

Mit Platz für bis zu 4 Einsätze Art. 1100 für insgesamt bis zu 100 Objektträger

STORAGE BOX FOR 4 RACKS

PS

Storage box only; can take up to 4 staining racks. Art. 1100, for a total quantity of 100 slides.

КОРОбКА НА 4 ШТАТИВА

PS

Позволяет установить до 4 штативов кат.№ 1100 на общее количество 100 предметных стекол для микроскопа.



Art.	Dim. mm	h mm
1103	169,5x192,6	40,7

MIKROSKOPIE UND MIKROBIOLOGIE

MICROSCOPY AND MICROBIOLOGY

МИКРОСКОПИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ



ZYLINDRISCHE BEHÄLTER MIT GERIFFELTER VERSCHLUSSKAPPE

HDPE

Die zylindrischen Behälter werden komplett mit Innenverschluss und Verschlusskappe geliefert. Aufgrund der besonders großen Halsweite sind sie geeignet für Pulver, Feststoffproben, cremige oder halb feste Stoffe, Kristalle sowie hygroskopische Stoffe.

FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET
gemäß:

- EU-Richtlinie 1935/2004
- EU-Richtlinie 10/2011

CYLINDRICAL JARS WITH RIBBED CAP

HDPE

The cylindrical jars are supplied with insert and cap. Thanks to the large neck they are suitable for powders, solid specimen, creamy or semisolid substances, crystals and hygroscopic substances.

SUITABLE FOR FOODSTUFF
according to:

- EC Regulation 1935/2004
- EC Regulation 10/2011

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ БАНКИ С РЕБРИСТЫМИ КРЫШКАМИ

HDPE

Цилиндрические банки снабжаются крышками с уплотнительными вкладышами. Благодаря широкому диаметру горла, они подходят для хранения порошков, твердых образцов, кремообразных и полутвердых веществ, кристаллов и гигроскопических субстанций.

ПРИГОДЕН ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
СОГЛАСНО:

- НОРМЕ ЕС 1935/2004
- НОРМЕ ЕС 10/2011

Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm	Mouth I.D. mm	Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm	Mouth I.D. mm
1563	70	50	60	36	1567	1000	111	128	85
1564	120	56	71	36	1568	2000	111	235	87
1565	250	69	94	50	1569	1500	111	182	87
1566	500	86	107	70					



BEHÄLTER MIT ANGEHÄNGTEM DECKEL

PE

Allzweckbehälter mit fest verbundenem Druckdeckel. Flacher Boden. Leicht und unzerbrechlich. Kann zum Abwiegen verwendet werden. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

SAMPLE VIALS

PE

General purpose containers with push on hinged lids. Flat bottomed. Lightweight and unbreakable. Can be used as weighing containers. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРОБ

PE

Контейнеры общего назначения откидными крышками. Плоскодонные. Легкие и небуьющиеся. Можно использовать для взвешивания. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ**

Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm	Wall thick. mm	Weight gr.
730	1	8	32	0,98	0,71
731	2,5	14	31,5	0,83	1,55
737	5	15	49	0,93	2,5
732	8	17,2	57,6	1,20	3,5
733	7	22,8	32,9	1,35	3,5
734	20	24,8	74,5	1,6	9,7
735	35	31	74,5	1,6	14
736	25	31,3	52,5	1,6	61

BEHÄLTER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS

HDPE

Ideal zur Aufbewahrung von Quecksilber u.ä. Auslaufsicher. Entnahme kleiner Flüssigkeitsmengen oder Feststoffproben ohne Beeinträchtigung durch Innenkanten. Robust und dickwandig mit hervorragender Chemikalienbeständigkeit. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

SCREW CAP CONTAINERS

HDPE

Ideal for storing mercury etc. Leakproof. Small quantities of liquid or solid samples can be taken out by pipette/spatulas without the hindrance of internal shoulders. Sturdy, heavy walled with excellent chemical resistance. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

КОНТЕЙНЕРЫ С ЗАВИНЧИВАЮЩИМИСЯ КРЫШКАМИ

HDPE

Идеальны для хранения ртути и т.п. Герметичные. Благодаря отсутствию горла, небольшое количество образца жидкости или твердого вещества может быть набрано пипеткой/шпателем. Крепкие, толстостенные, с отличной химической стойкостью. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



Art.	Cap. ml	Ø O.D mm	Ø I.D mm	h mm	Wall thick. mm	Weight gr.
910	5	21	17,6	35,7	1,7	11
911	10	21	17,6	58,4	1,7	13
912	30	35	31	53	2	22
913	60	35	31	94,2	1,7	29
914	90	54,5	50	63,4	2,2	44
916	180	54,5	50	109,6	2,2	61

BEHÄLTER MIT AUFSTECKKAPPE

PS

Zylindrische Behälter aus PS-Material mit weiter Öffnung, zu verschließen mit Aufsteckkappe.

SNAP-ON LID CONTAINERS

PS

Cylindrical containers in PS material, wide mounth with snap on lid.

КОНТЕЙНЕРЫ С
ЗАЩЕЛКИВАЮЩИМИСЯ
КРЫШКАМИ

PS

Контейнеры цилиндрической формы из полистирола с широким горлом и герметично защелкивающейся крышкой



Art.	Ø mm	h mm	Cap. mm
2580	34	41	30
2585	34	60	35

SCHALE MIT DREI RUNDEN
VERTIEFUNGEN

PE

Besonders geeignet für colormetrische Bestimmungen.

COLORIMETRIC TRAY

PE

With three round depressions. Particularly useful for colorimetric tests.

ПЛАНШЕТ НА ТРИ ЛУНКИ

PE

Особенно удобен для цветных реакций.



Art.	Dim. mm	Cell Ø mm	Cell dept. mm
356	28x58	21	7

SCHALE MIT ACHT
VERTIEFUNGEN

PS

Besonders geeignet für colormetrische Bestimmungen.

COLORIMETRIC 8 CELL TRAY

PS

For colorimetric assay.

ПЛАНШЕТ НА ВОСЕМЬ ЛУНОК

PS

Для цветных реакций.



Art.	Dim. mm	Cell Ø mm	Cell dept. mm
357	95x57	15	2

ABDECKHAUBE FÜR MIKROSKOP

PMMA

Durchsichtige Acrylharzabdeckung, quadratische Basis; schützt vor Staub und anderen Verschmutzungen.

MICROSCOPE COVER

PMMA

Clear acrylic resin microscope cover with a square base; protects against dust and dirt.

ФУТЛЯР ДЛЯ МИКРОСКОПА

PMMA

Прозрачный футляр из акриловой смолы для микроскопа с квадратным основанием; защищает от попадания пыли и грязи.



Art.	Dim. mm
216	300x307x400h

НеваРеактив

НеваРеактив

НеваРеактив®

PLASTILAB®

FILTRIERUNG UND VAKUUM - PUMPEN
FILTRATION AND VACUUM - PUMPS
ФИЛЬТРОВАНИЕ И ВАКУУМ - НАСОСЫ

НеваРеактив


ВАКУУМФИЛТРАЦИЯ ЭКСИКАТОР
PP / PC

Implosionsgeprüfte Exsikkatoren, beständig gegen ein Vakuum von bis zu -740 mmHg (Absolut-Zero: -760 mm/Hg) mit einem Verlust von nicht mehr als 20 mmHg in 24 Stunden. Die obere transparente Haube ist aus Polycarbonat und wird mit dem unteren Teil aus Polypropylen verbunden, wobei die Dichtigkeit durch einen Ring aus Neoprengummi sichergestellt wird, der in eine dafür bestimmte Rille eingelegt wird. Der Deckel ist mit einem Dichtungsventil aus Polycarbonat mit einer Feinregulierung (Nadelventil) aus Polyethylen versehen (Art. 229), durch leichte Drehung kann die Luft ohne Turbulenzen eingelassen werden. Auf den Dichtungsring wird eine dünne Fettschicht geschmiert, um die Entstehung des anfänglichen Vakuums zu erleichtern. Die Exsikkatoren sind mit einem Inneneinsatz versehen, der als Behälter für das Kalziumchlorid oder ein anderes Trocknungsmittel dient.

Gebrauchshinweise:

- Die Haube aus PC entfernen - die Proben hineingeben
- das Dichtungsventil öffnen (Nadelventil) - den Pumpenschlauch an das Nadelventil des Exsikkators anschließen, um das Vakuum herzustellen
- das Dichtungsventil schließen.

**FILTRATION AND VACUUM
DESICCATORS**
PP / PC

Implosion proof desiccators. Will take vacuum of -740 mm Hg with loss (absolut zero: -760 mm/HG) not exceeding 20 mm Hg in 24 hours. The transparent polycarbonate cover seals onto a neoprene 'O' ring set into the flange of the PP base. A little grease spread on the 'O' ring will assist in establishing initial vacuum. Within the desiccator is a removable pan for holding a drying agent. Vacuum release tap/non return valve assembly is included (Art. 229); specially grooved stopper in this assembly allows air, when required, to be re-admitted very slowly to avoid disturbing the contents.

Usage Instructions:

- remove the cover in PC - insert the samples in the pan
- open the vacuum retention valve (PE needle) connect the tube of the pump to the desiccator spigot in order to create vacuum close the vacuum retention valve


ВАКУУМНЫЕ ЭКСИКАТОРЫ
PP / PC

Эксикаторы выдерживают имплозию позволяют создать вакуум - 740 мм рт.ст. со снижением, не превышающим 20 мм. рт. ст. в сутки. Верхняя прозрачная крышка из поликарбоната снабжена неопреновым уплотнительным кольцом и присоединяется к нижней полипропиленовой части. На крышке находится уплотнительный клапан из поликарбоната и кран с полиэтиленовой пробкой (кат. №229). Этот кран, посредством легкого вращения, позволяет впустить воздух без перемешивания. При начальном создании вакуума рекомендуется смазать уплотнительное кольцо тонким слоем масла. Внутри эксикатора находится емкость с хлористым кальцием или другим веществом, используемым в качестве осушителя.

Примечания по эксплуатации:

- снять крышку из поликарбоната – положить образцы внутрь
- открыть уплотнительный клапан (кран с пробкой) – соединить кран эксикатора с трубой насоса для создания вакуума
- закрыть уплотнительный клапан.

Art.	Vol. lt	Ø mm	Ext. h mm	nt. h mm
550	2,15	150	190	135
230	4,35	200	230	175
554	9,20	250	300	225


EXSIKATOR-EINSÄTZE
PP

Hergestellt aus Polypropylen, ideal als Ablage für Tiegel oder andere Behälter (Petrischalen usw.) bei Raumtemperatur. Nicht geeignet für Verwendung mit heißen Tiegeln.

DESICCATOR PLATES
PP

These plates made of PP are extremely useful as a support for crucibles, Petri dishes etc. Use at room temperature. Not suitable for use with hot crucible.

ДИСКИ ДЛЯ ЭКСИКАТОРОВ
PP

Диски, изготовленные из полипропилена, удобны в качестве подставки под тигли, чашки Петри т. п. Используются при комнатной температуре. Не подходят для горячих тиглей.

Art.	Ø x Tiefe / Ø x depth / Диаметр x эксикатор	Exsikkator / Dessicator / Эксикатор
551	7x140,5	550
231	7,3x189	230
553	7x238	554



FILTRIERUNG UND VAKUUM - PUMPEN

FILTRATION AND VACUUM - PUMPS

ФИЛЬТРОВАНИЕ И ВАКУУМ - НАСОСЫ

VENTIL FÜR EXSIKKATOR

PC MIT NADELVENTIL AUS PE

Dichtungsventil für Exsikkators Art. 550-223-554

Art.	Ext. Ø Anschluss / Ext Ø tubing connection / Наружный Ø трубного соединения
229	8.10mm ±0.2

SPARE VACUUM RETENTION VALVE

PC WITH PE NEEDLE

Vacuum retention valve for desiccators codes 550-230-554

КЛАПАН ДЛЯ ЭКСИКАТОРА

PC С ИГЛОЙ ИЗ PE

Уплотнительный клапан для эксикаторов кат. № 550-223-554

DICHTUNGSRINGE

NEOPRENO

Art. Beschreibung / Description / Описание

555	Ring für 550 / "O" ring for Art. 550 / Кольцо для 550
556	Ring für 230 / "O" ring for Art. 230 / Кольцо для 230
557	Ring für 554 / "O" ring for Art. 554 / Кольцо для 554

SPARE "O" RINGS

NEOPRENE RUBBER

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

НЕОПРЕН



WASSERSTRAHLVAKUUMPUMPE

PP

Diese Vakuumpumpe kombiniert ein ausgezeichnetes Saugvermögen mit einem beschränkten Wasserverbrauch sowohl bei Niederdruck (0,5 – 1 kg/cm²) als auch bei Hochdruck (10 kg/cm²). In der Saugleitung befindet sich ein Rückschlagventil, das den Rückfluss des Wassers verhindert, wenn der Druck geringer wird. Außerdem ist die Pumpe zur Reinigung vollständig demontierbar.

Das Diagramm zeigt die Pumpenleistung bei den unterschiedlichen Betriebsbedingungen. Beispiel: Wasserdruck 1 Atm Vakuum, das in einem 5-Liter-Behälter bei 15 mm/Hg erreicht werden kann: Auspumpzeit 20 Minuten.

WATER JET PUMP

PP

This pump will work on pressures up to 10 Kg/cm². Built in non return valve to eliminate back flow. Useful for sucking to waste any split chemicals as well as for filter work. Easily dismantled for cleaning. Autoclavable.


The graph below details the performance of the pump under different conditions. Example: Operating pressure of water: 1 Kg/cm². Attained Vacuum: 15 mm/Hg. Will evacuate a 5 litre container in about 20 minutes.

ВОДОСТРУЙНЫЙ НАСОС

PP

Этот вакуумный насос сочетает в себе отличную мощность всасывания с ограниченным потреблением воды, а также низкое давление (0,5 – 1 кг/см²) с высоким (10 кг/см²). Во всасывающую линию встроены односторонний клапан, препятствующий обратному ходу воды в случае понижения давления. Легко разбирается при необходимости очистки.

На графике представлены рабочие характеристики насоса при различных условиях. Например, давление воды составляет 1 атм. Время, необходимое для опорожнения 5 л контейнера при вакууме 15 мм/рт.ст. составляет 20 минут.



Art.	Beschreibung Description Описание	Ext. Ø h ₂ O tube	Ext. Ø vacuum tube	mmHg	bar
1395	Vakuumpumpe Water jet vacuum pump Водоструйный вакуумный насос	11,85 mm	9 mm	191,50	9,804
1396	Packung mit 5 Anschlüsse für Art. 1395 Tube connectors for Art. 1395 (5 pcs. pack) Трубные переходники для кат. 1395 (5 шт. в упаковке)				

FILTRIERUNG UND VAKUUM - PUMPEN

FILTRATION AND VACUUM - PUMPS

ФИЛЬТРОВАНИЕ И ВАКУУМ - НАСОСЫ

НеваРеактив



ABSPERRVENTIL FÜR VAKUUM

PP MATERIAL INNENEINSATZ:
DUTRAL

Das Absperrventil wird zwischen der Wasserpumpe und dem Vakuumbehälter in die Saugleitung eingefügt, um den Wasserrückfluss beim Sinken des Drucks zu verhindern. Max. Betriebsdruck 2 BAR (entspricht etwa 28,4 P.S.I.). Min. Betriebsdruck 0,07 BAR bei Raumtemperatur (20°C).

NON-RETURN VALVE

PP INNER DISC: DUTRAL

Prevents water back-flow when pressure falls. Useful for any tubing system and vacuum line. Maximum safe working pressure: 2 BAR (equal approx. 28.4 P.S.I.). Minimum safe working pressure 0,07 BAR at room temperature (20°C).

ОДНОСТОРОННИЙ КЛАПАН

PP МАТЕРИАЛ ВНУТРЕННЕЙ ДИСКА: ДЮТРАЛ

Предназначен для предотвращения обратного потока воды при падении давления. Устанавливается на любую трубную обвязку или вакуумную линию. Максимальное безопасное рабочее давление составляет 2 БАРА (около 28,4 фунтов/кв. дюйм). Минимальное безопасное рабочее давление – 0,07 БАРА при комнатной температуре (20°C).

Art.	Nominal O.D. Ø mm	Valley O.D. mm	Kegelanschluss für Schläuche mm Tapered conn. tubes Ø mm Коническое соединение для трубной обвязки mm
418	8 / 9 / 10	7,8 / 10,0	7,8 / 10,0
419	12 / 13 / 15	9,5 / 12,5	9,5 / 12,5



BÜCHNERTRICHTER

PP

Robust, leicht, aus zwei Teilen gepresst. Die Teile können zum Reinigen leicht auseinander genommen werden. Unzerbrechlich, korrosions- und hitzebeständig, autoklavierbar und mit optimaler chemischer Beständigkeit. FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.

FUNNELS, BUCHNER

PP


Robust, lightweight. Unbreakable and resistant to corrosion and heat. Two piece construction. Top and bottom can be separated for easy and total cleaning. Autoclavable. Excellent chemical resistance. SUITABLE FOR FOODSTUFF.

ВОРОНКИ БЮНХЕРА

PP

Прочные, легкие, изготавливаются из двух деталей. При необходимости очистки легко разбираются. Неломкие, устойчивые к воздействию коррозии и тепла; допускается стерилизация в автоклаве, высокая химическая устойчивость. ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.

Art.	Filter Ø mm	Holes mm	Cap. ml	Stem length mm	Art.	Filter Ø mm	Holes mm	Cap. ml	Stem length mm
437	42,5	1,2	40	47	441	90	2,5	390	68
438	55	1,1	70	57	442	110	2,5	810	92
439	70	2	180	57	443	160	2,75	2100	105
440	80	2	285	65	445	240	3,0	6000	143



SIEBEINLAGE FÜR BÜCHNERFILTER

PE

Aus hochdichtem Polyethylenetz, zur Einlage zwischen Filterpapier und Trichter. Verhindert das Verstopfen der Filterporen. Lochgröße 300 micron (µm).

DISCS FOR BUCHNER FUNNELS

PE

Useful interface between filter paper and perforated Buchner plate. Avoids clogging of filter holes. Texture 300 micron (µm).

ДИСКИ ДЛЯ ВОРОНОК БЮНХЕРА

PE

Изготавливаются из полиэтилена повышенной прочности, служат для поддержки фильтровальной бумаги, предохраняя фильтры от забивания. Структура 300 микрон (µm).

Art.	Ø mm	Für Art. / For Art. / Для кат.	Art.	Ø mm	Für Art. / For Art. / Для кат.
835	45	437	839	90	441
836	55	438	840	110	442
837	70	439	843	160	443
838	80	440	844	240	445



HAND-VAKUUMPUMPE MITYVAC

STOSSFESTES POLYSTYROL

Hand-Vakuumpumpe mit Vakuumeter (Art. 1399), leicht, tragbar. Es wird ein Vakuum bis zu 625 mm Hg erreicht. Die Pumpleistung beträgt 15 ml pro Hub. Mit Belüftungsventil, um den Luftdruck wiederherzustellen, ohne die Anschlüsse zu lösen. Es kann ein positiver Druck für das Überleiten von Flüssigkeiten erzeugt werden Standardanschluss für Leitungen mit 1/4" Innendurchmesser.

HAND OPERATED VACUUM PUMP

HIGH IMPACT PS

Light, portable hand operated vacuum pump. Attains a vacuum of 625 mm Hg (25"). Pumping rate is 15 ml per stroke. Built in vacuum release valve. Can be used as pressure pump by transferring release valve cap to vacuumport. Nozzle fits standard 6 mm (1/4") i.d. tubing.

РУЧНОЙ ВАКУУМНЫЙ НАСОС

PS ПРОТИВОУДАРНЫЙ

Легкий, портативный, ручной вакуумный насос в комплекте с вакууметром (кат. №1399). Позволяет создать вакуум до 625 мм рт.ст. Производительность 15 мл за один ход. Оснащен клапаном для возврата атмосферного давления без демонтажа соединений. Для перекачки жидкостей может вырабатывать положительное давление. Стандартное соединение для трубной обвязки с внутренним диаметром 6 мм (1/4").

Art.	Beschreibung / Description / Описание
1398	Modell ohne Vakuumeter / Hand operated vacuum pump / Модель без вакуумметра
1399	Modell mit Vakuumeter / With vacuum gauge / Модель с вакууметром

ANALYSETRICHTER

PP

Für alle gewöhnlichen Laboranwendungen. Trichterkörper mit um 60° geneigten Wänden, mit Rillen, die Abmessungen sind für verschiedene Standard- und Faltenfilter geeignet. Im Autoklav sterilisierbar. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

ANALYTICAL FUNNELS

PP

Designed specifically for analytical chemistry. Each size takes a standard size filter paper. Body of funnel is exact 60° angle. Provided with external and internal ribs. Autoclavable. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОРОНКИ

PP

Разработаны специально для лабораторных исследований. Ребристые стенки корпуса наклонены под углом 60°, размеры соответствуют разным типам фильтров как стандартных, так и складчатых. Выдерживают автоклавирование. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	Ø mm	Cap. ml	Stem length mm	Stem Ø mm	Tot. L mm
145	27	3,5	37	4	56,3
146	37	10	37	5	63,4
147	46	20	43	5	79
148	66	50	62	10	112
150	81	100	70	11	132

Art.	Ø mm	Cap. ml	Stem length mm	Stem Ø mm	Tot. L mm
152	100	200	82	11	161,5
153	120	350	86	11	184
155	150	700	115	14	238
156	183	1250	140	14	293



LANGSTIELIGE TRICHTER

PP

Trichterkörper mit exaktem 60°-Winkel, mit Rillen. Der lange Stiel füllt sich mit der Filtrierflüssigkeit und erzeugt so unter dem Filter einen Unterdruck, der die Filtrierung beschleunigt. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

LONG-STEM FUNNELS

PP

The 60° angles sides are provided with ribs for fast filtration and allow the use of standard size filter papers. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

**ВОРОНКИ С ДЛИННЫМ
СТЕБЛЕМ**

PP

Стенки с углом наклона 60°, с ребрами. Наполнение длинного стебля отфильтрованной жидкостью создает под фильтром депрессию, способствующую увеличению скорости фильтрации. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	Ø mm	Cap. ml	Stem length mm	Stem Ø	Tot. L mm
162	65	50	150	8	194
164	78,5	100	143	8	206
165	103,5	225	145	8	194



**PUMPEN FÜR VISKÖSE
FLÜSSIGKEITEN**

PP

Dispenserpumpe aus Polypropylen mit Hebel, mit einer Leistung von 22-23 Litern pro Minute. Die Pumpleistung beträgt ca. 300 ml pro Hub. Es können stark visköse Flüssigkeiten umgefüllt werden (wie Öl SAE 90). Ausgabetülle um 360° ausrichtbar. Komplett mit Saugrohr.

VISCOUS LIQUID PUMPS

PP

Dispensing pump made of PP operated by a unique lever-action stroke. Delivery of approximately 10 ounces (ab. 300 ml) per stroke, with capability of 6 gallons per minute (ab. 22-23 litres/min). Will handle the most viscous materials (equivalent to SAE 90 oil). Spigot orientation of 360° allows versatility in dispensing. Complete with shank.

**НАСОС ДЛЯ ВЯЗКИХ
ЖИДКОСТЕЙ**

PP

Насос-дозатор из полипропилена, управляется нажатием на рычаг, при этом перекачивается ок. 22-23 литров в минуту. За один ход перекачивается ок. 300 мл. Позволяет работать с высоковязкими жидкостями (экв. масла SAE 90). Выходная трубка может вращаться на 360°. В комплекте с подающей трубой

Art.	Mod.	Cap. ml	Gewindeanschluss / Threading attach / Резьбовое соединение
2004	MR60	± 300	2"



НеваРеактив

НеваРеактив

НеваРеактив®

PLASTILAB®

**ZANGEN UND HALTER
CLAMPS AND SUPPORTS
ЗАЖИМЫ И ДЕРЖАТЕЛИ**

НеваРеактив



ABTROPFSTÄNDER FÜR GLASWAREN

PS STOSSFESTES

Besteht aus einer 4 mm dicken Tragplatte, die aus einem Stück gegossen ist, sie ist mit 72 Aufnahmebohrungen versehen, in die die entsprechenden Aufsteckstäbe gesteckt werden, die jegliches Auslaufen verhindern, um so die Gefahr einer biologischen Kontamination zu verhindern. Die Ablaufrinne ohne Nahtlinien sammelt die Abfließigkeit und leitet sie in den entsprechenden Ablaufschlauch. Zum Lieferumfang gehören 72 Aufsteckstäbe, die mit Druck eingesteckt werden und für Objekte mit einer Öffnung von über 15 mm bestimmt sind. Zusätzlich liegen 11 Aufsteckstäbe für Objekte mit kleinem Durchmesser wie Reagenzgläser und ähnliches bei. Die Aufsteckstäbe können jederzeit leicht wieder entfernt werden, um Objekte mit besonderen Formen einzufügen. Dieser Ablaufständer rostet nicht und blättert nicht ab. Zum Lieferumfang gehören eine Gebrauchsanleitung und Haken für die Wandmontage. Mehrere Ablaufständer können nebeneinander montiert werden, um ein wandmontiertes Regalsystem zu erhalten. Ein Drainagesystem wird mitgeliefert (Anschluss + Schlauch).

DRAINING RACK

HIGH IMPACT PS

The back plate of the 72 place support is made from a single mould of 4 mm rigid HIPS. The peg sockets have closed ends eliminating leakage and consequent biohazards. The seamless drip channel collects waste which drains via drain tube provided. 72 push in pegs which can accommodate items with "neck" bore in excess of 15 mm are supplied and 11 small diameter items such as test tubes. They are easily removable for cleaning or to accommodate particularly shaped items. This rack will not stain or rust. Comes complete with mounting kit, draining hose, and fixing template. Additional racks can be joined together to make a bank of racks, using the joining plugs provided. Supplied with draining kit (connector + tubes). Discharging tube: internal 11 mm, external 13 mm.

СУШИЛКА ДЛЯ ПЕЧАТНИКОВ

УДАРОПРОЧНЫЙ PS

Состоит из цельной опорной плиты толщиной 4 мм с 72 несъемными отверстиями для штырей, исключающими утечку и загрязнения биологического типа. Капли жидкости стекают прямо в желоб, а оттуда удаляются через специально предназначенную дренажную трубку. В комплект входят 72 вдавливаемых в отверстия штырька для предметов с отверстиями не менее 15 мм и 11 штыри для предметов с небольшим диаметром (пробирки и т. п.). Эти штырьки легко вынимаются, позволяя устанавливать предметы нестандартной формы. В комплект этой нержавеющей и невывцветающей сушилки входят инструкции по эксплуатации и монтажные крючки. Несколько сушилок можно смонтировать вместе, образовав сушильную панель. Предусмотрено сливное приспособление (переходник + труба).



Art.	Stellplätze / No. places / Кол-во мест	Dim. mm
213	72	450x630x110

Art.	Desc.	Pegs l. x Ø
1213	Kleine Aufsteckstäbe (11 Stück/Packung) Small pegs (pack of 11 pcs.) Маленькие шпильки (11 шт. в упаковке)	95x6
21308	Standardaufsteckstäbe (Packung 72 Stück) Std. pegs (pack of 72 pcs.) Штырьки стандартные (упак. 72 шт.)	95x15



TRICHTERHALTER

PP

Einzel- und Doppeltrichterhalter, für Trichter von 25 (mitgelieferter Adapter) - 170 mm. Ohne Adapter kann der Halter für Pulvertrichter mit einem Stiel Durchmesser von bis zu 35 mm verwendet werden. Zur Befestigung an Stangen mit einem Durchmesser zwischen 8 und 14 mm.

FUNNEL HOLDER

PP

Single or double holder for funnels as small as 25 mm (with adaptor supplied) and up to 170 mm. Without adaptor it can be used with powder funnels with stem diameter not exceeding 35 mm. Two olives provided for use with rods from 8 to 14 mm.

ШТАТИВ ДЛЯ ВОРОНОК

PP

Одинарный или двойной держатель для воронок от 25 мм (с адаптером, входящим в комплект) до 170 мм. Без адаптера можно закреплять воронки для порошков с диаметром стебля не более 35 мм. Допускается закрепление на штативах диаметром от 8 до 14 мм.

Art.	Плätze / Places / Мест	Trichter mm / Funnel mm / Воронка, мм
268	1	25 - 170
269	2	25 - 170



TRICHTERHALTER FÜR SCHEIDETRICHTER

PP

Hufeisenförmiger Halter, der eigens für Scheidetrichter gedacht ist, wird mit zwei konischen Adaptern zur Befestigung an Stangen mit einem Durchmesser zwischen 8 und 14 mm geliefert. Der Halter kann nicht mit Trichtern mit einem Durchmesser unter 75 mm verwendet werden.

SEPARATING FUNNEL HOLDER

PP

Horseshoe funnel holder especially for separating funnels. Supplied with two 'olives' so will fit supporting rod diameters 8 to 14 mm. Cannot be used with funnels below 75 mm diameter.

ШТАТИВ ДЛЯ ДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВОРОНОК

PP

Держатель в форме подковы, разработанный специально для воронок делительных, снабжен двумя коническими переходниками, позволяющими устанавливать на стержень изделия диаметром от 8 до 14 мм. Не пригоден для использования с воронками, диаметр которых меньше 75 мм

Art.	Плätze / Places / Мест	Trichter mm / Funnel mm / Воронка, мм
970	1	125 - 1000

KEGELSCHLIFFKLAMMERN

POM

Kunststoffklammern für die sichere Verbindung von konischen Glasgelenken mit genormtem Schliff. Rostfrei, verkratzen das Glas nicht. Je nach Größe in verschiedenen Farben erhältlich. Autoklavierbar

Art.

31019	10 / 19
31423	14 / 23
31926	19 / 26
32429	24 / 29
32932	29 / 32
33435	34 / 35
34540	45 / 40

CLAMPS FOR GLASS JOINTS

POM

Plastic clamps for safe connection of standard-finish glass conical joints. Corrosion proof, do not scratch glass. Available in various colours according to dimension. Autoclavable

ЗАЖИМЫ ДЛЯ КОНИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДНИКОВ

POM

Пластиковые зажимы для безопасного соединения конических стеклянных переходников, прошедших нормализующую шлифовку. Не подвержены коррозии, не царапают стекло. Имеются различные цвета в зависимости от размера. Выдерживают автоклавирование

Farbe / Colour / Цвет

Schwarz / Black / черный
Gelb / Yellow / желтый
Blau / Light Blue / лазурные
Grün / Green / зеленый
Rot / Red / красный
Orange / Orange / оранжевый
Braun / Brown / коричневый



LABORSPATEL

GLASFASERVERSTÄRKTES NYLON

Ein Spatelsortiment für allgemeine Anwendungen, haltbar und preisgünstig, nach den DIN-Normen 12890, mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit. Auch als Doppelspatel oder Spatel mit Löffel erhältlich. Für Lebensmittel geeignet. Autoklavierbar (NSF/ANSI STANDARD 51)

GLASS FIBER SPATULAS

GLASS FIBRE FILLED NYLON

Made according to DIN 12890. A range of robust, inexpensive general purpose spatulas. Excellent chemical resistance. Scraper plus spoon or double scraper configuration. Suitable for use in food and beverage industry. Autoclavable. Suitable for food contact. (NSF/ANSI STANDARD 51).

ШПАТЕЛИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

НЕЙЛОН СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Ряд шпателей общего назначения, недорогих, прочных, соответствующих нормам DIN 12890, обладающих превосходной химической устойчивостью. Представлены две разновидности: шпатель с обоими концами либо шпатель на одном конце - ложка на другом. Выдерживают автоклавирование. Пригодны для продуктов питания. (NSF/ANSI STANDARD 51).

Art.	Typ / Type / Тип	Length mm	Cap. of spoon
594	Doppelspatel / Flat ends / Двойной шпатель	150	
595	Doppelspatel / Flat ends / Двойной шпатель	180	
596	Löffelspatel / Spoon ends / Шпатель-ложка	180	1,5
593	Löffelspatel / Spoon ends / Шпатель-ложка	210	1,8



PINZETTEN

POM

Flexible Pinzetten mit hohem Elastizitätsmodul. Autoklavierbar.

FORCEPS

POM


Self-sprung forceps with rounded ends. Autoclavable.

ПИНЦЕТЫ

POM

Гибкие, пружинящие пинцеты. Допускается автоклавирование

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Length mm
500	Gelb / Yellow / желтый	118
501	Gelb / Yellow / желтый	147
503	Gelb / Yellow / желтый	253



BÜRETTENKLEMMEN

PP

Zur Befestigung an Stangen mit einem Durchmesser zwischen 8 und 14 mm, mit Haltegummis für die Büretten ausgestattet. Die Bürette wird nicht von den Haltefingern bedeckt, wenn sie montiert ist, daher sind die Graduierung und der Meniskus der gesamten Bürette leicht sichtbar. Mit Edelstahlfeder versehen.

BURETTE CLAMPS

PP

Boss head supplied with two olives so that the clamp can fit on to support rods having diameters 8 - 14 mm. Stainless steel spring loaded centre arm holds burette firmly against the two outer arms and is protected by rubber grips. Graduations and meniscus are visible at all times. Suitable for all burettes.

ЗАЖИМЫ ДЛЯ БЮРЕТОК

PP

Изготовлены в виде конструкции с соединителем для стержней диаметром от 8 до 14 мм и резиновыми стопорными прокладками для фиксации бюреток. После установки поверхность бюретки полностью открыта, мениск и градуировка видны из любой точки. В комплект входит пружина из нержавеющей стали.

Art.	Ø rod mm	No. clamps
139	8 - 14	1
140	8 - 14	2



**STATIVPLATTE MIT STANGE**

PP MIT VERCHROMTER STAHLSTANGE

Die Stangen haben eine Standardlänge von 25 cm. Die Stangen sind ausbaubar, das heißt sie können aneinandergeschraubt werden, um eine größere Höhe zu erreichen. Im Lieferumfang sind 2 Stangen enthalten.

RECTANGULAR BASE

PP WITH CHROMIUM PLATED STEEL ROD

The rods are 25 cm standard length. Rods can be screwed into one another to obtain desired height. Each base is supplied with two rods.

СТОЙКА С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ

PP СО СТЕРЖНЕМ ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ СТАЛИ

Стандартная длина стержней 25 см. Разборные стержни, вкручиваемые один в другой до получения желаемой длины. Каждое основание поставляется в комплекте с двумя стержнями.

Art. Beschreibung / Description / Описание**Dim mm**

266	Zentrale Einstecköffnung mit 2 Stangen / Base with centre hole and 2 rods / Центральное отверстие с 2 стержнями	290x147x14
267	Seitliche Einstecköffnung mit 2 Stangen / Base with off-centre hole and 2 rods / Боковое отверстие с 2 стержнями	290x147x14
264	Stange aus verchromtem Stahl, 25 cm, 12 Ø mm / Spare rod 25 cm long and 12 mm Ø / Стержень из хромированного железа, 25 см, 12 Ø mm	

**RUNDKOLBENSTÄNDER**

PP

Runder Rundkolbenständer mit stufiger Innengestaltung für Rundkolben aller Größen (kleine Rundkolben bis 10 Liter Inhalt), kann auch mit heißen Rundkolben bis +100 °C verwendet werden, ohne Schaden zu nehmen (+120 °C nur kurzzeitig). Autoklavierbar.

ROUND BOTTOM FLASK HOLDER

PP

Round bottomed flasks from the smallest up to 10 litres can be supported safely on the internal "steps" of this support. Hot flasks up to 100°C (120°C for short periods) can be supported without damaging the holder. Autoclavable.

ПОДСТАВКА ДЛЯ КРУГЛОДОННЫХ КОЛБ

PP

Опора с канавками по внутренней поверхности позволяет устанавливать круглодонные колбы от небольшого объема до 10 л. Выдерживает контакт с горячими колбами при температуре до +100°C (+120° в течение короткого периода времени) без повреждения рабочей поверхности. Выдерживает автоклавирование.

Art. Stufenanzahl / No. of int. steps / Кол-во внутренних канавок**Ø mm****h mm**

271	10	160	49
------------	----	-----	----

**PIPETTEN-TISCHSTÄNDER**

PMMA

Dieser Pipettenständer aus besonders durchsichtigem Polymethylmethacrylat (PMMA) ist hochwertig verarbeitet, die Pipetten sind von allen Seiten gut sichtbar. Versehen mit vier schrägen Stützebenen und einer weißen Abdeckung. Die vier separaten Fächer eignen sich für die Aufnahme serologischer Pipetten aus Kunststoff oder Glas unterschiedlicher Kapazitäten (von 1 bis zu 50ml). Nicht mit ultraviolettem Licht bestrahlen.

BENCH PIPETTE HOLDER

PMMA

This bench pipette holder, made of particularly clear polymethylmethacrylate (PMMA), has high level finishes and its content can be seen from any angle. Complete with four tilted support shelves and white top. The four separate compartments are ideal for housing plastic or glass serologic pipettes of various capacities (from 1 ml to 50 ml). Do not shine ultraviolet light on it.

СТЕНДОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ПИПЕТОК

PMMA

Стеновой держатель пипеток из особого чистого полиметилакрилата (ПММА), высокий уровень исполнения позволяет рассмотреть его содержимое под любым углом. Снабжен четырьмя наклонными опорными полками и белой крышкой. Четыре отдельные отсека идеальны для размещения пластиковых или стеклянных серологических пипеток различного объема (от 1 мл до 50 мл). Воздействие УФ-излучения не допускается.

Art. Places**Dim. mm****Dim. mm (compart.)**

1115	4	300x100x420 h	290x85x89 h
-------------	---	---------------	-------------

НеваРеактив®

PLASTILAB®

**PIPETTEN UND ZUBEHÖR
PIPETTES AND ACCESSORIES
ПИПЕТКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

НеваРеактив

**AUTOMATISCHER
PIPETTENWASCHER**

PE / PP

Automatisches System hoher Qualität, das mit großer Geschwindigkeit arbeitet. Das Modell 215 kann Pipetten bis zu einer Länge von 600 mm sowie Büretten nach Mohr waschen. Es löst das Problem einer schnellen und sicheren Reinigung auch in Laboren, in denen mit radioaktiven, korrosiven oder toxischen Substanzen umgegangen wird. Der Entleerungssiphon erlaubt einen ständigen Wasseraustausch. Der Boden aus elastischem Polyethylen verhindert die Gefahr eines Bruchs der Pipetten. Es kann ein Behälter mit zwei oder drei Einsätzen verwendet werden, um zwei oder drei Glaswarengruppen gleichzeitig einweichen zu können. Der obere Rand ist mit einem Schutzring ausgestattet, der alle Kanten beseitigt und eine Befestigungsbasis für den Ablaufanschluss (Schlauch nicht beiliegend Innendurchmesser Schlauch: 13mm) bietet. Der Einsatz ist mit einem höhenverstellbaren Ring versehen, um die Pipetten während der Herausnahme des Pipettenwaschers in Gruppen zusammenzuhalten.
Empfohlenes Set:

Pipetten	Büretten
1x217	1x215
2x219	2x219
1x218	2x1219
	1x218

**PIPETTE/BURETTE RINSING SET,
AUTOMATIC**

PE / PP

High quality and high speed. Solves the problem of washing pipettes up to 600mm long and Mohr burettes quickly and safely. Indispensable in the laboratory where radioactive, caustic and toxic materials are in use. The PE rinser fills via the spray nozzle situated on the top rim. This eliminates backsiphoning as the water inlet is located above and away from any contaminated waters. Contaminated waters will syphon out totally, once the syphon point at the top of the rinser has been reached, via the large diameter drain situated at lowest point, before refilling automatically. During washing the pipettes/burettes are housed in specially designed baskets which minimize breakages as it buffers the tips of pipettes against the soft PE base. Since soaking takes the longest time, two or three baskets of pipettes/ burettes can be soaking in their jars whilst another basket full is being washed in the rinser. On the bottom connection for outlet tubing (not included; Ø inner tube: 13mm).
Suggested basic set:

Pipettes	Burettes
1x217	1x215
2x219	2x219
1x218	2x1219
	1x218

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
МОЙКИ ПИПЕТ**

PE / PP

Высокоскоростная, высококачественная автоматическая система для мойки пипеток длиной до 600 мм и бюреток Mohr. Позволяет выполнять работу быстро и безопасно, включая лаборатории, где работают с радиоактивными, едкими и токсичными веществами. Наличие сифона в системе опорожнения позволяет осуществлять непрерывную замену воды. Дно из эластичного полиэтилена исключает риск повреждения пипетки. Предусмотрена возможность использования контейнера с двумя или тремя корзинами для одновременного замачивания двух-трех партий. Верхний край снабжен защитным кольцом, сглаживающим острые углы и служащим в качестве фиксирующего основания для выпускного переходника (труба не входит в комплект в внутр. трубки: 13mm). Корзина снабжена кольцом, регулирование высоты которого позволяет держать пипетки вместе, вынимая их из мойки.
Рекомендуемый комплект:

Пипетки	Бюретки
1x217	1x215
2x219	2x219
1x218	2x1219
	1x218



217

215



218

223

221



222

219

Art.	Beschreibung Description Описание	Ø mm	Höhe des Einsatzes mm Basket h mm Высота корзины, мм	h mm
215	Automatischer Pipettenwascher Automatic burette washer Автоматическая мойка для бюреток	173	-	980
217	Automatischer Pipettenwascher Automatic pipette washer Автоматическая мойка для пипеток	170	-	734
218	Pipettenbehälter Pipette Jar Контейнер для пипеток	165	-	650
219	Pipettenkorb Pipette basket Корзина для пипеток	145	280	645
221	Pipettenbehälter Pipette Jar Контейнер для пипеток	165	-	503
222	Pipettenkorb Pipette basket Корзина для пипеток	145	280	495
223	Pipettenbehälter Pipette Jar Контейнер для пипеток	125	-	250
1219	Erweiterung für 219 Extension handle for 219 basket Ручка для корзины кат. 219	-	-	-

PIPETTENSTÄNDER

PP

Für max. 18 Pipetten mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm und max. 10 Pipetten mit einem Durchmesser von bis zu 15 mm. Der Fuß ist mit kleinen Ablauflöchern versehen. Zum Lieferumfang gehört eine Befestigungsklemme, mit der sich die Höhe an der Stange regulieren lässt. Ist für Stangen mit einem Durchmesser zwischen 8 und 14 mm geeignet; ideal ist unser Ständer mit rundem Fuß Art. 262.

PIPETTE STAND, VERTICAL

PP

Accommodates 18 pipettes with diameters not exceeding 10 mm, plus 10 pipettes with diameters not exceeding 15 mm. Small holes in base allow drainage. Boss head (supplied) allows for the holder to be raised or lowered on supporting rod of 8-14 mm using the olivessupplied. Use the custom designed dished base unit with PVC rod (Art 262) to complete the system.

ШТАТИВ ДЛЯ ПИПЕТОК, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

PP

Вмещает до 18 пипеток диаметром, не превышающим 10 мм, и 10 пипеток диаметром, не превышающим 15 мм. На основании предусмотрены небольшие дренажные отверстия. В комплект входит зажимное кольцо, которое позволяет регулировать высоту стержня на опоре. Возможно соединение со стержнем диаметром от 8 до 14 мм; для этого идеально подходит выпускаемая нами опора на круглом основании кат.№ 262.



Art. Beschreibung / Description / Описание	Ø mm
265 Pipettenständer mit 18 kleinen und 10 großen Fächern / 18 small and 10 large holes places / Штатив для 18 маленьких пипеток и 10 больших	175
262 Runder Fuß mit PVC-Stange / Circular base with PVC rod / Круглое основание со стержнем из ПВХ	230

PIPETTENSTÄNDER

PP

Für max. 8 Pipetten mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm und max. 8 Pipetten mit einem Durchmesser von bis zu 15 mm. Der Fuß ist mit kleinen Ablauflöchern versehen.

PIPETTE STAND, VERTICAL

PP

Accommodates 8 pipettes with diameters not exceeding 10 mm, plus 8 pipettes with diameters not exceeding 15 mm. Small holes in base allow drainage.

ШТАТИВ ДЛЯ ПИПЕТОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

PP

Вмещает до 8 пипеток диаметром, не превышающим 10 мм, и 8 пипеток диаметром, не превышающим 15 мм. На основании предусмотрены небольшие дренажные отверстия.



Art.	Dim. mm	h mm
255	200x75	150

RUNDER PIPETTENHALTER

PP

Pipettenhalter für den Arbeitstisch, aus Polypropylen. Das Pipettenkarussell bietet Platz für bis zu 94 Pipetten. Das Pipettenkarussell bietet Platz für bis zu 94 Pipetten mit einem Durchmesser von nicht mehr als 14 mm.

PIPETTE STAND

PP

PP desktop pipette holder. Rotating base, holds up to 94 pipettes with a diameter not exceeding 14 mm. The swivel stand accommodates up to 94 pipettes with a diameter not exceeding 14mm

ШТАТИВ ДЛЯ ПИПЕТОК КРУГЛЫЙ

PP

Настольный штатив для пипеток. Вращающаяся подставка вмещает до 94 пипеток диаметром не более 14 мм.



Art.	Ø mm	h mm
261	230	470

ZYLINDERFÖRMIGER BEHÄLTER FÜR PIPETTEN

PP

Ausgesprochen vielseitig einsetzbar, besonders geeignet, um die Pipetten spitzschonend aufzubewahren, die Bruchgefahr wird vermieden. Der Ständer kann verwendet werden, um die Pipetten zu sterilisieren (die Abdeckung aus PE abnehmen). Die Druckabdeckung schützt die Pipetten vor Staub und während des Transports der runde, geschweißte Fuß gewährleistet ausgezeichnete Standfestigkeit. Kann einfach verkürzt werden, oder als Behälter für das Einweichen von Pipetten, die gewaschen werden sollen, verwendet werden.

PIPETTE JAR

PP

Very versatile. Particularly suitable for storing pipettes. Rugged. No more chipped ends as pipettes are cushioned by PP. The jar, but not the PE cap, can be autoclaved at 120°C for 20 minutes. Tight fitting cover protects pipettes during transportation and from dust etc. Welded flanged base gives excellent stability. Can be easily cut down to suit shorter length pipettes. Can be canted on side for drainage whilst pipettes insitu.

ЦИЛИНДР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПИПЕТОК

PP

Универсален, идеально пригоден для хранения пипеток, предохраняя их от повреждения и откальвания кончиков. Может использоваться для стерилизации пипеток в автоклаве (при этом следует снять крышку из полиэтилена). Плотно закрывающаяся крышка защищает пипетки от попадания пыли, а также во время транспортировки, круглое припаянное основание обеспечивает превосходную устойчивость изделия. Изделие можно легко укоротить, а также использовать как контейнер для замачивания пипеток при мойке.




Art.	Ø mm	h mm	h inter. mm
592	82	426	410

PIPETTEN UND ZUBEHÖR

PIPETTES AND ACCESSORIES

ПИПЕТКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРОБЖНОСТИ

ЛОТОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПИПЕТОК



UNIVERSALABLAGETABLETT FÜR PIPETTEN

PVC

Für Pipetten verschiedener Größe. Kann 7 Pipetten längs (mit max. 20 mm Durchmesser) oder 16 Pipetten seitlich (mit einem Durchmesser von max. 10 mm) aufnehmen. Der Halter kann vielseitig und nicht nur für Pipetten verwendet werden.

PIPETTE TRAY FOR DRAWER


PVC

Can accommodate 7 pipettes with overall stem diameter not exceeding 20 mm longitudinally or 16 pipettes with stem diameter not exceeding 10 mm laterally. Very useful work station holder not only for pipettes.

PVC

Предназначен для пипеток различных размеров. Вмещает 7 пипеток в длину (диаметром не больше 20 мм) или 16 пипеток в ширину (диаметром не больше 10 мм). Очень удобная подставка, которую можно использовать не только для пипеток.

Art.	Dim. mm	h mm
996	216x283	40



SCHUBFACHGERECHTES ABLAGETABLETT FÜR PIPETTEN

PVC

Für ca. 30 Pipetten bestimmt. Mit 4 Ablagefächern für Pipetten mit 1-2-5-10 ml.

PIPETTE TRAY FOR DRAWER

PVC

Designed to hold about 30 pipettes. It has 4 compartments to accommodate pipettes of 1-2-5-10 ml capacities.

ЛОТОК ДЛЯ ПИПЕТОК ДЛЯ ЯЩИКА

PVC

Конструкция позволяет вмещать около 30 пипеток. Разделен на 4 отделения для пипеток объемом 1-2-5-10 мл.

Art.	Dim. mm	h mm
252	300x426	30



GUMMI-PIPETTIERBÄLLE MIT 3 VENTILEN UND ADAPTER

ROTES GUMMI

Gummi-Pipettierball, mit drei Glas-Ventilkugeln, für jede Pipette verwendbar. Ein spezieller Gummianschluss erlaubt die Verwendung auch mit Pipetten mit einem Fassungsvermögen von über 20 ml. Wird dieser Anschluss abgenommen, kann die Pumpe für Pipetten mit einem Fassungsvermögen unter 20 ml verwendet werden.

PIPETTE FILLER WITH ADAPTER

RED RUBBER

A moulded rubber bulb, with three glass ball valves which can be controlled by finger pressure. There are no metal parts to corrode and the filler can be used with all liquids except those that attack rubber. Can be used on bulb or cylindrical pipettes of different capacity. Complete with adapter for pipettes with capacities more than 20 ml.

РЕЗИНОВАЯ ГРУША С ТРЕМЯ КЛАПАНАМИ И ПЕРЕХОДНИКОМ

КРАСНАЯ РЕЗИНА

Резиновая груша для пипеток с тремя сферическими стеклянными клапанами, подходящая для пипетки любого типа. Специальный резиновый переходник позволяет использовать грушу с пипетками, объем которых превышает 20 мл. Без этого переходника грушу можно использовать с пипетками, объем которых меньше 20 мл.

Art.
200



UNIVERSALPIPETTIERHILFE

ROTES GUMMI UND SILIKON

Saugkolben aus rotem Gummi und Silikon für Pipetten von bis zu 25 ml.

UNIVERSAL SAFETY PIPETTE BULB

RED RUBBER AND SYLICON

Red rubber and silicone pipette bulb for pipettes up to 25ml.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУША ДЛЯ ПИПЕТОК

КРАСНЫЙ КАУЧУК И СИЛИКОН

Груша для пипеток до 25 мл. из красной резины и силикона

Art.
208

PIPETTEN UND ZUBEHÖR

PIPETTES AND ACCESSORIES

ПИПЕТКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

PIPETTIERHILFE

PP

Für alle Pipettenarten aus Glas und Kunststoff. Ansaugen und Dosierung mit Rädchen. Durch Druck auf den Hebelarm tritt die Flüssigkeit komplett aus.

PIPETTE PUMPS

PP

Suction and dispensing is achieved by rotating the wheel. A pressure lever ensures that all liquid is evacuated.

НАСАДКИ НА ПИПЕТКИ

PP

Подходят как для стеклянных, так и для пластиковых пипеток всех типов. Всасывание и дозировка жидкости производится посредством движения колесика. Полный спуск жидкости производится посредством нажатия на рычаг.

Art.	Für Pipetten / For pipettes / На пипетки	Farbe / Colour / Цвет
5050	2 ml	Blau / Blue / синий
5051	10 ml	Grün / Green / зеленый
5052	25 ml	Rot / Red / красный



SICHERHEITSPIPETTIER- UND -DOSIERHILFE

ABS, HDPE UND PA6

Bequeme Handhabung. Das Füllen der Pipette erfolgt durch einfaches Betätigen des Stößels. Leicht tarterbar durch Drehen der oberen Zwinge für wiederholtes Befüllen. Gummihalter stabilisiert die Pipette. Körper mit Graduierung, gegossen aus gelbem ABS.

PIPETTE FILLER WITH PLUNGER

ABS, HDPE AND PA6

Comfortable grip. Simply press plunger and release to fill pipette. Knurled cap adjusts the plunger stroke for repeating preset volume. Rubber chuck will hold pipette securely and safely. Will handle pipettes up to 10 ml. Provided with graduations on the body. Moulded in yellow ABS.

НАСАДКИ НА ПИПЕТКИ С ПОРШНЕМ

ABS, HDPE, ПОЛИАМИД (PA6)

Удобный захват. Пипетка заполняется одним нажатием на поршень. Для установки поршня на забор нужного объема используется гофрированный колпачок. Резиновый зажим надежно и безопасно удерживает пипетку. Может использоваться для работы с пипетками до 10 мл. На корпус нанесена градуировка. Отлит из желтого ABS.



Art.	Ø mm	h mm	Max. capacity pipettes ml
198	40	100	10

PIPETTIER- UND DOSIERHILFE, FÜR "VADOSA"-PIPETTEN

PP

Einfach anzuwendende Pipettier- und Dosierhilfe, die das Füllen und Entleeren von Pipetten mit einem Fassungsvermögen zwischen 0,1 und 25 ml mit jeder Art von Flüssigkeit, einschließlich stark viskösere Flüssigkeiten, erlaubt. Äußerst genaue Einstellung durch Gewindeflange. Aus säure- und laugenbeständigem Polypropylen hergestellt. Kann mit einer Hand gehalten und eingestellt werden. Besonders für gefährliche und kontaminierte Flüssigkeiten bestimmt.

"VADOSA" VACUUM PIPETTING DEVICE

PP

Safety vacuum pipetting device. Easy to use, being able to draw up and measure any liquid, even the most viscous ones. Vadosa fits every type and size of pipette from 0.1 ml up to 25 ml. Will deliver even the smallest quantities with simplicity, precision and speed. A simple, one handed operation with no hand squeezing, no sucking, no guessing. Made of acid and alkali-resistant PP.

ВАКУУМНАЯ НАСАДКА НА ПИПЕТКИ

PP

Простая в эксплуатации вакуумная насадка, которая позволяет осуществлять заполнение и опорожнение пипеток от 0,1 до 25 мл любых типов жидкости, включая вязкие. Регулировка осуществляется легко и просто посредством рифленого кольца. Изготавливается из полипропилена, устойчивого к кислотному и щелочному воздействию. Держать насадку и регулировать забор жидкости можно одной рукой. Полезен при работе с опасными и загрязняющими жидкостями.



Art.	Ø mm	h mm	Max. capacity pipettes ml
199	62	118	25

PIPETTEN-TISCHSTÄNDER

PMMA

Dieser Pipettenständer aus besonders durchsichtigem Polymethylmethacrylat (PMMA) ist hochwertig verarbeitet, die Pipetten sind von allen Seiten gut sichtbar. Besetzt mit vier schrägen Stützebenen und einer weißen Abdeckung. Die vier separaten Fächer eignen sich für die Aufnahme serologischer Pipetten aus Kunststoff oder Glas unterschiedlicher Kapazitäten (von 1 bis zu 50ml). Nicht mit ultraviolettem Licht belichten.

BENCH PIPETTE HOLDER

PMMA

This bench pipette holder, made of particularly clear polymethylmethacrylate (PMMA), has high level finishes and its content can be seen from any angle. Complete with four tilted support shelves and white top. The four separate compartments are ideal for housing plastic or glass serologic pipettes of various capacities (from 1 ml to 50 ml). Do not shine ultraviolet light on it.

СТЕНДОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ПИПЕТОК

PMMA

Стендовый держатель пипеток из особого чистого полиметилакрилата (PMMA), высокий уровень исполнения позволяет рассмотреть его содержимое под любым углом. Оборудован четырьмя наклонными опорными полками и белой крышечкой. Четыре отдельные отсека идеальны для размещения пластиковых или стеклянных серологических пипеток различного объема (от 1 мл до 50 мл). Воздействие УФ-излучения не допускается.



Art.	Plätze / Places / Мест	Dim. mm	Dim. mm (compart.)
1115	4	300x100x420 h	290x85x89 h

НеваРеактив

НеваРеактив

НеваРеактив®

PLASTILAB®

REAGENZGLÄSER UND ZUBEHÖR
TEST TUBES AND ACCESSORIES
ПРОБИРКИ И АКСССУАРЫ

НеваРеактив

REAGENZGLÄSER UND ZUBEHÖR

TEST TUBES AND ACCESSORIES

ПРОБИРКИ И АКССУАРИИ
НеваРеактив



ZYLINDRISCHE ZENTRIFUGENGLÄSER

PP

Im Autoklav sterilisierbar. Säurefest und temperaturbeständig bis +120°C. Ausgezeichnete Transparenz. Nicht zu verwenden über offener Flamme.

CENTRIFUGE TUBES, CYLINDRICAL

PP

Autoclavable. Can withstand temperatures up to 120°C. Rimmed. High chemical resistance. Cannot be used with naked flame. Can also be used as conventional test tubes. Very good translucency.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЦЕНТРИФУЖНЫЕ ПРОБИРКИ

PP

Выдерживают автоклавирование. Выдерживают температуры до 120°C. С бортиками. Высокая химическая устойчивость. Запрещается использовать при открытом огне. Могут использоваться в качестве стандартных пробирок. Высокая прозрачность.

Art.	ml	Ø ext. mm	h mm	RPM	RCF X G
302	7	12	100	4000	3000
303	16	17	101	4000	3000
305	31	24	93	4000	3000
306	48	30	104	4000	3000
307	70	35	99,5	4000	3000
308	110	40	119	4000	3000



KONISCHE ZENTRIFUGENGLÄSER

PP

Hohe chemische Festigkeit; autoklavierbar. Temperaturbeständig bis +120 °C. Den direkten Kontakt mit der Flamme vermeiden.

CONICAL CENTRIFUGE TUBES

PP

High chemical resistance; autoclavable. Can withstand temperatures up to 120°C. Cannot be used with naked flame.

КОНИЧЕСКИЕ ЦЕНТРИФУЖНЫЕ ПРОБИРКИ

PP

Высокая химическая устойчивость; выдерживает автоклавирование. Выдерживает температуры до 120°C. Запрещается использовать при открытом огне.

Art.	ml	Ø mm	h mm	RPM	RCF X G
300	10	16	108	4000	3000
301	15	18	120	4000	3000



GRADUIERTE, KONISCHE ZENTRIFUGENGLÄSER

PP

Im Autoklav sterilisierbar. Temperaturbeständig bis +120°C. Mit Rand. Hohe chemische Festigkeit. Nicht zu verwenden über offener Flamme. Auch geeignet als normales Reagenzglas. Ausgezeichnete Transparenz.

CONICAL CENTRIFUGE TUBES, GRADUATED

PP

Autoclavable. Can withstand temperatures up to 120°C. Rimmed. High chemical resistance. Good transparency especially when in contact with liquids. Cannot be used with naked flame. Can be used as conventional test tubes.

КОНИЧЕСКИЕ, ЦЕНТРИФУЖНЫЕ, ГРАДУИРОВАННЫЕ ПРОБИРКИ

PP

Выдерживают автоклавирование, устойчивы к воздействию высокой температуры до +120°C. Градуировка нестираемая. Высокая химическая и механическая устойчивость. Высокая прозрачность. Не использовать с открытым огнем.

Art.	ml	Graduat.	Ø mm	h mm	RPM	RCF X G
2300	10	0,2	16	107	4000	3000
2302	15	0,2	18	118	4000	3000



GRADUIERTE, KONISCHE ZENTRIFUGENGLÄSER

PMP (TPX)

Im Autoklav sterilisierbar, hitzebeständig bis +170°C. Perfekt transparent. Optimale chemische und mechanische Beständigkeit. Unauslöschliche Graduierung. Den direkten Kontakt mit der Flamme vermeiden.

CONICAL CENTRIFUGE TUBES, GRADUATED

PMP (TPX)

Autoclavable. Can withstand temperatures up to 170°C. Rimmed. High chemical resistance. Crystal clear. Cannot be used with naked flame. Can be used as conventional test tubes.

КОНИЧЕСКИЕ, ЦЕНТРИФУЖНЫЕ, ГРАДУИРОВАННЫЕ ПРОБИРКИ

PMP (TPX)

Выдерживают автоклавирование, устойчивы к воздействию высокой температуры до +170°C. Идеально прозрачны. Высокая химическая и механическая устойчивость. Градуировка нестираемая. Не использовать с открытым огнем.

Art.	ml	Graduat.	Ø mm	h mm	RPM	RCF X G
1387	10	0,2	16	107	4000	3000
1388	15	0,2	18	118	4000	3000

НеваРеактив

REAGENZGLÄSER UND ZUBEHÖR

TEST TUBES AND ACCESSORIES

ПРОБИРКИ И АКССУАРЫ

81

VERSchLÜSSE FÜR REAGENZGLÄSER

PE

Sie passen perfekt für alle Reagenzgläser aus Kunststoff und Glas.

TEST TUBE CAPS

PE

Caps to fit plastic or glass test tubes.

КРЫШКИ ДЛЯ ПРОБИРОК

PE

Идеально подходят как для пластиковых, так и для стеклянных пробирок

Art.	Ø mm	Ø Reagenzgläser mm / Ø test tubes mm / Диаметр пробирки, мм
650	10,5	12
651	14	16
652	14,5	16
654	16	18
655	22	24
656	28	30
657	33	35
658	38	40
659	15,5	17



GESTELL FÜR MIKROREAGENZGLÄSER

PP

Besonderes Design, Platz für 20 Mikroreagenzgläser, die auf zwei Ebenen mit nummerierten Vertiefungen angeordnet (1-10, 11-20) sind, wird der Artikel 295 verwendet, können mehrere Gestelle verbunden werden. Optimal für die Vorbereitung von Proben. Autoklavierbar.

MICRO TEST TUBE RACK - PREPARATION

PP


Unique, dual level design for holding 20 tubes in pre-numbered cavities (1-10; 11-20). Racks have locations on base to enable attachment in rows, or back to back to each other, using optional linking clips (Art.295). Excellent for preparation work. Autoclavable.

ШТАТИВ ДЛЯ МИКРОПРОБИРОК

PP

Оригинальная конструкция, вмещает 20 микропробирок, расположенных на двух уровнях в пронумерованных отверстиях (1-10; 11 - 20), используя устройство кат. № 295 можно соединить несколько штативов вместе (кат.295). Незаменим при подготовке образцов. Выдерживает автоклавирование.

Art.	Beschreibung / Description / Описание	Plätze / Places / Мест	Dim. mm	h mm
296	Rack	20	90x210	49
295	Linking Clips			



ANBAUREAGENZGLASGESTELL

PP

Speziell entwickelt für die Titrierung. Die Reagenzgläser werden aufrecht gestützt. Ihr Inhalt ist jederzeit sichtbar. Temperaturbeständig bis + 120 °C. Geeignet für das Wasserbad.

TEST TUBE RACKS

PP

Specifically designed for titration work. The test tubes are held in position by the upstand support. All the contents of the test tubes are visible all the time. Can with stand temperatures up to 120°C. Can be used in water baths.

ШТАТИВЫ СБОРНЫЕ

PP

Специально разработаны для титрования. Пробирки удерживаются в заданном положении посредством вертикальной опоры. Все содержимое пробирок видно в любой момент. Могут выдерживать температуру до 120°C. Могут использоваться для водяной бани.

Art.	Plätze / Places / Мест	Ø mm	Dim. mm
130	10	16	55x220x62,6
131	9	18	55x220x65
135	8	20	54x220x65,5



UNTERSATZ ZUM VERBINDEN DER REAGENZGLASGESTELLE

PP

Mit diesem Untersatz werden 2 Reagenzglasgestelle der Serie Art. 130 - 135 ganz einfach verbunden. Er ist ausgesprochen nützlich für kolorimetrische Analysen oder für die Lagerung von Standardpräparaten.

BASE PLATE FOR TEST TUBE RACKS

PP

Base plate that can hold two of Art 130 to 135 series test tube racks in the slots provided. Useful for colorimetric analysis and to stock standard samples.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШТАТИВОВ

PP

Позволяет легко соединить два штатива из серии кат.№.130-135. И, следовательно, незаменимы при проведении колориметрических анализов и хранения приготовленных стандартных образцов.

Art.	Plätze / Places / Мест	Dim. mm
134	2	156x202x13,5



REAGENZGLÄSER UND ZUBEHÖR

TEST TUBES AND ACCESSORIES

ПРОБИРКИ И АКЦИССУАРЫ

ШТАТИВ ДЛЯ МИКРОПРОБИРОК (1,5 МЛ)

PP

Двухуровневый штатив для пробирок, цветовая гамма представлена четырьмя цветами; представляет собой универсальную опору, выдерживает автоклавирование, может использоваться как в сухой среде, так и на водяной бане и в морозильной камере. На каждом штативе имеются выгравированные буквенно-числовые изображения, облегчающие распознавание образцов. Вместимость – 100 пробирок по 1,5 мл с закрытой крышкой или без крышки и 50 пробирок по 1,5 мл пробирок с открытыми крышками. Штативы для пробирок штабелируемы даже с установленными пробирками, на них предусмотрена специальная поверхность для наклеивания этикеток с обеих сторон (для штрих-кода и т.п.).

белый (03)
синий (04)
желтый (06)
красный (10).



REAGENZGLASGESTELL MIKRO (1,5 ML)

PP

Reagenzglasgestell mit zwei Etagen, in vier Farben erhältlich. Es handelt sich um ein vielseitig einsetzbares, autoklavierbares Gestell, es kann sowohl trocken als auch im Wasserbad oder im Gefrierschrank verwendet werden. Jedes Reagenzglasgestell ist mit einem alphanumerischen Raster versehen, das im Reliefdruck auf der oberen Etage angebracht ist und eine einfache Kennzeichnung der Proben erlaubt. Das Gestell ist für 100 Reagenzgläser zu 1,5 ml - mit oder ohne Verschluss - oder für 50 Reagenzgläser zu 1,5 ml mit offenem Verschluss bestimmt. Die Reagenzglasgestelle sind auch befüllt stapelbar und sind mit einer entsprechenden Oberfläche für das Anbringen von Beschriftungsetiketten auf beiden Seiten versehen (für Strichcodes usw.).


Weiß (03)
Blau (04)
Gelb (06)
Rot (10).

TUBE-RACK, MICROCENTRIFUGE (1,5 ML)

PP

Two-tier, available in four different colours. These versatile racks are autoclavable and can be used dry, in water baths or in freezers. Each rack has an alpha-numeric reference for easy sample identification. Can accommodate 100x1,5 ml tubes with closed caps or without caps, and 50x1,5 ml tubes with open caps. Racks are stackable even when loaded and have (purpose) designed label spaces on each side (for bar coding, etc.).

White (03)
Blue (04)
Yellow (06)
Red (10)



Art.	Plätze / Places / Мест	Dim. mm	Ø Oberer Durchmesser Bohrungen mm Top Ø holes mm Ø верхних отверстий, мм	Ø Unterer Durchmesser Bohrungen mm Bottom Ø holes mm Ø нижних отверстий, мм
563	100	109,5x263x45	10,8	7,7

UNIVERSALREAGENZGLASGESTELLE

PP

Gestelle mit großer Kapazität, bis +121°C für 20 Minuten autoklavierbar. Sie können trocken oder im Wasserbad verwendet werden, ohne dass Gefahr des Aufschwimmens besteht. Die Geometrie und das Design behindern die Zirkulation der Flüssigkeit nicht, so dass für alle Reagenzgläser die gleiche Temperatur gewährleistet wird. Sie können im Gefrierschrank verwendet werden, ohne zu verformen oder zu zerbrechen. Die obere Etage ist mit einem alphanumerischen Raster im Reliefdruck zur einfachen und schnellen Identifikation der Proben versehen. Die Farben erlauben außerdem eine eindeutige, fehlersichere Kodifizierung der Probenbatches, die ans Labor gesandt werden. Die leeren Gestelle können platzsparend gestapelt werden, um Ordnung zu schaffen. In den folgenden Farben verfügbar.

UNIVERSAL TEST TUBE RACK



PP

Large capacity racks. Autoclavable at +121°C for 20 minutes. Can be used dry, wet, in waterbaths. Will not float. Special design allows samples to be incubated at same temperature. Can be used in freezers without deforming or going brittle. Will not rot, rust or deform. Alpha numerical grid reference on top tier for easy identification of samples. Colour coded for bath work. Stackable when empty.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШТАТИВЫ ДЛЯ ПРОБИРОК

PP

Штативы большой вместимости, стерилизуются автоклавом при температуре до +121°C в течение 20 минут. Могут использоваться в обычных условиях, а также установленными на водяную баню – не всплывают; форма изделий не создает препятствий для циркуляции жидкости и установления одинаковой температуры во всей пробирке. Пребывание штативов в морозильной камере не делает их ломкими и не приводит к деформации. Не ржавеют и не деформируются. Табличка с буквенно-цифровыми обозначениями, установленная на верхнем ярусе, облегчает работу с образцами. Для исключения возможных ошибок при работе с разными партиями образцов, присланными в лабораторию, используются цветные обозначения. Пустые штативы могут устанавливаться друг на друга для освобождения пространства и с целью поддержания порядка на рабочем месте.



Art.	Anzahl der Löcher No. holes Кол-во отверстий	Format der Löcher Hole format Форма отверстий	Ø Löcher mm Ø holes Ø отверстий, мм	Dim. mm
564*	90	6x15	13	105x246x64
565*	60	5x12	16	105x246x72
566*	40	4x10	20	105x246x72
567*	40	4x10	25	125x295x85
568*	24	3x8	30	112x300x85

In den folgenden Farben verfügbar: Weiß (03) - Blau (04) - Gelb (06) - Rot (10). Available in the following colours: White (03) - Blue (04) - Yellow (06) - Red (10). Предусмотрен выпуск следующих цветов: белый (03), синий (04), желтый (06), красный (10).

REAGENZGLÄSER UND ZUBEHÖR

TEST TUBES AND ACCESSORIES

ПРОБИРКИ И АКСЕССУАРЫ

REAGENZGLASGESTELL MIT ZWEI UND DREI ETAGEN

PP

Leicht, unzerbrechlich; traditionelles Reagenzglasgestell. Temperaturbeständig bis +120°C. Autoklavierbar.

TEST TUBE RACKS TWO/THREE TIER

PP


Lightweight, unbreakable traditional pattern test tube racks. Can withstand temperature up to 120° C. Autoclavable.

ШТАТИВЫ ДЛЯ ПРОБИРОК ДВУХ/ТРЕХъяРУСНЫЕ

PP

Легкие, небыющиеся, традиционные штативы для пробирок. Выдерживают температуру до 120° C. Выдерживают автоклавирование.

Art.	Etagen No. tiers Ярусы	Plätze Places Мест	Ø Löcher mm Ø holes Ø отверстий, мм	Dim. mm	h mm
559	3	12	12	190x60	80
560	3	12	20	190x60	80
562	3	24	20	375x65	95
370	2	10	18	250x60	74



REAGENZGLASGESTELL MIT ZWEI ETAGEN

PMMA (PLEXIGLAS)

Solide Reagenzglasgestelle aus PMMA, die kleinsten Löcher im unteren Bereich gewährleisten einen sicheren Halt des Reagenzglases.

TEST TUBE RACKS TWO-TIER

PMMA (PLEXIGLAS)

Sturdy test tube racks made of glass clear PMMA (Plexiglas). Smaller holes in the lower tier of the rack hold the test tubes safely.

ДВУХъяРУСНЫЕ ШТАТИВЫ ДЛЯ ПРОБИРОК

PMMA (ПЛЕКСИГЛАС)

Прочные штативы из PMMA, отверстия более мелкого диаметра на нижнем ярусе прочно удерживают пробирки.

Art.	Plätze Places Мест	Ø Löcher mm Ø holes Ø отверстий, мм	Dim. mm
889	12	28	90,2x255,4x81
890	12	35	97,5x289x81
891	12	40	110,5x316,5x81



TABLETS FÜR REAGENZGLÄSER

PS SCHAUMSTOFF

Sehr nützliche Tablets für große Anzahl von Reagenzgläsern. Tiefe Aufnahme Löcher sorgen für stabilen Halt der Reagenzgläser und Ampullen. Leicht, stapelbar. Seitliche Vertiefungen erleichtern das Anheben. Der Art. 1175 kann Mikroreagenzgläser nach Eppendorf® Art. 298 aufnehmen

TEST TUBE TRAYS

EXPANDED PS


Very useful trays for large quantities of test tubes. Holes are deep enough to keep test tubes, vials etc. stable. Light weight. Stackable. Finger recesses to aid lifting. 1175 will take Eppendorf® tubes type Art. 298.

ПОДСТАВКА ДЛЯ ПРОБИРОК

ВСПЕННЫЙ PS

Очень практичные подставки для большого числа пробирок. Глубина отверстий достаточна, чтобы обеспечить устойчивость пробирок, емкостей и т. п. Легкие. Штабелируемые. Углубления для пальцев, облегчающие подъем. В1175 устанавливаются пробирки типа Eppendorf® кат. 298.

Art.	Plätze Places Мест	Ø Löcher mm Ø holes Ø отверстий, мм	Lochtiefe mm Depth of hole mm Глубина отверстий, мм	Dim. mm
1175	250	8,5	15	220x220x32
1177	119	14,5	18	220x220x32
1179	96	16,5	22	220x220x32



EISBEHÄLTER

PUR SCHAUMSTOFF

Der Behälter ist mit einem Deckel und zwei Seitengriffen versehen: Stärke 15 mm ca. Rot. Hervorragende Isoliereigenschaften. Mit Trockeneis oder zerkleinertem Eis und Kühlmischungen verwendbar. Kurzzeitig gegen flüssigen Sauerstoff beständig.

ICE BUCKET

EXPANDED PUR

Equipped with lid and two side-handless. Thickness of about 15 mm. Red colour. Excellent isolating feature. Can be used with dry or minced ice and cooling mixtures. Liquid nitrogen resistant for a few minutes.

ВЕДЕРКО ДЛЯ ЛЬДА

ВСПЕННЫЙ ПОЛИУРЕТАН

На контейнере имеется крышка и две боковые ручки. Толщина ок. 15 мм. Цвет красный. Превосходные теплоизолирующие свойства. Может использоваться для хранения сухого и колотого льда, а также охлаждающих смесей. Контакт с жидким азотом выдерживает в течение нескольких минут.

Art.	Cap. л	Ø mm	h mm
1000	4,5	270	200



**SICHERHEITSBOX**

PC

Aus vollständig autoklavierbarem Polycarbonat hergestellt. Geeignet für den Transport von Reagenzgläsern, Behältern, Fläschchen, Kunststoffbeutel und gebrauchsfertigen Spritzen, wenn hermetische Dichtigkeit notwendig ist. Entwickelt, um einen hohen Standard an Sicherheit auch beim Transport von Zytostatika vom Zubereitungsraum bis zum Ort der Verabreichung zu gewährleisten. Völlig transparent und kontrollierbar, um vor dem Öffnen das Vorliegen von eventuellen Undichtigkeiten der transportierten Behälter zu prüfen. Der Deckel ist mit einer hermetischen Sicherheitsdichtung aus Silikon versehen, die gewährleistet, dass Flüssigkeiten oder Krebsmedikamente im Falle einer Leckage oder eines versehentlichen Verschüttens der Fläschchen oder Kunststoffbeutel nicht aus dem Behälter austreten können. Ausgestattet mit vier Verriegelungsglaschen, die ein unbeabsichtigtes Öffnen des Behälters beim Herunterfallen verhindern. Abgerundete Innenecken und das besondere Design der Innenseite der unteren Schale gewährleisten eine sichere, einfache und effektive Reinigung. Das Symbol "Biogefährdung" ist so auf dem Deckel aufgedruckt, dass es dauerhaft haltbar ist. Komplett mit Edelstahlgriff für den einfachen Transport sowie einer Gebrauchs- und Wartungsanleitung. Komplett mit Edelstahlgriff für den einfachen Transport sowie einer Gebrauchs- und Wartungsanleitung.

Art.	Dim. ext. mm	Dim. int. base mm	Cap. lt
569	391x174x174 h	137x325	4,5

Art. **Beschreibung / Description / Описание**

8569 Set 4 Haken / Set 4 sidelocks / Набор из 4 зажимов

8570 Silikonichtung / Silycan gasket / Силиконовые уплотнения

SAFETY BOX

PC

Made of polycarbonate and fully autoclavable. Designed for transporting tubes, containers, vials, plastic bags and ready-to-use syringes whenever an airtight seal is required. Designed to provide a high degree of safety when transporting antitubercular drugs from the Preparation Center to the site where they will be administered. Completely clear to enable inspection for possible container leakage before opening. The cover has a hermetic silicon safety seal to ensure containment of fluids or anti-tumor drugs and protects against leakage and/or accidental spill from bottles or seepage from plastic bags. Closes using 4 safety locks preventing accidental opening if the box is dropped. Inside the box, beveled edges and the special design of the bottom guarantee safe, simple and efficient cleaning. An indelible biological hazard symbol is moulded on the outside of the cover. Includes a stainless steel AISI 304 handle for ease of transport and an instruction sheet on use and maintenance.

ЗАЩИТНЫЙ КОНТЕЙНЕР

PC

Сделан из поликарбоната, выдерживает автоклавирование. Идеальное решение для обеспечения герметичности и безопасной транспортировки пробирок, контейнеров, пластиковых пакетов и шприцов, готовых к использованию. Спроектирован для обеспечения повышенного уровня безопасности, в том числе и при транспортировке противоопухолевых препаратов из Центра подготовки к месту выдачи. Полностью прозрачные с целью обеспечения возможности проверки на предмет утечек из перевозимых контейнеров до открытия. На крышке предусмотрена герметизирующая силиконовая прокладка, создающая барьер для флюидов или противоопухолевых препаратов в случае протекания и/или случайного пролития из флаконов или утечек из пластиковых пакетов. На замке предусмотрены четыре предохранительные зажима, предупреждающие случайное открытие контейнера в случае падения. Закругленные углы и специальная форма внутренней поверхности корпуса позволяют легко, быстро и эффективно очищать контейнер. На наружной поверхности крышки корпуса устойчивой краской нанесен биологической опасности. С ручкой из нержавеющей стали AISI 304 для удобной транспортировки и инструкции по эксплуатации и техобслуживанию

HALTER FÜR SICHERHEITSBOX

EDELSTAHL

Ist für 10 Urinprobenbehälter bis zu 200 ml und 4 Stuhlprobenbehältern mit bis zu 30 ml konzipiert.

SAFETY BOX RACK

STAINLESS STEEL

Designed for 10 urine containers up to 200 ml size and 4 stool containers 30 ml size.

**ШТАТИВ ДЛЯ ЗАЩИТНОГО
КОНТЕЙНЕРА**

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Вмещает 10 контейнеров для мочи объемом до 200 мл и 4 контейнера для кала объемом 30 мл.

Art.	Dim. mm
570	145x332x60

PLASTILAB[®]

**KRANKENHAUSARTIKEL
HOSPITAL WARES
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ**

НеваРеактив

НеваРеактив

KRANKENHAUSARTIKEL

HOSPITAL WARES

МЕДИЦИНСКАЯ
ПРЕДПРИЯТИЕ
НеваРеактив



TRINKHALM FÜR KRANKE

PP

Optimal temperaturbeständig. Im Autoklav sterilisierbar.

Art.
201

DRINKING STRAW

PP

Excellent temperature resistance. Autoclavable.

Länge mm / Length mm / Длина mm
220

СОЛОМИНКА ДЛЯ БОЛЬНЫХ

PP

Отличная термоустойчивость. Выдерживает автоклавирование.

ZUNGENSPELTEL

PMMA (PLEXIGLAS)

Sehr haltbar und sterilisierbar bei +90°C.

Art.
293

TONGUE DEPRESSOR

PMMA (PLEXIGLASS)

High mechanical resistance. Autoclavable at 90°C.

Länge mm / Length mm / Длина mm
190

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ЯЗЫКА

PMMA (ПЛЕКСИГЛАС)

Обладает исключительной устойчивостью, стерилизация выполняется при температуре до +90°C.



BECHER FÜR KRANKE

PP

Im Autoklav sterilisierbar. Leicht demontierbar und waschbar.

Art.
192

INVALID CUP

PP

Autoclavable. Removable lid for cleaning purposes.

ml
200

ПОИЛЬНИК ДЛЯ ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

PP

Допускается автоклавирование. Легко разбирается и моется.



NIERENSCHALE

PP

Optimale chemische und thermische Beständigkeit. Im Autoklav sterilisierbar.

Art.
257

KIDNEY DISH

PP

Excellent chemical and temperature resistance. Autoclavable.

Länge mm / Length mm / Длина mm
260

ЛОТОК В ФОРМЕ ПОЧКИ

PP

Высокая химическая и термическая устойчивость. Допускается автоклавирование

h mm
55

Cap. ml
850 ca



URINSAMMELFLASCHE

PE

Wird im Krankenhaus für Clearancetests an während des Tages gesammelten Urinproben verwendet. Vierkantbehälter, der so konzipiert wurde, dass bei der Aufbewahrung Platz gespart und die Standfestigkeit beim Gebrauch verbessert wird, bis auf 2 Liter graduert, mit einem ergonomischen Griff und einem Schraubverschluss ausgestattet.

Art.
479
480

SAMPLING BOTTLE FOR URINE

PE

Used in hospital for clearance testing on urine collected during the whole day long. Specific design with rectangular base, thought for easy storage of the bottles in the ward's cabinets and for enhanced stability when in use; the ergonomic design of the handgrip allows easy pouring. Screw capped and graduated up to 2.000 ml.

Öffnung mm / Mouth I.D. mm / Горло mm
75

Dim. mm
95x115x245

БАНКА ДЛЯ СБОРА МОЧИ

PE

Используется в больницах для проведения анализа клиренса мочи, собранной в дневное время. Прямоугольный контейнер, форма которого была разработана специально для оптимизации использования пространства в шкафах больничных помещений, улучшения устойчивости изделия при эксплуатации, градуирован до 2 л, снабжен эргономичной рукояткой и закручивающейся крышкой.

Farbe / Colour / Цвет
Weiß / White / Белый
Orange / Amber / оранжевый

URINSAMMELFLASCHE

PE
Graduiert bis 2500 ml, mit Becherkappe für die Probenentnahme versehen.

Art.	Ø Halsöffnung / Mouth Ø mm / Ø горла	Ø Flasche mm / Bottle Ø mm / Ø банки. mm	h mm	Grad. ml
482	74	130	250	100

SAMPLING BOTTLE FOR URINE

PE
Graduated up to 2500 ml. Supplied with cap for easy sampling.

БАНКА ДЛЯ СБОРА МОЧИ

PE
Градировка до 2500 мл. Снабжены крышками для более удобного забора проб.

URINSAMMELKANISTER

PE
Graduiert bis 2500 ml, mit Becherkappe für die Probenentnahme versehen.

CONTAINER FOR URINE

PE
Graduated up to 2500 ml. Supplied with cap for easy sampling.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА МОЧИ

PE
Градировка до 2500 мл. Снабжены крышками для более удобного забора проб.

Art.	Mouth Ø mm	Width mm	Length	h mm	Grad. ml
481	74	114	243	160	250

URINFLASCHE FÜR MÄNNER MIT VERSCHLUSS

Art.	ml
591	1000

MALE BED BOTTLE WITH CAP

Art.	ml
591	1000

МОЧЕПРИЕМНИК МУЖСКОЙ С КРЫШКОЙ

BETTPFANNE

PP
Aus Propylen, kann im Autoklav bei +120°C sterilisiert werden.

BED PAN

PP
Moulded in white PP. Can withstand temperatures up to 120°C.

ПОДКЛАДНОЕ СУДНО

PP
Изготовлено из полипропилена, допускается автоклавирование при температуре до +120°C.

Art.	ml	Dim. mm
586	2500	507x285x69

AUFBEWAHRUNGSSTÄNDER FÜR CHIRURGISCHES BESTECK UND THERMOMETER

PP
Bequeme Behälter mit runder Basis, um eine ausgezeichnete Standfestigkeit zu gewährleisten, sehr nützlich für chirurgisches Besteck oder Thermometer. Die Behälter können zum Einweichen oder zur Nasssterilisation verwendet werden, außerdem sind sie im Autoklav sterilisierbar. Autoklavierbar.

INPUT POT

PP
Smaller pot very useful in storing or wet sterilising dissecting instruments. Larger pot for longer instruments. They could also be used as drip containers or soak jars. Wide base makes them very stable. Autoclavable.

ЦИЛИНДР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

PP
Удобные контейнеры с круглым основанием, обеспечивающим их максимальную устойчивость, применяются для хранения скальпелей и других хирургических инструментов, а также термометров. Могут использоваться для замачивания или влажной стерилизации. Допускается также стерилизация в автоклаве.

Art.	Ø base. mm	Ø cylinder mm	h exter. mm	h inter. mm	ml
142	98	60	106,5	100	230
143	147	89	199,7	190	1100

BEHÄLTER FÜR KLISTIERSPRITZE

PP
Mit flacher Rückwand und Aufhängeöse. Autoklavierbar.

DOUCHE CANS OR IRRIGATORS

PP
Provided with flat back and suspension tag. Autoclavable.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЭНТЕРОКЛИЗМЫ

PP
Снабжены плоской спинкой и подвесным отверстием. Выдерживают автоклавирование.

Art.	Gradiert ml / Graduated up to ml / Градуированная, мл	Außen-Ø Schlauch. Ext tube Ø mm / Нар. diam. трубы
589	1000	9,90
590	2000	9,90



НеваРеактив IVD

НеваРеактив

КРУГЛЫЙ ТАЗ

PP

Белый с бортиком, выдерживает автоклавирование при температуре +121°C в течение 20 минут. Очень прочная конструкция. В нижней части бортика расположены две ручки, облегчающие процесс переноса.



SCHÜSSEL

PP

Weißer Schüssel mit Rand, für 20 Minuten bei +121°C autoklavierbar. Besonders haltbar. Im unteren Bereich des Rands sind zwei Griffe integriert, die den Transport erleichtern.

ROUND BOWL

PP

White bowl with rim, autoclavable at 121°C for 20 minutes. Sturdy structure. Two grips have been designed in the lower part of the rim to help carriage.

Art.	Vol. lt	Ø mm	h mm
258	10	350	160

НеваРеактив®

PLASTILAB®

FLUORWARE

FLUOROWARE

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФТОРИСТОГО ПЛАСТИКА

НеваРеактив

LABORARTIKEL AUS PTFE

PTFE (Polytetrafluorethylene) sind Polymere mit einem hohen Molekulargewicht, die dank ihrer idealen chemischen, elektrischen und thermischen Eigenschaften vielfältig eingesetzt werden; ihr Reibungskoeffizient ist sehr niedrig. Ihre wichtigsten Merkmale sind im Folgenden aufgeführt.

ПРАКТИЧЕСКИ АБСОЛЮТНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТРАГЕИТ **ГЕГЕНУБЕР РЕАГЕНЗИЕН УНД ЛУСУГСМИТТЕЛН**
Sie sind verwendbar in stark korrosiven Umgebungen und kontaminieren empfindliche Materialien in hochreinen oder korrosiven Anwendungen nicht.

СЕХР ХОХЕ ВАРМЕБЕСТАНДИГКЕИТ
Verwendbar bei Temperaturen von -200°C bis +300°C, thermischer Abbau tritt erst bei +400°C ein.

AUSSERGEWÖHNЛICHE ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Extrem hoher elektrischer Widerstand, niedrige dielektrische Konstante und niedriger dielektrischer Verlustfaktor.

EXZELLEНTE ANTI-HAFT-EIGENSCHAFTEN
Selbstschmierend und stoßfest, Härte und Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen.

ANWENDUNGEN
Chemisch: sehr hoher chemischer Widerstand gegenüber Säuren, Basen und Lösungsmitteln ist typisch für Fluorid-Polymere; sie werden daher in Komponenten in den Bereichen Petrochemie, chemische Industrie und Lebensmittelindustrie eingesetzt. Aufgrund ihrer physiologischen Trägheit assen einige Behörden ihren Einsatz bei Kontakt mit elektrischen Lebensmitteln zu: hervorragende dielektrische Eigenschaften; sind selbstlöschend und wetterfest und daher in diesem Bereich immer gefragt. Mechanisch: ihr sehr niedriger Reibungskoeffizient macht sie ideal auch für Anwendung mit extrem niedrigen Lasten.

Die auf den nachfolgenden Seiten abgebildeten Magnetrührstäbchen haben einen Magnetkern aus Alnico V, dem sie ihre lange Lebensdauer und hohe Leistungsfähigkeit verdanken. Diese agneten sind eingekapselt in ein PTFE-Gehäuse. Strenge Qualitätskontrollen garantieren die korrekte Lage des Magnetkerns, die Qualität der Oberfläche, die Bruchfestigkeit sowie Konstanz der Dicke der Außenbeschichtung.

PTFE LABORATORY ARTICLES

PTFEs (Polytetrafluoroethylene) are polymers with high molecular weight that are widely used owing to their optimum chemical, electrical and thermal properties; their friction coefficient is very low. The essential features are the following.

PRACTICALLY TOTAL CHEMICAL INERTIA WITH REAGENTS AND SOLVENTS
They can be used in the more corrosive environments and do not contaminate the more sensitive materials in ultra-pure or corrosive applications.

VERY HIGH THERMAL STABILITY
Use temperature from -200°C to +300°C thermal degradation does not occur before +400°C

EXCEPTIONAL ELECTRICAL PROPERTIES
Extremely high electrical resistance low dielectric constant and low dielectric loss factor

OUTSTANDING NON-STICK PROPERTIES
Self-lubricating and shockproof features, toughness and flexibility even at low temperatures

APPLICATIONS
Chemical: very high chemical resistance to acids, alkali and solvents is typical of the fluoride polymers; it is therefore used for components in the petrochemical and chemical industry alimentary: physiologically inert, it is approved by some Authorities for uses in contact with foods electrical: excellent dielectric, self-extinguishing and stability in bad weather features make it increasingly used in this sector mechanical: its low friction coefficient makes it usable for very low load applications

The magnetic stir bars shown on the following pages have internal magnets in Alnico V that gives them of high duration and power features. These magnets are encapsulated in first quality PTFE cases. The strict quality controls applied to these products ensure correct positioning of the magnetic core, the quality of the external surface, breakage resistance and constancy of the thickness of the external covering.

ЛАБОРАТОРНЫЕ СТАТИИ ПTFE

PTFE (политетрафторэтилен) представляют собой полимеры с высоким молекулярным весом, широко используемые, благодаря своим оптимальным химическим, электрическим и термальным свойствам, коэффициент трения которых очень низок. Их основные характеристики следующие.

ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ИНЕРТНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕАГЕНТАМ И РАСТВОРИТЕЛЯМ
Они могут использоваться в самых агрессивных средах, не загрязняют сверхчувствительные материалы в условиях высокой очистки или коррозионности.

ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Использование при температуре от -200°C до +300°C Термическая деструкция начинается после +400°C

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Исключительно высокое электрическое сопротивление, низкая диэлектрическая постоянная и низкий коэффициент диэлектрических потерь.

УНИКАЛЬНЫЕ АНТИПРИГАРНЫЕ КАЧЕСТВА
Самосмазывающие и антиударные свойства, твердость и гибкость даже при низких температурах

ПРИМЕНЕНИЕ
Химическое производство: очень высокая химическая устойчивость к кислотам, щелочам и растворителям характерна для всех фторсодержащих полимеров; поэтому они используются в качестве компонентов в химической и нефтехимической промышленности Пищевая промышленность: физиологическая инертность, некоторые сертифицирующие органы разрешают их контакт с пищевыми продуктами Электроустановки: различные диэлектрические свойства, самозатухаемость и устойчивость к неблагоприятным погодным условиям обуславливают их все более широкое использование в секторе механики: низкий коэффициент трения позволяет использовать их для установок с низкой нагрузкой.

Магниты, находящиеся внутри магнитных мешалок, показанных на следующей странице сделаны из материала Alnico V, обеспечивающего их высокую прочность и силовые качества. Эти магниты помещены в первоклассные кожухи из PTFE. Строгий контроль качества, применяемый к этим изделиям, гарантирует правильное положение магнитного сердечника, качество наружной поверхности, устойчивость к разрывам и равномерную толщину наружного покрытия.

HALBMONDRÜHRER FÜR RUNDKOLBEN

PTFE

Diese Rührer haben eine besondere Form, die ein wirksames Rühren auch am Boden des Rundkolbens erlaubt, und sind mit einem zentralen Keil mit 9mm großen Löchern versehen. Das Keilgelenk erlaubt das Einführen des Rührers in den Hals des Rundkolbens. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

STIRRER BLADES FOR BALLOON FLASKS

PTFE

Will fit all standard button-tip stirring shafts. "Long groove" keyhole (Ø mm 9) provides easy insertion into flask neck and proper positioning for stirring action. Can be used continuously at temperatures up to 250°C and, for short intervals, to 300°C. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ЛОПАТИ МЕШАЛОК ДЛЯ КОЛБ

PTFE

Особая форма этого изделия с отверстием в форме длинной прорези 9мм, позволяет перемешивать содержимое, в том числе, и на дне колбы. Наличие этого отверстия позволяет легко ввести мешалку через горло колбы. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



Art.	Length mm	Fits flasks lt
690	64	0,5
691	75,23	1
692	105,40	2 / 3
693	122,53	5
694	149,05	12 / 22

UHRGLASSCHALEN

PTFE
Ausgezeichnete chemische und thermische Beständigkeit. Die Uhrglasschalen können dauerhaft bei Temperaturen bis zu +250°C eingesetzt werden. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**


Art.	Ø mm
643	52,76
644	76,32
645	99,39
646	126,36
647	153,92

WATCH GLASSES

PTFE
Superior chemical, mechanical and heat resistance. Can be used safely for continuous service at temperatures up to 250°C. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ЧАСОВЫЕ СТЕКЛА

PTFE
Высокая химическая и термическая устойчивость. Могут постоянно использоваться при температуре до +250°C. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



GELLENVERBINDER

PTFE
Mit diesen Gelenkverbindern können Glasrohre mit unterschiedlichen Winkeln verbunden werden. (Standardkegelschliff DIN 12242). **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

SUPPLE CONNECTORS

PTFE
Specially designed to connect to misaligned glass tubes. Chemically inert. Taper conforms to DIN 12242 Standard. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ГИБКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ

PTFE
Необходимы для соединения разноосевых стеклянных трубок. (Конусы соответствуют стандарту DIN 12242). **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



Art.	Lower Ø mm	Upper Ø mm	h mm
1047	20,65	112,83	24,11
1048	25,70	130,34	29,63
1049	31,36	117,44	34,40

RÜHRSTÄBCHEN, ZYLINDRISCH

MIT PTFE GEKAPSELTER MAGNETKERN
Runde Form, glatte Wände, für jeden Zweck geeignet. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

STIRRING BARS, CYLINDRICAL

MAGNET PTFE COATED
Rounded shape, smooth walls, all-purpose. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

МАГНИТНЫЕ МЕШАЛКИ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

МАГНИТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ PTFE
Округлая форма, гладкие стенки, общее назначение. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	Ø mm	Length mm	Art.	Ø mm	Length mm
748	3,14	8	763	6,17	34,42
749	3	6	764	8	40
750	4,66	11,68	698	7,87	49,90
751	4,57	14,80	699	8	44,42
756	6	19,60	704	9,62	60,16
757	6	24,61	705	9,75	69,65
758	6,16	29,88			



MAGNETRÜHRSTÄBCHEN

MIT PTFE GEKAPSELTER MAGNETKERN
Für die unterschiedlichsten Anwendungsbedingungen geeignet. Sie gewährleisten Wirtschaftlichkeit und einen höheren Grad an Turbulenzen bei niedrigen Drehzahlen. Sie ergänzen das Spektrum der gewöhnlichen Magnetührstäbchen und sind eine wertvolle Alternative dar. Die unten angegebenen Größen sind als Nenngrößen mit einer Toleranz von ±5% in der Länge und ±10% im Durchmesser zu verstehen. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

STIRRING BARS, MAGNETIC

MAGNET PTFE COATED
Designed for a wide variety of applications. Savings guaranteed. Stronger mixing action at lower speeds. Can be used as an addition to any standard magnetic stir bar range, creating a viable alternative. The sizes shown below are nominal, with ±5% tolerance in length and ±10% in diameter. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

МАГНИТНЫЕ ПЕРЕМЕШИВАТЕЛИ

МАГНИТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ PTFE
Предназначены для различных областей использования. Гарантируют экономичность и повышенный уровень турбулентности при низких скоростях. Являются ценной альтернативой традиционным магнитным перемешивателям. Указаны номинальные размеры с погрешностью ±5% по длине и ±10% по диаметру. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art. ECONOMY	Length mm	Ø mm
766	12	3
767	25	8
768	40	8
769	50	8



FLUOROWARE

FLUOROWARE

FLUOROWARE

НеваРеактив

**MAGNETRÜHRSTÄBCHEN
ELLIPSENFORM**MIT PTFE GEKAPSELTER
MAGNETKERNIdeal für Behälter oder Flaschen mit
rundem Boden. **FÜR LEBENSMITTEL
GEEIGNET.**


Art.	Length mm	Ø mm
683	20	10
684	25	12
685	30	16
686	35	16
687	40	20
688	50	20
689	64	20

STIRRING BARS, OVAL

MAGNET PTFE COATED

Ideal for containers or bottles with round
bottom. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.****МАГНИТНЫЕ,
ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ,
ОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**

МАГНИТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ PTFE

Идеален для контейнеров или бутылей
с круглым дном. **ПРИГОДЕН ДЛЯ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.****MAGNETRÜHRSTÄBCHEN KUGEL**MIT PTFE GEKAPSELTER
MAGNETKERNIdeal für Reagenzgläser oder für
Rührbewegungen am Rand. **FÜR
LEBENSMITTEL GEEIGNET.**


Art.	Ø mm
770	12,57

STIRRING BALL, MAGNETIC

MAGNET PTFE COATED

Ideal for test tubes or for eccentric
stirring movements. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.****МАГНИТНЫЕ, ПЕРЕМЕШИВАЮ-
ЩИЕ, ШАРОВИДНЫЕ ЭЛЕМЕН-
ТЫ**

МАГНИТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ PTFE

Идеален для пробирок или для
хаотичного перемешивания. **ПРИГОДНЫ
ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.****MAGNETRÜHRSTÄBCHEN RUND
MIT KREUZKOPF**MIT PTFE GEKAPSELTER
MAGNETKERNSpezielle Form für kleine Behälter.
Besonders wirksame Rührbewegung.
FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.

Art.	Ø mm	Length mm
771	10	8
772	14,65	9,78
773	16,91	12,50

STIRRING BARS, CROSSHEAD

MAGNET PTFE COATED

Special shape for small containers.
Particularly effective stirring action.
SUITABLE FOR FOODSTUFF.**МАГНИТНЫЕ,
ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ,
КРЕСТОБРАЗНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**

МАГНИТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ PTFE

Особая форма для небольших
контейнеров. Особенно эффективное
перемешивание. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.****MAGNETRÜHRSTÄBCHEN
HANTELFORM**MAGNETRÜHRSTÄBCHEN
HANTELFORMExzellente Zentrierung, geringer
Oberflächenkontakt und starke
Verwirbelung auch bei niedriger
Geschwindigkeit. **FÜR LEBENSMITTEL
GEEIGNET.**

Art.	Ø mm	Length mm
775	19,87	37,11
776	19,72	56,50

STIRRING BARS, DOUBLE ENDED

MAGNET PTFE COATED

Excellent centering, limited contact
surface and high turbulence even at low
speeds. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.****МАГНИТНЫЕ,
ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ,
КАТУШКОБРАЗНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**

МАГНИТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ PTFE

Отличная центровка, ограниченная
контактная поверхность, высокая
турбулентность даже при низких
скоростях. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ.**

НеваРеактив

MAGNETRÜHRSTÄBCHEN STERN

MIT PTFE GEKAPSELTER
MAGNETKERN

Gewölbte Form für gute Zentrierung. Besonders wirksame Rührbewegung. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

STIRRING BARS, DISC

MAGNET PTFE COATED

Convex shape to get good centring. Particularly effective stirring action. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

МАГНИТНЫЙ ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЙ КРЕСТОБРАЗНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

МАГНИТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ PTFE

Выпуклая форма обеспечивает хорошую центровку. Обеспечивает особенно эффективное перемешивание. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



Art.	Ø mm	Length mm
777	9,87	5,63
778	19,76	9,92
779	29,11	12,42

MAGNETRÜHRSTÄBCHEN DREIECKIG

MIT PTFE GEKAPSELTER
MAGNETKERN

Keilförmig. Ideal für das Auflösen von Feststoffen und das Mischen von Sedimenten dank der Kratzfunktion. Hohe Verwirbelung durch gekantete Oberflächen auch bei niedriger Geschwindigkeit. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

TRIANGULAR STIRRING BARS, MAGNETIC

MAGNET PTFE COATED

Cuneiform. Ideal for dissolving solids and mixing sediments thanks to its scraping action. The angled surfaces create high turbulence even at low speeds. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

МАГНИТНЫЕ, ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ, ТРЕУГОЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МАГНИТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ PTFE

Клиновидной формы. Идеальны для растворения твердых веществ и, благодаря скребковым действиям, перемешивания осадка. Наклонные поверхности создают высокую турбулентность даже при низких скоростях. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



Art.	Dim. mm
780	5,61x12,21
781	7,39x25,32
782	8,13x33,83
783	10,43x49,61

MAGNETRÜHRSTÄBCHEN MIT MITTLERING

MIT PTFE GEKAPSELTER
MAGNETKERN

Die gekanteten Oberflächen erzeugen eine hohe Verwirbelung auch bei niedriger Geschwindigkeit. Für Behälter mit unebenem Boden. Der Gelenkring verringert die Kontaktfläche und ermöglicht eine optimale Positionierung des Stabs. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

STIRRING BARS, MAGNETIC WITH PIVOT RING

MAGNET PTFE COATED

The angled surfaces create high turbulence even at low speed. For containers with irregular bottom. The pivot ring reduces the contact surface and fosters optimal stir bar positioning. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

МАГНИТНЫЕ, ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ С КОЛЬЦЕВЫМ УТОЛЩЕНИЕМ

МАГНИТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ PTFE

Наклонные поверхности создают высокую турбулентность даже при низких скоростях. Предназначены для использования в контейнерах с дном неправильной формы. Кольцевое утолщение уменьшает площадь контактной поверхности и обеспечивает положение элемента, оптимальное для перемешивания. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



Art.	Ø mm	Length mm	Art.	Ø mm	Length mm
786	6,48	20,57	793	7,76	45
787	6,19	24,76	794	7,78	50,40
788	6,53	35,48	797	9,39	60
789	6	30	799	9,22	70,78

MAGNETISIERTE STÄBE

MIT PTFE GEKAPSELTER
MAGNETKERN

FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.

STIRRING BARS RETRIEVERS, MAGNETIC

MAGNET PTFE COATED

SUITABLE FOR FOODSTUFF.

ПАЛОЧКИ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МАГНИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

МАГНИТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ PTFE

ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.



Art.	Ø mm	Length mm
710	11	300
712	11	240

FLUOROWARE

FLUOROWARE

FLUOROWARE

НеваРеактив

SCHLIFFMANSCHETTE FÜR
KEGELSCHLIFFSTOPFEN

PTFE

Besonders dafür bestimmt, Kegelschliffstopfen vor dem Blockieren zu schützen. (Standardkegel DIN 12242). **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

LINING FOR GLASS TAPERS

PTFE

Specially designed to prevent machined glass joints from binding. Conforms to DIN 12242. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЗАКЛИНИВАЕМЫХ
СОЕДИНЯЮЩИХСЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

PTFE

Разработаны специально для защиты стеклянных соединений от заклинивания. (Конусы соответствуют стандарту DIN 12242). **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	NS-Schliff Cone size Конус NS	Innendurchmesser mm Lower Ø mm Внутренний Ø мм
1035	7,5 / 16	6
1036	10 / 19	8
1037	12 / 21	10
1038	14 / 23	12
1039	19 / 26	16

Art.	NS-Schliff Cone size Конус NS	Innendurchmesser mm Lower Ø mm Внутренний Ø мм
1040	24 / 29	21
1041	29 / 32	26
1042	34 / 35	31
1043	45 / 40	45



BAND

PTFE

Für den Schutz von Gewinden jeder Art, um ein Auslaufen zu verhindern. Farbe: weiß. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

TAPE

PTFE

Particularly useful to protect any type of screw thread. Colour: white. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

PTFE

Используется для защиты резьбовых поверхностей любых типов. Цвет: белый. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	Length mm	Width mm
1053	12	12



REAGENZGLÄSER

PTFE

Diese Schalen besitzen eine ausgezeichnete chemische und mechanische Festigkeit und sind temperaturbeständig (hitzebeständig bis +250°C und kurzzeitig auch bis +300°C). **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

TEST TUBES

PTFE

Excellent chemical, mechanical and heat resistance. Will withstand temperatures continuously up to 250°C and for short intervals up to 300°C. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

ПРОБИРКИ

PTFE

Исключительная химическая, механическая и термическая устойчивость (выдерживают температуру до +250°C, а при краткосрочном воздействии до +300°C). **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	Bodentyp Bottom-type Тип дна	Ø int. mm	Ø ext. mm	h mm	RCF
1400	Konisch / Cónico / конусообразное	15	18	120	25000
1405	Zylindrisch / Cylindrical / цилиндрическое	15	18	100	25000



KEGELSTOPFEN

PTFE

Ausgezeichnete chemische und thermische Beständigkeit. Selbstschmierend. Steigung: 1:10 – nach DIN-Norm 12242. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

TAPERED STOPPERS

PTFE

Excellent chemical and temperature resistance. Self-lubricating. Standard taper: 1:10. According to DIN Standard 12242. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

КОНИЧЕСКИЕ ПРОБКИ

PTFE

Высокая химическая и термическая устойчивость. Не нуждаются в смазке. Конусообразность: 1:10 – в соответствии с нормами DIN 12242. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**

Art.	NS-Schliff Cone size Конус NS	Innendurchmesser mm Lower Ø mm Внутренний Ø мм
1455	14,5 / 23	12,2
1456	19 / 26	16,4
1457	24 / 29	21,1
1458	29 / 32	25,8

НеваРеактив

BECHER

PTFE

Diese Becher besitzen eine ausgezeichnete chemische und mechanische Festigkeit und sind temperaturbeständig (temperaturbeständig bis +250°C und kurzzeitig auch bis +300°C). **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm
717	50	42,23	55,36
718	100	53,85	68,67
720	250	66,58	92,69
721	500	80,50,	122,39
723	1000	102,67	157

BEAKERS

PTFE

Excellent chemical, mechanical and heat resistance. Will withstand temperatures continuously up to 250°C and for short intervals up to 300°C. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

СТАКАНЫ

PTFE

Отличная химическая, механическая и тепловая устойчивость. Могут безопасно и продолжительно эксплуатироваться при температуре от -270° С до 250°С. Особенно пригодны для растворения и расщепления кислот и агрессивных химреагентов. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



SCHALEN

PTFE

Diese Schalen besitzen eine ausgezeichnete chemische und mechanische Festigkeit und sind temperaturbeständig (hitzebeständig bis +250°C und kurzzeitig auch bis +300°C). **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

CAPSULES

PTFE

Excellent chemical, mechanical and heat resistance. Will withstand temperatures continuously up to 250°C and for short intervals up to 300°C. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

КАПСУЛЫ

PTFE

Исключительная химическая, механическая и термическая устойчивость (выдерживают температуру до +250°С, а краткосрочно - до +300°С). **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



Art.	Typ / Type / Тип	ml	Ø mm	h mm
625	Geradwandig / With straight walls / с прямыми стенками	25	42	25
627	Geradwandig / With straight walls / с прямыми стенками	100	80	28

KRISTALLISIERSCHALE

PTFE

Exzellente chemische, mechanische und Hitzebeständigkeit. Sichere Dauerverwendung von -270° bis +250°. Besonders geeignet für Auflösungen und Aufschlüsse von Säuren und ätzenden Stoffen. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

CRYSTALLISATION VESSELS

PTFE

Excellent chemical, mechanical and heat resistance. Can be used safely for continuous service from -270° C up to 250°C. Particularly suitable for dissolutions and digestions with acids and corrosive agents. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

КРИСТАЛЛИЗАТОРЫ

PTFE

Температура эксплуатации от - 270° до +250°. Особо устойчивы к воздействию кислот и агрессивных смесей. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



Art.	Cap. ml.	Ø mm	h mm
630	25	38	35,64
639	100	64	54,48
634	350	100	62,22

FLASCHEN

PTFE

Exzellente chemische, mechanische und Hitzebeständigkeit. Sichere Dauerverwendung von -270° bis +250°. Besonders geeignet für Auflösungen und Aufschlüsse von Säuren und ätzenden Stoffen. **FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET.**

BOTTLES

PTFE

Excellent chemical, mechanical and heat resistance. Can be safely used continuously from -270° C up to 250°C. Particularly suitable for dissolutions and digestions with acids and corrosive agents. Entire bottle, including screw caps and inserts made of PTFE. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

БАНКИ

PTFE

Температура эксплуатации от - 270° до +250°. Особо устойчивы к воздействию кислот и агрессивных смесей. Все банки снабжены крышками и вкладышами из ПТФЭ. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.**



Art.	Cap. ml.	Ø mm	h mm	Mouth Ø mm
744	100	52,56	89,82	35,24
745	250	66,74	118,40	42
746	500	80	147,15	51,15
747	1000	102	184,21	57

LABORARTIKEL AUS PFA

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

HERVORRAGENDE THERMISCHE STABILITÄT

Laborartikel aus PFA für die Spurenanalytik bewahren ihre thermische Stabilität von -200 °C bis 260 °C.

KEIN METALLGEHALT

PFA ist ein Erzeugnis, das keine Metalle wie Kalzium, Aluminium, Eisen, Magnesium, Nickel, Kupfer, Mangan oder Zink enthält. Diese Metalle können die Proben nur aus anderen Behältern oder anderen, bereits kontaminierten Proben kontaminieren.

HOHE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

PFA reagiert nicht (inertes Verhalten) mit den meisten Reagenzien, einschließlich Salpetersäure und Salzsäure, die häufig zur Reinigung von Laborartikeln für die Spurenanalytik verwendet werden. Diese Eigenschaft reduziert deutlich das Risiko von Kreuzkontaminationen.

EXZELLENT LANGZEITSTABILITÄT

Die aus PFA hergestellten Gefäße verlängern die Stabilität der Standardlösungen niedriger Konzentration. Diese Stabilität minimiert den Zeitaufwand und die Kosten für den Austausch von Standardlösungen, die für die Spurenanalytik verwendet werden.

DIE HOHE TRANSLUZENZ

Die Transluzenz ist sehr wichtig, um genaue Messungen mit volumetrischen Laborartikeln durchzuführen.

VEREINFACHTE REINIGUNG

Die üblichen Laborartikel für die Spurenanalytik erfordern eine sehr aufwendige und teure Reinigung. Die hydrophoben und Antihafteigenschaften der ausgesprochen glatten Oberfläche der Laborartikel aus PFA vereinfachen die Reinigung und machen sie damit ideal für die Spurenanalytik.

PFA LABWARE

PROPERTIES AND ADVANTAGES

EXCELLENT TEMPERATURE STABILITY

PFA trace analysis labware maintains its stability at temperatures from -200 °C to 260 °C (-328 °F to 500 °F).

NO LEACHABLE METALS

PFA is manufactured without metals such as calcium, aluminum, iron, magnesium, nickel, copper, manganese or zinc. These metals can leach into samples from other containers, and contaminate samples.

SUPERIOR CHEMICAL RESISTANCE

PFA is inert with most reagents, including nitric and hydrochloric acid routinely used in cleaning trace analysis labware. This stability significantly reduces the risk of cross-contamination.

EXCELLENT LONG-TERM STABILITY

PFA containers often extend the stability of low (ppb) concentration standards. Such stability reduces the time and cost of renewing trace analysis standard solutions.

HIGHLY TRANSLUCENT

Translucency is important for making accurate measurements using volumetric labware.

SIMPLIFIED CLEANING

Conventional labware for trace analysis requires time-consuming and expensive cleaning. The hydrophobic and anti-adhesive properties of the exceptionally smooth-surfaced PFA labware simplify the cleaning process, making it ideal for trace analysis.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ PFA ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

ОТЛИЧНАЯ ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

Лабораторные изделия из PFA, предназначенные для выполнения анализов, термостойковы при температуре от от -200°C до +260°C.

АБСОЛЮТНОЕ ОТСУТСТВИЕ МЕТАЛЛОВ.

PFA не содержит кальция, алюминия, железа, магния, никеля, меди, марганца и цинка. Загрязнение образца этими металлами возможно только при попадании их из другого контейнера, или если образец был уже загрязнен.

ВЫСОКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

PFA не вступает в реакцию со многими реагентами, включая азотную и соляную кислоту, обычно используемых для очистки лабораторных изделий перед проведением анализа. Это свойство существенно снижает риск перекрестной контаминации.

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Контейнеры из PFA часто продлевают стабильность стандартных при низкой концентрации. Это свойство позволяет сократить время и затраты на обновление стандартных решений для выполнения лабораторных анализов.

ВЫСОКАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

Для точные измерений посредством волюметрических приборов прозрачность – очень важное свойство.

УПРОЩЕННАЯ ОЧИСТКА

Для традиционных изделий перед использованием их в лабораторных анализах требуется долгая и дорогостоящая очистка. Гидрофобность и отталкиваемость абсолютно гладких поверхностей изделий из PFA для лабораторий упрощают очистку и делают изделия идеальными для использования при проведении лабораторных анализов.

GROSSE ENGHALSFLASCHEN

PFA

Flaschen aus transparentem Fluorkunststoff (Polytetrafluorethylen – Perfluorpropylen) mit erhöhter Beständigkeit gegen chemische Substanzen, sehr temperaturbeständig (-200°C/+250°C). Die Flasche schließt perfekt, dies wird durch die besondere Form des Verschlusses gewährleistet, der mit einer Dichtlippe ausgestattet ist.

WIDE NECK BOTTLES

PFA

Bottles made of transparent fluorinated resin with high temperature and chemical resistance (-250°C/+270°C). Provided with leakproof closure.

БУТЫЛКИ С ШИРОКИМ ГОРЛОМ

PFA

Изготовлены из прозрачного, фторсодержащего каучука с повышенной устойчивостью к воздействию химических веществ и высоких температур (-250°C/+270°C). Снабжены герметично закрывающимися крышками.



Art.	Cap. ml	Thread DiN std.	Ø mm	h mm
1688	50	GL28	37,4	85,7
1689	100	GL28	45,4	113,6
1690	250	GL40	60	148
1691	500	GL40	75,5	178
1692	1000	GL40	95,5	214,8

НеваРеактив

GROSSE ENGHALSFLASCHEN

PFA - VERSCHLUSS: ETFE

Flaschen aus transparentem Fluorkunststoff mit erhöhter Beständigkeit gegen chemische Substanzen, sehr temperaturbeständig (-200°C/+250°C). Die Flasche schließt perfekt, dies wird durch die besondere Form des Verschlusses gewährleistet, der mit einer Dichtlippe ausgestattet ist.

NARROW NECK BOTTLES

PFA - CAP: ETFE

Bottles made of transparent fluorinated resin with high temperature and chemical resistance (-200°C / +250°C). A special sealing lip on the cap has been developed for these bottles to ensure a leakproof closure.

БУТЫЛКИ С УЗКИМ ГОРЛОМ

PFA - КРЫШКА: ETFE

Изготовлены из прозрачного, фторсодержащего каучука (политетрафторэтилен - перфторпропилен) с повышенной устойчивостью к воздействию химических веществ и высоких температур (-200°C/+250°C). Полная герметичность обеспечивается посредством использования крышки со специальной уплотнительной кромкой.

Art.	Cap. ml	Thread DIN Std.	Ø mm	h mm
1683	50	GL28	38,4	89,4
1684	100	GL28	46	118
1685	250	GL40	61,5	159,2
1686	500	GL40	76,3	190
1687	1000	GL40	96,8	236



SPRITZFLASCHE

PFA - VERSCHLUSS: ETFE
SPRITZROHR: FEP

Transparente Enghals-Spritzflaschen mit Spritzrohr aus PFA. Erhöhte thermische und chemische Beständigkeit. Bei Bedarf kann die Spitze des gebogenen Spritzrohrs beschnitten werden, um den Flüssigkeitsdurchlass zu vergrößern.

WASH BOTTLES

PFA - CAP: ETFE
DISPENSING TUBE: FEP

Narrow neck, transparent wash bottles with delivery tube made of PFA. Highly resistant to temperature and chemicals. The tip in the swan neck tube may be cut back to increase the flow.

ПРОМЫВАЛКИ

PFA - КРЫШКА: ETFE
ДОЗИРУЮЩАЯ ТРУБКА - FEP

Прозрачные промывалки с узким горлом и питающей трубкой из ПФА. Высокая устойчивость к температурным и химическим воздействиям. Наконечник изогнутой трубки можно отрезать для увеличения потока.

Art.	Cap. ml	Thread DIN Std.	Ø mm	h mm
1693	250	GL25	157	61
1694	500	GL25	189	71
1695	1000	GL32	233	96



TARIERTE KOLBEN

PFA

Tarierte Kolben aus transparentem Fluorkunststoff mit ausgezeichneter thermischer Beständigkeit von -250°C bis +270°C, mit normiertem Verschluss aus PTFE. Komplet mit genormten DIN-Verschlüssen aus PFA. Einzelne nach der Norm DIN EN ISO 1042, Klasse "A" tariert.

VOLUMETRIC FLASKS

PFA

Volumetric flask made of transparent fluorinated resin with high chemical and temperature resistance (-250°C / +270°C). Supplied with standard DIN stoppers in PFA. Individually calibrated ringmark according to DIN EN ISO 1042, class "A", Standards.

МЕРНЫЕ КОЛБЫ

PFA

Мерные колбы изготовлены из прозрачного, фторсодержащего каучука с повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур от -250°C до +270°C. Поставляются со стандартными пробками DIN из ПФА. Снабжены значком о калировке по стандартам DIN EN ISO 1042, класс "A".

Art.	Cap. ml	h mm	DIN STD
1696	50	150	GL18
1697	100	180	GL18
1698	250	235	GL25
1699	500	270	GL25



GRADUIERTE BECHER NIEDRIGE FORM

PFA

Graduierte, tarierte Becher aus PFA (Perfluoralkoxy) Fluorkunststoff mit hoher chemischer und thermischer Beständigkeit (-250°C/+270 °C).

GRADUATED BEAKERS LOW FORM

PFA

Transparent, graduated beakers made of PFA (Perfluoralkoxy), a fluorinated resin with high chemical and heat resistance (-250°C/+270°C).

НИЗКИЕ ГРАДУИРОВАННЫЕ СТАКАНЫ

PFA

Градуированные прозрачные стаканы из ПФА (перфторалкоксид), фторсодержащего каучука, с повышенной устойчивостью к воздействию химических веществ и высоких температур (-250°C/+270°C).

Art.	Cap. ml	Divis. ml	h mm	Ø mm
1534	25	5 / 1	50	32
1535	50	10 / 1	59	39
1536	100	20 / 1	72	50
1537	250	50 / 1	96	67
1538	500	100 / 1	122	88
1539	1000	100 / 1	143	109



НеваРеактив

FLUOROWARE

FLUOROWARE

FLUOROWARE

НеваРеактив



PROBENBEHÄLTER

PFA

Behälter mit Schraubverschluss (PFA) für die Sammlung, den Transport und die Aufbewahrung von Laborproben.

SAMPLE CONTAINERS

PFA

With screw cap (PFA) for sample collection, transport and storage.

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРОБ

PFA

Контейнеры с завинчивающейся крышкой (ПФА), предназначенные для отбора, транспортировки и хранения проб.

Art.	Cap. ml	h mm	Ø mm	GL
1672	30	54	38	40
1673	60	90	38	40
1674	90	62	54	56
1675	180	112	54	56



ABDAMPFBEHÄLTER

PFA

Mit Schnappdeckel (PE) für die Vermeidung von Kontaminationen während der Vorbereitung der Probe.

EVAPORATING DISHS

PFA

With snap on lid (PE) for contamination free sample preparation.

ИСПАРИТЕЛИ

PFA

С закрывающейся крышкой (из полиэтилена) во избежание проникновения загрязняющих веществ во время подготовки образцов.

Art.	Cap. ml	h mm	Ø mm
1677	25	25	50
1678	50	54	50



PROBENRÖHRCHEN

PFA

Graduiert in 10 ml-Abständen, mit Schraubverschluss (PFA) GL 25. Für die Vorbereitung von Laborproben, ausgezeichnet für die Zentrifuge (Schüttler) oder Autosampler (Ø 25 mm).

SAMPLE TUBE

PFA

With calibrated ring-mark at 10 ml, and screw cap (PFA) GL 25. For sample preparation, centrifugation and for Autosampler racks (Ø 25 mm).

ПРОБИРКИ ДЛЯ ПРОБ

PFA

Градуированные до 10 мл, снабжены завинчивающимися крышками (ПФА) GL 25. Предназначены для подготовки проб, центрифугирования и установки на штативах типа «автообразцы» (Ø 25 мм).

Art.	Cap. ml	h mm	Ø mm
1671	15	110	22



RUNDBODENBEHÄLTER

PFA

DIN 12348 für die Abdampfung und Destillation hochreiner chemischer Substanzen, für die Verwendung im Vakuum geeignet.

ROUND BOTTOM FLASK

PFA

DIN 12348 (Glass) with standard ground socket. For rotary evaporators and distillation of fine chemicals. For use under vacuum.

КРУГЛОДОННАЯ КОЛБА

PFA

Соответствует нормам DIN 12348 для роторных испарителей и перегонки химических соединений повышенной беспримесности. Для работы в вакуумной среде.

Art.	Cap. ml	N / S	h mm	Ø mm
1540	250	29 / 32	147	88

НеваРеактив

НеваРеактив®

DISPOLAB®

CE 98/79

**EINMAL-ARTIKEL
DISPOSABLE ITEMS
ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ**

НеваРеактив

EINMAL-KÜVETTEN FÜR
SPEKTROPHOTOMETRIE

Küvetten für Anwendungen der Spektrophotometrie im sichtbaren Spektrum. Deutlicher und scharfer Strahlengang mit Angabe der Strahlengangsrichtung. Gefertigt aus optischem PS- und UV-tauglichem PMMA und versehen mit optisch bearbeiteten Wänden (optische Seiten), um entlang des Spektralfelds von 340 bis 800 nm (optisches PS) und von 280 bis 800 nm (UV-taugliches PMMA) Transparenz zu gewährleisten. Erhältlich in den Versionen Makro (4,5 ml), niedrig Semi-Mikro (1,5 ml), hoch Semi-Mikro (2,5 ml), mit 2 oder 4 optischen Seiten. Das Modell mit zwei optischen Seiten ist auf den nicht optisch bearbeiteten Seiten mit Rillen versehen, die eine höhere Griffestigkeit bieten und Positionierungsfehlern vorbeugen. Kompatibel mit den meisten handelsüblichen Spektrophotometern und Photometern. Die Herstellungsverfahren und die Qualitätskontrolle gewährleisten die Reproduzierbarkeit der Küvetten. Abweichungen in der Lichtabsorption werden im Rahmen von $\pm 1\%$ gehalten, eine ausgesprochen wichtige Voraussetzung vor allem für Serienanalysen. Die Küvette mit dem Code 1961 mit 4 optischen Seiten und verwendbar im UV-Feld, lässt sich in Spektrofluoro-Techniken einsetzen. Sie wird empfohlen für die Mehrzahl der biologischen und biotechnologischen Routineanwendungen. Staubsichte Verpackung in einem praktischen PS-Schaum-Behälter.

VERPACKUNG:

- Von Art. 1937 bis Art. 1961: 10 Schachteln mit jeweils 100 (insg. 1000 Küvetten) mit **Kartell-Markenzeichen**.
- Von Art. 81937 bis Art. 81961: 60 Schachteln mit jeweils 100 Küvetten (insg. 6000 Küvetten) **ohne Kartell-Markenzeichen**.

DISPOSABLE CUVETTES FOR
SPECTROPHOTOMETRY

Cuvettes for spectrophotometry application in the visible spectrum. Clear and sharp optical path with indication of the optical path direction. They are made of optical PS and UV grade PMMA and are equipped with optically machined walls (optical faces) to ensure optimal transparency along the spectral field from 340 to 800 nm (optical PS) and from 280 to 800 nm (UV grade PMMA). Available in the macro version (4.5 ml), low-form semi-micro (1.5 ml), high-form semi-micro (2.5 ml), with 2 or 4 optical faces. The two optical face version has grooves on the two walls not optically machined to provide a better grip and to prevent positioning errors. They are compatible with most of the spectrophotometers and photometers on the market. The production technology and quality control determine reproducibility of the cuvettes. The absorption changes are kept within the $\pm 1\%$ interval, an extremely important condition especially for analyses in series. **The cuvette code 1961, with 4 optical faces and usable in the UV field, can be used for spectrofluorimetry techniques. It is recommended for most of the common biological and biotechnological applications.** They are packaged in a practical dust-proof support-container made of PS foam containing 100 cuvettes.

PACKING:

- From Art. 1937 to Art. 1961: 10 boxes of 100 cuvettes each (tot. 1000 cuvettes) **with Kartell brand**.
- From Art. 81937 to Art. 81961: 60 boxes of 100 cuvettes each (tot. 6000 cuvettes) **without Kartell brand**.

ОДНОРАЗОВЫЕ КУВЕТКИ ДЛЯ
СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ

Кюветы для спектрофотометрии применение в спектре видимого излучения. Четкий и резкий оптический путь с указанием его направления. Изготавливаются из оптического полистирола и УФ-стойкого PMMA, оборудуются оптическими стенками специальными машинной обработки (оптические поверхности), обеспечивающими оптимальную прозрачность вдоль спектрального поля от 340 до 800 нанометров (оптический полистирол) и от 280 до 800 нанометров (УФ-стойкий PMMA). Выпускаются следующие модели: макро (4,5 мл), низкая полумикро (1,5 мл), высокая полумикро (2,5 мл), с 2 или 4 оптическими поверхностями. Модель с двумя оптическими поверхностями снабжена канавками, расположенными на двух стенках, не подвергавшихся машинной обработке, обеспечивающими лучший захват и предотвращающими ошибки при позиционировании. Изделия совместимы с большинством спектрофотометров и фотометров, представленных на рынке. Технология изготовления и контроль качества обуславливают воспроизводимость кювет. Изменения поглощения сохраняются в пределах $\pm 1\%$ интервала – крайне важное условие, особенно для анализов, выполняемых последовательно. **Кюветы кат. 1961 с 4 оптическими поверхностями, применимые в среде УФ излучения могут использоваться при выполнении различных операций спектрофлуориметрии.** Их рекомендуется использовать в большинстве биологических и биотехнологических производств. Они упаковываются в практические пыленепроницаемые опоры-контейнеры из пенополистирола, каждый из которых содержит 100 кювет.

УПАКОВКА:

- ОТ КАТ. 1937 ДО КАТ. 1961: 10 коробок по 100 кювет в каждой (итого: 1000 кювет) **С МАРКОЙ KARTELL**
- ОТ КАТ. 81937 ДО КАТ. 81961: 60 коробок по 100 кювет в каждой (итого: 6000 кювет) **БЕЗ МАРКИ KARTELL**

КУВЕТЫ ДЛЯ
СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ

ОПТИЧЕСКИЙ PS

Нар. диам. мм 12x12x45

VISIBLE RANGE CUVETTES

OPTICAL PS

Dim. Ext. mm: 12x12x45

KÜVETTEN FÜR DIE
SPEKTROPHOTOMETRIE

OPTISCHES PS

Außengröße mm: 12x12x45



Art.	Modell Type Модель	Cap. ml	Lichtweg Path length Длина оптического пути	Fenster Window Окно
1937	Macro	4,5	10	
1940	Hohe Form / High form / Макро	2,5	10	4x22
1938	Niedrige Form / Low form / Полумикро	1,5	10	4x31
1960	4 optische Fenster / 4 clear faces / 4 прозрачные поверхности	4,5	10	

KÜVETTEN UV GRADE

PMMA UV GRADE

Außengröße mm: 12x12x45

UV RANGE CUVETTES

UV GRADE PMMA

Dim. Ext. mm: 12x12x45

КУВЕТЫ ДЛЯ УФ-ДИАПАЗОНА

PMMA ДЛЯ УФ-ДИАПАЗОНА

Нар. диам. мм 12x12x45



Art.	Modell Type Модель	Cap. ml	Lichtweg Path length Длина оптического пути	Fenster Window Окно
1939	Macro	4,5	10	
1941	Hohe Form / High form / Макро	2,5	10	4x22
1948	Niedrige Form / Low form / Полумикро	1,5	10	4x31
1961	4 optische Fenster / 4 clear faces / 4 прозрачные поверхности	4,5	10	

SPATEL FÜR KÜVETTEN

PS

DISPOSABLE STIRRER FOR CUVETTES

PS

ПАЛОЧКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

PS

Art.	Länge mm / Length mm / Длина mm	Ø mm
939	90	3

STOPFEN FÜR KÜVETTEN

LDPE

Druckstopfen aus Polyethylen zum Verschließen der Küvetten mit quadratischem Querschnitt (10x10 mm). Ideal für das Schütteln der Probe oder als Sicherheit im Falle eines versehentlichen Umkippen.

CAP FOR CUVETTES

LDPE

Push-in PE stoppers for closing cuvettes with square openings (10 x 10 mm) Designed to prevent sample spillage caused by jostling and protection if sample is accidentally overturned.

КРЫШКИ ДЛЯ КЮВЕТ

LDPE

Нажимная полиэтиленовая крышка для кюветы с квадратным горлом (10x10 мм). Идеальны при случайной тряске образца для предотвращения переворачивания.

Art.	Dim. mm
1962*	10x10

*Für / For / Для 1937/ 1960 / 1939 / 1961

KÜVETTENSTÄNDER

PE

Für 12 Küvetten (10 mm) zur Aufbewahrung in senkrechter Position für die Vorbereitungsarbeiten und in waagerechter Position für die sichere Aufbewahrung.

CUVETTES HOLDER

PE

Can accommodate 12x10 mm cuvettes vertically in firm recesses for preparation work, or 12x10 mm cuvettes horizontally for storage and protection. In storage mode the racks are stackable.

ПОДСТАВКА ПОД КЮВЕТЫ

PE

Вмещает 12x10 мм кювет, закрепляющихся в вертикальном положении для выполнения работ, и в горизонтальном положении для хранения и предотвращения от повреждений.

Art.	Stellplätze / Places / Число кювет	Küvettentyp mm / Cuvettes mm / Тип кювет mm	Dim. mm
260	12	12x12	170x50x15h

SEGMENTE FÜR COBAS MIRA®-SYSTEME

PMMA

Segmente mit 12 Küvetten im Magazin für Cobas Mira®-Systeme, aus Polymethylmethacrylat (PMMA). Die Herstellungsverfahren und die Qualitätskontrolle gewährleisten die hohe reproduzierbarkeit. Verfügbar als Rack mit 15 Segmenten für Geräte mit Einzugsmechanik oder als Einzelpackung.

COBAS MIRA® MULTI-CUVETTES

PMMA

12-position polymethyl methacrylate (PMMA) multiple cuvette segments for the Cobas Mira® analyzer. A high-tech production process and stringent quality control guarantee high reproducibility. Available in racks of 15 cuvette segments for devices with continuous throughput or in single segments.

СЕГМЕНТЫ ДЛЯ COBAS MIRA®

PMMA

Сегмент на 12 кювет Cobas Mira®, изготовленный из полиметилакрилата (PMMA). Технология изготовления и контроль качества определяют высокую воспроизводимость. Поставляются в треках по 15 сегментов, предназначенных для инструментов с тяговыми устройствами, или в штучных упаковках.

Art.	Segment mit 12 Küvetten / 12 cuvettes segment / Трек для 12 кювет
1500	Rack 15 pcs
1501	Einzel / Single / Одиночный





MIKROREAGENZGLAS MIT STOPFEN FÜR COBAS-BIO® UND COBAS MIRA®

PE

Mikroreagenzgläser mit Stopfen aus PE für Cobas Bio® - und Cobas Mira®-Systeme, in vier Farben erhältlich.

MICRO TEST TUBES WITH CAPS FOR COBAS-BIO® AND COBAS MIRA®

PE

Micro test tubes with caps made of HDPE for Cobas Bio® and Cobas Mira® automatic analyzers. Available in four colours.

МИКРОПРОБИРКА С КРЫШКОЙ ДЛЯ COBAS-BIO® И COBAS MIRA®

PE

Микропробирки с крышкой для приборов Cobas Bio® и Cobas Mira®, выпускаются микропробирки четырех цветов.

Art.	Farbe / Color / Цвет	Ø mm	h mm	Cap. ml
2940-00	Neutral / Neutral / Бесцветный	7,65	35,5	0,70
2940-04	Blau / Blue / синий	7,65	35,5	0,70
2940-06	Gelb / Yellow / Желтая	7,65	35,5	0,70
2940-13	Orange / Red-Orange / Оранжевая	7,65	35,5	0,70



MIKROREAGENZGLÄSER

PP

VERBESSERTER VERSION. Hochtransparentes PP-Reagenzglas für einfaches Testen von Proben. Flacher Verschluss mit mattem Schreibbereich. Flüssigkeitsdicht für die Zentrifuge bis zu RCF 21.000 x g. Große abgerundete Öffnungslasche für einfaches Öffnen/Verschließen und Verschlusskopf mit einem durchbohrbaren 3mm-Bereich. Autoklavierbar mit offenem Verschluss bei 121°C für 20 Minuten. Erhältlich in den Farben: neutral (00), blau (04), gelb (06), rosa (13), grün (12).

MICRO TEST TUBES

PP

UPGRADE. High transparency PP tube for easy sample checking. Flat cap with large frosted writing surface. Liquid tight for centrifugation up to RCF 21.000 x g. Large opening tab featuring rounded surfaces for smoother open/close routine and cap top with 3mm pierceable area. Autoclavable at 121°C for 20 minutes with open cap. Available in: neutral (00), blue (04), yellow (06), pink (13) and green (12).

МИКРОПРОБИРКИ ДЛЯ ОБРАЗЦОВ

PP

МОДЕРНИЗАЦИЯ. Высокопрозрачная пробирка из полипропилена для легкой проверки образцов. Плоская крышка с большой матовой поверхностью для записи. Герметична, выдерживает воздействие центрифуги на скорости до RCF 21.000. Большой открывающийся язычок с закругленными краями обеспечивает мягкое открытие/закрытие. Верхняя крышка с областью для прокалывания размером 3 мм. Выдерживает автоклавирование при температуре +121°C в течение 20 минут с открытой крышкой. Предусмотрен выпуск следующих цветов: бесцветный (00), синий (04), желтый (06), розовый (13) и зеленый (12).

Art.	ml	Типо / Type / Type	Mat.	RCF X g
298	Mit Verschluss / With cap / с крышкой	1,5 Eppendorf®	PP	21.000



MIKROREAGENZGLÄSER

PP UND PE

Aus durchsichtigem PP/PE, ideal für die Probenanalyse. Auch verwendbar für den Versand von Proben. Die Gläser sind beständig gegen eine Zentrifugalkraft von bis zu RCF 11.000 x g. Die Artikel 297 und 1298 sind bei offenem Verschluss autoklavierbar bei 121°C für 20 Minuten.

MICRO TEST TUBES

PP AND PE

Made of clear PP/PE they are ideal for sample analysis. It can be used for sample shipping as well. The tubes can withstand a centrifuge force of up to RCF 11.000 x g. Art. 297 and 1298 autoclavable at 121°C for 20 minutes with open cap.

МИКРОПРОБИРКИ ДЛЯ ОБРАЗЦОВ

PP И PE

Изготовлены из прозрачного PP/PE, идеально подходят для анализа образцов, а также, могут применяться для их перевозки. Пробирки выдерживают воздействие центрифуги на макс. скорости до 11.000 RCF. Изделия № 297 и 1298 выдерживают автоклавирование при температуре +121°C в течение 20 мин. с открытой крышкой.

Art.	ml	Типо / Type / Type	Mat.	RCF X g
297	Ohne Verschluss / No cap / без крышки	1,5 Eppendorf®	PP	11.000
1298	Mit Verschluss / With cap / с крышкой	0,5 Eppendorf® / Vitraton Akes®	PP	11.000
1299	Mit Verschluss / With cap / с крышкой	0,5 Beckman®	PE	11.000



GRADUIERTE MICRO PROBENRÖHRCHEN

PP

Sehr nützlich für den Versand von Proben zu Analysezielen. Sie können mit einer entsprechenden Zentrifuge bis max. 11.000 RCF verwendet werden. Flacher Verschluss mit Beschriftungsfeld. Art. 279 ist in folgenden Farben erhältlich: neutral (00), blau (04), gelb (06), rosa (13), grün (12).

GRADUATED MICRO TEST TUBES

PP

Ideal for samples analysis. Depending on centrifuge being used, these tubes can withstand a centrifugal force of up to RCF 11.000. Flat cap with writing area. Art. 279 available in: neutral (00), blue (04), yellow (06), pink (13) and green (12).

ГРАДУИРОВАННЫЕ МИКРОПРОБИРКИ ДЛЯ ОБРАЗЦОВ

PP

Широко применяются при перевозке образцов для последующего анализа. Выдерживают воздействие центрифуги на макс. скорости до 11000 RCF. Плоская крышка с полем для надписи. Кат. № 279 выпускается в следующей цветовой гамме: бесцветный (00), синий (04), желтый (06), розовый (13), зеленый (12).

Art.	ml	Typ / Type / Тип	Mat.	RCF X g
279	Graduiert, mit Verschluss / Graduated with cap / градуированные с крышкой	1,5 Eppendorf®	PP	11.000

**GESTELL FÜR
MIKROPROBENRÖHRCHEN**

PP

Besonderes Design Design, für 20 Probenröhrchen auf zwei Ebenen, mit nummerierten Stellplätzen (1-10; 11-20); wird der Artikel 295 verwendet, können mehrere Gestelle miteinander verbunden werden. Ausgezeichnet für die Vorbereitung der Proben. Autoklavierbar.

**MICRO TEST TUBE RACK
PREPARATION**


PP

Unique, dual level design for holding 20 tubes in pre-numbered cavities (1-10; 11-20). Racks have locations on the base to enable attachment in rows or back to back to each other using optional linking clips. Excellent for preparation work. Autoclavable

ШТАТИВ ДЛЯ МИКРОПРОБИРОК

PP

Оригинальная конструкция, вмещает 20 микропробирок, расположенных на двух уровнях с пронумерованными отверстиями (1-10; 11-20), используя устройство кат.№295 можно соединить несколько штативов вместе. Незаменим при подготовке образцов. Выдерживает стерилизацию автоклавом.



Art.	Mikroprobenröhrchen Test tubes Микропробирка	Farbe Clour Цвет	Stellplätze Places Число пробирок	Dim. mm	h mm
296	298 / 297	Weiß / White / Белый	20	90x210	49
295	Set mit 6 Klemmen für 296 / Pack of 6 linking clips / Набор из 6 зажимов для 296				

GEFÄSS FÜR COULTER®-ZÄHLER

PS, MIT DECKEL AUS PE

Einweggefäße aus Polystyrol mit Deckel aus Polyethylen für Toa®-Zähler und Royco-Hycel®-Zähler

COULTER® CELL COUNTER CUP

PS, CAP IN PE

Disposable PS beakers for Toa® and Royco-Hycel® cell counters

**СТАКАН ДЛЯ ЦИТОМЕТРА
COULTER®**

PS, КРЫШКА ИЗ PE

Стаканчики одноразового использования из полистирола для цитометрии приборами Toa® и Royco-Hycel®



Art.	Ø mm	h mm
936	30	56

**AMPULLE FÜR
FLÜSSIGZINTILLATION**

PE

Unzerbrechliche Ampullen, geeignet für jede Art der Flüssigszintillation. Dicke Wände zur Vermeidung eines Lösungsverlusts. Spezieller Gewindeverschluss aus Polypropylen für festes Verschließen (Art. 933). Einsteckampullen, Kapazität 4ml, mit Schraubverschluss (Art. 934).

SCINTILLATION VIALS

PE

Unbreakable vials compatible with all liquid scintillation counters. Heavy walled to minimize solvent losses. Special PP screw cap to achieve leakproof closure (Art. 933). Insert vials, capacity of 4 ml, supplied with screw caps. (Art. 934).

**СЦИНТИЛЯЦИОННЫЕ
ФЛАКОНЫ**

PE

Небьющиеся флаконы, совместимые со всеми сцинтиляционными счетчиками. Толстостенные для минимизации потерь растворителя. Особая закручивающаяся крышка из полипропилена обеспечивает герметичное закрытие (кат. 933). Флаконы, предназначенные на установки вовнутрь прибора, снабжены закручивающимися крышками (кат. 934).



Art.		Ø mm	Ohne Deckel Without cap mm Без крышки	Mit Deckel With cap mm С крышкой	ml
933	Macro	26,5	57,50	60,10	20
934	Mini	13,71	52,50	53,60	4

**PROBENBECHER FÜR
BOEHRINGER ES 300®, ES 600®**

PS

Probenbecher aus Polystyrol für Enzymun-Test System Boehringer ES 300® und ES 600®

**BOEHRINGER ES 300®, ES 600®
SAMPLE CUP**

PS

PS sample cup for the Boehringer ES 300® and ES 600® Enzymun-Test System

**СТАКАНЧИК ДЛЯ ПРОБ ДЛЯ
BOEHRINGER ES 300®, ES 600®**

PS

Стаканчик для проб из полистирола для испытательных систем Enzymun-Test System Boehringer ES 300® и ES 600®.



Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm
2602	2,5 approx.	11	40



PROBENBECHER FÜR TECHNICON®, BECKMAN®, KONELAB®

PS

Probenbecher aus Polystyrol für Analytoren Technicon®, Beckman® und Konelab®. Für einige ist ein Schnappdeckel als Zubehör erhältlich.

TECHNICON®, BECKMAN®, KONELAB® SAMPLE CUP

PS

PS sample cup for Technicon®, Beckman® and Konelab® analyzers. On some models an optional push-in stopper is available.

СТАКАНЧИК ДЛЯ ПРОБ ДЛЯ TECHNICON®, BECKMAN®, KONELAB®

PS

Стаканчик для проб из полистирола для анализаторов Technicon®, Beckman® и Konelab®. Для некоторых моделей возможно приобретение нажимных крышек по желанию заказчика.

Art.	Typ / Type / Тип	Cap. ml	Ø mm	h mm
2501*	TBK	1,5	13,8	22,6
2502*	TK	2,0	13,7	24,9
2503*	TK	1,5	13,9	24,7
2508	TK	4,0	17,26	37,9

Legend

Technicon®: T - Beckman®: B - Konelab®: K

* Eindrückdeckel Art.-Nr. 2514 / * Suitable cap art. 2514 / * Крышка Кат. № 2514



PROBENBECHER FÜR CENTRIFICHEM®, TECHNICON®, BECKMAN®

PS

Probenbecher aus Polystyrol für Analytoren Centrifichem®, Technicon®, Beckman®. Für einige ist ein Schnappdeckel als Zubehör erhältlich.

CENTRIFICHEM®, TECHNICON®, BECKMAN® SAMPLE CUP

PS

PS sample cup for Centrifichem®, Technicon® and Beckman® analyzers. An optional push-in stopper is available for some models.

СТАКАНЧИК ДЛЯ ПРОБ ДЛЯ CENTRIFICHEM®, TECHNICON®, BECKMAN®

PS

Стаканчик для проб из полистирола для анализаторов Centrifichem®, Technicon®, Beckman®. Для некоторых моделей возможно приобретение нажимных крышек по желанию заказчика.

Art.	Typ / Type / Тип	Cap. ml	Ø mm	h mm
2510*	Centrifichem®	0,25	13,7	16,4
2511*	TBG	0,50	13,55	24,5

Legend:

Technicon®: T - Beckman®: B - Konelab®: K - Genseac®: G

* Eindrückdeckel Art.-Nr. 2512 und 2514 / * Suitable cap art. 2512 and 2514 / * Крышка Кат. № 2512 и 2514

2600	Hitachi® Mod: 705 - 706 - 712 - 7250-M/40 - S40	2,00	16,75	38
------	---	------	-------	----



DECKEL FÜR PROBENBECHER

PE

Verfügbar in der verdunstungsgeschützten Ausführung für Probenbecher Art.2510 und Art.2511 oder in der Ausführung als Schnappdeckel für die Artikelnummern: 2501 - 2502 - 2503 - 2510 und 2511.

SAMPLE CUP STOPPERS

PE

Available in the anti-evaporation version for Product Code 2510 and 2511 sample cups and in the push-in version for Product Codes 2501 - 2502 - 2503 - 2510 and 2511.

КРЫШКИ ДЛЯ СТАКАНЧИКОВ ДЛЯ ПРОБ

PE

Выпускается противоиспарительная модель для кат. № 2510 и 2511 и модель с нажимной крышкой для кат. 2501 - 2502 - 2503 - 2510 и 2511.

Art.	Typ / Type / Тип	Ø mm ext.	h mm
2512	Verdunstungsschutz für Art. 2510/2511 Anti evaporation for art. 2510 / 2511 Крышка для защиты от испарений для кат.№ 2510/2511	15,7	5,9
2514	Schnappdeckel für Art. 2501/2502/2503/2510/2511 Push-on for art. 2501/2502/2503/2510/2511 Крышка кат.№. 2501/2502/2503/2510/2511	16	8,5



KÜVETTE FÜR OLLI®

PS

Küvetten für Olli-C-analyzer®, in Polystyrolschauboxen mit 192 Stück verpackt, staubdicht.

CUVETTE FOR OLLI®

PS

Cuvettes for Olli-C-analyzer®, packed in PS dust proof boxes containing 192 pcs.

КУВЕТЫ ДЛЯ OLLI®

PS

Кюветы для прибора Olli-C-analyzer®, упакованные в коробки из вспененного полистирола по 192 шт., защищенные от попадания пыли.

Art.	Cap. ml	Stück pro Packung / pkg. pcs. / Упаковка шт	Ø mm	h mm
2618	4	192	11,85	50,80

KÜVETTEN FÜR FIBRINTIMER®

PS

Küvetten für Fibrintimer®, Gerät für die Bestimmung der Gerinnungszeit, mit 500 Metallstäbchen.

CUVETTES FOR FIBRINTIMER®

PS

Cuvettes for Fibrintimer® supplied with 500 metallic mixers.

КЮВЕТЫ ДЛЯ FIBRINTIMER®

PS

Кюветы для Fibrintimer®, прибора для определения периода коагуляции, оснащенные 500 металлическими перемешивателями.

Art.	Cap. ml	Stück pro Packung / pkg. pcs. / Упаковка шт	Ø mm	h mm
2630	1,3	500	11,9	34,5

KÜVETTEN FÜR AMELUNG®

PS

Küvetten für Amelung®, Gerät für die Bestimmung der Gerinnungszeit. Wird mit 1.000 Metallkugeln geliefert.

CUVETTES FOR AMELUNG®

PS

Cuvettes for Amelung®, determination of coagulation time. Supplied with 1.000 metallic mixer.

КЮВЕТЫ ДЛЯ AMELUNG®

PS

Кюветы для AMELUNG®, прибора для определения времени свертываемости крови. В комплект поставки входят 1000 металлических смесителей

Art.	Cap. ml	Stück pro Packung / pkg. pcs. / Упаковка шт	Ø mm	h mm
2631	1	1000	18,65 / 11,25	22,8
82631*	1	1000	18,65 / 11,25	22,8

* Ohne Metallstäbe / without mixers / без перемешивателей

ZYLINDERFÖRMIGE REAGENZGLÄSER

PS

Mit Schraubverschluss. Je nach der Anwendung sind diese Gläser nicht steril, steril in Bulkverpackung und steril in Einzelverpackung erhältlich.

CYLINDRICAL TEST TUBES

PS

Tight screw cap Taking into consideration the different applications, they are available sterile single packed, sterile multiple packed and not sterile.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПРОБИРКИ

PS

Снабжены закручивающимися крышками. Поставляются как нестерилизованные изделия, так и стерилизованные в стандартной и индивидуальной упаковке.

Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm	Desc.
88200	10	16	100	Bulk
88201	10	16	100	Sterile
88202	10	16	100	Indiv. Sterile
88205	15	16	120	Bulk
88207	15	16	120	Indiv. Sterile
88210	20	16	150	Bulk
88212	20	16	150	Indiv. Sterile

REAGENZGLÄSER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS

PP

Reagenzgläser mit Schraubverschluss (PE) zum Schnellverschluss, festschließend, für die Zentrifuge verwendbar. Die besondere Verschlussform verhindert Kontaminationen durch Flüssigkeitstropfen auf der Innenoberfläche. Die sterile Verpackung (Art. 88304) enthält ein Reagenzglas mit aufgeschraubtem Verschluss. In den folgenden Farben verfügbar: blau (04) - rot (10) - gelb (06) - weiß (03).

TEST TUBES WITH SCREW CAPS

PP

Test tubes with quick closure screw caps (PE). Leak-proof, and suitable for centrifugation. The design of the cap avoids any contamination due to drops of liquid on the inner surface. The sterile packing (Art. 88304) is supplied with the screw cap fitted on the test tube. Available in: blue (04) - red (10) - yellow (06) - white (03).

ПРОБИРКИ С ЗАКРУЧИВАЮЩИМИСЯ КРЫШКАМИ

PP

Пробирки с быстро закручивающимися крышками (полиэтилен). Герметичные, выдерживают обработку в центрифуге. Конструкция крышки позволяет избежать загрязнений внутренней поверхности вследствие скопления капель жидкости. Стерильная упаковка (кат. 88304) поставляется с закручивающейся крышкой, подходящей для пробирки. Выпускаются следующие цвета: синий (04) - красный (10) - желтый (06) - белый (03).

Art.	RCF x g	Ø mm	h mm	Cap. ml	Cont. pz.
88303	1000	16	100	13	1000
88304	Gamma radiation sterile	16	100	13	100





EINWEG-REAGENZGLÄSER

PS UND PP

Einweg-Reagenzgläser mit rundem oder konischem Boden, ohne Rand, für Laboranwendungen. Aus Polystyrol oder Polypropylen. Für die Zentrifuge verwendbar.

DISPOSABLE TUBES

PS AND PP

Disposable round or conical bottom tubes no rim, for laboratory use. Made of PS or PP. Can be used in centrifuge.

ПРОБИРКИ ОДНОРАЗОВЫЕ

PS И PP

Пробирки одноразовые с круглым коническим дном, без бортика для общелабораторного использования. Изготовлены из полистирола или полипропилена. Выдерживают воздействие центрифуги.

Art.	Typ / Type / Тип	RCF x g	Ø mm	h mm	Cap. ml	Mat.
88301	Konisch / Conical / конические	1000	16	105	10	PS
88302	Zylindrisch / Cylindrical / цилиндрические	1000	16	100	10	PS
88307	Zylindrisch / Cylindrical / цилиндрические	1300	12	75	5	PS
88306	Zylindrisch / Cylindrical / цилиндрические	4000	13	75	5	PS
88320	Zylindrisch / Cylindrical / цилиндрические	1000	16	150	15	PS
88310	RIA	1300	11	70	5	PS
88308	Coagulometer	1300	11,5	55	3	PS
88108	Coagulometer	3500	11,5	55	3	PP



EINWEG-REAGENZGLÄSER, MIT RAND

PS UND PP

Einweg-Reagenzgläser mit rundem oder konischem Boden, mit Rand, für Laboranwendungen. Aus Polystyrol oder Polypropylen.

DISPOSABLE TUBES, WITH RIM

PS AND PP

Disposable tubes with round or conical bottom, with rim, for laboratory use. Made of PS or PP. Can be used in centrifuge.

ОДНОРАЗОВЫЕ ПРОБИРКИ С БОРТИКОМ

PS И PP

Пробирки одноразовые с бортиком с круглым или коническим дном для общелабораторного использования. Изготовлены из полистирола или полипропилена.

Art.	Typ / Type / Тип	RCF X g	Ø mm	h mm	Cap. ml	Mat.
88317	Zylindrisch / Cylindrical / цилиндрические	1300	12	87	5	PS
88319	Zylindrisch / Cylindrical / цилиндрические	1300	12	86	5	PP
88322	Zylindrisch / Cylindrical / цилиндрические	1000	16	99,3	10	PS
88323	Zylindrisch / Cylindrical / цилиндрические	3000	16	100	10	PP
88324	Konisch / Conical / конические	1000	16	100	10	PS
88325	Konisch / Conical / конические	3000	16	101	10	PP



MIT RIPPEN VERSEHENE VERSCHLÜSSE FÜR EINWEG-REAGENZGLÄSER

PE

Mit Rippen versehene Verschlüsse für Einweg-Reagenzgläser mit einem Durchmesser von 11 -13 mm oder 15 - 17 mm. Besonders sorgfältige Rippung. Verfügbar in folgenden Farben: neutral (00), blau (04), rot (10), grün (12), gelb (06).

FINNED PLUGS FOR DISPOSABLE TUBES

PE

Finned plugs for disposable tubes 11-13 mm or 15-17 mm in diameter. The finned plug has been carefully designed. Available colours: neutral (00), blue (04), red (10), green (12) and yellow (06).

КРЫШКИ РЕБРИСТЫЕ ДЛЯ ОДНОРАЗОВЫХ ПРОБИРОК

PE

Ребристые полиэтиленовые крышки для одноразовых пробирок диаметром 11-13 или 15-17 мм. Ребристость выверена. Выпускаются следующие цвета: бесцветный (00), синий (04), красный (10), зеленый (12), желтый (06).

Art.	Reagenzgläser / Test tubes / Пробирки
88305	15 - 17
88309	11 - 13



VERSCHLÜSSE FÜR EINWEG-REAGENZGLÄSER

PE

Farbe: Neutral - rot

STOPPERS FOR DISPOSABLE TEST TUBES

PE

Colour: neutral - red

ПРОБКИ ДЛЯ ОДНОРАЗОВЫХ ПРОБИРОК

PE

Цвет: бесцветные - Красный

Art.	Farbe / Colour / Бесцветный	Ø mm
88318	Neutral	11 (RIA)
88321	Für / For / Для 88320 Rot / Red / Красный	16

GRADUIERTE KONISCHE REAGENZGLÄSER

PP

Mit festschließendem Schraubverschluss aus PP. Roter Verschluss für die sterile Ausführung. Auch in der Ausführung mit Standboden erhältlich. (Resistent bis -80° C).

Art.	RCF X g	Cap. ml.	Dim. mm
84000	5000	15	17x120
84001	5000	15 Sterile	17x120
84016	5000	15 Sterile Single Packed	17x120
84002	5000	50	30x115
84003	5000	50 Sterile	30x115
84017	5000	50 Sterile Single Packed	30x115
84004*	3500	50	30x115
84005*	3500	50 Sterile	30x115
84018*	5000	50 Sterile Single Packed	30x115

* mit freistehender Basis / with self-standing bottom / с отдельным основанием

GRADUATED CONICAL TEST TUBES

PP

Supplied with PP tight screw cap. With red cap if sterile. Available also in the version with self-standing bottom. (Withstand up to -80° C).

ПРОБИРКИ КОНИЧЕСКИЕ ГРАДУИРОВАННЫЕ

PP

Снабжены полипропиленовыми плотно закрывающимися крышками. Стерильные пробирки снабжены красными крышками, с отдельным основанием. (выдерживают до -80° C)

**GRADUIERTE, KONISCHE REAGENZGLÄSER FÜR DIE ZENTRIFUGE**

PP

Konische Reagenzgläser mit einem Fassungsvermögen von 15 ml und 50 ml, aus besonders transparentem Polypropylen, mit einem großen weißen Beschriftungsfeld. Beständig gegen Temperaturen zwischen -80° C und +121° C. Ausgestattet mit einem blauen dichten Schraubverschluss, mit geschliffenem Rand, um das Öffnen und Schließen leichter und sicherer zu machen. Der Boden ist konisch, damit die gesamte Probe entnommen werden kann. Die volumetrischen Unterteilungen sind ausgesprochen sichtbar aufgedruckt und sind folgendermaßen vorbereitet: 15 ml-Röhrchen: 2 ml bis 15 ml in Schritten von 0,5 ml, 50 ml-Röhrchen: 5 ml bis 50 ml in Schritten von 2,5 ml. Auch für die Zentrifuge verwendbar; 15 ml-Röhrchen sind für Geschwindigkeiten bis zu 6200 U/Min x g geeignet, während die 50 ml-Röhrchen Geschwindigkeiten bis zu 9.400 U/Min x g standhalten. Die sterilisierten Ausführungen wurden mit Betastrahlung behandelt. Ideal für die Sammlung und den Transport von Proben. Die sterilisierten Ausführungen wurden mit Betastrahlen behandelt. Konzipiert für die Sammlung und den Transport von Proben. Die Reagenzgläser sind pyrogenfrei, endotoxinfrei, autoklavierbar und mit der CE-Kennzeichnung nach der Richtlinie 98/79/CE versehen.

GRADUATED CONICAL CENTRIFUGE TUBES

PP

15 and 50ml graduated conical tubes in high-transparency PP with large whitemarking area. Withstands temperature extremes of -80°C to +121°C. Includes blue thread-design plug-seal cap with ribbed edge for safe and easy opening and closing. Conical bottom for total sample recovery. Easy-to-read graduations are pre-printed as follows: 15 ml tubes are graduated in 0.5 ml subdivisions from 2 to 15 ml 50 ml tubes are graduated in 2.5 ml subdivisions from 5 to 50 ml. Sterile tubes are irradiated by ionizing beta radiation. Designed for sample collection or transportation. Apyrogenic, endotoxines/free, autoclavable and carry the CE conformity mark pursuant to Directive 98/79/CE

ПРОБИРКИ КОНИЧЕСКИЕ ГРАДУИРОВАННЫЕ ДЛЯ ЦЕНТРИФУГИ

PP

Конические пробирки объемом 15 и 50 мл, изготавливаются из полипропилена высокой прозрачности, имеют специальную белую поверхность для надписей. Устойчивы к температурному воздействию от -80°С до +121°С. Снабжены герметичными, закрывающимися крышками синего цвета, с загнутым краем, облегчающим открытие и закрытие. Дно конической формы для полного восстановления образца. Способ нанесения волюметрической разметки обеспечивает ее отличную видимость; на пробирках 15 мл объемом от 2 до 15 мл цена деления составляет 0,5 мл, на пробирках от 5 до 50 мл – 2,5 мл. Могут использоваться с центрифугой: пробирки 15 мл выдерживают до отн. центр. сил 6.200 x г, а пробирки 50 мл - отн. центр. сил 9.400 x г. Стерильные пробирки, прошедшие обработку бета-излучением. Разработаны для сбора или транспортировки проб. Апиrogenные, не содержат эндотоксинов, выдерживают автоклавирование, снабжены маркировкой соответствия требованиям ЕС согласно Директиве 98/79/CE.



Art.	RCF X g	Cap. ml.	Verpackung Pkg / Pkg. / Упаковка	Dim. mm
84006	6200	15	Bulkverpackung (50 Stck.) / Pack of 50 pcs / множественная (50 шт.)	17x121
84007	6200	15	Bulkverpackung (50 Stck.), ster. / Pack of 50 pcs - sterile / множественная (50 шт.), стерилизованная	17x121
84008	6200	15	Einzelverpackung, sterilisiert / Single sterile / индивидуальная, стерилизованная	17x121
84009	6200	15	Auf Schale (50 Stck.) / 50 pcs on PS tray / на поддоне (50 шт.)	17x121
84010	6200	15	Auf Schale (50 Stck.) / 50 pcs on PS tray / на поддоне (50 шт.)	17x121
84011	9400	50	Bulkverpackung (25 Stck.) / Pack of 25 pcs / множественная (25 шт.)	30x117
84012	9400	50	Bulkverpackung (25 Stck.), ster. / Pack of 25 pcs - sterile / множественная (25 шт.), стерилизованная	30x117
84013	9400	50	Einzelverpackung, sterilisiert / Single sterile / индивидуальная, стерилизованная	30x117
84014	9400	50	Auf Schale (25 Stck.) / 25 pcs on PS tray / на поддоне (25 шт.)	30x117
84015	9400	50	Auf Schale (25 Stck.), ster. / Sterile 25 pcs on PS tray / на поддоне (25 шт.), стерилизованная	30x117

PROBENBEHÄLTER

PS MIT DECKEL UND LÖFFEL AUS PE

Transparenter Behälter mit flüssigkeitsdichtem Deckel für unterschiedliche Proben (Speichel, Exsudate usw.). Ideal für Probenentnahme und -transport.

SPECIMEN CONTAINER

PS WITH PE LID

Specimen container made of PS with PE lid. Waterproof closure. Ideal for storage, collection and transportation of specimens.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПРОБ

PS, КРЫШКА ИЗ PE

Прозрачный контейнер для проб различных типов (слюна, мокрота) с крышкой. Идеален для отбора и транспортировки проб.



Art.	Gesamthöhe (+Deckel) mm Tot. H. (+lid) mm Общ. выс. (+крышка), мм	Außendurchmesser in mm Ext. Ø mm Нар. д., мм	Außendurchmesser Öffnung mm Mouth Ext. Ø mm Нар. Ø горла, мм	Außendurchmesser Deckel mm Lid Ext. Ø mm Нар. Ø крышки, мм	Nom. Deckel ml Nom. Cap. ml Ном. объем, мл	Randvoll bis Deckel ml Brimful Cap. ml Полный объем, мл
2598	31	36,7	45,20	47,20	22	32



**STUHLPROBENBEHÄLTER**

PP

Autoklavierbarer Sammelbehälter aus Polypropylen für Stuhlproben. Ideal zur Aufbewahrung, Sammlung und Beförderung von Proben.

SPUTUM COLLECTION CONTAINER

PP

Autoclavable PP sputum collection container with leakproof lid. Ideal for storage, collection and transportation of specimens.

ОДНОРАЗОВЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ СЛЮНЫ

PP

Выдерживающий автоклавирование контейнер с герметично закрывающейся крышкой для проб слюны. Идеален для хранения, сбора и перевозки образцов.

Art.	Gesamthöhe (+Deckel) mm Tot. H. (+lid) mm Общ. выс. (+крышка), мм	Außendurchmesser Boden mm Bottom Ext. Ø mm Нар. Ø дна, мм	Außendurchmesser Öffnung mm Mouth Ext. Ø mm Нар. Ø горла, мм	Außendurchmesser Deckel mm Lid Ext. Ø mm Нар. Ø крышки, мм	Nom. Deckel ml Nom. Cap. ml Ном. объем, мл	Randvoll bis Deckel ml Brimful Cap. ml Полный объем, мл
597	34,10	45	52,10	57	30	55

**STUHLPROBENBEHÄLTER**

PS MIT DECKEL UND LÖFFEL AUS PP

Behälter aus Polystyrol für die Entnahme und den Versand von Stuhlproben. Verschluss und Löffel aus in einem Stück gegossenem Polypropylen.

FAECES CONTAINER

PS WITH PP STOPPER AND SPOON

Particularly designed for collection and delivery of faeces. Made of transparent PS with stopper of PP, incorporating a small spoon to facilitate sample handling.

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ КАЛА

PS ПРОБКА И ЛОЖЕЧКА ИЗ PP

Контейнеры из полистирола, предназначенные для сбора и транспортировки проб кала. Полипропиленовая пробка и ложечка представляют собой единую конструкцию.

Art.	Cap. ml.	Ø mm	h mm
600	15	22,22	79,50
2595	60	41	55
2695	Sterile 60	41	55

**STUHLPROBENBEHÄLTER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS**

PS MIT VERSCHLUSS AUS PE

Behälter mit Schraubverschluss und Löffel, 30 ml und 60 ml. Auch in einer sterilen. Ausführung erhältlich.

SCREW CAP CONTAINER

PS WITH PE SCREW CAP

Container with screw cap and spoon, 30 ml and 60 ml. Available sterile.

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ КАЛА С ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ

PS КРЫШКА ИЗ PE

Контейнер с завинчивающейся крышкой и ложечкой, объемом 30 и 60 мл. Поставляются также стерилизованные изделия.

Art.	Desc.	Cap. ml.	Ø mm	h mm
5621	Mit Spatel und Löffel With spoon с ложечкой	30	25	92
5623	Einzel verpackt und steril mit Spatel + Etikett Indiv. wrapped sterile with spoon + label индивидуальная стерилизованная упаковка со шпателем этикетка	30	25	92
5632	Mit Spatel und Löffel With spoon с ложечкой	60	39	65
5633	Einzel verpackt und steril mit Spatel Indiv. wrapped sterile with spoon индивидуальная стерилизованная упаковка со шпателем	60	39	65

**BEHÄLTER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS**

PP

Zylindrische Form, mit großer Öffnung und einem festschließenden Schraubverschluss. In nicht steriler Ausführung und in steriler Ausführung in Einzelverpackung erhältlich.

SCREW CAP CONTAINER

PP

Cylindrical PP containers in PP material, wide mouth with screw cap lid. Available Sterile single packed and not sterile.

КОНТЕЙНЕРЫ С ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ

PP

Контейнеры цилиндрической формы с широким горлом с герметично закрывающейся крышкой. Поставляются также стерильные контейнеры в индивидуальной упаковке.

Art.	Desc.	Cap. ml.	Ø mm	h mm
5550		30	35	38
5551	Steriler Einzelpack / Indiv. wrap. sterile / индивидуальная стерилизованная упаковка	30	35	38
5560		60	35	70
5561	Steriler Einzelpack / Indiv. wrap. sterile / индивидуальная стерилизованная упаковка	60	35	70

URINPROBENBEHÄLTER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS

PP

60 ml-Behälter aus Polypropylen mit Schraubverschluss, für Urinproben. Die unsterile Ausführung ist mit einem blauen Schraubverschluss versehen. Im Multipack erhältlich. Die sterile Ausführung ist mit einem roten Schraubverschluss versehen. In Einzelpack erhältlich.

URINE CUPS WITH SCREW CAP


PP

60 ml PP urine cups with screw cap. Non-sterile cups have a blue screw cap and are available in multi-packs. Sterile cups have a red screw cap and are individually wrapped.

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МОЧИ С ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ

PP

Контейнеры из полипропилена по 60 мл с заворачивающейся крышкой предназначены для сбора мочи. Нестерилизованная версия поставляется с голубой крышкой и во множественной упаковке. Стерилизованная с красной крышкой в индивидуальной упаковке.



Art.	Desc.	Cap. ml.	Ø mm	h mm
5570		60	38	65
5571	Steriler Einzelpack / Indiv. wrap. sterile / индивидуальная стерилизованная упаковка	60	38	65

URINPROBENBEHÄLTER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS

PP

150 ml- und 200 ml-Behälter aus Polypropylen mit Schraubverschluss, für Urinproben. Die unsterile Ausführung ist mit einem blauen Schraubverschluss versehen. Im Multipack erhältlich. Die sterile und keimfreie Ausführung sind mit einem roten Schraubverschluss versehen. Mit satinierter Beschriftungsfeld, in Einzelverpackung erhältlich.

URINE CUPS WITH SCREW CAP

PP

150 and 200 ml PP urine cups with screw cap. Non-sterile cups have a blue screw cap and are sold in multi-packs. Sterile cups have a red screw cap and a satinized marking area and are individually wrapped.

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МОЧИ С ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ

PP

Контейнеры из полипропилена по от 150 до 200 мл с заворачивающейся крышкой предназначены для сбора мочи. Нестерилизованная версия поставляется с голубой крышкой и во множественной упаковке. Стерилизованная и асептическая - с красной крышкой, наличием специальной satinированной поверхности для надписи, в индивидуальной упаковке.



Art.	Desc.	Cap. ml.	Ø mm	h mm	Subdivis. ml
5640	Blauer Verschluss / Blue cap / Синяя крышка - Bulk	150	62,5	73	20
5642	Roter Verschluss / Red cap / Красная крышка Aseptische / Aseptic / асептические	150	62,5	73	20
5641	Roter Verschluss / Red cap / Красная крышка - Sterile	150	62,5	73	20
5643	Blauer Verschluss / Blue cap / Синяя крышка - Bulk	200	66	95	25
5644	Roter Verschluss / Red cap / Красная крышка - Sterile	200	66	95	25

BEHÄLTER FÜR URINPROBEN UND BIOLOGISCHE PROBEN

PS MIT VERSCHLUSS AUS PE UND PP

60 ml- Behälter aus Polystyrol mit Schraubverschluss aus Polyethylen und 200ml-Behälter mit Verschluss aus Polypropylen.

CONTAINERS FOR URINE AND BIOLOGICAL SPECIMENS

PS WITH PE AND PP SCREW CAP

60 ml PS container with PE screw cap and 200ml with PP screw cap.

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МОЧИ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБ

PS КРЫШКА ИЗ PP И PE

60-мл контейнеры из полистирола с полиэтиленовыми заворачивающимися крышками и 200-мл с полипропиленовыми заворачивающимися крышками.



Art.	Desc.	Cap. ml.	Ø mm	h mm
5630		60	39	65
5631	Einzel verpackt, aseptische mit Etikett Indiv. wrap. aseptic with label в инд. асеп. упаковке, с этикеткой	60	39	65
2596		200	66	85,5
2696	Einzel verpackt, aseptische mit Etikett Indiv. wrap. aseptic with label в инд. асеп. упаковке, с этикеткой	200	66	85,5

REAGENZGLÄSER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS

PS MIT VERSCHLUSS AUS PE

Reagenzgläser mit 12ml und 25ml Inhalt aus Polystyrol mit Schraubverschluss aus Polyethylen. Mit rundem Boden und Standboden. Auch in steriler Ausführung in Einzelverpackung. Die sterile Ausführung ist das 25ml-Reagenzglas mit einem beschreibbaren Selbstklebetikett ausgestattet.

TEST TUBES WITH SCREW CAPS

PS WITH PE SCREW CAP

12ml and 25ml PS tubes with PE screw caps. Tubes have a round bottom and a freestanding skirt. Sterile tubes are available individually wrapped. The 25ml individual tubes have a self-adhesive label for marking.

ПРОБИРКИ С ЗАВИНЧИВАЮЩИМИСЯ КРЫШКАМИ

PS И КРЫШКА ИЗ PE

Пробирки до 12 и 25 мл из полистирола с заворачивающимися полиэтиленовыми крышками. Округленное дно, предусмотрено опорное основание. Имеется стерилизованная версия в индивидуальной упаковке. Эта модель, объем которой составляет 25 мл, снабжена самоклеящейся этикеткой для записей.



Art.	Desc.	Cap. ml.	Ø mm	h mm
5600		12	16	102
5601	Sterile Einzelverpackung / Indiv. wrap. sterile / индивидуальная стерилизованная упаковка	12	16	102
5620		25	25	92,4
5622	Sterile Einzelverpackung / Indiv. wrap. sterile / индивидуальная стерилизованная упаковка	25	25	92,4

**BEHÄLTER MIT SCHNAPPDECKEL**

PS

Zylindrische Form, mit großer Öffnung und einem festschließenden Schnappdeckel.

SNAP-ON LIDS CONTAINERS

PS

Cylindrical containers in PS material, wide mouth with snap on lid.

КОНТЕЙНЕРЫ С ЗАКРЫВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ

PS

Контейнеры цилиндрической формы с широким горлом с герметично закрывающейся крышкой.

Art.	Ø mm	h mm	Cap. ml
2580	34	41	30
2585	34	60	35

**BLUTSENKUNGSSYSTEM**

PS / PP

Dieses System erlaubt eine schnelle und sichere Ausführung der Messung der Blutsenkungsgeschwindigkeit nach der Westergreenmethode. Das System besteht aus einem Reagenzglas aus Polypropylen in der Größe 12x86 mm, das etikettiert ist, und einem rosafarbenen Deckel mit 0,2ml Natriumzitat. Die Pipette aus Polystyrol ist mit einer im Siebdruckverfahren aufgedruckten Gradierung von 0 bis 180 mm versehen, sie ist mit einem Faserverschluss versehen, dem der Punkt 0 entspricht und einem Kolben, der dank des Drucks im Inneren des Reagenzglases ein schnelles Füllen der Pipette ermöglicht. Durchführung des Tests:

- 1 - das Reagenzglas bis zum Zeichen auf dem Etikett mit Blut füllen (1 ml)
- 2 - vorsichtig für die Inversion mischen
- 3 - die Pipette einführen, bis das Blut das Niveau 0 erreicht
- 4 - 60 Minuten warten und ablesen.

ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE SYSTEM

PS / PP

The Sedi-Rate system allows a rapid and safe execution of the ESR test according to the Westergreen method. The system is composed of a tube in PP (12x86 mm) with label, complete with pink-cap containing 0,2 ml sodium citrate. The pipette in PS is silk-screened with a graduation scale from "0" to "180" and is provided with a fibre cap (allowing the blood to reach the 0 level) and with a little piston allowing a quick filling of the pipette thanks to the pressure exerted within the tube. Test procedure:

- 1 - fill the test tube with whole blood up to the mark on the label (1 ml)
- 2 - mix delicately by turning it over
- 3 - insert the pipette until the blood reaches the 0 level
- 4 - wait 60 minutes and read.

СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЭ

PS / PP

Эта система позволяет быстро и надежно определить СОЭ по методу Вестергрена. Система состоит из полипропиленовой пробирки (12x86 мм), содержащей 0,2 мл цитрата натрия, снабженной этикеткой и розовой крышкой. Пипетка из полистирола с градуировкой от 0 до 180 мм, нанесенной трафаретной печатью, снабжена волокнистой пробкой, уровнем которой соответствует отметка 0, и небольшим поршнем для заполнения пипетки за счет повышения давления внутри нее. Порядок выполнения анализа:

1. наполните пробирку цельной кровью до отметки на этикетке (1 мл)
2. осторожно перемешайте, переворачивая пробирку
3. вставьте пипетку и подождите, пока кровь не достигнет отметки «0»
4. через 60 минут оцените результаты.



Art.	Desc.
88435	Reagenzglas aus PP 12x86 mm mit rosafarbenem Verschluss komplett mit Art. 88437 Test tube in PP 12x86 mm with pink cap complete with Art. 88437 Пробирка из ПП 12 x 86 мм с розовой крышкой кат. № 88437
88436	Halter mit 10 nummerierten Stellplätzen für das System SEDI-RATE 10 place numbered rack for SEDI-RATE system Штатив для 10 пробирок, пронумерованных по системе SEDI-RATE
88437	Pipette aus PS / Pipette in PS / Пипетка из ПС

**EINWEG-SPITZEN FÜR
AUTOMATISCHE MIKROPIPETTEN**

Sie werden aus hochreinem Propylen hergestellt und sind kadmiumpf. Sie weisen eine hohe Transparenz und eine ausgezeichnete Wasserabstoßung auf, um die Flüssigkeitsretention an den Innenseiten gering zu halten. Die optimale Zentrierung des Lochs an der Spitze erlaubt eine sichere Richtfähigkeit der Flüssigkeiten beim Entleeren. Diese Spitzen werden für die Verwendung zusammen mit den automatischen Kartell-Mikropipetten empfohlen, garantieren optimale Ergebnisse aber auch, wenn sie mit Mikropipetten anderer handelsüblicher Hersteller verwendet werden. Die Einwegspitzen von Kartell werden in drei verschiedenen Verpackungen angeboten, um die unterschiedlichen Anforderungen am zweckmäßigsten zu erfüllen:

- lose im Beutel
- im Rack
- als Nachfüllbox für das Rack

LOSE IM BEUTEL

Alle Einweg-Spitzen von Kartell werden in dieser Verpackungsart angeboten.

**TIPS, DISPOSABLE FOR
AUTOMATIC MICROPIPETTES**

Manufactured from virgin cadmium-free PP. High clarity and excellent water-repellent properties designed to keep sample retention within the tip to a minimum. The precise centering of the orifice at the end of the tip guarantees reliable directionality of the sample when delivered. These tips are recommended for use with the Kartell automatic micropipettes but deliver excellent results even if used with the most other micropipette brands available on the market. Disposable Kartell tips come in three different package types to satisfy a variety of needs as economically as possible:

- bulk bag
- packed in racks
- refills for reloading racks

BULK BAG

All disposable Kartell tips are available in bulk.

**ОДНОРАЗОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ
МИКРОПИПЕТОК**

Изготавливаются из чистого полипропилена высочайшего качества, не содержат кадмия. Отличаются прозрачностью и высокой степенью гидрофобности для минимального задержания жидкости на внутренних поверхностях. Оптимальная центровка отверстия на наконечнике гарантирует заданное направление движения жидкости при опорожнении. Рекомендуется использовать эти наконечники с автоматическими микропипетками, выпускаемыми Kartell, однако, достижение отличных результатов при использовании пипеток других производителей не вызывает сомнений. Одноразовые наконечники выпускаются в 3 различных упаковках, что позволяет наилучшим образом удовлетворить самые разнообразные требования:

- россыпью в пластиковых пакетах
- в штативах
- штативах в качестве сменного блока.

**УПАКОВАННЫЕ В
ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ**

Все наконечники одноразового использования, выпускаемые компанией Kartell, поставляются в упаковке этого типа.

RACK

Einige Spitzen werden auch im Rack angeboten. Die Boxen bestehen aus Polypropylen und sind mit einem Schnapdeckel versehen. Die "Makro"-Spitzen (5.000 µl und 10.000 µl) sind mit einem waagerechten Schiebedeckel versehen. Die Boxen und Spitzen sind bei +121°C und für 20 Minuten autoklavierbar.

RACK

Some disposable tips are also available racked. Boxes containing the racks are in PP and have a snap-on lid. Boxes containing "macro" tips (5,000 µl and 10,000 µl) have a sliding horizontal cover. Containers and tips are autoclavable to +121°C for 20 minutes.

ШТАТИВ

Различные одноразовые наконечники поставляются также и установленными в штатив. Коробки, в которые укладываются наконечники, изготавливаются из полипропилена и снабжаются нажимными крышками. Коробки с «макро» наконечниками (5000 мкл и 10000 мкл) имеют скользящие горизонтальные крышки. Коробки и наконечники выдерживают автоклавирование при температуре +121°C в течение 20 минут.

NACHFÜLLBOX


Ein System mit Gittergestell und Spitzen. Empfohlen für die Wiederverwendung der leeren Boxen nach der Verwendung der Ausführung als Rack. Für mehrere Spitzenausführungen, außer für die "Makro"-Spitzen erhältlich (5.000 µl und 10.000 µl). Als Option sind für alle Ausführungen leere Boxen aus gelbem Polycarbonat erhältlich. Als Alternative können die Boxen aus durchsichtigem Polycarbonat mit waagerechtem Schiebedeckel bestellt werden, die in zwei unterschiedlichen Höhenmaßen erhältlich sind und für die Spitzen der Nachfüllbox bis 250 µl oder für 1.000 µl geeignet sind.

REFILL

System comprising a support plate with an array of holes containing pipe tips. Designed for the reuse of empty racked tip boxes once the racked tips are used. Several tip styles are available, with the exception of the "macro" tips (5,000 µl and 10,000 µl). As an option for all refill tips, with the exception of "macro" tips (5,000 µl and 10,000 µl), spare empty racked tip boxes are available in yellow PP. As an alternative, clear polycarbonate boxes with a horizontal sliding cover can be used; there are two different formats: one for refill tips with a volume range up to 250 µl and the other for refill tips with a volume range up to 1,000 µl.

СМЕННЫЙ БЛОК

Система состоит решетчатой опоры, заполненной наконечниками. Предусмотрено повторное использования коробки после того, как все наконечники закончатся. Производится для наконечников различных типов, за исключением «макро» (5000 и 10000 мкл). По желанию заказчика для наконечников всех типов кроме «макро» могут поставляться пустые сменные коробки из желтого полипропилена. В качестве альтернативы, производится также коробки из полупрозрачного поликарбоната с горизонтальной скользящей крышкой; предусмотрены модели двух вариантов высоты для сменного блока наконечников от 250 до 1000 мкл.



KOMPATIBILITÄT LOSE KARTELL-SPITZEN

KARTELL TIPS COMPATIBILITY

СОВМЕСТИМОСТЬ С СТАРЫМИ НАКОНЕЧНИКОВ КАРТЕЛЛ

Cod.	Kartell micropipettes	Rack	Refill	Other micropipettes brands
959	PLURIPET PL2, PLURIPET PL10, MiniFIX 5, LABOFIX 5, PLURIPET II-20	9650	9746	Eppendorf 0,5 - 10 µl - Gilson pipetman - Biohit proline - Brand transferpette - dsg slpette - pt10 - dsg wpw-pet 10 µl - Elkay exelpette ex10 - Finnipette research d10 - Genex genexpette gx10 - Jencons sealpette sp10 - Nichiryo "5000-dg np10" - Socorex
960	PLURIPET PL20, PLURIPET PL100, PLURIPET PL200, PLURIPET II-100, PLURIPET II-200, MULTIPET 8-50, MULTIPET 12-50, MULTIPET 8-300, MULTIPET 12-300, MiniFix 10-20-25-50-100-200, LABOFIX 10-20-25-50-100-200	9641	9749	Eppendorf research - Eppendorf reference - Gilson pipetman p20, p100, p200 - Brand transferpette - Biohit proline pr20/pr50/pr100/pr200 - dsg sl-pette pt20/pt50/pt100/pt200 - dsg wpw-pet 20/100/200 ul - Elkay exelpette ex20/ex50/ex100/ex200 - Finnipette research d20/d40/d100/d200 - Genex genexpette gx20/gx50/gx100/gx200 - Jencons sealpette sp20/sp50/sp100/sp200 - Nichiryo "5000-dg np20, np100, np200" - Socorex
961	PLURIPET PL1001, PLURIPET II-1000, MiniFIX 250-500-1000, LABOFIX 250-500-1000	9640	9748	Eppendorf 100 to 1000 ul - gilson pipetman p1000 - biohit proline pr1000 - brand transferpette up to 1000 ul - dsg sl-pette pt1000 - dsg wpw-pet 1000 ul - elkay exelpette ex1000 - finnipette research d1000 - genex genexpette gx1000 - jencons sealpette sp1000 - nichiryo "5000-dg np1000" - socorex
971	MULTIPET 8-300, MULTIPET 12-300	9644	9752	Biohit - Finnipette research - Labssystem - Gilson pipetman p200
958	PLURIPET PL20, PLURIPET PL100, PLURIPET PL200, MULTIPET 8-50, MULTIPET 12-50, MULTIPET 8-300, MULTIPET 12-300, MiniFix 10-20-25-50-100-200, LABOFIX 10-20-25-50-100-200	9643	-	Gilson pipetman p1000 - Eppendorf 100 to 1000 ul - Biohit proline pr1000 - dsg slpette pt1000 - dsg wpw-pet 1000 ul - Elkay exelpette ex1000 - Finnipette research d1000 - Genex genexpette gx1000 - Jencons sealpette sp1000 - Nichiryo "5000- dg np1000" - Socorex - Oxford
935	-	9647	9754	Eppendorf 20 to 300 ul - Gilson pipetman p100, p200 - Brand transferpette 20 to 300 ul - Biohit / Elkay / Jencons 20 to 300 ul - Finnipette research d100, d200 - Nichiryo "5000-dg np100, np200" - Socorex
941	PLURIPET PL1001	9645	9753	Gilson pipetman p1000 - Eppendorf 100 to 1000 ul - Biohit proline pr1000 - dsg slpette pt1000 - dsg wpw-pet 1000 ul - Elkay exelpette ex1000 - Finnipette research d1000 - Genex genexpette gx1000 - Jencons sealpette sp1000 - Nichiryo "5000- dg np1000" - Socorex - Oxford
940	PLURIPET PL20, PLURIPET PL100, PLURIPET PL200, MULTIPET 8-300, MULTIPET 12-300	-	9751	Gilson pipetman p20, p100, p200 - Eppendorf research - Eppendorf reference - Biohit proline pr20/pr50/pr100/pr200 - dsg sl-pette pt20/pt50/pt100/pt200 - dsg wpw-pet 20/100/200 ul - Elkay exelpette ex20/ex50/ex100/ex200 - Finnipette research d20/d40/d100/d200 - Genex genexpette gx20/gx50/gx100/gx200 - Jencons sealpette sp20/sp50/sp100/sp200 - Nichiryo "5000-dg np20, np100, np200"
956	PLURIPET PL2, PLURIPET PL10, PLURIPET II-2, PLURIPET II-10, MiniFIX 5, LABOFIX 5	9646	9747	Gilson pipetman p2, p10 - Eppendorf 0,1 - 2,5 ul - Biohit proline pr10 - dsg sl-pette pt10 - Elkay exelpette ex10 - Finnipette research d2/d10 - Genex genexpette gx10 - Jencons sealpette sp10 - Nichiryo "5000-dg np2, np10"
979	PLURIPET PL20	9657	9745	Eppendorf research - Eppendorf reference
984	PLURIPET PL5.000, PLURIPET II-5.000	9648	-	Gilson pipetman p500 - Nichiryo "5000-dg np5000" - Socorex "calibra 832-2000"
964	PLURIPET PL5.000	9649	-	Biohit proline pr5000 - dsg sl-pette pt5000 - dsg wpw-pet 5000 ul - Eppendorf research 500 to 5000 ul - Genex genexpette gx5000 - Jencons sealpette sp5000 - Socorex new
943	PLURIPET PL10.000, PLURIPET II-10.000	9848	-	Gilson pipetman p10 ml - Finnipette research - Socorex - Labssystem
942	-	-	-	Finnipette research - Labssystem - Brand
944	-	-	-	Gilson - Eppendorf - Biohit - Socorex - HTL
963	-	-	-	Oxford - Finnipette research - Labssystem
965	-	-	-	Beckman - Sherwood - Lancer
966	-	-	-	Oxford slimline - Diamed microtyp system
967	-	-	-	Oxford - Finnipette research - Labssystem
968	-	-	-	MLA
969	-	-	-	MLA - Finnipette colour
957	-	-	-	Kartell - Gilson - Eppendorf - Biohit - Hamilton

KOMPATIBILITÄT DER KARTELL-SPITZEN MIT DEN GEBRÄUCHLICHEN MARKEN VON MIKROPIPETTEN

KARTELL TIPS COMPATIBILITY WITH MOST COMMON MICROPIPETTE BRANDS

НАКОНЕЧНИКИ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ KARTELL СОВМЕСТИМЫ С БОЛЬШИНСТВОМ СТАНДАРТНЫХ МАРК ПИПЕТОК

Micropipettes brands	Cap.	Colour	Unpacked	In rack	Refill/Rack	In Rack econ.	With filter in rack
Beckman®	-1000 µl	Neutro	965	-	-	-	-
Biohit®	0,1 - 10 µl	Crystal	956	9646	9747	-	9638
Biohit®	2 - 200 µl	Giallo	960	9641	9749	9605	9632
Biohit®	2 - 300 µl	Neutro	971	9644	9752	-	100 µl Neutro
Biohit®	10 - 300 µl	Neutro	935	9647	9754	-	-
Biohit®	100 - 1000 µl	Blu	961	9640	9748	-	9637
Biohit®	200 - 1000 µl	Blu	957	-	-	9615	9631 Neutro
Biohit®	1000 - 5000 µl	Neutro	964	9649	-	-	-
Brand®	2 - 200 µl	Giallo	960	9641	9749	9605	9632
Brand®	2 - 300 µl	Blu	961	9640	9748	-	100 µl Neutro
Brand®	100 - 300 µl	Neutro	942	-	-	-	9631 Neutro

KOMPATIBILITÄT DER
KARTELL-SPITZEN MIT DEN
GEBRÄUCHLISTEN MARKEN VON
MIKROPIPETTEN

KARTELL TIPS COMPATIBILITY
WITH MOST COMMON
MICROPIPETTE BRANDS

НАКОНЕЧНИКИ ПРОИЗВОДСТВА
КОМПАНИИ KARTELL
СОВМЕСТИМЫ С БОЛЬШИНСТВОМ
СТАНДАРТНЫХ МАРК ПИПЕТОК

Micropipettes brands	Cap.	Colour	Unpacked	In rack	Refill/Rack	In Rack econ.	With filter in rack
Eppendorf®	0,5 - 10 µl	Crystal	959	9650	9746	9642	9630
Eppendorf®	2 - 20 µl	Neutro	979	9657	9745	-	9639
Eppendorf®	2 - 200 µl	Giallo	960	9641	9749	9605	9632 100 µl Neutro
Eppendorf®	10 - 300 µl	Neutro	935	9647	9754	-	9637
Eppendorf®	100 - 1000 µl	Blu	961	9640	9748	-	9631 Neutro
Eppendorf®	200 - 1000 µl	Blu	957	-	-	9615	-
Eppendorf®	1000 - 5000 µl	Neutro	964	9649	-	-	-
Finnpipette®	0,1 - 10 µl	Crystal	956	9646	9747	-	9638
Finnpipette®	2 - 300 µl	Neutro	971	9644	9752	-	-
Finnpipette®	1000 - 5500 µl	Neutro	942	9847	-	-	-
Finnpipette®	1000 - 10000 µl	Neutro	943	9648	-	-	-
Gilson® (P-2 + P-10)	0,1 - 10 µl	Crystal	956	9646	9747	-	9638
Gilson® (P-20)	0,5 - 10 µl	Crystal	959	9650	9746	9624	9630
Gilson® (P-20 a 200)	2 - 200 µl	Giallo	958	-	-	9585	-
Gilson® (P-20 a 200)	5 - 200 µl	Neutro	940	9643	9751	-	9635 100 µl 9636 160 µl
Gilson® (P-500 + 1000)	100 - 1000 µl	Blu	941	9645	9753	-	9633 Neutro
Gilson® (universale)	2 - 20 µl	Neutro	979	9657	9745	-	-
Gilson® (universale)	2 - 200 µl	Giallo	960	9641	9749	9605	9632 100 µl Neutro
Gilson® (universale)	2 - 300 µl	Neutro	971	9644	9752	-	-
Gilson® (universale)	10 - 300 µl	Neutro	935	9647	9754	-	9637
Gilson® (universale)	100 - 1000 µl	Blu	961	9640	9748	-	9631 Neutro
Gilson® (universale)	200 - 1000 µl	Blu	957	-	-	9615	-
Gilson® (universale)	1000 - 5000 µl	Blu	984	9648	-	-	-
Gilson® (universale)	1000 - 10000 µl	Neutro	943	9648	-	-	-
Kartell®	0,5 - 10 µl	Crystal	959	9650	9746	9624	9630
Kartell®	2 - 200 µl	Giallo	960	9641	9749	6905	9632 100 µl Neutro
Kartell®	100 - 1000 µl	Blu	961	9640	9748	-	9631 Neutro
Kartell®	200 - 1000 µl	Blu	957	-	-	9615	-
Kartell®	1000 - 5000 µl	Neutro	964	9649	-	-	-
Kartell®	1000 - 10000 µl	Neutro	943	9648	-	-	-
MLA®	5 - 200 µl	Neutro	968	-	-	-	-
MLA®	200 - 1000 µl	Neutro	968	-	-	-	-
Nichiryo®	0,5 - 10 µl	Crystal	959	9650	9746	9624	9630
Nichiryo®	2 - 200 µl	Giallo	960	9641	9749	9605	9632 100 µl Neutro
Nichiryo®	100 - 1000 µl	Blu	961	9640	9748	-	9631 Neutro
Nichiryo®	1000 - 5000 µl	Blu	984	9648	-	-	-
Oxford Slimline®	5 - 200 µl	Neutro	966	-	-	-	-
Oxford Slimline®	250 - 1000 µl	Blu	967	-	-	-	-
Oxford® (orig.)	5 - 200 µl	Neutro	962	-	-	-	-
Oxford® (orig.)	250 - 1000 µl	Verde	963	-	-	-	-
Oxford® (orig.)	1000 - 5000 µl	Neutro	964	9649	-	-	-
Sherwood® / Lancer®	- 1000 µl	Neutro	965	-	-	-	-
Socorex®	0,5 - 10 µl	Crystal	959	9650	9746	9624	9630
Socorex®	2 - 200 µl	Giallo	960	9641	9749	9605	9632 100 µl Neutro
Socorex®	100 - 1000 µl	Blu	961	9640	9748	-	9631 Neutro
Socorex®	1000 - 5000 µl	Blu	984	9648	-	-	-
Socorex®	1000 - 10000 µl	Neutro	943	9648	-	-	-
Treff®	100 - 1000 µl	Blu	961	9640	9748	-	9631 Neutro
Treff®	1000 - 5000 µl	Neutro	942	9847	-	-	-

**INHALT 0,1-10 µL**

Kompatibilität: Gilson®

CAPACITY 0,1-10 µL

Compatibility: Gilson®

ОБЪЕМ 0,1-10 µL

Совместимость: Gilson®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
956	Neutral / Neutral / бесцветный	Gilson® micro	Bulk
9646	Neutral / Neutral / бесцветный	Gilson® micro	Rack
9747	Neutral / Neutral / бесцветный	Gilson® micro	Refill

**INHALT 0,5-10 µL**

Kompatibilität: Kartell® Pluripet PL10, Eppendorf®, Socorex®, Hamilton®

CAPACITY 0,5-10 µL

Compatibility: Kartell® Pluripet PL10, Eppendorf®, Socorex®, Hamilton®

ОБЪЕМ 0,5-10 µL

Совместимость: Kartell® Pluripet PL10, Eppendorf®, Socorex®, Hamilton®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
959	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf® Cristall	Bulk
9650	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf® Cristall	Rack
9746	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf® Cristall	Refill

**INHALT 2-20 µL**

Kompatibilität: Eppendorf®, Gilson®, Hamilton®


CAPACITY 2-20 µL

Compatibility: Eppendorf®, Gilson®, Hamilton®

ОБЪЕМ 2-20 µL

Совместимость: Eppendorf®, Gilson®, Hamilton®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
979	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf®	Bulk
9657	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf®	Rack
9745	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf®	Refill

**INHALT 2-200 µL**

Kompatibilität: Kartell®, Gilson®, Eppendorf®, Socorex®, Nichiryo®, Biohit®, Brand®, Hamilton® Kartell® multipipet

CAPACITY 2-200 µL

Compatibility: Kartell®, Gilson®, Eppendorf®, Socorex®, Nichiryo®, Biohit®, Brand®, Hamilton® Kartell® multipipet

ОБЪЕМ 2-200 µL

Совместимость: Kartell®, Gilson®, Eppendorf®, Socorex®, Nichiryo®, Biohit®, Brand®, Hamilton® Kartell® multipipet

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
960	Gelb / Yellow / желтая	Universal	Bulk
9641	Gelb / Yellow / желтая	Universal	Rack
9749	Gelb / Yellow / желтая	Universal	Refill
980	Gelb grad. / Yellow grad. / желтый град.	Universal	Bulk

INHALT 5-200 µL

Kompatibilität: Gilson®, Kartell® multipet

CAPACITY 5-200 µL

Compatibility: Gilson®, Kartell® multipet

ОБЪЕМ 5-200 µL

Совместимость: Gilson®, Kartell® multipet

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
958	Gelb / Yellow / желтая	Gilson®	Bulk

**INHALT 5-200 µL**

Kompatibilität: Gilson®, Kartell® multipet. Abgeschrägte Spitzen.

CAPACITY 5-200 µL

Compatibility: Gilson®, Kartell® multipet. Bevelled tips

ОБЪЕМ 5-200 µL

Совместимость: Gilson®, Kartell® multipet. Конусные наконечники.

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
940	Neutral grad. / neutral grad. / Бесцветный град.	Gilson®	Bulk
9643	Neutral grad. / neutral grad. / Бесцветный град.	Gilson®	Rack
9751	Neutral grad. / neutral grad. / Бесцветный град.	Gilson®	Refill

**INHALT 5-200 µL**

Kompatibilität: MLA®

CAPACITY 5-200 µL

Compatibility: MLA®

ОБЪЕМ 5-200 µL

Совместимость: MLA®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
968	Neutral / Neutral / бесцветный	MLA®	Bulk

**SPITZE 200 µL – SCHLANKE FORM**

Verwendung mit besonders hohen Reagenzgläsern, deren Boden mit den Standardprodukten oft schlecht erreicht wird. Steril, im Rack mit 96 Stellplätzen verpackt, für Gel Loading konzipiert.


FINE TIP 200 µL

To be used whenever it is difficult to reach the test tubes bottom with the standard products. Sterile rack of 96 fine tips 200 µl, packed conceived for Gel Loading.

ТОНКИЙ НАКОНЕЧНИК 200 МКЛ

В пакетах, предназначены для использования с длинными пробирками, до дна которых невозможно достать при применении стандартных изделий. Стерилизованные, установленные в штатив по 96 шт, предназначенные для использования с гелеобразными веществами.

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
944	Neutral / Neutral / бесцветный	Fine Tip - gel loading	Bulk
9846	Neutral / Neutral / бесцветный	Fine Tip - gel loading	Rack sterile



**INHALT 5-200 µL**

Kompatibilität: Oxford® (slim line)

CAPACITY 5-200 µL

Kompatibilität: Oxford® (slim line)

ОБЪЕМ 5-200 µL

Совместимость: Oxford® (slim line)

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
966	Neutral / Neutral / бесцветный	Oxford®	Bulk

**INHALT 2-300 µL**

Kompatibilität: Kartell®, Biohit®, Gilson®, FinnpiPETTE®, LabSystem®

CAPACITY 2-300 µL

Compatibility: Kartell®, Biohit®, Gilson®, FinnpiPETTE®, LabSystem®

ОБЪЕМ 2-300 µL

Совместимость: Kartell®, Biohit®, Gilson®, FinnpiPETTE®, LabSystem®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
971	Neutral / Neutral / бесцветный	Biohit®	Bulk
9644	Neutral / Neutral / бесцветный	Biohit®	Rack
9752	Neutral / Neutral / бесцветный	Biohit®	Refill

**INHALT 10-300 µL**

Kompatibilität: Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Hamilton®

CAPACITY 10-300 µL

Compatibility: Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Hamilton®

ОБЪЕМ 10-300 µL

Совместимость: Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Hamilton®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
935	Neutral grad. / neutral grad. / Бесцветный град.	Eppendorf®	Bulk
9647	Neutral grad. / neutral grad. / бесцветный град.	Eppendorf®	Rack
9754	Neutral grad. / neutral grad. / Бесцветный град.	Eppendorf®	Refill

**INHALT 100-1000 µL**

Kompatibilität: Kartell®, Gilson®, Brand®, Nichiryo®, Biohit®, Socorex®, Eppendorf®, Hamilton®

CAPACITY 100-1000 µL

Compatibility: Kartell®, Gilson®, Brand®, Nichiryo®, Biohit®, Socorex®, Eppendorf®, Hamilton®

ОБЪЕМ 100-1000 µL

Совместимость: Kartell®, Gilson®, Brand®, Nichiryo®, Biohit®, Socorex®, Eppendorf®, Hamilton®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
961	Blau / Blue / синий	Universal	Bulk
9640	Blau / Blue / синий	Universal	Rack
9748	Blau / Blue / синий	Universal	Refill

INHALT 100-1000 µL

Kompatibilität: Kartell® PL1001,
Eppendorf® (100-1000 µl), Gilson®,
Socorex®, Hamilton®

CAPACITY 100-1000 µL

Compatibility: Kartell® PL1001,
Eppendorf® (100-1000 µl), Gilson®,
Socorex®, Hamilton®

ОБЪЕМ 100-1000 µL

Совместимость: Kartell® PL1001,
Eppendorf® (100-1000 µl), Gilson®,
Socorex®, Hamilton®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
941	Blau / Blue / синий	Gilson®	Bulk
9645	Blau / Blue / синий	Gilson®	Rack
9753	Blau / Blue / синий	Gilson®	Refill



INHALT 200-1000 µL

Kompatibilität: Kartell®, Gilson®,
Eppendorf®, Biohit®, Hamilton®

CAPACITY 200-1000 µL

Compatibility: Kartell®, Gilson®,
Eppendorf®, Biohit®, Hamilton®

ОБЪЕМ 200-1000 µL

Совместимость: Kartell®, Gilson®,
Eppendorf®, Biohit®, Hamilton®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
957	Blau / Blue / синий	Universal	Bulk



INHALT 200-1000 µL

Kompatibilität: MLA®

CAPACITY 200-1000 µL

Compatibility: MLA®

ОБЪЕМ 200-1000 µL

Совместимость: MLA®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
969	Neutral / Neutral / бесцветный	MLA®	Bulk



INHALT 250-1000 µL

Kompatibilität: Oxford® (old model)

CAPACITY 250-1000 µL

Compatibility: Oxford® (old model)

ОБЪЕМ 250-1000 µL

Совместимость: Oxford® (old model)

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
963	Neutral / Neutral / бесцветный	Oxford®	Bulk



**INHALT 250-1000 µL**

Kompatibilität: Oxford® (slim line)

CAPACITY 250-1000 µL

Compatibility: Oxford® (slim line)

ОБЪЕМ 250-1000 µL

Совместимость: Oxford® (slim line)

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
967	Blau / Blue / синий	Oxford®	Bulk

**INHALT 250-1000 µL**

Kompatibilität: Beckman®, Sherwood®, Lancer®

CAPACITY 250-1000 µL

Compatibility: Beckman®, Sherwood®, Lancer®

ОБЪЕМ 250-1000 µL

Совместимость: Beckman®, Sherwood®, Lancer®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
965	Neutral / Neutral / бесцветный	Beckman®	Bulk

**INHALT 1000-5000 µL**

Kompatibilität: Kartell®, Gilson®, Socorex®, Nichiryo®

CAPACITY 1000-5000 µL

Compatibility: Kartell®, Gilson®, Socorex®, Nichiryo®

ОБЪЕМ 1000-5000 µL

Совместимость: Kartell®, Gilson®, Socorex®, Nichiryo®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
984	Hellblau / blue light / голубой	Kartell® Pluripet std and Pluripet II, Gilson®, Socorex®, Nichiryo®	Bulk
9648	Hellblau / blue light / голубой	Kartell® Pluripet std and Pluripet II, Gilson®, Socorex®, Nichiryo®	Rack

**INHALT 1000-5000 µL**

Kompatibilität: Kartell®, Eppendorf®, Biohit®, Oxford®, Hamilton

CAPACITY 1000-5000 µL

Compatibility: Kartell®, Eppendorf®, Biohit®, Oxford®, Hamilton

ОБЪЕМ 1000-5000 µL

Совместимость: Kartell®, Eppendorf®, Biohit®, Oxford®, Hamilton

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
964	Neutral / Neutral / бесцветный	Kartell® Pluripet std, Eppendorf®, Biohit®, Oxford®	Bulk
9649	Neutral / Neutral / бесцветный	Kartell® Pluripet std, Eppendorf®, Biohit®, Oxford®	Rack

INHALT 1000-5000 µL

Kompatibilität: Finnpipette®, Treff, Brand®

CAPACITY 1000-5000 µL

Compatibility: Finnpipette®, Treff, Brand®

ОБЪЕМ 1000-5000 µL

Совместимость: Finnpipette®, Treff, Brand®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
942	Neutral / Neutral / бесцветный	Finnpipette®	Bulk
9847	Neutral / Neutral / бесцветный	Finnpipette®	Rack



INHALT 2000-10000 µL

Kompatibilität: Gilson®, Socorex®, Labsystem®, Finnpipette®, Kartell®

CAPACITY 2000-10000 µL

Compatibility: Gilson®, Socorex®, Labsystem®, Finnpipette®, Kartell®

ОБЪЕМ 2000-10000 µL

Совместимость: Gilson®, Socorex®, Labsystem®, Finnpipette®, Kartell®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
943	Neutral / Neutral / бесцветный	Gilson®	Bulk
9848	Neutral / Neutral / бесцветный	Gilson®	Rack



LEERE BOXEN FÜR NACHFÜLLPACKUNG

Leere Boxen aus Polypropylen, gelb, mit Schnappdeckel, verwendbar zusammen mit der Spitzen-Nachfüllpackung mit einer Kapazität von bis zu 1000 µl.

EMPTY BOXES FOR REFILL

Empty yellow PP boxes with snap-on covers for use with refill tips with capacity up to 1000 µl.

ПУСТЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ СМЕННЫХ БЛОКОВ

Пустые желтые полипропиленовые коробки с крышками с защелкой для сменных блоков наконечников объемом до 1000 мкл.

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Material / Material / Материал	Typ / Type / Тип
9756-06	Gelb / Yellow / желтая	PP	Standarddeckel / standard lid / стандартная крышка



LEERE DURCHSCHEINENDE BOXEN FÜR NACHFÜLLPACKUNG

Leere durchscheinende Boxen aus Polycarbonat. Mit waagerechtem Schiebebedeckel. Erhältlich in der niedrigen Ausführung für Spitzen mit einer Kapazität von bis zu 250 µl (Art.9755/L) und in der Standardausführung (Art.9755) für Spitzen mit einer Kapazität von bis zu 1.000 µl.

SEMITRANSSPARENT EMPTY BOXES FOR REFILLS

Empty semitransparent boxes of polycarbonate with horizontal sliding cover. Available in short format for tips with a volume range up to 250 µl (Product Code 9755/L) and standard format for tips with a volume range up to 1,000 µl (Product Code 9755).

ПУСТЫЕ ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ СМЕННЫХ БЛОКОВ

Пустые коробки из полупрозрачного поликарбоната. Оборудована горизонтальной скользящей крышкой. Выпускаются низкие модели для наконечников до 250 мкл (кат. № 9755/L) и стандартные (кат. № 9755) для наконечников до 1000 мкл.

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Material / Material / Материал	Typ / Type / Тип
9755	Semi trasp.	PC	Standarddeckel / sliding lid / выдвигающая крышка
9755 / L	Semi trasp. Niedrige Form / short form / низкая форма	PC	Standarddeckel / sliding lid / выдвигающая крышка



**INHALT 0,5-10 µL**

PC/PP

Kompatibilität: Kartell®, Eppendorf®, Socorex®, Hamilton®, Rack in policarbonato contenenti puntali in PP.

CAPACITY 0,5-10

PC/PP

Compatibility: Kartell®, Eppendorf®, Socorex®, Hamilton®. PC Rack containing PP tips.

ОБЪЕМ 0,5-10 µL

PC/PP

Совместимость: Kartell®, Eppendorf®, Socorex®, Hamilton®. Rack en contenant cônes en PP.

Art.	Farbe Colour Цвет	Material rack Rack material материал штатива	Typ Type Тип	Verpackung Packing Упаковка
9624	Neutral / Neutral / бесцветный	PP	Eppendorf® Cristall	Rack

**INHALT 2-200 µL**

PC/PP

Kompatibilität: Art.9585: Gilson®, Art.9605: Kartell®, Eppendorf®, Socorex®, Finnpiquette®, Brand®, Hamilton®

CAPACITY 2-200 µL

PC/PP

Compatibility: Art.9585: Gilson®, Art.9605: Kartell®, Eppendorf®, Socorex®, Finnpiquette®, Brand®, Hamilton®

ОБЪЕМ 2-200 µL

PC/PP

Совместимость: Art.9585: Gilson®, Art.9605: Kartell®, Eppendorf®, Socorex®, Finnpiquette®, Brand®, Hamilton®

Art.	Farbe Colour Цвет	Material rack Rack material материал штатива	Typ Type Тип	Verpackung Packing Упаковка
9585	Gelb / Yellow / желтая	PP	Gilson®	Rack
9605	Gelb / Yellow / желтая	PP	Universal	Rack

**INHALT 100-1000 µL**

PC/PP

Kompatibilität: Kartell®, Eppendorf®, Gilson®, Socorex®, Finnpiquette®, Brand®, Hamilton®

CAPACITY 100-1000 µL

PC/PP

Compatibility: Kartell®, Eppendorf®, Gilson®, Socorex®, Finnpiquette®, Brand®, Hamilton®

ОБЪЕМ 100-1000 µL

PC/PP

Совместимость: Kartell®, Eppendorf®, Gilson®, Socorex®, Finnpiquette®, Brand®, Hamilton®

Art.	Farbe Colour Цвет	Material rack Rack material материал штатива	Typ Type Тип	Verpackung Packing Упаковка
9615	Blau / Blue / синий	PP	Universal	Rack

STERILE EINWEGSPITZEN MIT FILTER FÜR MIKROPIPETTEN


Aus Polypropylen mit Filter; die Spitzen enthalten kein DNA und RNA und sind kadmium- und pyrogenfrei. Durch Gammastrahlen sterilisiert, 20 Minuten bei +121°C autoklavierbar. Ideal für den Einsatz in der Mikrobiologie, Zellkulturen, Bakteriologie, Virologie, Immunologie und Radioimmunologie. Die Filtereinsätze aus hydrophobem Polyethylen wirken als Barriere gegen die Übertragung von Aerosolen. Die Gefahr ungewollter Kreuzkontaminationen der Proben und der Mikropipetten wird dadurch minimiert. Die Löcher sind so dimensioniert, dass bei einer übermäßigen Ansaugung die vollständige Entleerung der Spitze gewährleistet ist. Diese Spitzen werden für die Verwendung zusammen mit den automatischen Kartell-Mikropipetten empfohlen, garantieren optimale Ergebnisse aber auch, wenn sie mit Mikropipetten anderer handelsüblicher Hersteller verwendet werden

STERILE DISPOSABLE PIPETTE TIPS WITH FILTER

Made of PP and including a filter, these tips are DNase and RNase free, cadmium-free and are apyrogenic. Sterilized by gamma radiation, they are autoclavable at +121°C for 20 minutes. Designed for use in molecular biology, cell cultures, bacteriology, virology, immunology and radioimmunology. Hydrophobic PE filters act as a barrier against aerosol contamination, preventing cross-contamination of samples and micropipettes. Tip orifices are sized to completely empty the tip in the event of over-aspiration. Although recommended for use in automatic Kartell micropipettes, these tips deliver optimum results when used with most micropipette brands available on the market.

ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ С ФИЛЬТРОМ

Производятся из полипропилена, снабжены фильтрами, абсолютно не содержат ДНКаз, РНКаз и кадмия, не обладают теплопроводностью. Стерилизуются гамма-излучением, выдерживают автоклавирование при температуре +121°C в течение 20 минут. Идеальны для использования при биомолекулярных, клеточных, микробиологических, вирусологических, иммунологических и радиоиммунологических исследованиях. Гидрофобные качества полиэтиленовых фильтров создают естественный барьер для аэрозолей, предотвращая возможность перекрестной контаминации образцов и самой пипетки. Размер отверстия обеспечивает полное опорожнение кончика даже в случае чрезмерного забора материала. Рекомендуется использовать эти наконечники с автоматическими микропипетками, выпускаемыми Kartell, однако, достижение отличных результатов при использовании пипеток других производителей не вызывает сомнений.

**KOMPATIBILITÄT DER KARTELL-FILTERSPITZEN****KARTELL FILTER TIPS COMPATIBILITY****СОВМЕСТИМОСТЬ НАКОНЕЧНИКОВ С ФИЛЬТРОМ KARTELL**

Cod.	Kartell micropipettes	Other micropipettes brands
9629	PLURIPET PL200, PLURIPET PL20, PLURIPET PL100	Eppendorf - Gilson pipetman - Biohit proline - dsg sl-pette - dsg wpw-pet - Elkay exelpette - Finnipette research - Genex genexpette - Jencons sealpette - Nichiryo - Socorex
9630	PLURIPET PL2, PLURIPET PL10	Eppendorf research - reference 10 µl - Gilson pipetman 10 µl - Biohit proline 10 µl - Brand transferpette 10 µl - dsg sl-pette 10 µl - dsg wpw - pet 10 µl - Elkay exelpette 10 µl - Finnipette research 10 µl - Genex genexpette 10 µl - Jencons sealpette 10 µl - Nichiryo 10 µl - Socorex 10 µl
9631	-	Eppendorf research 100 to 1000 ul - Gilson pipetman p1000 - Biohit proline pr1000 - Brand transferpette up to 1000 ul - dsg sl - pette pt1000 - dsg wpw - pet 1000 ul - Elkay exelpette ex1000 - Finnipette research d1000 - Genex genexpette gx1000 - Jencons sealpette sp1000 - Nichiryo "5000-dg np1000" - Socorex "calibra 822-1000"
9632	PLURIPET PL100	Eppendorf research 10 to 100 ul - Gilson pipetman p100 - Brand transferpette up to 100 ul - dsg sl-pette pt50/pt100 - dsg wpw-pet 100 ul - Elkay exelpette ex50/ex100 - Finnipette research d40/d100 - Genex genexpette gx50/gx100 - Jencons sealpette sp50/sp100 - Nichiryo "5000-dg np100"
9633	PLURIPET PL1001	Gilson pipetman p1000 - Eppendorf 100 to 1000 ul - Biohit proline pr1000 - dsg sl-pette pt1000 - dsg wpw - pet 1000 ul - Elkay exelpette ex1000 - Finnipette research d1000 - Genex genexpette gx1000 - Jencons sealpette sp1000 - Nichiryo "5000-dg np1000"
9634	-	Eppendorf research 2 to 20 ul - Gilson pipetman p20 - Biohit proline pr20 - dsg sl-pette pt20 - dsg wpw-pet 20 ul - Elkay exelpette ex20 - Finnipette research d20 - Genex genexpette gx20 - Jencons sealpette sp20 - Nichiryo "5000-dg np20" - Socorex
	PLURIPET PL100	Eppendorf research 2 to 20 ul - Gilson pipetman p20 - Biohit proline pr20 - dsg sl-pette pt20 - dsg wpw-pet 20 ul - Elkay exelpette ex20 - Finnipette research d20 - Genex genexpette gx20 - Jencons sealpette sp20 - Nichiryo "5000-dg np20" - Socorex
9637		Eppendorf 300 ul - Biohit proline pr200 and multichannel up to 300 ul - dsg sl-pette - Elkay exelpette ex200 - Finnipette research and multichannel - Genex genexpette gx200 and multichannel up to 250 ul - Jencons sealpette sp200 and multichannel up to 250 ul - Nichiryo
9638	PLURIPET PL20, PLURIPET PL10	Gilson pipetman p2, p10 - Biohit proline pr10 - dsg sl-pette pt10 - Elkay exelpette ex10 - Finnipette research d2, d10 - Genex genexpette gx10 - Jencons sealpette sp10 - Nichiryo "5000-dg np2, np10"
9639	PLURIPET PL20	Eppendorf research - Gilson pipetman - Biohit proline - dsg sl-pette - dsg wpw - pet - Elkay exelpette - Finnipette research - Genex genexpette - Jencons sealpette - Nichiryo

**INHALT 0,5-10 µL**

Kompatibilität: Kartell® PL20, Eppendorf® (2-20 µl) Hamilton®

CAPACITY 0,5-10 µL

Compatibility: Kartell® PL20, Eppendorf® (2-20 µl) Hamilton®

ОБЪЕМ 0,5-10 µL

Совместимость: Kartell® PL20, Eppendorf® (2-20 µl) Hamilton®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
9630	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf® Cristal	Rack ster

**INHALT 0,5-10 µL**

Kompatibilität: Gilson®

CAPACITY 0,5-10 µL

Compatibility: Gilson®

ОБЪЕМ 0,5-10 µL

Совместимость: Gilson®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
9638	Neutral / Neutral / бесцветный	Gilson®	Rack ster

**INHALT 2-20 µL**

Kompatibilität: Kartell® PL100, Gilson®

CAPACITY 2-20 µL

Compatibility: Kartell® PL100, Gilson®

ОБЪЕМ 2-20 µL

Совместимость: Kartell® PL100, Gilson®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
9639	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf®	Rack ster

**INHALT 1-30 µL**

Kompatibilität: Gilson®

CAPACITY 1-30 µL

Compatibility: Gilson®

ОБЪЕМ 1-30 µL

Совместимость: Gilson®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
9634	Neutral / Neutral / бесцветный	Gilson®	Rack ster

INHALT 1-100 µL

Kompatibilität: Kartell® PL100, Gilson®

CAPACITY 1-100 µL

Compatibility: Kartell® PL100, Gilson®

ОБЪЕМ 1-100 µL

Совместимость: Kartell® PL100, Gilson®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
9635	Neutral / Neutral / бесцветный	Gilson®	Rack ster

**INHALT 5-100 µL**

Kompatibilität: Kartell® PL100, Eppendorf® (10-100 µl), Gilson, Socorex®, Biohit®, Nichiryo®, Brand®, Hamilton®

CAPACITY 5-100 µL

Compatibility: Kartell® PL100, Eppendorf® (10-100 µl), Gilson, Socorex®, Biohit®, Nichiryo®, Brand®, Hamilton®

ОБЪЕМ 5-100 µL

Совместимость: Kartell® PL100, Eppendorf® (10-100 µl), Gilson, Socorex®, Biohit®, Nichiryo®, Brand®, Hamilton®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
9632	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf®	Rack ster

**INHALT 2-200 µL**

Kompatibilität: Kartell®, PL200, Gilson®, Eppendorf®, Socorex®, Biohit®, Nichiryo®, Brand®, Hamilton®

CAPACITY 2-200 µL

Compatibility: Kartell®, PL200, Gilson®, Eppendorf®, Socorex®, Biohit®, Nichiryo®, Brand®, Hamilton®

ОБЪЕМ 2-200 µL

Совместимость: Kartell®, PL200, Gilson®, Eppendorf®, Socorex®, Biohit®, Nichiryo®, Brand®, Hamilton®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
9629	Neutral / Neutral / бесцветный	Universal	Rack ster

**INHALT 5-300 µL**

Kompatibilität: Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Hamilton®

CAPACITY 5-300 µL

Compatibility: Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Hamilton®

ОБЪЕМ 5-300 µL

Совместимость: Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Hamilton®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
9637	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf®	Rack ster.



**INHALT 100-1000 µL**

Kompatibilität: Kartell® PL1001, Eppendorf® (100-1000 µl), Gilson®, Socorex®, Hamilton®

CAPACITY 100-1000 µL

Compatibility: Kartell® PL1001, Eppendorf® (100-1000 µl), Gilson®, Socorex®, Hamilton®

ОБЪЕМ 100-1000 µL

Совместимость: Kartell® PL1001, Eppendorf® (100-1000 µl), Gilson®, Socorex®, Hamilton®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
9633	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf®, Gilson®	Rack ster.

**INHALT 101-1000 µL**

Kompatibilität: Eppendorf® (100-1000 µl), Gilson®, Socorex®, Biohit®, Nichiryo®, Brand®, Hamilton®

CAPACITY 101-1000 µL

Compatibility: Eppendorf® (100-1000 µl), Gilson®, Socorex®, Biohit®, Nichiryo®, Brand®, Hamilton®

ОБЪЕМ 101-1000 µL

Совместимость: Eppendorf® (100-1000 µl), Gilson®, Socorex®, Biohit®, Nichiryo®, Brand®, Hamilton®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
9631	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf®	Rack ster.

**LEERE BOXEN FÜR FILTERSPITZEN IM RACK**

Leere Boxen aus Polypropylen, graue Farbe, mit Schnappdeckel, für Filterspitzen.

EMPTY BOXES FOR RACKED PIPETTE FILTER TIPS

Gray empty PP boxes with snapon lid for pipette filter tips.

ПУСТЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ СМЕННЫХ БЛОКОВ НАКОНЕЧНИКОВ С ФИЛЬТРОМ

Пустые коробки из серого полипропилена с нажимной крышкой, предназначены для наконечников с фильтром

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Verpackung / Packing / Упаковка
9756	Grau / Grey / серый	PP

**MIKROTITIERPLATTEN/PLATTEN FÜR MIKROMETHODEN**

PS

Multiwellplatten mit 96 Wells aus transparentem Polystyrol. In drei Versionen erhältlich: Wells mit flachem Boden, mit Boden in "U"-Form und mit Boden in "V"-Form. Einzeln verpackt, keimfrei. Der zugehörige Deckel aus Polystyrol wird separat geliefert. Erhältlich auch als sterile Version.

MICROTITRE PLATES

PS

Multiple-well plates with 96 sample wells in clear PS. Available in three shapes: flat bottom, U bottom and V bottom wells. Aseptic and single-wrapped. PS covers are sold separately. Available also in sterile version.

МИКРОТИРАЦИОННЫЕ ПЛАНШЕТЫ/МИКРОМЕТОДЫ

PS

Многоячеечные планшеты из прозрачного полистирола на 96 ячеек. Выпускаются три модели: с плоским дном, с овальным дном и с клиновидным дном. Асептичны, поставляются в индивидуальных упаковках. Крышки из полистирола поставляются отдельно. Также выпускаются в стерильном исполнении.

Art.	Desc.	Art der Vertiefung / Well shape / Тип лунок	Vol µl
2620 - 2620/S	96 Vertiefungen / 96 wells / 96 лунок	"□"	370
2621 - 2621/S	96 Vertiefungen / 96 wells / 96 лунок	"U"	367
2622 - 2622/S	96 Vertiefungen / 96 wells / 96 лунок	"V"	288
2623 - 2623/S	Deckel für Platten Lid for microtitration plates Крышка для планшета	2620 / 2621 / 2622	

/S: sterile Version / sterile version / стерильное исполнение

PASTEURPIPETTE

PE

Einwegpipette aus Polyethylen, mit Saugkolben und Graduierung. Die feine Spitze sorgt für eine präzise Dosierung der Probe. Erhältlich unsteril im Multipack und steril im Einzelpack.

Art.	Gesamtlänge mm Tot. Length mm Общ. длина, мм	Stiel Ø mm Stem Ø mm Ø Пипетки, мм	Tropfen/ml Drops/ml Капли/мл	Saugvolumen Bulb Draw Объем пробирки	Grad. ml Градуировка, мл	Grad. intvl. Шаг градуировки	Vpck.St. Pkg. pcs. Упаковка, шт.
329	150	2.5	28	3.5 ml	-	-	Sing. Steril.
330	150	5.0	23	3.5 ml	1	0.25 ml	Sing. Steril.
334	150	7.8	21	3.5 ml	3	0.5 ml	Sing. Steril.
88335	150	2.5	28	3.5 ml	-	-	500
88336	150	5.0	23	3.5 ml	1	0.25 ml	500
88337	150	7.8	21	3.5 ml	3	0.5 ml	500

PASTEUR PIPEPTE

PE

Disposable PE pipette with bulb and graduations. The slender tip guarantees precision transfer of the sample. Non-sterile pipettes are available in multipacks; sterile pipettes are individually wrapped.

ПАСТЕРОВСКАЯ ПИПЕТКА

PE

Одноразовые полиэтиленовые пипетки с насосом для всасывания и дозирования материала. Узкий кончик обеспечивает точный выпуск образца. Нестерилизованные пипетки поставляются во множественной упаковке, стерилизованные - в индивидуальной.

EINWEG-TROPFPIPETTEN
TYP PASTEUR

PE

Aus einem Stück gepresste Pasteurpipetten, mit integriertem Faltenbalg. Sie können anstatt der normalen Pipetten mit Gummipipettierball oder den klassischen Pasteurpipetten aus Glas verwendet werden. Mit Graduierung zum Ablesen der angesaugten Flüssigkeitsmenge, vollständig dicht.

Art.	Länge mm Length mm Длина, мм	Cap. ml	Stück pro Packung Stem Ø mm Упаковка шт.	Grad. ml
315	134	1,5	8	0,5
316	195	5,0	10	1,0

DISPOSABLE DROPPING
PIPETTES - BELLOW TYPE

PE

Blow-moulded in one piece with high capacity bellows reservoir for take up and expulsion. Ideal replacement of the traditional glass Pasteur pipette and rubber teat. They are graduated to give an indication of the amount of liquid being taken up and have a strong suction capacity due to the bellow-shaped leakproof bulb.

ОДНОРАЗОВЫЕ КАПЕЛЬНЫЕ
ПИПЕТКИ С ГОФРИРОВАННЫМ
РЕЗЕРВУАРОМ

PE

Изготовлены из цельного куска отливкой дутьем. Идеальная замена традиционным пипеткам с резиновыми грушами или стеклянным пастеровским пипеткам. Имеют градуировку, позволяющую оценить объем набранной жидкости, и обладают сильной всасывающей способностью благодаря гофрированному герметичному резервуару.



GERINNINGSHÄKCHEN

PS STOSSFESTES

Einweg-Stäbchen aus stoßfestem Polystyrol für die Ablösung und Entfernung des Gerinnsels.

Art.	Länge mm / Length mm / Длина, мм	Stück pro Packung / Pkg. pcs. / Упаковка шт.
2652	156,5	500

RODS FOR CLOT DETACHMENT
AND EXTRACTION

HIGH IMPACT PS

Disposable shock-resistant PS rods for detaching and extracting clots.

ПАЛОЧКИ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ И
УДАЛЕНИЯ СГУСТКОВ

УДАРОПРОЧНЫЙ PS

Палочки одноразовые из ударопрочного полистирола предназначены для отделения и удаления сгустков.



STERILE IMPFSCHLINGEN

PS STOSSFESTES

Sterile Impfschlingen in 20-Stück Beuteln. Die Schlinge der neutralen Ausführung hat eine Öse mit 1µl Volumen und die Schlinge der blauen Ausführung eine Öse mit 10 µl Volumen. Auf jeweils anderen Ende besitzen beide Ausfertigungen eine Impfnadel.

Art.	Cap. µl	Farbe / Colour / Цвет	
2650	1	Neutral / Neutral / бесцветный	sterile
2651	10	Blau / Blue / синий	sterile

INOCULATING LOOPS AND
NEEDLES

HIGH IMPACT PS

Sterile inoculating loops in polybags of 20 pcs. Neutral type has a 1 µl loop at one end and a needle at the other. Blue type has a 10 µl loop at one end and a needle at the other.

СТЕРИЛЬНЫЕ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕТЛИ

УДАРОПРОЧНЫЙ PS

Микробиологические петли в пакетах по 20 шт. Бесцветные изделия снабжены петлей 1-мкл, синие - петлей 10-мкл. На другом конце у обеих моделей находится игла для инокуляции.



**"L"-STÄBE**

PS

Sterile Einweg-Stäbe für Bakteriologieanwendungen, aus Polystyren, "L"-Form mit besonderer Neigung (100°) für einen praktischeren Gebrauch. Besonders nützlich für Ausstriche auf Agar. Erhältlich im Einzelpack oder als Multipack mit 5 Stck.

L-SHAPED SPREADERS

PS

Disposable L-shaped sterile PS spreaders for bacteriology with special 100° angling for easier use. Especially handy for dispersing liquids across agar culture plates. Available single-wrapped or in packs of 5.

Г-ОБРАЗНЫЕ ПЕТЛИ

PS

Петли одноразовые стерилизованные из полистирена для бактериологических исследований, Г-образная форма с углом наклона в 100° гарантирует удобство использования. Часто используются для нанесения полос на агаризированных почвах. Поставляются в индивидуальной упаковке либо во множественной – по пять штук.

Art.	Stück pro Packung / Pkg. pcs. / Упаковка шт.	
2647	1	sterile
2648	5	sterile

**EINWEG-PETRISCHALEN**

Flache und transparente Einweg-Petrischalen aus Polystyrol. Verschiedene Durchmesser verfügbar, belüftet und unbelüftet, keimfrei oder mit Strahlen sterilisiert. Ausführungen mit 2, 3 und 4 separaten Fächern. Ideal für Routine-Laborarbeiten, bakteriologische Forschung. CE-Kennzeichnung.

- Mit Belüftungskerbem im Deckel zur Vorbeugung der Kondenswasserbildung.
- Ohne Belüftungskerbem zur Verhinderung der Austrocknung des Nährbodens nach der Inkubation. Reduzierter Gasaustausch außerhalb der Petrischale durch fehlende Kerben.

- Keimfrei
- Mit β -Strahlen sterilisiert

DISPOSABLE PETRI DISHES

Disposable planar, clear Petri dishes in PS. Available in several diameters, ventilated and unventilated, aseptic or radiation-sterilized. Styles with 2, 3 and 4 separate compartments. Designed for routine lab work, bacteriological research. CE Marked.

- With aeration notches on the lid to prevent condensation formation.
- Without aeration notches to avoid agar desiccation after incubation. Gas exchange outside Petri dish is reduced thanks to the absence of notches.

- Aseptic
- β Beta-ray sterilization

ЧАШКИ ПЕТРИ ОДНОРАЗОВЫЕ

Одноразовые, плоские, прозрачные чашки Петри из полистирола. Выпускается несколько диаметров, вентилируемые и невентилируемые, асептические и стерилизованные излучением. Модели с 2, 3 и 4 отсеками. Предназначены для стандартной лабораторной работы и бактериологических исследований. Снабжены маркировкой ЕС.

- с воздушными щелями на крышке, препятствующими образованию конденсата.
- без воздушных щелей во избежание усыхания агара после выдерживания. Газообмен за пределами чашки Петри снижен, благодаря отсутствию щелей.

- асептические
- стерилизация β бета-излучением

Art.	Ø mm	Typ / Type / Тип	
358	90	Mit Entlüftung / with triple vents / с тремя вентиляционными отверстиями	<input type="radio"/>
366	90	Mit Entlüftung / with triple vents / с тремя вентиляционными отверстиями	<input checked="" type="radio"/>
359	100	Mit Entlüftung / with triple vents / с тремя вентиляционными отверстиями	<input checked="" type="radio"/>
368	60	Mit Entlüftung / with triple vents / с тремя вентиляционными отверстиями	<input checked="" type="radio"/>
360	60	Ohne Entlüftung / without triple vents / без трех вентиляционных отверстий	<input checked="" type="radio"/>
361	120	Ohne Entlüftung / without triple vents / без трех вентиляционных отверстий	<input checked="" type="radio"/>
362	90	Mit 2 Unterteilungen / with 2 sections / с 2 секторами	<input checked="" type="radio"/>
363	90	Mit 3 Unterteilungen / with 3 sections / с 3 секторами	<input checked="" type="radio"/>
364	90	Mit 4 Unterteilungen / with 4 sections / с 4 секторами	<input checked="" type="radio"/>
365	150	Mit Entlüftung / with triple vents / с тремя вентиляционными отверстиями	<input checked="" type="radio"/>
369	120x120	Quadratisch mit Entlüftung / square with triple vents / Квадратная, с тремя вентиляционными отверстиями	<input type="radio"/>
367	65	Contact	<input type="radio"/>
380	65	Contact	<input checked="" type="radio"/>
3360	60	Ohne Entlüftung / without triple vents / без трех вентиляционных отверстий	<input type="radio"/>

**EINBETTKASSETTE FÜR HISTOLOGIE, UNI-TYP**

POM

Kassette für das Einbetten in Paraffin Universalausführung, Deckel mit doppeltem Clipverschluss, der durch automatisches Brechen des Verschlusses entfernt werden kann. In den folgenden Farben verfügbar: Weiß (03), Blau (04), Gelb (06), Grün (12), Rosa (13), Rot (10).

TISSUE EMBEDDING CASSETTES, UNI TYPE

POM

Tissue embedding cassettes for paraffin inclusions, Universal type, provided with clipon closure lid that can easily be removed. Available in the colours: White (03), Blue (04), Yellow (06), Green (12), Pink (13), Red (10).

КАССЕТЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ТКАНЕЙ ТИП UNI

POM

Кассеты для заливки тканей в парафин, универсального типа, с защелкивающейся, легко снимаемой крышкой. Выпускаются следующие цвета: белый (03), синий (04), желтый (06), зеленый (12), розовый (13) и красный (10).

Art.	Dim. mm
2921	40x28x6,8

**SCHWÄMME FÜR
EINBETTKASSETTEN****SYNTHETISCHER SCHWAMM**

Schutzschwämme für das Einbetten aus synthetischem Schwamm mit kontrollierter Porosität, kann leicht in Einbettkassetten eingelegt werden. Sehr nützlich für die Vorbereitung von Biopsien sehr kleiner Größe.

TISSUE EMBEDDING SPONGE**SYNTHETIC SPONGE**

Synthetic sponge with a calibrated porosity that can easily be inserted into the tissue embedding cassettes. Very useful for small specimens in biopsy tests.

ГУБКА ДЛЯ ПРОБ ТКАНЕЙ**СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГУБКА**

Защитная губка с точно определенной пористостью, легко укладываемая в кассеты для проб тканей. Очень удобна для гистологических образцов небольшого размера.

Art.	Dim. mm	Farbe / Colour / Цвет
2922-04	32x26x2,5	Blau / Blue / синий

**EINBETTKASSETTEN TYP MEGA****POM**

Einbettkassetten Typ Mega für mittelgroße Proben. In den folgenden Farben verfügbar: Weiß (03), Blau (04), Gelb (06), Grün (12), Rosa (13).

**TISSUE EMBEDDING CASSETTES
MEGA TYPE****POM**

Tissue embedding cassettes Mega type for medium to large-sized samples. Available in the colours: White (03), Blue (04), Yellow (06), Green (12), Pink (13).

**ГУБКА ДЛЯ ПРОБ ТКАНЕЙ ТИПА
«МЕГА»****POM**

Губка для проб тканей типа «мега» для образцов среднего и большого размера. Выпускаются следующие цвета: белый (03), синий (04), желтый (06), зеленый (12), розовый (13).

Art.	Dim. mm
2925	40x28x13,6

**EINBETRINGS****ABS**

Einbettringe aus ABS. In den folgenden Farben verfügbar: Weiß (03), Blau (04), Gelb (06), Grün (12), Rosa (13).

EMBEDDING RINGS**ABS**

Embedding rings made from ABS. Available in the colours: White (03), Blue (04), Yellow (06), Green (12), Pink (13).

КОЛЬЦА ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПРОБ**ABS**

Выпускаются следующие цвета: белый (03), синий (04), желтый (06), зеленый (12), розовый (13).

Art.	Dim. mm
2919	28x40x11





METALLSCHALEN FÜR DIE HISTOLOGIE

EDELSTAHL

Aus Edelstahl mit glänzender Oberfläche, um das Abnehmen des Paraffineinbettungen zu erleichtern, erlaubt eine korrekte Zentrierung des Befunds im Paraffinblock. Im 10-Stück-Beutel.

METAL TRAYS FOR HISTOLOGY

STAINLESS STEEL

Made of stainless steel for easy removal of paraffin inclusions: they allow a precise location of the specimen into the paraffin. Packed in bags of 10 pieces.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛАЙКИ ДЛЯ ГИСТОЛОГИИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Изготовлены из нержавеющей стали с полированной поверхностью, упрощающей выемку вещества, залитого в парафин; позволяют точно расположить образец при заливке. Упакованы в пакеты по 10 шт.

Art.	Ext. dim. mm	Int. dim. mm	Mod.
2923	52x35x11	23x36	Standard
2924	52x35x11,6	7x7	Für Biopsien / biopsy type / Для биопсии



WIEGESCHALEN

STOSSFESTES PS

Die Wiegeschalen der Modelle DS und SQ wurden eigens entwickelt, um ein bequemes Hilfsmittel für das Präzisionswiegen zu haben. Sie haben die folgenden Vorteile für den Laboranten:

- sie sind nicht kontaminiert (hydrophobes HIPS)
- sie verformen sich leicht und nehmen Trichterform an
- das Modell DS ist in weißer und schwarzer Farbe verfügbar und gewährleistet so je nach der Farbe der zu wiegenden Probe einen außergewöhnlichen Kontrast.
- Taragewicht wiederholbar: Abweichung unter 5%
- Antistatisch

BALANCE BOATS

HIGH IMPACT PS

Diamond (DS) and square shaped (SQ) lightweight weighing boats provide an easy and inexpensive system for weighing any medium. They offer the following benefits:

- non contaminating (made of HIPS with hydrophobic surface)
- easily fashioned to make a funnel shape
- the DS model is available in either white (03) or black (09) so the operator can easily see that no trace of sample remains adhering to the boat
- reproducible tare weight: batch to batch variation is normally less than 5%
- Antistatic

ЕМКОСТИ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ

ПРОТИВОУДАРНЫЙ PS

Емкости ромбовидной (DS) и квадратной (SQ) формы были специально разработаны как удобное приспособление для точного взвешивания любых веществ. Они обладают следующими преимуществами:

- не загрязняются (изготовлены из высокопрочного полистирола с гидрофобной поверхностью)
- легко принимают форму воронки
- ромбовидные модели черного или белого цвета по выбору представляют собой контрастную поверхность на повышающую видимость
- одинаковый вес тары: вариативность ниже 5%
- антистатические



Art.	Mod.	Cap. ml	Farbe Colour Цвет	Dim. mm	Gewicht g Weight gr. Масса г	Stück pro Packung Pkg. pcs. Кол-во шт
11100/03	DS	5	Weiß / White / Белый	31x53x5,3	0,30	1000
11100/09	DS	5	Schwarz / black / черная	31x55x4,6	0,30	1000
11101/03	DS	30	Weiß / White / Белый	56x85x14,5	1,00	500
11101/09	DS	30	Schwarz / black / черная	56x85x14,5	1,00	500
11102/03	DS	100	Weiß / White / Белый	96x134,5x18,5	2,90	250
11102/09	DS	100	Schwarz / black / черная	96x134,5x18,5	2,80	250
11103	SQ	7	Weiß / White / Белый	43x43x8	0,50	1000
11104	SQ	100	Weiß / White / Белый	78,5x78,5x23	2,30	1000
11105	SQ	250	Weiß / White / Белый	134x134x23	5,60	1000

EINWEGSPRITZEN FÜR DISPENSER/VERDÜNNER

PP

Die Einwegspritzen "Dispenser Tips" sind aus Polypropylen mit einem Inhalt von 0,05 - 0,50 - 1,25 - 2,50 - 5,00 - 12,50 - 25,00 und 50,00 ml. Mit Dispensern/Verdünnern unterschiedlicher Dosierung verwendbar. Sie sind mit einem volumetrischen Kolben und Graduierung versehen. Erhältlich in einer unsterilen Ausführung im Multipack; in der sterilen Ausführung im Einzelpack. Optionaler Ersatzadapter aus Polypropylen, für Volumina von 25 ml und 50 ml. Bei den Volumina 25 ml und 50 ml ist der entsprechende Adapter bereits in der Packung enthalten. Die "Dispenser Tips" können für folgende Dispenser verwendet werden: HandyStep®, Gilson® Repetman®, Rainin AutoRep™ E/TM M, Eppendorf® Multipette® 4780 und nicht-digitale Ausführungen, EDOS® 5221

DISPOSABLE SYRINGES FOR DISPENSER / DILUTER

PP

Disposable „Dispenser Tips“ dispensing syringes are made of PP and have the following dispensing volumes: 0.05 - 0.50 - 1.25 - 2.50 - 5.00 - 12.50 - 25.00 and 50.00 ml. For use with variable-volume dispensers/diluters with volumetric piston and graduations. Non-sterile syringes are sold in multi-packs; sterile syringes are single-wrapped. Optional interchangeable adaptors in PP for 25 ml and 50 ml volumes. 25 ml and 50 ml packs contain the necessary adaptor. Dispenser Tips are compatible with Brand HandyStep®, Gilson® Repetman®, Rainin AutoRep™ E/TM M, Eppendorf® Multipette® 4780 and non digital versions, EDOS® 5221

ОДНОРАЗОВЫЕ ШПРИЦЫ ДЛЯ ДОЗАТОРОВ /РАЗБАВИТЕЛЕЙ

PP

Одноразовые шприцы-дозаторы «наконечники для дозаторов» из полипропилена, объемом 0,05 - 0,50 - 1,25 - 2,50 - 5,00 - 12,50 - 25,50 - 50,00 мл. Предназначены для различных ступенчатых дозаторов/разбавителей с волюметрическим поршнем и градуировкой. Поставляются нестерилизованными во множественной упаковке и стерилизованными - в индивидуальной. По заявке предоставляется сменный переходник из полипропилена для изделий объемом 25 и 50 мл. В упаковку изделий объемом 25 и 50 мл входит соответствующий переходник. Наконечники дозаторов совместимы с дозаторами Brand HandyStep®, Gilson® Repetman®, Rainin AutoRep™ E/TM M, Eppendorf® Multipette® 4780 и нецифровыми моделями, EDOS® 5221



Art.		Cap. ml	
2899-03		0,10	
2900-03		0,50	
2902-03		1,25	
2904-03		2,50	
2906-03		5,00	
2908-03		12,50	
2914-03		25,00 mit Adapter / with adaptor / с переходником	
2910-03		50,00 mit Adapter / with adaptor / с переходником	
2901-03	sterile	0,50	Einzeln / individual / индивидуальная уп.
2903-03	sterile	1,25	Einzeln / individual / индивидуальная уп.
2905-03	sterile	2,50	Einzeln / individual / индивидуальная уп.
2907-03	sterile	5,00	Einzeln / individual / индивидуальная уп.
2909-03	sterile	12,50	Einzeln / individual / индивидуальная уп.
2915-03	sterile	25,00	Einzelpack mit Adapter individual with adaptor индивидуальная с переходником
2911-03	sterile	50,00	Einzelpack mit Adapter individual with adaptor индивидуальная с переходником
2916-00	adapter adaptors Переходники		



SEROLOGISCHE PIPETTEN

Aus transparentem Polystyrol, aus einem Stück (bis 25 ml Inhalt) und nahtlos hergestellt, um das Auslaufen beim Ansaugen zu verhindern und eine bessere Genauigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Die sterilen Ausführungen werden mit Gammastrahlen bestrahlt, sie sind pyrogenfrei, nicht hämolytisch, nicht zellschädigend, für Anwendungen in der Gewebekultur. CE-Kennzeichnung. Die schwarze permanente Graduierung sieht zusätzliches Volumen für zusätzlichen Inhalt vor. Ab einem Inhalt von 5ml sind die Pipetten auch mit zwei gegenläufigen Skalen versehen (ausgelaufenes und verbliebenes Volumen). Der Sicherheitsstopfen, bei den sterilen Pipetten, besteht aus Watte und ist am oberen Ende befestigt. Die sterile und einzeln verpackte Ausführung befindet sich in einer praktischen Papier/Kunststoff-Verpackung, die sich auch als nützlich erweist, die Pipette zu entsorgen. Die Verpackung erlaubt eine unkomplizierte Entnahme der Pipette. Die so verpackten Pipetten eignen sich vor allem für sterile Anwendungen, insbesondere, wenn Latexhandschuhe getragen werden. Diese besondere Verpackung verringert die Haftung aufgrund von statischer Elektrizität. Die nicht bestrahlte Ausführung wird nur in einer praktischen, mit Reißverschluss wiederverschließbaren, Bulkverpackung (Beutel) angeboten. **Mehr als 98-prozentige Genauigkeit bei kompletter Füllung.**

SEROLOGICAL PIPETTES

Made in crystal clear PS, one piece construction (up to 25 ml size) without junction to avoid leakage during aspiration and to assure maximum accuracy and sturdiness. Sterile versions undergo Gamma radiation, and are certified non pyrogenic, non hemolytic and non cytotoxic for tissue culture applications. CE marked. Permanent graduation in black color foresees an additional volume for extra capacity. Starting with 5 ml size, they are also endowed of a reverse scale (ascending and descending graduation). The safety insert placed in sterile pipettes is made of cotton and it is firmly fixed at the upper rim. Single sterile version is packed in a paper/plastic pouch, useful also for pipette replacing before disposal, designed for high comfort in pipette picking. This packaging is ideal in sterile applications, specifically when latex gloves use is requested, reducing glue-effect due to static charges. The non-sterile version is proposed in a plastic envelope endowed with a helpful zip-closure. **Accuracy higher than 98% at full volume.**

ПИПЕТКИ СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ

Изготовленные из прозрачного полистирола, представляющие собой цельную конструкцию (до объема 25 мл), отсутствие соединений позволяет избежать течи впускаемого воздуха и гарантирует более высокую точность и прочность. Стерильные pipettes прошли обработку гамма-излучением, непиригенность, нецитотоксичность и гемолитичность подтверждаются сертификатами, разрешающими их использование для производства тканей. Снабжены маркировкой ЕС. На изделиях имеется черная, несмываемая градуировка, предусматривающая дополнительный объем для заполнения емкости. Начиная с объема 5 мл изделия снабжены еще одной обратной градуировкой (восходящая и нисходящая). В стерильных pipettes имеется предохранительный вкладыш из хлопкового материала, прочно зафиксированный у верхнего ободка. Стерильные pipettes помещаются в отдельную упаковку из бумаги или пластика, в которой удобно также хранить использованные pipettes до утилизации. Упакованные таким образом pipettes идеальны для использования в стерильных условиях, при необходимости работы в латексных перчатках; применение этой упаковки позволяет уменьшить слипание вследствие накопления статического электричества. Изделия, не обработанные излучением, поставляются в обычно упаковке, в пакете с застежкой-молнией. **Точность выше 98% при полном объеме.**



Serologische Pipetten mit enger Spitze (Mikrospitze) Fine Tip Serological Pipettes Пипетки серологические с узким кончиком

Art.	ml	Incr. / Ext.	Extra ml	ml tot.	Colour	y-Ster.	Int. pkg.
2810	1	1 / 100	0,3	1,3	Yellow	x	Papier-/Kunststoffverpackung, einzeln/sing. paper plast./Инд. в бум.-пластике
2812	1	1 / 100	0,3	1,3			Bulkverpackung, Kunststoff/multi plastic/Станд. в пласт.
2813	2	1 / 50	0,4	2,4	Green	x	Papier-/Kunststoffverpackung, einzeln/sing. paper plast./Инд. в бум.-пластике
2815	2	1 / 50	0,4	2,4			Bulkverpackung, Kunststoff/multi plastic/Станд. в пласт.
2816	5	1 / 10	3	8	Blue	x	Papier-/Kunststoffverpackung, einzeln/sing. paper plast./Инд. в бум.-пластике
2818	5	1 / 10	3	8			Bulkverpackung, Kunststoff/multi plastic/Станд. в пласт.
2819	10	1 / 10	3	13	Orange	x	Papier-/Kunststoffverpackung, einzeln/sing. paper plast./Инд. в бум.-пластике
2821	10	1 / 10	3	13			Bulkverpackung, Kunststoff/multi plastic/Станд. в пласт.
2822	25	1 / 5	2,6	27,6	Red	x	Papier-/Kunststoffverpackung, einzeln/sing. paper plast./Инд. в бум.-пластике
2824	25	1 / 5	2,6	27,6			Bulkverpackung, Kunststoff/multi plastic/Станд. в пласт.
2825	50	1 / 2	10	60	Purple	x	Papier-/Kunststoffverpackung, einzeln/sing. paper plast./Инд. в бум.-пластике

НеваРеактив

LIQUID HANDLING

НеваРеактив

**DOSIPET**

Dosipet ist eine Reihe von Dosierern mit einstellbarem, wiederholbarem Dosiervolumen. Gefertigt aus hochfesten Materialien, die eine bemerkenswerte mechanische und chemische Festigkeit gewährleisten. Verfügbar in drei unterschiedlichen Ausführungen, je nach verwendetem Reagenz. Zur Auswahl stehen:

DOSIPET B

Für allgemeinen Gebrauch; besonders geeignet für Reagenzien durchschnittlicher Aggressivität.

DOSIPET S

Nützlich für die Dosierung konzentrierter Säuren, polarer und nicht-polarer Lösungsmittel.

DOSIPET HF

Speziell entwickelt für die Dosierung von Fluorwasserstoffsäure. Komplett mit Ansaug- und Ablassschlauch und einem Adaptor-Set: für Dosipet 2,5/5 und 10 ml Adapter A25, A28, A45, A40; für Dosipet 25/50 und 100 ml Adapter A28, A32/45, A40.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ALLER DREI REIHEN:

- genaue und schnelle Volumeneinstellung mit dem Analogschieber
- präzise Skaleneinteilung, die die Reproduzierbarkeit der Dosiermengen gewährleistet
- kein Reagenzverlust beim Entlüften oder Befüllen
- Dosierung ohne Blasenbildung
- Kompletttransfer der Flüssigkeit durch Kolben bei jeder Bewegung
- Vollständige Rückgewinnung der Flüssigkeit im Ablassrohr durch Drehen um 180° der Ausgusstülle
- Autoklavierbar bei +121°C für 20 Minuten
- EG-Konformität

DOSIPET

Dosipet is a series of adjustable volume repetitive dosing devices. They are made of high quality materials ensuring considerable mechanical and chemical resistance. They are available in three different versions, depending on the reagents to be dispensed. Possibility to choose between:

DOSIPET B

For universal use; ideal for use with reagent of average aggressiveness.

DOSIPET S

Useful for dosing concentrated acids, polar and no-polar solvents.

DOSIPET HF

Especially developed for hydrofluoric acid dosing. They are supplied complete with tubes for filling/discharging, as well as with a set of adaptors: for Dosipet 2.5/5 and 10 ml adaptors A25, A28, A45, S40; for Dosipet 25/50 and 100 ml adaptors A28, A32/45, A40.

Technical specifications common to the three series:

- precise and quick volume adjustment using the analogue slider
- precise graduated scale to ensure reproducibility of the dispensed volumes
- no loss of reagent when eliminating air or filling
- dispensing without bubbles forming
- the piston completely transfers the liquid with every movement
- total recovery of the liquid in the discharge tube by turning the delivery tip 180°
- autoclavable at +121°C for 20 minutes
- EC conformity

DOSIPET

Dosipet – серия регулируемого объема аналоговой конструкции. Изготавливаются высококачественных материалов обеспечивающих значительную механическую и химическую устойчивость. В зависимости от реagenтов, подлежащих дозировке, предусмотрено три различные модели. Предлагается следующий выбор:

DOSIPET B

Для универсального использования, идеальны для реagenтов со средней агрессивностью.

DOSIPET S

Пригодны для дозирования концентрированных кислот, полярных и неполярных растворителей.


DOSIPET HF

Специально разработаны для дозирования фтористоводородной кислоты. Поставляются в комплекте с трубками для заполнения/опорожнения, а также наборов переходников: для Dosipet 2,5/5 и 10 мл переходниками A25, A28, A45, A40; для Dosipet 25/50 и 100 мл переходниками A28, A32/45, A40.

Технические характеристики одинаковы для трех моделей:

- точное и быстрое регулирование объема посредством подвижной шкалы
- точная градуированная шкала, обеспечивающая повторяемость отмеренных объемов
- отсутствие потерь реagenтов при удалении воздуха или заполнении
- дозирование без образования пузырьков
- перемещение жидкости при каждом движении поршня
- полное восстановление жидкости в выпускной трубке при повороте рычага на 180°
- выдерживают автоклавирование при температуре +121°C в течение 20 минут
- соответствуют нормам ЕС

ALKALI	INORGANIC SOLUTIONS	ACIDS	ORGANIC SOLVENTS		HYDROFLUORIC ACID (HF)
			POLAR	NON-POLAR	
Dosipet					
Dosipet S					
Dosipet HF					

**DOSIPET B**

Verwendbar mit jeder Art von wässriger Lösung (ausgenommen fluorwasserstoffhaltige Lösungen), gekennzeichnet durch praktische Handhabung und Zuverlässigkeit. Versehen mit einem 3.3 Borosilikatglaszylinder und einem Kolben aus PTFE.

DOSIPET B

Series that can be used with every water solution type (except those containing hydrofluoric acid), marked by a high degree of convenience and reliability. It is equipped with a 3.3 borosilicate glass cylinder and PTFE piston

DOSIPET B

Серия моделей, которые можно использовать с любыми водными растворами (кроме содержащих фтористоводородную кислоту), отличающаяся высокой степенью надежности и удобства в эксплуатации. Оснащены 3.3 цилиндрами из боросиликатного стекла и поршнями из PTFE.

Art.	Mod.	Cap. ml	Subdiv. ml	Toll. ml	CV ml	Gewinde GL Thread 6L Резьба 6L
83002	Dosipet 2	0,25 - 2,5	0,05	± 0,012	0,002	32/33
83005	Dosipet 5	0,5 - 5,0	0,10	± 0,03	0,005	32/33
83010	Dosipet 10	1,0 - 10,0	0,20	± 0,06	0,010	32/33
83025	Dosipet 25	2,5 - 25,0	0,50	± 0,15	0,025	45
83050	Dosipet 50	5,0 - 50,0	1,00	± 0,30	0,050	45
83060	Dosipet 100	10,0 - 100,0	2,00	± 0,60	0,100	45

DOSIPET S

Hochwertige Komponenten und Qualitätsfertigung machen diese Reihe ideal, um polare und nicht-polare Lösungsmittel (siehe technisches Handbuch), darunter halogenierte Lösungsmittel und konzentrierte mineralische Säuren, einschließlich besonders flüchtige Säuren wie Salpetersäure und Trifluoressigsäure, zu dosieren. Ferner verwendbar mit Peroxiden, Salzsäure und Schwefelsäure. Komplet mit einem Borosilikatgaskolben. Die Reagenzien kommen nur mit aus PTFE gefertigten Komponenten in Berührung.

Art.	Mod.	Cap. ml	Subdiv. ml	Toll. ml	V ml	Gewinde GL / Thread GL / Резьба GL
83070	Dosipet S-10	1,0 - 10,0	0,20	± 0,06	0,010	32
83071	Dosipet S-25	2,5 - 25,0	0,50	± 0,15	0,025	45
83072	Dosipet S-50	5,0 - 50,0	1,00	± 0,30	0,050	45

DOSIPET S

High quality components and assembly make this series the ideal choice for measuring out organic polar and non-polar solvents (see technical manual), including halogenated solvents, and concentrated mineral acids, including particularly volatile acids such as nitric and trifluoroacetic acids. In addition, they can be used with peroxides, hydrochloric acid and sulphuric acid. It comes with a borosilicate glass piston. The reagents come into contact only with parts made of PTFE

DOSIPET S

Высококачественные узлы и компоненты делают эту серию идеальным выбором для выполнения замеров органических полярных и неполярных растворителей (см. техническое руководство), включая галогенированные растворители, концентрированные минеральные кислоты, в частности, такие летучие кислоты, как азотная, соляная и серная. Поставляются с поршнями из боросиликатного стекла. Химреагенты контактируют только с деталями из PTFE.

**DOSIPET HF**

Diese Dosierhilfen wurden speziell für die Verwendung von fluorwasserstoffhaltigen Lösungen entwickelt. Die internen Komponenten, die mit diesen Lösungen in Berührung kommen, sind aus hochwertigen und sehr widerstandsfesten Materialien (PTFE und Platin-Iridium), die in Verbindung mit Fluorwasserstoff völlig inert sind. Komplet mit PTFE-Kolben.

DOSIPET HF

These dosing devices are designed for specific use with hydrofluoric acid solutions. The internal components that come into contact with these solutions are made with high quality and high resistance materials (PTFE and platinum-iridium), completely inert with hydrofluoric acid. Complete with PTFE piston

DOSIPET HF

Эти дозирующие устройства предназначены специально для работы с растворами фтористоводородной кислоты. Внутренние компоненты, контактирующие с этими растворами, производятся из высококачественных и высокостойких материалов (PTFE и платина-иридий), полностью инертных в отношении фтористоводородной кислоты. Снабжены поршнем из PTFE.



Art.	Mod.	Cap. ml	Subdiv. ml	Prec. ml	V ml	Gewinde GL / Thread GL / Резьба GL
83080	Dosipet HF-10	1,0 - 10,0	0,20	± 0,06	0,010	32
83081	Dosipet HF-25	2,5 - 25,0	0,50	± 0,15	0,025	45

DOSIPET ZUBEHÖR**DOSIPET ACCESSORIES****DOSIPET ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

Art.	Desc.
83027	Bernsteinfarbene Flasche 250 ml (GL 32) / Amber bottle 250 ml (GL32) / Бутылка из желтого стекла 250 мл (GL32)
83028	Bernsteinfarbene Flasche 500 ml (GL 32) / Amber bottle 500 ml (GL32) / Бутылка из желтого стекла 500 мл (GL32)
83011	Bernsteinfarbene Flasche 1000 ml (GL45) / Amber bottle 1000 ml (GL45) / Бутылка из желтого стекла 1000 мл (GL45)
83012	Bernsteinfarbene Flasche 2500 ml (GL45) / Amber bottle 2500 ml (GL45) / Бутылка из желтого стекла 2500 мл (GL45)
83014	Ansaugschlauch Dosipet 2,5-10 ml / Suction tube Dosipet 2,5-10 ml / Впускная труба Dosipet 2,5-10 мл
83015	Ansaugschlauch Dosipet 25-100 ml / Suction tube Dosipet 25-100 ml / Впускная труба Dosipet 25-100 мл
83017	Ablassschlauch aus (FEP) Dosipet 2,5-10 ml / Discharge tube (FEP) Dosipet 2,5-10 ml / Выпускная труба из FEP Dosipet 2,5-10 мл
83018	Ablassschlauch aus (FEP) Dosipet 25-100 ml / Discharge tube (FEP) Dosipet 25-100 ml / Выпускная труба из FEP Dosipet 25-100 мл
83020	Rückführschlauch Dosipet 2,5-100 ml / Circulation tube Dosipet 2,5-100 ml / Рециркуляционная труба Dosipet 2,5-100 мл
83021	Set mit 5 Adaptern A25, A28, A38, A40, A45 Set of 5 adapters A25, A28, A38, A40, A45 Комплект 5 переходников A25, A28, A38, A40, A45
83023	Schlauch für Kalziumchlorid / Calcium chloride tube / Труба для подачи хлористого кальция
83026	Glas-Schlagventil aus Glas für Anwendungen in kontrollierter Atmosphäre Glass impact valve Стеклоударный клапан для использования в контролируемой атмосфере
83029	Spiralschlauch aus PTFE für Ferndosierungen Dosipet 2,5-10 ml / Int. ø 2mm / Ext. ø 3mm PTFE spiral-wound tubing for Dosipet remote dosing; 2,5-10 ml / Int. ø 2mm / Ext. ø 3mm Спиральная труба из ПTFE для удаленного дозирования Dosipet 2,5-10 мл / внутренний ø 2mm / внешний ø 3mm
83030	Spiralschlauch aus PTFE für Ferndosierungen Dosipet 25-100 ml / Int. ø 3.4mm / Ext. ø 4.3mm PTFE spiral-wound tubing for Dosipet remote dosing; 25-100 ml / Int. ø 3.4mm / Ext. ø 4.3mm Спиральная труба из ПTFE для удаленного дозирования Dosipet 25-100 мл / внутренний ø 3.4mm / внешний ø 4.3mm



**DOSILAB**

Dosilab ist eine neue Reihe auf Flaschen aufsetzbarer, verstellbarer Dosierer für eine präzise, fehlerfreie und kostengünstige Dosierung von Chemikalien bei vollkommener Sicherheit für Anwender und das Arbeitsumfeld. Die sechs Modelle der neuen Reihe sind einfach im Gebrauch und lassen sich für Reinigungs- und Pflegearbeiten leicht in ihre Einzelteile zerlegen; autoklavierbar ohne Demontage. Genaue und schnelle Volumeneinstellung über den Análogochieber. Sorgfältig ausgewählte Rohmaterialien sowie verschiedene Qualitätskontrollen während des Produktionsverfahrens gewährleisten die hohe Präzision und Genauigkeit von Dosilab. Jede einzelne Anwendung ist gemäß des ISO 8655-Standard kalibriert und wird mit eigenem Kalibrierschein geliefert. Lieferung komplett mit fünf Adaptern für die gängigsten Reagenzflaschen (28, 32, 36, 40 und 45 mm) sowie einer praktischen Vorrichtung zur einfachen Realibrierung direkt im Labor, gemäß den Anforderungen der GLO/ISO-Standards

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Vollständig autoklavierbar bei +121°C ohne Zerlegung in Einzelteile.
- PTFE-Kolben mit Silikon-Dichtungsring gewährleistet hohen Genauigkeitsgrad.
- Interner Borosilikatglassylinder geschützt durch Polypropylenisolation.
- Ventilgehäuse: PTFE-Körper aus einem Stück, der hohe chemische Festigkeit gewährleistet.
- Genauigkeit & Reproduzierbarkeit: erfüllt die ISO 8655-Richtlinien
- Kompatibilität: hervorragend für alle Reagenzien, einschließlich organischer Lösungsmittel und konzentrierte Säuren, mit Ausnahme von Fluorwasserstoff (HF).
- Rekalibrierung: einfach und schnell mit dazugehörigem Sonderzubehör

Gegenüberstellung der laut ISO 8655-Standards geforderten Spezifikationen und der technischen Eigenschaften von DOSILab

Die folgende Tabelle bescheinigt, dass die Spezifikationen von DOSILab die Anforderungen des internationalen Standards für volumetrische Anwendungen mit Kolbenantrieb ISO 8655 voll erfüllen.

Art.	Mod.	Vol. ml	Incr. ml	ISO 8655 STD				dosilab STD			
				Acc.	CV	Acc.	CV				
				+/- %	+/- % ml	+/- %	+/- % ml	+/- %	+/- % ml	+/- %	+/- % ml
83082	Dosilab 2	0,25 - 2,5	0,05	0,6	0,15	0,2	0,005	0,6	0,015	0,2	0,005
83083	Dosilab 5	0,5 - 5	0,1	0,6	0,030	0,2	0,010	0,5	0,025	0,1	0,005
83084	Dosilab 10	1 - 10	0,2	0,6	0,060	0,2	0,020	0,5	0,050	0,1	0,010
83085	Dosilab 30	2,5 - 30	0,5	0,6	0,180	0,2	0,060	0,5	0,150	0,1	0,030
83086	Dosilab 60	5 - 60	1	0,6	0,360	0,2	0,120	0,5	0,300	0,1	0,060
83087	Dosilab 100	10 - 100	2	0,6	0,600	0,2	0,200	0,5	0,500	0,1	0,100

Alle Innenteile, die bei der Anwendung in Berührung mit Flüssiglösungen kommen, sind aus PTFE, FEP und Borosilikatglas. Somit verfügen sie über eine exzellente Kompatibilität mit allen Reagenzien (selbst organische Lösungsmittel und konzentrierte Säuren), mit Ausnahme von Fluorwasserstoff.

DOSILAB

Dosilab is a new series of adjustable volume bottle top dispenser for dosing chemicals with precision, accuracy and inexpensiveness. It is totally safe for operators and environment. The six models of the new line are simple to use and easy to disassemble to perform common cleaning and maintenance operations; autoclavable without need for disassembly. Volume adjustment is made precise and quick by using the analogue slider. A careful choice of raw materials, as well as several quality controls carried out during production process guarantee Dosilab's high precision and accuracy. Every single appliance is individually calibrated according to the ISO 8655 standards and it is supplied with its own calibration certificate. The supply includes five adaptors for use with the most common reagent bottles (28, 32, 36, 40 and 45 mm) and a practical device for easy recalibrations that can be directly performed in laboratory, in conformity with the requirements of the GLO/ISO standards.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Completely autoclavable at +121°C without need for disassembly.
- PTFE piston with Silikon O-ring ensuring a high degree of accuracy.
- Internal cylinder in borosilicate glass protected by PP sheath.
- Valve housing: PTFE body in a single piece ensuring high chemical resistance.
- Accuracy & Reproducibility: according to the ISO 8655 standards
- Compatibility: excellent with all reagents including organic solvents and concentrated acids, except hydrofluoric acid (HF).
- Recalibration: simple and quick with its special accessory.

Comparison of the specifications required by the ISO 8655 standards and the DOSILab specifications

The following table certifies that the DOSILab specifications fully meet the requisites required by ISO 8655, international standard for piston-driven volumetric appliances.

DOSILAB

Dosilab – новая серия дозирующих насадок регулируемого объема, позволяющих значительных для точного, аккуратного и дешевого дозирования химических реагентов. Их использование абсолютно безопасно как для операторов, так и для окружающей среды. Шесть моделей новой линии просты в применении, легко разбираются для стандартной мойки и обслуживания; разборка для автоклавирования не требуется. Объем регулируется точно и быстро посредством подвижной шкалы. Тщательный отбор сырья и несколько этапов контроля качества в ходе изготовления гарантируют точность и аккуратность Dosilab. Каждое изделие калибруется отдельно в соответствии со стандартами ISO 8655 и поставляется с собственным сертификатом калибровки. В комплект поставки входят пять переходников, подходящих для большинства стандартных бутылок с химреагентами (28, 32, 36, 40 и 45 мм), а также удобное устройство для простой перекалибровки, выполняемой непосредственно в лаборатории, в соответствии с требованиями стандартов GLO/ISO.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Полное автоклавирование при температуре +121°C без необходимости разборки.
- Поршень из PTFE с силиконовым уплотнительным кольцом, обеспечивающий высокую точность.
- Внутренний цилиндр из боросиликатного стекла, защищенный полипропиленовым покрытием.
- Кожи клапана: цельный корпус из PTFE, обеспечивающий высокую химическую устойчивость.
- Точность и воспроизводимость: согласно стандартам ISO 8655
- Совместимость: отличная со всеми реагентами, включая органические растворители и концентрированные кислоты, кроме фтористоводородной кислоты.
- Рекалибровка: быстро и просто посредством специального устройства.

Сравнение характеристик, требуемое стандартами ISO 8655, и характеристики DOSILab

Следующая таблица удостоверяет, что характеристики DOSILab полностью соответствуют требованиям, установленным by ISO 8655, международным стандартом для поршневого волуметрических устройств.

All the internal components that during use are in contact with liquid solutions are made of PTFE, FEP and borosilicate glass. They therefore possess excellent compatibility with all reagents (even organic solvents and concentrated acids), except for hydrofluoric acid.

Все внутренние компоненты, которые в ходе эксплуатации контактируют с жидкими растворами, изготавливаются из PTFE, FEP и боросиликатного стекла. И, следовательно, отлично совместимы со всеми химреагентами (даже органическими растворителями и концентрированными кислотами) кроме фтористоводородной кислоты.

Alkali	Inorganic Solutions	Acids	Organic Solvents		Hydrofluoric Acid (HF)
			Polar	Non-polar	
Dosilab					

Art.	Mod.	Cap. ml	Subdiv. ml	Prec. ml	CV ml	Thread GL
83082	Dosilab 2	0,2 - 2,5	0,05	0,015	0,005	30
83083	Dosilab 5	0,5 - 5	0,10	0,025	0,005	30
83084	Dosilab 10	1 - 10	0,20	0,050	0,010	30
83085	Dosilab 30	2,5 - 30	0,50	0,150	0,030	30
83086	Dosilab 60	5 - 60	1,00	0,300	0,060	30
83087	Dosilab 100	10 - 100	2,00	0,500	0,100	30

DIGITALE BÜRETTE "TECHNOTRATE"

Technorate ist die perfekte digitale Burette für eine präzise Titrierung direkt aus der Flasche, sowohl in Laboranwendungen als auch in der Praxis. Erfüllt die Anforderungen der Richtlinie EN ISO 9001, komplett mit EG-Zertifikat. Die Burette hat einen Kunststoffkörper und ein LCD-Display, das die Dosiermenge kontinuierlich anzeigt. Technorate erlaubt, einen Volumenbereich von 0 bis 50 ml mit Steigerungen um 0,01 ml abzudecken. Die Dosiergeschwindigkeit lässt sich wahlweise auf Schnellmodus oder Tropfenmodus einstellen.

Einfache Kalibrierung

Die permanente Kalibrierung gilt für Wasser bei +20°C. In jedem Fall lässt sich Technorate bei der Verwendung von Flüssigkeiten mit einer anderen Viskosität/Dichte schnell und einfach durch Drücken der entsprechenden Taste neu kalibrieren.

Praktische und schnelle Voreinstellung der Titrervolumina

Ein einfacher Knopfdruck auf die Taste "DOS" reicht, um das Titrervolumen vor einzustellen. Nach einigen Drehungen am Griff und gleichzeitiger Kontrolle des Displays ist der Burettenzylinder rasch gefüllt. Mit der Speichertaste "MEM" können Sie komplizierte Berechnungen vermeiden.

Einfach und sicher

Durch Drehen um 180° wird die gesamte im Ablassschlauch enthaltene Flüssigkeit in die Flasche abgelassen, keine Flüssigkeiten werden verschüttet. Die mit den Reagenzien in Berührung kommenden Komponenten sind aus hochwiderstandsfähigem Kunststoff.

Die Buretten Technorate werden bei Fertigungsende einzeln geprüft, verfügen über ein Qualitätszertifikat und haben eine eigene Seriennummer. Lieferung komplett mit A25, A28, A32/45 und S45-Gewindestutzen sowie Ansaug-, Ablass- und Rückführschlauch aus PTFE.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Automatische Sperre nach 3 Minuten Nichtgebrauch
- Arbeitstemperatur von +10°C bis +40°C
- Transport und Lagerung nicht bei über +60°C
- Wiederaufladbare Batterie: die intermittierende Anzeige im Display zeigt an, wenn ein Wiederaufladen erforderlich ist, ohne den laufenden Titrationsprozess zu gefährden
- Präzisionsmechanismus erlaubt ein einfaches Befüllen und Entlüften ohne Verluft der Reagenzien
- Dosierung ohne Blasenbildung
- Batterieladegerät: 100-240V/ 50-60Hz

TECHNOTRATE DIGITAL BURETTE

Technorate is a digital burette ideal for exact titrations directly from bottles, both in the laboratory and in the field. Developed in compliance with EN ISO 9001, it is EC certified. It has a plastic body and a large liquid crystal display also for continuous display of the dispensed volume. It adequately allows dosage volumes of up to 50 ml with 0.01 ml increases to be covered and the dosage velocity can be selected from fast mode to drop-by-drop mode.

Simple calibration

Permanent calibration refers to water at +20°C. In any case, when using liquids with a different viscosity/density, Technorate can easily and quickly be recalibrated by pressing the dedicated button.

Practical and quick preselection of the titration volumes

Titration volume preselection is made particularly simple by pressing only the dedicated "DOS" button, looking at the display, and with just a few turns of the handle the burette cylinder is filled.

The special memory button ("MEM") helps you avoid complex calculations.

Easy and safe

By turning 180°, the delivery tip makes all the liquid in the discharge tube flows inside the bottle and prevents the spilling of inappropriate liquids. The components that come into contact with the reagents are made of high resistance plastic.

Technorate is tested one by one at the end of production, has quality certification and an individual serial number. It is supplied in series with A25, A28, A32/45 and S45 threaded adaptators and PTFE aspiration, discharge and recirculation tubes

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- auto-off function after 3 minutes of non-use
- use temperature from +10°C to +40°C
- transport and storage no warmer than +60°C
- rechargeable battery: the intermittent indicator inside the display informs of the need for recharge without jeopardising the titration in progress
- precision mechanism for simple filling and elimination of air without reagent loss problems
- dispensing without bubbles forming
- battery charger: 100-240V/ 50-60Hz

ЦИФРОВАЯ БЮРЕТКА
TECHNOTRATE

Technorate – цифровая бюретка, идеальная для точного титрования непосредственно из бутылок, выполняемого как в лабораторных условиях, так и на месте производства работ. Разработаны в соответствии с EN ISO 9001 и сертифицированы ЕС. Состоят из пластикового корпуса и жидкокристаллического дисплея, на котором постоянно показывается отмерянный объем. Позволяет выполнять дозирование объемов до 50 мл с приращением в 0,01 мл; скорость дозирования может регулироваться от быстрого режима до режима по капле.

Простая калибровка

Постоянная калибровка выполняется по воде при температуре +20°C. В любом случае, при использовании жидкостей с другими вязкостью/плотностью Technorate быстро и просто перекалибровывается нажатием специальной кнопки.

Удобный и быстрый предварительный выбор объемов титрования

Предварительный выбор объема титрования производится очень просто: нажатием специальной кнопки "DOS", глядя на дисплей, и после нескольких поворотов ручки цилиндр бюретки заполняется. Специальная кнопка запоминания ("MEM") помогает избежать сложных вычислений.

Простота и безопасность

Поворотом выпускного рычага на 180° вся жидкость в выпускной трубке перетекает в бутылку без разбрызгивания. Компоненты, контактирующие с химреагентами, изготавливаются из высокопрочных пластиковых материалов.

Каждая бюретка Technorate тестируется отдельно в конце производственного цикла, снабжается сертификатом качества и серийным номером. Поставляются в комплекте с резьбовыми переходниками A25, A28, A32/45 и S45, выпускными и рециркуляционными трубками из PTFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- автоматическое отключение после 3 минут неиспользования
- температура эксплуатации от +10°C до +40°C
- транспортировка и хранение при температуре не выше +60°C
- аккумуляторная батарея: мигающий индикатор внутри дисплея показывает необходимость в подзарядке, не влияя на выполняемое титрование
- механизм высокой точности для простого заполнения и удаления воздуха без потерь химреагента
- дозирование без образования пузырьков
- устройство для зарядки батареи: 100-240В – 50-60Гц.



Art.	Mod.	Cap. ml	Incr. ml	Precision \leq +/- %	CV \leq +/- %
83250	Technorate	0-50	0.01	0.2	0.1

TECHNOTRATE-ZUBEHÖR

TECHNOTRATE ACCESSORIES

АКСЕССУАРЫ TECHNOTRATE

Art.	Desc.
83027	Bernsteinfarbene Flasche 250 ml (GL 32) / Amber bottle 250 ml (GL32) / Бутылка из желтого стекла 250 мл (GL32)
83028	Bernsteinfarbene Flasche 500 ml (GL 32) / Amber bottle 500 ml (GL32) / Бутылка из желтого стекла 500 мл (GL32)
83029	Bernsteinfarbene Flasche 1000 ml (GL45) / Amber bottle 1000 ml (GL45) / Бутылка из желтого стекла 1000 мл (GL45)
83030	Bernsteinfarbene Flasche 2500 ml (GL45) / Amber bottle 2500 ml (GL45) / Бутылка из желтого стекла 2500 мл (GL45)
83016	Ansaugschlauch / Suction tube / Впускная труба
83019	Ablassschlauch / Discharge tube / Выпускная труба
83020	Rückführschlauch / Circulation tube / Рециркуляционная труба
83021	Batterieladegerät 220 V-50 Hz / Battery charger 220 V-50 Hz / Зарядное устройство 220 В 50 Гц
83023	Set mit 5 Adaptern / Set of 5 adapters / Комплект 5 переходников A25, A28, A38, A40, A45
83024	Schlauch für Kalziumchlorid / Calcium chloride tube / Труба для подачи хлористого кальция
83026	Rückschlagventil aus Glas für Anwendungen in kontrollierter Atmosphäre / Glass non return valve / Стеклянный обратный клапан для использования в контролируемой атмосфере





AUTOKLAVIERBARE MIKROPIPETTEN MIT VARIABLEM VOLUMEN - PLURIPET

Die Linie PLURIPET besteht aus acht Ein-Kanal- Mikropipetten mit variablem Volumen, versehen mit einem genauen und präzisen Dosiermechanismus. Die Pipetten decken den Kapazitätsbereich von 0,2 µl bis 10.000 µl ab. Die Modelle PL2 und PL10 sind ideal für Molekularbiologietechniken. Die Modelle PL20, PL100, PL200 und PL1.000 eignen sich für die Dosierung kleiner Mengen wässriger Flüssigkeiten mit mittlerer Viskosität und Dichte. Die Makropipetten PL5.000 und PL10.000 sind konzipiert für die Dosierung großer Mengen eher dickflüssiger und viskoser wässriger Flüssigkeiten. Sie verfügen über einen speziellen Filter, der den Innenkolben schützt und die Lebensdauer verlängert, da er Verschmutzungen vorbeugt. Die Pipetten werden geliefert mit einem Rekalibrierungsschlüssel und einem selbstklebenden Halter zur Befestigung am Labortisch. Jede Pipettenpackung enthält ein Zertifikat, das die Einzelkalibrierung bescheinigt. Erfüllen EC/IVD-Richtlinien.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Handgriffanbindung gewährleistet eine komfortable, nicht ermüdende Griffbarkeit
- Volumen durch Drehen am Entleerungsknopf oder am dafür vorgesehenen Zylinder einstellbar
- großes Display für einfaches Ablesen des eingestellten Mengenwertes
- die spezifische Knopffarbe jeder Mikropipette dient der einfachen Identifizierung des nutzbaren Mengenintervalls
- in der Höhe verstellbarer Spitzenabwerfer erlaubt die Aufnahme vieler verschiedener Spitzen; er lässt sich für ein leichteres Auswaschen zerlegen
- Kalibrierungsvorrichtung gewährleistet eine schnelle und genaue Rekalibrierung
- die robuste Struktur des Körpers aus PVDF gewährleistet eine hohe mechanische und chemische Festigkeit
- komplett autoklavierbar bei +121°C für 20 Minuten
- die in der Struktur verbauten Materialien sind resistent und langlebig und erlauben die Belichtung mit UV-Strahlen
- EN IS 8655-konform

VARIABLE VOLUME AUTOCLAVABLE MICROPIPETTES - PLURIPET

Eight variable volume single-channel micropipettes make up the PLURIPET line equipped with an accurate and precise pipetting mechanism. They cover the range of capacities from 0.2 µl to 10,000 µl. The PL2 and PL10 models are ideal for molecular biology techniques. The PL20, PL100, PL200 and PL1.000 models are useful for dispensing small volumes of aqueous fluids of moderate density and viscosity. The PL5.000 and PL10.000 macropipettes are ideal for dispensing large volumes of rather thick and viscous aqueous fluids. They are equipped with a special filter that protects the internal piston by increasing its lifetime and preventing contaminations. They are supplied complete with a recalibration device and adhesive support for attachment to the laboratory bench. Individually calibrated with their certificates included in the package; EC/IVD-compliant.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- the handle connection ensures a more comfortable and non-fatiguing grip
- the volume can be selected by turning the cylinder supplied for the purpose
- the large display ensures simple reading of the set volume value
- the button of each micropipette has a specific colour so identification of the usable volume interval is simple
- the tip ejector is adjustable in height to house a large variety of tips and it can be disassembled to simplify cleaning operations
- the recalibration device ensures quick and precise recalibrations
- the robust structure of the PVDF body ensures high mechanical and chemical resistances
- totally autoclavable at +121°C for 20 minutes
- the materials used for the structure are resistant and durable, and permit exposure to U.V. rays
- in accordance with EN IS 8655

АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ МИКРОПИПЕТКИ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЕМА - PLURIPET

В линию PLURIPET входят восемь вместимости варьируется от 0,2 мкл до 10000 мкл. Модели PL2 и PL10 используются при выполнении работ, связанных с микробиологией. Модели PL20, PL100, PL200 и PL1.000 предназначены для дозирования небольших объемов водянистых жидкостей со средней плотностью и вязкостью. Макропипетки PL5.000 и PL10.000 идеальны для дозирования больших объемов достаточно плотных и вязких водянистых жидкостей. Они снабжены специальным фильтром, который защищает внутренний поршень, увеличивая его срок эксплуатации и предотвращая загрязнения. Поставляются в комплекте с устройством для перекалибровки и адгезивной опорой для установки на лабораторном стенде. Каждая пипетка калибруется отдельно с приложением соответствующего сертификата и соответствует нормам EC/IVD.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- рычажное соединение обеспечивает удобный захват, не требующий усилий
- выбор объема производится поворотом кнопки опорожнения или поворотом специально предусмотренного для этого цилиндра
- большой дисплей обеспечивает легкость считывания установленного значения объема
- кнопка каждой микропипетки окрашена в свой цвет для упрощения идентификации используемого интервала объема
- выбрасыватель наконечника регулируется по высоте в зависимости от различных наконечников и может отсоединяться от пипетки для упрощения очистки
- устройство перекалибровки обеспечивает быстроту и точность повторных калибровок
- прочный корпус из поливинилденфторида (PVDF) обеспечивает высокую механическую и химическую стойкость
- полное автоклавирувание при температуре +121°C в течение 20 минут
- материалы, из которых изготовлен корпус, прочные и устойчивые, воздействие УФ-излучения допускается
- в соответствии с EN IS 8655

Art.	Micropipette mod.	Cap. (µl)	Incr.	Acc. (%)	Repeatability P (%)	Kartell tips compatibility
1296-10	Pluripet PL 2	Min. 0,2 1,0 Max 2,0	0,002 µl	± 1,2 ± 2,7 ± 1,5	≤ 6,0 ≤ 1,3 ≤ 0,7	959 / 956
1319-10	Pluripet PL 10	Min. 0,5 5,0 Max 10,0	0,02 µl	± 4,0 ± 1,0 ± 0,5	≤ 4,0 ≤ 0,8 ≤ 0,4	959 / 956
1300-10	Pluripet PL 20	Min. 2 10 Max 20	0,02 µl	± 4,0 ± 1,0 ± 0,8	≤ 3,0 ≤ 0,7 ≤ 0,4	960 / 958 / 940 / 979
1321-10	Pluripet PL 100	Min. 10 50 Max 100	0,2 µl	± 1,6 ± 1,0 ± 0,8	≤ 0,8 ≤ 0,4 ≤ 0,3	960 / 958 / 940
1301-10	Pluripet PL 200	Min. 20 100 Max 200	0,2 µl	± 1,2 ± 1,0 ± 0,6	≤ 0,6 ≤ 0,3 ≤ 0,3	960 / 958 / 940
1322-10	Pluripet PL 1000	Min. 100 500 Max 1000	2 µl	± 0,9 ± 0,7 ± 0,6	≤ 0,45 ≤ 0,25 ≤ 0,25	961 / 941
1325-10	Pluripet PL 5000	Min. 1000 2500 Max 5000	10 µl	± 0,6 ± 0,6 ± 0,5	≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,2	964 / 984
1329-10	Pluripet PL 10000	Min. 1000 5000 Max 10000	20 µl	± 2,5 ± 0,8 ± 0,2	≤ 0,6 ≤ 0,3 ≤ 0,2	943

AUTOKLAVIERBARE MIKROPIPETTEN MIT FESTEM VOLUMEN - FIXOPET

Die Linie FIXOPET besteht aus elf Einzelkanal-Mikropipetten mit festem Volumen und höchster Präzision. Der verfügbare Kapazitätsbereich reicht von 5 µl bis 1,000 µl. Jede Pipette ist mit einem verstellbaren Spitzenabwerfer versehen, um jegliche Gefahr der Verschmutzung auszuschließen. Die strukturellen Eigenschaften dieser Mikropipetten reduzieren die für die Dosierung erforderliche Kraft erheblich. Ideal für klinische und Forschungsanwendungen, EC/IVD-konform.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Handgriffgestaltung gewährleistet eine komfortable, nicht ermüdende Griffbarkeit
- Drehvorrichtung für Spitzenabwurf belastet die Daumensehnen nicht
- der abnehmbare Abwerfer ermöglicht die Verwendung mit Probespitzen mit besonders enger Öffnung
- das integrierte Rekalibrierungssystem gewährleistet eine schnelle und genaue Rekalibrierung
- die robuste Struktur des Körpers aus PVDF gewährleistet eine hohe mechanische und chemische Festigkeit
- die in der Struktur verbauten Materialien sind resistent und langlebig und erlauben die Belichtung mit UV-Strahlen
- komplett autoklavierbar bei +121°C für 20 Minuten
- EN IS 8655-konform

FIXED VOLUME AUTOCLAVABLE MICROPIPETTES - FIXOPET

The FIXOPET line is formed by eleven single channel micropipettes with fixed volume of high precision. The capacities available range from 5 µl to 1,000 µl. Each of them is equipped with adjustable tip ejector in order to eliminate any risk of contamination. The structural features of these micropipettes considerably reduce the force necessary for pipetting. Ideal for clinical and educational uses, compliant with EC/IVD.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- The special handle connection ensures a more comfortable and non-fatiguing grip
- the rotary device for the tip ejection does not create strain on the tendons of the thumb
- the removable ejector allows it to be used with test tubes having a particularly narrow opening
- the integrated recalibration system ensures quick and precise recalibrations
- the robust structure of the body made of PVDF ensures high mechanical and chemical resistances
- the materials used for the structure are resistant and durable, and permit exposure to U.V. rays
- totally autoclavable at +121°C for 20 minutes
- in accordance with EN IS 8655

АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ МИКРОПИПЕТКИ ФИКСИРОВАННОГО ОБЪЕМА - ФИХОПЕТ

В линию FIXOPET входят одиннадцать одноканальных микропипеток высокой точности. Диапазон их вместимости варьируется от 5 мкл до 1000 мкл. Для предотвращения загрязнения каждая из них снабжена регулируемым сбрасывателем наконечника. Особенности конструкции этих микропипеток позволяют существенно снизить усилия, необходимые для пипетирования. Идеальны для использования в клинических и обучающих целях, соответствуют нормам ЕС/IVD.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- специальное рычажное соединение обеспечивает удобный захват, не требующий усилий
- вращающееся устройство для сброса наконечника не вызывает растяжения сухожилия большого пальца
- съемный сбрасыватель может быть использован с пробирками с особенно узкими отверстиями
- встроенная система перекалибровки обеспечивает быструю и точную повторную калибровку
- прочный корпус из поливинилденфторида (PVDF) обеспечивает высокую механическую и химическую стойкость
- материалы, из которых изготовлен корпус, прочные и устойчивые, воздействие УФ-излучения допускается
- полное автоклавирование при температуре +121°C в течение 20 минут.
- в соответствии с EN IS 8655



Art.	Micropipette mod.	Cap. (µl)	Acc. (%)	Repeatability P (%)	Kartell tips compatibility
1303-10	Fixopet FX 5	5	± 2.0	≤ 1.0	956 / 959 / 979
1304-10	Fixopet FX 10	10	± 1.2	≤ 0.5	956 / 959 / 979
1305-10	Fixopet FX 20	20	± 0.9	≤ 0.4	956 / 959 / 979
1306-10	Fixopet FX 25	25	± 0.9	≤ 0.4	956 / 959
1307-10	Fixopet FX 50	50	± 0.9	≤ 0.3	960
1308-10	Fixopet FX 100	100	± 0.9	≤ 0.3	958 / 940 / 968 / 944
1309-10	Fixopet FX 200	200	± 0.9	≤ 0.2	960 / 958 / 940 / 968 / 944 / 971 / 935
1310-10	Fixopet FX 250	250	± 0.6	≤ 0.2	941 / 961 / 957 / 963 / 967
1311-10	Fixopet FX 500	500	± 0.6	≤ 0.2	961 / 941 / 957 / 963 / 967
1312-10	Fixopet FX 750	750	± 0.6	≤ 0.2	961 / 941 / 957 / 963 / 967
1313-10	Fixopet FX 1000	1000	± 0.6	≤ 0.2	961 / 941 / 957 / 963 / 967

ERSATZTEILESET UND ZUBEHÖR - PLURIPET/ FIXOPET

Ersatzteil -Set:

- 1 Konus
- 2 Dichtungen aus PTFE
- 2 O-ringe
- 1 Mutter

SPARE PARTS SET AND MICROCHANNEL MICROPIPETTES STAND

Spare part set:

- 1 cone
- 2 PTFE seal
- 2 O-ring
- 1 cone nut

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И АКСЕССУАРЫ- PLURIPET/ FIXOPET

Комплект запасных частей:

- 1 конус
- 2 прокладки из ПТФЭ
- 2 уплотнительных кольца
- 1 гайка

Art.	Micropipette mod.
1350	FX 5 - FX 10
1351	FX 20 - FX 25
1352	FX 50
1353	FX 100
1354	FX 200
1355	FX 250 - FX 500

Art.	Micropipette mod.
1356	FX 750 - FX 1000
1340	PL 2
1341	PL 10
1342	PL 20
1343	PL 100
1344	PL 200


Art.	Micropipette mod.
1345	PL 1001
1346	PL 5000
1347	PL 10000
	PL 5000 - PL 10000
1368	5 Ersatzfilter
	5 Spare filters
	5 сменных фильтров

Halter aus transparentem Kunststoff für 3 bis 6 Kartell-Mikropipetten (Pluripet, Pluripet II, Fixopet, Labo!x) oder andere Marken. Robust, leicht zu reinigen, dank der großen Bodenfläche Standfestigkeit. Mit UV-Strahlung sterilisierbar.

Bench holder in transparent plastic material for 3 up to 6 Kartell micropipettes (Pluripet, Pluripet II, Fixopet, Labo!x) or other brands. Strong structure, easy cleaning, wide base allowing great stability. Radiation sterilizable.

Настольный держатель из прозрачного пластикового материала, вмещающий от 3 до 6 микропипеток Kartell (Pluripet, Pluripet II, Fixopet, Labo!x) или других производителей. Прочная конструкция, легкая очистка, широкое основание, обеспечивающее высокую устойчивость. Радиационная стерилизация.

Art.	Desc.	Ø	Dim. mm
1314	Halter für 6 Mikropipetten / Stand for 6 micropipettors monochannel / Подставка для 6 микропипеток	25 cm	290x140
1315	Halter für 3 Mikropipetten / Stand for 3 micropipettors monochannel / Подставка для 3 микропипеток	25 cm	145x70





MEHRKANALIGE MIKROPIPETTEN MIT VARIABLEM AVOLUMEN - MULTIPET

Mehrkanalige Mikropipetten mit Luftkissen, ideal für die Pipettierung in Multiwell-Platten für ELISA - Dosierungen, in der Molekularbiologie sowie für DNA - Amplifikationen. Dank der speziellen Struktur aus PP/PVDF sehr leicht und praktisch. Der Dosierungsmechanismus ermöglicht präzise Arbeitsvorgänge und die mit nur einer Hand mögliche Einstellung ist einfach und erfolgt schrittweise. Das exklusive Arbeitssystem reduziert die für die Dosierung und Ansaugung erforderliche Kraft und verringert die für das Einsetzen und Auswerfen der Spitzen benötigte Kraft erheblich.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Menge durch Drehen am Entleerungsknopf oder am dafür vorgesehenen Zylinder leicht einstellbar
- großes Display gewährleistet einfaches Ablesen des festgelegten Mengenwertes
- die Koni von MULTIPET sind voneinander unabhängig, somit verteilt sich die Haltekraft für die 8 oder 12 Spitzen gleichmäßig: ein minimaler Druck ist für das Einsetzen und Auswerfen der Spitzen ausreichend. Die Bewegung der Koni erlaubt ferner Schwingungsbewegungen der Mikropipetten während des Bestückungsvorgangs
- der untere Teil dreht sich frei um 360°, der verstellbare Auswerfer erlaubt die Aufnahme vieler verschiedener Spitzen und lässt sich für ein leichteres Auswaschen herausnehmen
- vollständig autoklavierbar bei +121°C für 20 Minuten, keine Rekalibrierung erforderlich
- die in der Struktur verbauten Materialien sind widerstandsfähig und langlebig und erlauben eine Belichtung mit UV-Strahlen
- Pipetten werden einzeln kalibriert, der Packung liegt das entsprechende Zertifikat bei; EC/IVD-konform
- **EN IS 8655-konform**

MULTICHANNEL VARIABLE VOLUME MICROPIPETTES - MULTIPET

Multichannel micropipettes with air cushion ideal for dispensing in multiwell plates for ELISA dosages, molecular biology and DNA amplifications. The special PP/PVDF structure makes them lightweight and comfortable. The pipetting mechanism makes the work very precise and the adjustment, which can be carried out with just one hand, is simple and progressive. The exclusive operation system reduces the force necessary for executing the pipetting and suction; it considerably reduces the force necessary for inserting and ejecting tips.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- The volume can be easily selected by turning the emptying button or turning the cylinder supplied for the purpose
- the large display ensures easy reading of the set volume value
- the MULTIPET cones are independent, so the required force for securing the 8 or 12 tips is uniformly distributed: minimum pressure suffices for inserting and ejecting them. In addition, the movement of the cones allows the micropipette to oscillate during the loading operations
- the lower part can freely turn 360°, the ejector is easily adjustable to house a large variety of tips and can be removed for cleaning
- they are totally autoclavable at +121°C for 20 minutes, without having to recalibrate them
- the materials used for the structure are resistant and durable, and permit exposure to U.V. rays
- individually calibrated with their certificates included in the package; EC/IVD-compliant
- **in accordance with EN IS 8655**

МУЛЬТИКАНАЛЬНЫЕ МИКРОПИПЕТКИ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЕМА - MULTIPET

Мультиканальные микропипетки воздушной подушкой, идеальные для дозирования реагентов в мультилуночные планшеты ELISA, проведения микробиологических исследований и амплификаций ДНК. Особая конструкция из PP/PVDF делает их легкими и удобными. Механизм пипетирования обеспечивает высокую точность выполняемых операций, а регулирование, осуществляемое одной рукой, выполняется легко и постепенно. Уникальная рабочая система уменьшает усилие, необходимое для пипетирования и всасывания, а также существенно снижает усилие, необходимое для вставки и сброса наконечников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- выбор объема производится поворотом кнопки опорожнения или поворотом специально предусмотренного для этого цилиндра
- большой дисплей обеспечивает легкость считывания установленного значения объема
- конусы MULTIPET автономны, поэтому усилие, необходимое для крепления 8 или 12 наконечников распределяется равномерно: для их вставки и сброса необходимо минимальное давление. Кроме того, движение конусов обуславливает колебания микропипетки во время загрузки
- нижняя часть легко поворачивается на 360°, сбрасыватель легко регулируется для установки различных наконечников и снимается для очистки
- полное автоклавирование при температуре +121°C в течение 20 минут без необходимости в повторной калибровке
- материалы, из которых изготовлен корпус, прочные и устойчивые, воздействие УФ-излучения допускается
- каждое изделие калибруется отдельно с приложением соответствующего сертификата и соответствует нормам EC/IVD
- **в соответствии с EN IS 8655**

Art.	Micropipette mod.	Cap. µl	Acc. (%)	Repeatability P (%)	Kartell tips compatibility
1417.10	Multipet 8 channel	Min. 5 Max. 50	± 4.0 ± 1.6	≤ 0.3 ≤ 1.0	960 / 958
1418.10	Multipet 12 channel	Min. 5 Max. 50	± 4.0 ± 1.6	≤ 0.3 ≤ 1.0	960 / 958
1326.10	Multipet 8 channel	Min. 50 Max. 300	± 1.6 ± 1.0	≤ 1.5 ≤ 0.8	960 / 958 / 940 / 971 / 980
1328.10	Multipet 12 channel	Min. 50 Max. 300	± 1.6 ± 1.0	≤ 1.5 ≤ 0.8	960 / 958 / 940 / 971 / 980

AUTOKLAVIERBARE MIKROPIPETTEN MIT FESTEM VOLUMEN – LABOFIX

Diese Linie von Mikropipetten wurde konzipiert, um der steigenden Nachfrage nach Mikropipetten mit festem Volumen gerecht zu werden, die eine gute Qualität mit einem erschwinglichen Preis verbinden. Verfügbar für Volumen von 5 µl bis zu 1.000 µl. Ideal für Anwendungen in der klinischen Diagnostik, Molekularbiologie, Zellbiologie und analytischen Chemie sowie in all denjenigen Bereichen, die das Pipettieren mit festen Dosierungen mit hoher Präzision und Genauigkeit verlangen. Der besonders leichte Körper macht die Handhabung einfach. Einzelne in Übereinstimmung mit der ISO 8655 - Richtlinie, dem neuen internationalen Standard für Volumenmessgeräte mit Hubkolben, kalibriert; EC/IVD-konform.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- gefertigt aus hochwertigem Kunststoff
- versehen mit Spitzenauswerfer und Edelstahlkolben für den Einsatz über einen langen Zeitraum
- Griffanschluss gewährleistet komfortable, nicht ermüdende Griffigkeit
- Spitzenhalter geeignet zur Aufnahme vieler verschiedener Spitzen; seine schmale Form erleichtert den Zugang zu Reagenzglasern mit besonders enger Öffnung oder länglicher Form
- die robuste Körperstruktur gewährleistet hohe mechanische und chemische Festigkeit; die Pipetten sind vollständig autoklavierbar bei +121°C für 20 Minuten

FIXED VOLUME AUTOCLAVABLE MICROPIPETTES – LABOFIX

This line of micropipettes is designed to meet the increased demand for fixed volume micropipettes that combine a good quality level with a certainly interesting price. Available ranging from the volume of 5 µl up to the volume of 1,000 µl.

Ideal for applications in Clinical Diagnostics, Molecular Biology, Cellular Biology and Analytical Chemistry and in all those fields in which a fixed dosage carried out with good precision and accuracy is necessary.

The particularly lightweight body makes the handle comfortable. Individually calibrated according to the ISO8655 standards, the new international standards for piston-driven volumetric appliances; EC/IVD-compliant.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- made of high quality plastic
- equipped with tip ejector and stainless steel piston for use prolonged over time
- the handle connection ensures a more comfortable and non-fatiguing grip
- the tip holder cone can house a wide variety of tips; it has a fine shape to make getting inside test tubes or containers having particularly narrow openings or lengthened shapes easier
- the robust structure of the body ensures high mechanical and chemical resistances, making them totally autoclavable at +121°C for 20 minutes

АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ МИКРОПИПЕТКИ ФИКСИРОВАННОГО ОБЪЕМА - LABOFIX

Эта линия микропипеток разработана в ответ на возросший спрос на микропипетки фиксированного объема, сочетающие в себе хорошее качество и привлекательную стоимость. Диапазон объемов варьируется от 5 мкл до 1000 мкл. Идеальны для проведения исследований в области клинической диагностики, молекулярной биологии, клеточной биологии, аналитической химии и прочих направлений, где необходимо высокоточное и аккуратное дозирование с заранее установленным объемом. Особенная легкость обуславливает удобство держания ручки. Каждое изделие калибруется отдельно согласно ISO8655, новым международным стандартам, разработанным для поршневых волюметрических приборов, и соответствует нормам EC/IVD.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- изготавливаются из высококачественного пластикового материала
- снабжаются сбрасывателем наконечника и поршнем из нержавеющей стали для продолжительного срока эксплуатации
- рычажное соединение обеспечивает удобный захват, не требующий усилий
- конус держателя наконечника пригоден для установки широкого диапазона наконечников; его тонкая конструкция позволяет легко входить в пробирки или контейнеры с особенно узкими отверстиями или удлиненной формы
- прочная конструкция корпуса обеспечивает высокую механическую и химическую устойчивость, а также возможность полного автоклавирования при температуре +121°C в течение 20 минут.



	Micropipette mod.	Cap. µl	Acc. %	CV %	Kartell Tips
1366	Labofix 5	5	± 1,5	± 0,8	956/959
1370	Labofix 10	10	± 1,0	± 0,5	956/959
1371	Labofix 20	20	± 0,5	± 0,3	958/960
1372	Labofix 25	25	± 0,5	± 0,3	958/960
1373	Labofix 50	50	± 0,3	± 0,3	958/960
1374	Labofix 100	100	± 0,3	± 0,2	958/960
1375	Labofix 200	200	± 0,3	± 0,2	958/960
1376	Labofix 250	250	± 0,3	± 0,2	961
1377	Labofix 500	500	± 0,3	± 0,2	961
1378	Labofix 1000	1000	± 0,3	± 0,2	961



AUTOKLAVIERBARE MIKROPIPETTEN MIT VARIABLEM VOLUMEN - PLURIPET II

Diese Linie besteht aus acht Modellen, die nach dem Prinzip der Luftverdrängung arbeiten und mit einem koaxialen Spitzenauswerfer versehen sind. Sie kommen zur Anwendung in der Molekularbiologie, der Mikrobiologie, der Immunologie, der analytischen Chemie usw. Sie garantieren eine erhöhte Präzision und Genauigkeit, kombiniert mit einer ausgesprochenen Kostengünstigkeit. Der besonders leichte und ergonomische Körper erlaubt eine bequeme Handhabung. Diese Pipetten decken einen Kapazitätsbereich von 0,2 µl bis 10.000 µl ab. Die Makropipetten Pluripet II 5.000 und Pluripet II 10.000 eignen sich für die Dosierung großer Mengen dickflüssiger und viskoser wässriger Flüssigkeiten. Komplett mit einem selbstklebenden Halter zur Befestigung am Labortisch. Einzeln in Übereinstimmung mit der ISO 8655 - Richtlinie, dem neuen internationalen Standard für Volummessgeräte mit Hubkolben, kalibriert; EC/IVD-konform.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- gefertigt aus hochwertigem Kunststoff und versehen mit Stahlkolben für Verwendung über langen Zeitraum
- Handgriffgestaltung gewährleistet eine komfortable, nicht ermüdende Griffigkeit
- Menge durch Drehen am Entleerungsknopf einstellbar; durch Einschnappmechanismus einfach und sicher
- großes Display gewährleistet einfaches Ablesen des eingestellten Mengenwertes
- Knopf jeder Mikropipette individuell gefärbt für eine leichtere Identifizierung des nutzbaren Mengenintervalls
- Spitzenhalter geeignet zur Aufnahme vieler verschiedener Spitzen
- Rekalibrierungsvorrichtung gewährleistet schnelle und genaue Rekalibrierungen
- die robuste Körperstruktur gewährleistet hohe mechanische und chemische Festigkeit; die Pipetten sind vollständig autoklavierbar bei +121°C für 20 Minuten

VARIABLE VOLUME AUTOCLAVABLE MICROPIPETTES - PLURIPET II

Line made up of eight models having air displacement and equipped with coaxial ejector. Useful for applications in Molecular Biology, Microbiology, Immunology, Analytical Chemistry, etc. They ensure a high degree of precision and accuracy combined with a lower cost. The particularly light and balanced body makes the handle comfortable. They cover the range of capacities from 0.2 µl to 10,000 µl. The Pluripet II 5.000 and Pluripet II 10.000 macropipettes are ideal for dispensing large volumes of rather thick and viscous aqueous fluids. They are supplied complete with adhesive support for attachment to the laboratory bench. Individually calibrated according to the ISO8655 standards, the new international standards for piston-driven volumetric appliances; EC/IVD-compliant.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- made of high quality plastic and equipped with steel piston for prolonged use over time
- the handle connection ensures a more comfortable and non-fatiguing grip
- the desired volume can be set by turning the emptying button; it proves easy and safe thanks to the snap selection
- the large display ensures simple reading of the set volume value
- the button of each micropipette has a specific colour so identification of the usable volume interval is simple
- the tip holder cone can house a wide variety of tips
- the recalibration device ensures quick and precise recalibrations
- the robust structure of the body ensures high mechanical and chemical resistances, making them totally autoclavable at +121°C for 20 minutes

АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ МИКРОПИПЕТКИ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЕМА - PLURIPET II

Эта линия состоит из восьми моделей с устройством вытеснения воздуха и концентрическим сбрасывателем. Используются для проведения исследований в области молекулярной биологии, микробиологии, иммунологии, аналитической химии и т.п. Обеспечивают высокую степень точности и аккуратности в сочетании с низкой стоимостью. Особенная легкость и сбалансированность корпуса ручки обуславливает ее удобность. Диапазон объемов варьируется от 0,2 мкл до 1000 мкл. Макропипетки Pluripet II 5.000 и Pluripet II 10.000 идеальны для дозирования больших объемов достаточно плотных и вязких водных жидкостей. Поставляются в комплекте с адгезивной опорой для установки на лабораторном стенде. Каждая пипетка калибруется отдельно с приложением соответствующего сертификата и соответствует нормам EC/IVD. Каждое изделие калибруется отдельно согласно ISO8655, новым международным стандартам, разработанным для поршневых волюметрических приборов, и соответствует нормам EC/IVD.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- изготавливаются из высококачественного пластикового материала и снабжаются поршнем из нержавеющей стали для продолжительного срока эксплуатации
- рычажное соединение обеспечивает удобный захват, не требующий усилий
- желаемый объем устанавливается вращением кнопки опорожнения, простота и безопасность обеспечиваются щелчковым переключением
- большой дисплей обеспечивает легкость считывания установленного значения объема
- кнопка каждой микропипетки окрашена в свой цвет для упрощения идентификации используемого интервала объема
- конус держателя наконечника пригоден для установки широкого диапазона наконечников
- устройство перекалибровки обеспечивает быстроту и точность повторных калибровок
- прочная конструкция корпуса обеспечивает высокую механическую и химическую устойчивость, а также возможность полного автоклавирования при температуре +121°C в течение 20 минут.

Art.	Micropipette mod.	Cap.	Incr.	Acc. (%)	CV %	Kartell tips compatibility
12960	Pluripet II 2	Min. 0,2 µl 1,0 µl Max 2,0 µl	0,01 µl	± 12,0 ± 2,5 ± 1,4	± 6,0 ± 1,5 ± 1,7	956
13190	Pluripet II 10	Min. 0,5 µl 5,0 µl Max 10,0 µl	0,1 µl	± 5,0 ± 2,5 ± 1,5	± 2,8 ± 0,8 ± 0,4	956
13000	Pluripet II 20	Min. 2 µl 10 µl Max 20 µl	0,1 µl	± 6,0 ± 1,0 ± 0,8	± 5,0 ± 0,6 ± 0,3	959
13210	Pluripet II 100	Min. 20 µl 50 µl Max 100 µl	1 µl	± 2,0 ± 0,7 ± 0,8	± 0,3 ± 0,3 ± 0,2	960
13010	Pluripet II 200	Min. 20 µl 100 µl Max 200 µl	1 µl	± 1,5 ± 0,4 ± 0,8	± 0,3 ± 0,3 ± 0,2	960
13220	Pluripet II 1000	Min. 100 µl 500 µl Max 1000 µl	10 µl	± 0,6 ± 0,3 ± 0,5	± 0,3 ± 0,3 ± 0,2	961
13250	Pluripet II 5000	Min. 1,0 ml 2,5 ml Max 5,0 ml	0,1 ml	± 0,8 ± 0,3 ± 0,6	± 0,2 ± 0,2 ± 0,2	984
13290	Pluripet II 10000	Min. 2,0 ml 5,0 ml Max 10,0 ml	0,1 ml	± 0,8 ± 0,3 ± 0,6	± 0,2 ± 0,2 ± 0,2	943

MINIFIX

Eine innovative Linie, die aus zehn Mini-Mikropipetten mit festem Volumen mit Luftkissen besteht. Sie sind vollständig im Autoklav sterilisierbar und wurden für die schnelle, wiederholbare und präzise, aber gleichzeitig ausgesprochen wirtschaftliche Anwendung konzipiert. Ausgesprochen klein und leicht; jede Pipette misst wenig mehr als 13 cm und wiegt ca. 10 Gramm. Ideal für alle Routinearbeiten oder Arbeiten mit Biogefährdung, analytische Bestimmungen und die Probenentnahme auf dem Feld, mit Diagnosekits und im Lehrbetrieb. Der Spitzenhalterkonus kann Spitzen von Kartell und andere handelsübliche Spitzen aufnehmen. Der Kontrollknopf hat je nach dem dosierbaren Volumen eine andere Farbe. Individuell nach dem ISO8655-Standard kalibriert, dem neuen internationalen Standard für Volumenmessgeräte mit Hubkolben. CE-Kennzeichnung.

MINIFIX

An innovative product line including ten fixed-volume air displacement mini-micropipettes. Fully autoclavable, they are designed for fast, repetitive and precise operation and are competitively priced. Very compact in terms of size and weight, each mini-micropipette is 13 cm long and weighs approximately 10 grams. Designed for routine or biological hazard work, in situ analyses and sampling, diagnostic kits and instruction. Kartell tips fit on the conical shaft as well as most other commercially available tips. The plunger button has a different color based on dosing capacity. Individually calibrated in compliance with ISO8655, the new international standard for piston-operated volumetric apparatus. Carries the CE conformity mark.

MINIFIX

Иновационная линия, состоящая из десяти минипипеток фиксированного объема с воздушной подушкой. Выдерживают автоклавирование, спроектированы для выполнения быстрых, повторяемых, точных и в тоже время экономичных операций. Размеры и вес достаточно небольшие: 13 см и 10 грамм каждая пипетка. Идеальны для рутинных операций с возможностью биологического заражения, аналитических исследований, сбора проб в полевых условиях и образовательных учреждений. Конус держателя совместим с наконечниками производства Kartell и другими с большим объемом распыления, цвет контрольной клавиши меняется в зависимости от дозируемого объема. Калибруются индивидуально по ISO8655, новому международному стандарту на волюметрические приборы поршневого типа. Снабжены маркировкой ЕС.



Art.	Micropipette mod.	Acc %	CV %	Kartell tips compatibility
1285	MiniFIX 5 µl	± 1,5	± 1,0	956 / 959
1286	MiniFIX 10 µl	± 1,0	± 1,0	960 / 958
1287	MiniFIX 20 µl	± 0,5	± 0,5	960 / 958
1288	MiniFIX 25 µl	± 0,5	± 0,5	960 / 958
1289	MiniFIX 50 µl	± 0,4	± 0,3	960 / 958
1290	MiniFIX 100 µl	± 0,3	± 0,3	960 / 958
1291	MiniFIX 200 µl	± 0,3	± 0,2	961
1292	MiniFIX 500 µl	± 0,3	± 0,2	961
1293	MiniFIX 500 µl	± 0,3	± 0,2	961
1294	MiniFIX 1000 µl	± 0,3	± 0,2	961

**SEROPET**

Seropet ist eine Pipettierhilfe für die Ansaugung von Flüssigkeiten aus Glas- und Kunststoffpipetten mit einem Volumenbereich von 0,5 ml bis 100 ml. Die besonders leichte Struktur gewährleistet eine leichte Handhabung auch bei langem Gebrauch und das besondere Design lässt eine Verwendung auch unter der Abzugshaube zu. Die leicht zugänglichen Knöpfe bieten die Möglichkeit zur Auswahl verschiedener Modi je nach verwendeter Volumenpipette und der Viskosität der anzusaugenden Flüssigkeit. Der auf dem Gerät positionierte Abzugsfilter und das Sicherheitsventil schützen die Pipettierhilfe vor der Kreuzkontamination im Falle einer übermäßigen Ansaugung von Flüssigkeit. Das Gerät wird komplett mit einem Batterieladegerät, einem hydrophoben Schutzfilter aus PTFE (0,2 µm) und einem selbstklebenden Halter zur Befestigung am Labortisch geliefert. EC/IVD-konform.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- zwei verschiedene Arbeitsmodi: schnell und normal, mit kontinuierlicher oder pulsierender Anpassung
- Pipettengehäuse ist autoklavierbar
- komplett mit Sicherheitsventil zur Sperrung übermäßiger Ansaugung
- versehen mit autoklavierbarem hydrophobem Anti-Aerosol Schutzfilter
- spezielle Abstellrippen erlauben eine Platzierung auf dem Arbeitstisch und beugen einer Kontamination der verwendeten Pipette vor
- hochsensible Innenventile ermöglichen Genauigkeit auch bei minimalen Mengen
- die beiliegende NiMH-Batterie hat eine Autonomie von bis zu 8 Stunden bei Dauerbetrieb und ist bis zu 1000 Mal aufladbar
- eine Leuchtanzeige weist darauf hin, dass die Batterieladung fast aufgebraucht ist

SEROPET

Seropet was developed for aspirating liquids by glass or plastic pipettes ranging from the volume of 0.5 ml up to 100 ml. The particularly light structure ensures comfortable use even when used for a long time and its particular configuration also makes it ideal for underhood uses. The buttons are very easy to access for choosing different modes depending on the volume pipette being used and viscosity of the liquid to aspirate. It is protected from crossed contamination in the event of excessive aspiration by the filter on the aspiration device and the safety valve. It is supplied complete with battery charger, protective PTFE hydrophobic filter (0.2 µm) and an adhesive support for attachment to the laboratory bench. EC/IVD-compliant.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- two different work modes: quick and normal, with continuous or pulsating adjustment
- the pipette housing is autoclavable
- supplied with safety valve to block aspiration excesses
- equipped with autoclavable protective hydrophobic anti-aerosol filter
- the special parking fins make it possible to set it down on the bench to prevent contamination of the pipette being used
- highly sensitive internal valves to get precision also with small volumes
- the NiMH battery supplied has an autonomy of up to 8 hours with continuous work and up to 1,000 charge cycles
- the indicator light warns when the battery charge is about to become exhausted

SEROPET

Устройство Seropet было разработано для заборa жидкостей стеклянными или пластиковыми пипетками объемом от 0,5 мл до 100 мл. Особая легкая конструкция обеспечивает удобную эксплуатацию даже при продолжительной работе, а особая конфигурация делает его идеальным для применения под колпаком. Предусмотрен легкий доступ к кнопкам для выбора различных режимов в зависимости от объема используемой пипетки и жидкости, подлежащей забору. На случай чрезмерного заборa она защищена от перекрестной контаминации фильтром, установленным на заборном устройстве, и предохранительным клапаном. Поставляется в комплекте с устройством подзарядки батареи, защитным водоотталкивающим фильтром из PTFE (0,2 мкм) и адгезивной опорой для установки на лабораторный стенд. Соответствуют нормам EC/IVD.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- два различных режима работы: быстрый и нормальный, с постоянным или импульсным регулированием
- автоклавирование корпуса пипетки
- поставляется в комплекте с предохранительным клапаном, блокирующим чрезмерный забор
- снабжен автоклавируемым, защитным, водоотталкивающим, антиаэрозольным фильтром
- особые стабилизаторы позволяют установить устройство на стенде, не загрязняя используемой пипетки
- высококачественные внутренние клапаны, обеспечивающие точность даже при небольших объемах
- автономность поставляемой батареи NiMH до 8 часов непрерывной работы и до 1000 циклов подзарядки
- световой индикатор, предупреждающий о разрядке батареи.

Art.	Desc.	Eigenschaften / Features / Характеристики
1295.10	Seropet	Vol. 0,5 ml – 100 ml
1360	Set 2 Filter aus PTFE / Two PTFE filters / Комплект из 2 фильтров из ПТФЭ	0,20 µm - 0,45 µm
1361	Ersatzteile / Spare Parts / Запасные части	Konus / Nosepiece / Конус Halter / Holder / Держатель Dichtung / Gasket / Уплотнительная прокладка

LABOFILL - KABELLOSES ELEKTRONISCHES PIPETTENFÜLLGERÄT LABOFILL

Dieser neue Pipettierer wurde als Ergänzung für Kartells Einstiegslinie von Geräten für den Umgang mit Flüssigkeiten entwickelt. Dieses Gerät wird für das Einfüllen und die Ausgabe von Flüssigkeiten in und aus Kunststoffpipetten mit Messskala oder im Volumenbereich bis 100 ml verwendet. LaboFill ist ein sicheres, effizientes und günstiges Instrument für das Abfüllen und die Ausgabe von Flüssigkeiten. Praktisch in der Anwendung, einfach zu benutzen. CE-Kennzeichnung. LaboFill wird am Ende des Produktionsverfahrens individuell getestet und ist nach ISO 8655 kalibriert.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Rote und grüne LED: die rote Leuchte zeigt an, dass die Batterie kurz vor der Entladung steht; die grüne Leuchte zeigt an, dass die Batterie aufgeladen wird.
- Ein rückseitiges Einstellrad dient der Erhöhung oder Verringerung der Geschwindigkeit je nach Bedarf.
- Hohe Ansaug- und „Ausfluss“-Geschwindigkeit: 25 ml in nur 5 Sekunden.
- Universelles Sylicon-Pipetengehäuse geeignet für Standardpipetten von 0,1 bis 100 ml. Innenriefelung der Spannzange fördert festen Sitz auch von nassen Pipetten.
- Praktischer Griff für optimale Griffbarkeit, der einer Ermüdung des Benutzers vorbeugt
- 0,2µm-Filter aus hydrophobem Polythylene im Spannzangenteil verhindert die Entstehung von Aerosolen und das Eindringen von Flüssigkeiten in den Gerätekörper.
- Eine wiederaufladbare Ni-MH 3.6-Batterie wird mit dem Gerät geliefert; bei vollständig aufgeladener Batterie ist der Betrieb für 8 Arbeitsstunden gewährleistet.
- Komplettes Wiederaufladen der Batterie in 5 Stunden.
- Adapter kompatibel mit 220 V und 110 V

LABOFILL - CORDLESS ELECTRONIC PIPETTE FILLING DEVICE LABOFILL

A new pipette filling device was developed to complete Kartell entry level line of liquid handling products. This device is used for filling and dispensing liquid in glass or plastic pipettes, both graduated and volumetric, up to 100 ml. LaboFill is a safe, efficient and economical instrument for liquid filling and dispensing. Due to its design is also comfortable and easy to use. LaboFill is CE marked, is individually tested after production process and is calibrated according to ISO 8655 standards.

PRODUCT FEATURES:

- Red and green L.E.D.s: the red light indicates low battery charge; green L.E.D. indicates charging status.
- Thumb wheel is provided at the back of the instrument to increase or reduce pump speed according to user's needs.
- High aspirating and flow-out speed: 25 ml in only 5 seconds.
- Sylicon universal pipette housing can accomodate standard pipettes from 0.1ml to 100 ml. Inside collet knurlings facilitate tight fit even with wet pipettes.
- Comfortable handgrip ensures optimal grip and prevent user from tiredness
- 0.2µm PTFE hydrophobic filter is provided in the collet assembly to avoid aerosol formation and liquid entering the instrument body.
- Rechargeable battery Ni-MH 3.6 provided with the instrument, ensures cordless work for up to eight hours continuing after recharging.
- Completely battery recharging in 5 hours.
- Adaptor compatibility with 220 V and 110 V

LABOFILL – БЕСПРОВОДНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПИПЕТОК LABOFILL

Новое устройство для заполнения пипеток пополнило линию изделий для обработки жидкостей, разработанных Kartell. Это устройство предназначено для заполнения и перелива жидкостей в стеклянные и пластиковые пипетки, как градуированные, так и волюметрические, объемом до 100 мл. LaboFill – это безопасный, эффективный и экономичный инструмент для перелива и перемещения жидкостей. Его конструкция обеспечивает удобство и простоту эксплуатации.

LaboFill снабжен маркировкой ЕС, прошел испытания в ходе производственного процесса и калибровку в соответствии со стандартом ISO 8655.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

- Красный и зеленый светодиодные индикаторы: красный свет означает низкий уровень зарядки батареи, зеленый – статус зарядки
- Регулируемое колесико, расположенное на задней поверхности прибора, позволяет увеличивать или уменьшать скорость закачки в зависимости от нужд пользователя.
- Высокая скорость всасывания и выпуска: 25 мл за 5 секунд.
- Универсальное силиконовое гнездо для пипеток вмещает стандартные пипетки объемом от 0,1 до 100 мл. Внутренняя рифленая муфта обеспечивает плотный захват даже влажных пипеток.
- Конструкция рукоятки обеспечивает оптимальный захват, предотвращая усталость пользователя.
- Гидрофобный фильтр 0,2 мкл в комплекте с мембраной предотвращает образованием аэрозоли и попадание жидкости в корпус прибора.
- После зарядки перезаряжаемая батарея Ni-MH 3.6, поставляемая в комплекте с прибором, обеспечивает возможность непрерывной работы прибора в течение 8 часов без использования кабеля.
- Полная зарядка батареи занимает 5 часов.
- Переходник совместим с 220 В и 110 В.



Art.

Beschreibung
Description
ОписаниеEigenschaften
Features
Характеристики

1297.10 NEW

LaboFill

Volume 0,1ml - 100ml

НеваРеактив

НеваРеактив

TECHNOKARTELL®

НеваРеактив

НеваРеактив

МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА С НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ МОДЕЛЬ TK22

Магнитная мешалка с нагревательной плиткой из алюминиевого сплава со специальным кислотоустойчивым покрытием, обеспечивающей равномерное распределение тепла по поверхности. Перемешивание осуществляется с использованием вращающегося магнитного поля, генерируемого патентованным составным магнитом, который благодаря особой конструкции в сочетании со свойствами материалов, выбранных для его изготовления, позволяет добиться высокой мощности перемешивания независимо от размера перемешиваемого элемента. Магнит способен концентрировать энергию силовых линий магнитного поля, создавая сильное притяжение без какой-либо вибрации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактная конструкция из прочного алюминиевого сплава пераллюман с кислото-защитным покрытием.
- Электронный главный регулятор скорости до 1200 об/мин с защитой от радиочастот.
- Высокомощный магнит, приводится в движение однофазным двигателем для непрерывной работы.
- Регулировка температуры в диапазоне от комнатной до 370°C с помощью терморпары.
- На передней панели есть индикатор температуры плитки.
- Диаметр плитки 155 мм.
- Двухполярный выключатель с индикаторной лампой.
- Позволяет перемешивать объем до 15 л (воды).
- Электроснабжение 230В/ 50 Гц.
- Входная мощность 780 Вт.
- Вес 2,9 кг.
- В соответствии с IP 42

ELEKTROMAGNETISCHER RÜHRER MIT HEIZPLATTE MODELL TK22

Magnetrührer mit Heizplatte aus Leichtmetalllegierung und einer speziellen säurefesten Schutzschicht, die eine gleichmäßige Verteilung der Wärme auf der gesamten Oberfläche garantiert. Rührsystem mit drehendem Magnetfeld, das von einem Magnet vom Typ "PCM" (Patented Composed Magnet) erzeugt wird, der aufgrund seiner besonderen geometrischen Konfiguration zusammen mit der Auswahl der verwendeten Materialien eine höhere Anziehungskraft bei der Selbstzentrierung des Magnetührstäbchens gewährleistet, unabhängig davon, wie groß dieses ist. Der Magnet ist in der Lage, die Energie des Magnetflusses zu konzentrieren und daher eine größere Anziehungskraft zu erzeugen, ohne dass Schwingungen auftreten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Kompakte Struktur aus robuster Perallumanlegierung, mit einem säurefesten Lack überzogen.
- Elektronische Einstellung der Rotationsgeschwindigkeit bis 1200 U/Min durch durchgehende Steuerung, gegen Radiofrequenzen geschützt.
- Starker, von einem einphasigen Motor für den Dauerbetrieb angetriebener Schleppmagnet vom Typ "PCM".
- Temperatureinstellung durch eingebautes Thermoelement, Einstellungsbereich von der Raumtemperatur bis +370 Grad C.
- Temperaturanzeige der Heizplatte.
- Durchmesser der Heizplatte 155 mm.
- Bipolarer Stromschalter mit grüner Kontrollleuchte.
- Rührleistung bis 15 Liter/ H2O.
- Stromversorgung 230V/50Hz.
- Aufgenommene Leistung 780W.
- Gewicht 2,9 Kg
- Erfüllt die IP 42-Anforderungen

HOT PLATE MAGNETIC STIRRER MODEL TK22

Magnetic stirrer with heating plate made of aluminium alloy and coated with a special anti-acid protection assuring a highly uniform heat distribution on the whole plate surface. Stirring system by means of a revolving magnetic field generated by a "PCM" (Patented Composed Magnet) type magnet that, because of the geometric design together with the choice of the material used, achieves a higher driving power regardless of the size of the stirring bar in use. In fact, the magnet can concentrate the magnetic flux energy and can therefore create a higher attraction strength free from any vibrations.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Compact structure made of strong Peralluman and coated with anti-acid paint.
- Electronic speed control adjustable up to 1200 rpm by means of continuous regulation, shielded against radio-frequencies.
- High strength driving magnet, "PCM" type, driven by a single phase motor for continuous operation.
- Temperature control by means of a thermocouple; temperature range from room temperature up to 370 deg. C.
- Plate temperature indication scale on the front panel.
- Hot plate diameter 155 mm.
- Bi-polar mains switch with green pivot lamp.
- Stirring capacity up to 15 litres/ H2O.
- Voltage 230V/50Hz.
- Input power 780W.
- Weight 2.9 Kg.
- In accordance with IP 42



Art. Desc

2237 Magnetrührer TK22 / Hot plate magnetic stirrer TK22 / Магнитная мешалка. Модель TK22

2249 Gewindestab / Stainless steel stay bar / Стойка с резьбой

ELEKTROMAGNETISCHER RÜHRER MIT HEIZPLATTE MODELL TK23

Magnetrührer mit Heizplatte aus Leichtmetalllegierung und einer speziellen säurefesten Schutzschicht, die eine gleichmäßige Verteilung der Wärme auf der gesamten Oberfläche garantiert. Rührsystem mit drehendem Magnetfeld, das von einem Magnet vom Typ "PCM" (Patented Composed Magnet) erzeugt wurde, der aufgrund seiner besonderen geometrischen Konfiguration zusammen mit der Auswahl der verwendeten Materialien eine höhere Anziehungskraft bei der Selbstzentrierung des Magnetrührstäbchens gewährleistet, unabhängig davon, wie groß dieses ist. Der Magnet ist in der Lage, die Energie des Magnetflusses zu konzentrieren und daher eine größere Anziehungskraft zu erzeugen, ohne dass Schwingungen auftreten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Kompakte Struktur aus robuster Perallumanlegierung, mit einem säurefesten Lack überzogen.
- Elektronische Einstellung der Rotationsgeschwindigkeit bis 1200 U/Min durch durchgehende Steuerung, gegen Radiofrequenzen geschützt.
- Starker, von einem einphasigen Motor für den Dauerbetrieb angetriebener Schleppmagnet vom Typ "PCM".
- Temperatureinstellung durch eingebautes Thermoelement, Bereich für die Temperatureinstellung: Raumtemperatur bis +370°C.
- Temperaturanzeige der Heizplatte.
- Durchmesser der Heizplatte 155 mm.
- Elektronische Kontrollplatine für Vertex mit Niederspannung und Entkopplung des Netzes nach den strengsten Sicherheitsrichtlinien.
- Steckdose für Vertex.
- Bipolarer Stromschalter mit grüner Kontrollleuchte.
- Rührleistung bis 20 Liter/ H2O.
- Stromversorgung 230V/50Hz 115V/60Hz (auf Anfrage).
- Aufgenommene Leistung 800 W.
- Gewicht 3,1 Kg
- Erfüllt die IP 42-Anforderungen

HOT PLATE MAGNETIC STIRRER MODEL TK23

Magnetic stirrer with heating plate made of aluminium alloy and coated with a special anti-acid protection assuring a highly uniform heat distribution on the whole plate surface. Stirring system by means of a revolving magnetic field generated by a "PCM" (Patented Composed Magnet) type magnet that, because of the geometric design together with the choice of the material used achieves a higher driving power regardless of the size of the stirring bar in use. In fact, the magnet can concentrate the magnetic flux energy and can therefore create a higher attraction strength free from any vibrations.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Compact structure made of strong Peralluman and coated with anti-acid paint.
- Electronic speed control adjustable up to 1200 rpm by means of continuous regulation, shielded against radio-frequencies.
- High strength driving magnet, "PCM" type, driven by a single phase motor for continuous operation.
- Temperature control by means of a thermocouple; temperature range from room temperature up to 370 deg. C.
- Plate temperature indication scale on the front panel.
- Hot plate diameter 155 mm.
- Electronic PCB for "Vertex" control at low tension with disconnection of the mains according to the most restrictive safety standards.
- Socket for Vertex connection.
- Bi-polar mains switch with gre-en pivot lamp.
- Stirring capacity up to 20 litres/H2O.
- Voltage 230V/50Hz - 115V/60Hz (on request).
- Input power 800W.
- Weight 3,1 Kg.
- In accordance with IP 42.

МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА С НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ МОДЕЛЬ ТК23

Магнитная мешалка с нагревательной плиткой из алюминиевого сплава со специальным кислотоустойчивым покрытием, обеспечивающей равномерное распределение тепла по поверхности. Перемешивание осуществляется, с использованием вращающегося магнитного поля, генерируемого патентованным составным магнитом, который благодаря особой конструкции в сочетании со свойствами материалов, выбранных для его изготовления, позволяет добиться высокой мощности перемешивания независимо от размера перемешиваемого элемента. Магнит способен концентрировать энергию силовых линий магнитного поля, создавая сильное притяжение без какой-либо вибрации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактная конструкция из прочного алюминиевого сплава пераллюман с кислото-защитным покрытием.
- Электронный плавный регулятор скорости до 1200 об/мин с защитой от радиочастот.
- Высокомощный магнит, приводится в движение однофазным двигателем для непрерывной работы.
- Регулировка температуры в диапазоне от комнатной до 370°C с помощью термопары.
- На передней панели есть индикатор температуры плитки.
- Диаметр плитки 155 мм.
- Электронная печатная плата для регулятора "Vertex" при низком напряжении согласно самым строгим стандартам безопасности.
- Разъем для подключения "Vertex".
- Двухполюсный выключатель с индикаторной лампой.
- Позволяет перемешивать объем до 20 л (воды).
- Напряжение 230В / 50 Гц (115 В по требованию).
- Входная мощность 800 Вт.
- Вес 3,1 кг.
- В соответствии с IP 42



Art. Desc

- 2238 Magnetrührer TK23 / Hot plate magnetic stirrer TK23 / Магнитная мешалка. Модель TK23
2249 Gewindestab / Stainless steel stay bar / Стойка с резьбой

DIGITALTHERMOMETER (VERTEX)

Mit einer schnell reagierenden Edelstahlsonde PT100 ausgestattet. Die Temperatur kann in einem Bereich von -10°C bis +300°C eingestellt werden, mit einer Auflösung von 0,2°C und einer Präzision von +/-0,5°C. Die Messung erfolgt an Stangen mit einem Durchmesser von 10 mm bis 13 mm und das Gewicht beträgt 0,250 Kg.

DIGITAL THERMOREGULATOR VERTEX

Provided with a stainless steel probe type PT100. The temperature measuring range is from -10°C to +300°C with resolution of 0,2 °C and °C precision of +/-0,5. The clamping on rod is Ø 10 mm to 13 mm and the weight is 0,250 Kg.

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР VERTEX

Поставляется с температурным быстро- реагирующим датчиком Pt100 (нерж. сталь). Измеряет температуру в пределах от -10°C до +300°C с разрешением 0,2 °C и точ- ностью +/- 0,5 °C. Зажим диам. 10 - 13 мм, вес 0,250 кг.



Art. Desc

- 2239 Digitalthermometer Vertex / Digital thermoregulator Vertex / Цифровой термометр Vertex



MAGNETRÜHRER MODELL TK6 - MODELL TK15

Dieser Magnetrührer kann gleichzeitig bis zu 6 Behälter mit einem max. Durchmesser von 85 mm (TK6) oder bis zu 15 Behälter mit einem max. Durchmesser von 64 mm (TK15) rühren. Auch nach einigen durchgehenden Betriebstagen heizt der Rührer nicht auf. Diese Eigenschaft macht den Rührer besonders in der Mikrobiologie und Biochemie beliebt. Die Temperatur der Proben kann durch die entsprechende Schale für die Thermostatregelung geregelt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Metallgehäuse mit Epoxidlackierung, die eigens entwickelt und getestet wurde, um das Gerät beständig gegen chemische Reaktionsmittel, mechanische Einwirkungen und allgemein korrosive Substanzen zu machen.
- Elektronische Einstellung der Umdrehungen zwischen 50 und 850 U/Min.
- Optimale Regelung der Geschwindigkeit auch im geringen Drehzahlbereich.
- Rührleistung bis zu 6 400ml-Becher oder bis zu 15 250ml-Becher.
- Schlepplmagnete vom Typ "PCM" mit erhöhter Stärke.

TECHNISCHE ANGABEN TK6:

Leistung 8W - Gewicht 2,2 Kg
Maße mm 240x408x55

TECHNISCHE ANGABEN TK15:

Leistung 15W - Gewicht 2,8 Kg - Maße mm 240x408x55

MAGNETIC STIRRER MODEL TK6 - MODEL TK15

Magnetic stirrer capable of holding 6 containers with a maximum diameter of 85 mm (TK6) or 15 containers with a maximum diameter of 64 mm (TK15). After many days of continuous operation the stirrer remains cool. This feature is particularly appreciated by microbiology and biochemistry. Can be used with a thermostatic water tank.

SPECIFICATIONS

- The well studied and tested epoxy-coated metal structure of these stirrers guarantees excellent resistance to attacks from chemical agents and corrosion in general.
- Electronic speed regulation from 50 to 850 rpm.
- Very good speed control even at low revolution.
- Maximum stirring capacity - 6 beakers of 400 ml or 15 beakers of 250 ml.
- High strength driving magnets type "PCM".

TECHNICAL DETAILS TK6:

Power 8W - Weight 2,2 Kg -
Dimensions mm 240x408x55

TECHNICAL DETAILS TK15:

Power 15W - Weight 2,8 Kg -
Dimensions mm 240x408x55

МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА, МОДЕЛЬ TK6 / TK15

Магнитная мешалка для перемешивания в шести сосудах максимальным диаметром 85 мм (TK6) или 15 сосудах с максимальным диаметром 64 мм одновременно (TK15). Мешалка не нагревается даже при непрерывной работе в течение нескольких дней. Это особенно важно для использования изделия в лабораториях, занимающихся микробиологическими и биохимическими исследованиями. Мешалку можно использовать в сочетании водяной баней.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Металлическая конструкция с эпоксидным покрытием прошла строгие рабочие испытания, гарантирующие высокую стойкость к химическим веществам, механическим воздействиям и коррозии.
- Электронный регулятор скорости от 50 до 850 об/мин.
- Точная регулировка количества оборотов даже на низкой скорости.
- Максимальный объем для перемешивания - 6 стаканов объемом 400 мл или 15 стаканов объемом 250 мл.
- Мощный магнит типа "PCM".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TK6:

Мощность 8 Вт - вес 2,2 кг - размеры 240x408x55 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TK15:

Мощность 15 Вт - вес 2,8 кг - размеры 240x408x55 мм.



Art. Desc

2233 Magnetischer Rührer TK6 / Magnetic stirrer TK6 / Магнитная мешалка TK6

2234 Magnetrührer TK15 / Magnetic stirrer TK15 / Магнитная мешалка. Модель TK15



ELEKTROMAGNETISCHER RÜHRER MODELL TKO

Elektromagnetischer Rührer ohne Heizung, mit Gleichstrommotor. Selbstzentrierender Verbundmagnet, der an der Motorwelle befestigt ist, wobei die Geschwindigkeit durch einen Dauerregler gesteuert wird. Rotationsgeschwindigkeit zwischen 100 und 1100 U/Min. Vollständig aus ABS, ausgesprochen leicht und kompakt. Auch bei Dauerbetrieb treten keine Überhitzungen auf. Als separat bestellbares Zubehör kann eine Befestigungsklemme aus Leichtmetalllegierung bestellt werden, an deren Ende ein Rührer TKO eingesteckt werden kann, um diesen leicht auf Laboranlagen montieren zu können.

TECHNISCHE ANGABEN

Stromversorgung: 230V/50Hz -

115V/60Hz (auf Anfrage erhältlich)

Anschluss: Vollstecker auf Anfrage

erhältlich

Aufgenommene Leistung: 5W - 0,022 A

Motor: Mit Gleichstrom

Drehgeschwindigkeit: 100 - 1100 U/

min.

Magnet: Selbstzentrierender

Verbundmagnet

Kapazität: 5L

Abmessungen: 150x130x50 mm

Gewicht: 0,400 kg

Erfüllt die IP 42-Anforderungen

MAGNETIC STIRRER MODEL TKO

A traditional magnetic stirrer without heating elements. A double symmetric magnet, assuring self-centring action, is driven by a D.C. motor with adjustable speeds from 100 to 1100 rpm. All ABS construction, acid resistant, with a 125 mm head which, even during prolonged use is free from transferred temperature rise. Compact, lightweight and robust. A special locating clamp is available for use with laboratory scaffolding.

TECHNICAL DATA

Voltage: 230V/50Hz - 115V/60Hz (is available on request)

Connection: Integral moulded plug 1.5 m length

Input Power: 5W - 0,022

Drive: D.C. Motor

Speed range: 100 - 1100 rpm

Magnet: Double symmetric self

centring.

Capacity: 5L

Dimensions: 150x130x50 mm

Weight: 0,400 Kg

In accordance with IP 42

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МЕШАЛКА МОДЕЛЬ TKO

Традиционная магнитная мешалка без нагрева с двигателем постоянного тока. Самоцентрирующийся магнит, соединенный с валом двигателя, вращается со скоростью, постоянно контролируемой регулятором. Скорость вращения - от 100 до 1100 об/мин. Конструкция полностью изготовлена из ABS, легкого, плотного, не нагревающегося даже при продолжительной работе. В качестве дополнительного оборудования, заказ которого выполняется отдельно, производится поставка специального зажима, вставляющегося в TKO и облегчающего выполнения монтажа мешалки в лаборатории.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электроснабжение: 230V/50Hz -

115V/60Hz (поставляется по заявке)

Соединение: Литая вилка/литая вилка

Входная мощность: 5Вт - 0,022 А

Привод: постоянного тока

Скорость вращения: 100 - 1100 об/мин

Магнит: Составной самоцентрирующийся

Мощность: 5Л

Размеры мм: 150x130x50

Вес: 0,400 кг

В соответствии с IP 42



Art. Desc

2228 Magnetrührer TKO / Magnetic stirrer TKO / Магнитная мешалка. Модель TKO

2229 Befestigungsklemme / Locating clamp / Опорный зажим

**VORTEX-SCHÜTTLER FÜR
REAGENZGLÄSER UND RÖHRCHEN
MODELL TK3S
(MIT EINSTELLBARER SCHÜTTLEFREQUENZ)**

Vortex-Rührer für Reagenzgläser und Röhrchen mit Automatantrieb ausgelöst durch Druck auf das Reagenzglasgestell. Dauerbetrieb durch Betätigung des entsprechenden Schalters. Mischleistung im Dauermodus durch Änderung der Schüttelfrequenz über den entsprechenden Drehknopf (0-40 Hertz). Eine spezielle Klemme mit Gummihalbkugel steht als Zubehör zur Verfügung, um das Reagenzglas beim Dauerbetrieb zu befestigen, ohne dass der Vorgang überwacht werden muss. Gummihalter für Reagenzgläser bis 20 mm Durchmesser. Besondere Sorgfalt wurde auf die Konzeption der Struktur und der Stützfüße mit Saugnapfen verwendet, um so maximale Standfestigkeit zu erreichen und zu verhindern, dass sich die Schwingungen auf den Arbeitstisch übertragen.

ZUBEHÖR

Es ist ein Gestell für 25 Mikroreagenzgläser mit 1,5 ml erhältlich, wobei ein schneller Wechsel mit dem Reagenzglasgestell (unser Art. 298) durch Einrasten möglich ist.

TECHNISCHE ANGABEN

Modell: TK3S

Stromversorgung: 230V/50Hz auf Anfrage ist eine Ausführung für die Stromversorgung mit 115V/60Hz verfügbar

Aufgenommene Leistung: 45W

Motor: Asynchron, einphasig mit 2 Polen abgeschirmt (100-2400 U/Min.)

Frequenz: 0-40Hz einstellbar durch elektronischer Regler.

Abmessungen: 150x134x50 mm

Gewicht: 2.0 kg

Erfüllt die IP 42-Anforderungen

**TEST TUBE SHAKER MODEL TK3S
(PROVIDED WITH ADJUSTABLE SHAKING FREQUENCY)**

A mixer/shaker for use with test tubes. Automatically starts/stops by depressing/releasing the cup (which can accommodate tubes up to 20 mm diameter). A switch on the front of the unit will convert to continuous running. A test tube holder is provided for continuous unattended use. Mixing can be varied from 0-40 Hz. The unit, using sucker feet, has been designed to minimise vibrations being transmitted to the work surface.

ACCESSORIES

A special holder for 25x1.5 ml microcentrifuge test tubes (our Art. 298 - see page 89) is available; this snaps into position in place of the standard test tube cap.

TECHNICAL DATA

Model: TK3S

Voltage: 230V/50Hz - 115V/60Hz (is available on request)

Input power: 45W

Drive: Asynchronous 2-pole motor for single-phase A.C. current radio-shielded (100-2400 rpm)

Shaking frequency: 0-40 Hz adjustable by means of an electronic phase control.

Dimensions: 150x134x50 mm

Weight: 2.0 Kg

In accordance with IP 42

**ВСТРЯХИВАТЕЛЬ ДЛЯ
ПРОБИРОК, МОДЕЛЬ ТК3С
(С РЕГУЛИРУЕМОЙ ЧАСТОТой ВСТРЯХИВАНИЙ)**

Запускается автоматически при нажатии на подставку с пробирками. Запуск для продолжительного функционирования выполняется посредством специального выключателя.

Интенсивность перемешивания постоянно изменяется посредством изменения частоты вибрации, регулируемой специальной ручкой (0-40Гц). Для предотвращения неконтролируемого перемешивания содержимого пробирки в качестве дополнительного приспособления поставляется специальный полукруглый зажим из резины. Держатель для пробирок диаметром до 20 мм из резины. Особое внимание было уделено разработке структуры и опорных ножек с присосками для достижения максимальной устойчивости и во избежание передачи вибрации на рабочее место.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Держатель для 25 микропробирок 1,5 мл с быстро заменяемыми крышками (кат.№ 298).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель: ТК3С

Электроснабжение: 230В/50Гц, в наличии имеется поставляемая по специальной заявке модель с напряжением 115В/60Гц

Входная мощность: 45 Вт

Привод: асинхронный, монофазный, двухполюсной с защитой от радиочастот (100-2400об/мин)

Частота: 0-40 Гц регулируется посредством регулятора настройки.

Размеры мм: 150x134x50

Вес: 2,0 кг

В соответствии с IP 42



Art. Desc

2241 Vortexschüttler TK3S/ Test tube shaker - mixer TK3S / Встряхиватель для пробирок, ТК3С

2244 Gestell für 25 Mikroreagenzgläser mit 1,5 ml (art. 298) / 25x1.5 ml micro test tube holder / Держатель для 25 микропробирок 1,5 мл (кат.№ 298)

НеваРеактив

НеваРеактив

НеваРеактив

TECHNICAL MANUAL

TECHNISCHES HANDBUCH
TECHNICAL MANUAL
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

НеваРеактив

**ABKÜRZUNGEN, TEMPERATUREN
UND CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
DER KUNSTSTOFFMATERIALIEN**

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Aufstellung der am häufigsten für Labormaterial verwendeten Kunststoffe.

Die Temperaturangaben in Klammern geben die nur für kurze Zeiträume tolerierten Grenzwerte an.

**ABBREVIATIONS, TEMPERATURE
AND CHEMICAL RESISTANCE OF
PLASTICS**

The table below lists commonly used abbreviations for plastics. This list covers plastics commonly employed in the manufacture of plastic laboratory ware.

Temperatures appearing in parentheses: limits tolerated for intervals only.

**СОКРАЩЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРНАЯ
И ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ
ПЛАСТИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ**

В следующей таблице перечислены распространенные сокращенные названия пластмасс. В нее вошли пластмассы, повсеместно использующиеся для производства пластиковых лабораторных изделий.

В скобках указана температура, которую пластиковый материал способен выдерживать кратковременно.

Abkürzungen DIN - Abbrev. Сокращения	Chemische Bezeichnung Chemical designation Химическое название	Allgemein tolerierter Temperaturbereich Tolerated temperature range in normal use Допустимый диапазон температур	
		from	to
ABS	Acrylnitril-Butadien-Styrol Acrylobutadiene-styrene copolymer Сополимер акрилутиадии-стирен	- 40°C	+ 85 (100)°C
HDPE	Polyethylen hoher Dichte High-density PE Полиэтилен высокой плотности	- 50°C	+ 80 (120)°C
LDPE	Polyethylen niederer Dichte Low-density PE Полиэтилен низкой плотности	- 50°C	+ 75 (90)°C
PA	Polyamid (PA6) Polyamide (PA6) Полиамид (ПА6)	- 30°C	+ 80 (140)°C
PC	Polycarbonat Polycarbonate Поликарбонат	-100 °C	+135 (140)°C
PE	Polyethylen (HDPE/LDPE) PE (cf. HDPE/LDPE) Полиэтилен (ПЭВП / ПЭНП)	- 40°C	+ 80 (90)°C
PMP (Трх®)	Polymethylpenten Polymethylpentene Полиметилпентен	0°C	+120 (180)°C
PMMA	Polymethylmetacrylat Polymethylmethacrylate Полиметилметакрилат	- 40°C	+ 85 (90)°C
POM	Polyoxymethylen Polyoxymethylene Полиоксиметилен	- 40°C	+ 90 (110)°C
PP	Polypropylen Polypropylene Полипропилен	- 10°C	+120 (140)°C
PS	Polystyrol Polystyrene Полистирен	- 10°C	+ 70 (80)°C
SAN	Styren-Acrylonitril Styrene-acrylonitrile Стиролакрилонитрил	- 20°C	+ 85 (95)°C
SI	Silikonummi Silicone rubber Силиконовый каучук	- 50°C	+180 (250)°C
PVDF	Polyvinylidenfluorid Polyvinylidene fluoride Поливинилиденфторид	- 40°C	+105 (150)°C
PTFE	Polytetrafluorethylen Polytetrafluoroethylene Политетрафторэтилен	- 200°C	+ 260°C
E-CTFE	Ethylen-Chlortrifluorethylen Ethylene-Chlorotrifluoroethylene Этилен-хлортрифторэтилен	- 76°C	+150 (170)°C
ETFE	Ethylen-Tetrafluorethylen Ethylene-tetrafluoroethylene Этилен-тетрафторэтилен	- 100°C	+ 150 (180)°C
PFA	Perfluoralkoxy Perfluoroalkoxy Перфторалкокси-соединения	- 200°C	+ 260°C
FEP	Tetrafluorethylen-Perfluorethylenpropylen Tetrafluoroethylene-perfluoropropylene Тетрафторэтилен-перфторпропилен	- 200°C	+ 205°C
PVC	Polyvinylidenchlorid Polyvinylchloride Поливинилхлорид	- 20°C	+ 80°C
PUR	Polyurethan Polyurethane Полиуретан	-40°C	+90°C

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT DER KUNSTSTOFFMATERIALIEN NACH ART DER CHEMISCHEN SUBSTANZEN

LIST OF PLASTICS AND THEIR CHEMICAL RESISTANCES TO SUBSTANCE GROUPS

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ПЛАСТИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Arten der chemischen Substanzen, +20°C Substance Group, at +20°C Типы химических веществ, + 20°C	LDPE	HDPE	PP	PMP Трх®	PTFE FEP PFA	ECTFE ETFE	PA	PA
Aliphatische Alkohole Alcohols aliphatic Алифатические спирты	●	●	●	●	●	●	●	●
Aldehyde Aldehydes Альдегиды	●	●	●	●	●	●	●	●
Alkalien Alkalis Щелочи	●	●	●	●	●	●	●	●
Ester Esters Эфиры	●	●	●	●	●	●	●	●
Aliphatische Kohlenwasserstoffe Hydrocarbons, aliphatic Алифатические углеводороды	●	●	●	●	●	●	●	●
Aromatische Kohlenwasserstoffe Hydrocarbons, aromatic Ароматические углеводороды	●	●	●	●	●	●	●	●
Halogenierte Kohlenwasserstoffe Hydrocarbons, halogenated Галогенпроизводные углеводородов	●	●	●	●	●	●	●	●
Ketone Ketones Кетоны	●	●	●	●	●	●	●	●
Starke Oxydationsmittel (Säuren) Oxidants (oxidizing acids), strong Сильные окислители	●	●	●	●	●	●	●	●
Verdünnte schwache Säuren Acids, diluted, weak Разбавленные слабые кислоты	●	●	●	●	●	●	●	●
Starke konzentrierte Säuren Acids, conc., strong Концентрированные сильные кислоты	●	●	●	●	●	●	●	●

- Hohe Beständigkeit.
High resistance.
Высокая стойкость.
- Gute Beständigkeit; keine oder minimale bei Exposition von über 30 Tagen wird das Material angegriffen.
Good resistance; no, or only minor, damage resulting from exposures of more than 30 days.
Хорошая стойкость; отсутствие повреждений или незначительные повреждения контакте в течение более 30 дней.
- Geringe Beständigkeit; eine längere Exposition kann zu Beschädigungen einiger Kunststoffarten führen.
Marginal resistance; for some types of plastics, extended exposure can result in damage (hairline cracks, loss of mechanical strength, discolouration, etc.).
Незначительная стойкость; длительный контакт может привести к повреждению некоторых типов пластика.
- Keine Beständigkeit; der Kontakt kann zu Verformungen und starken Beschädigungen des Materials führen.
Non resistant; exposure can lead to deformation or destruction.
Низкая стойкость, контакт может привести к деформации или разрушению.

«SAUBERER» UND ÖKOLOGISCHER KUNSTSTOFF

Die technologische Innovation und die allmähliche Anpassung an die höchsten Standards der Umweltverträglichkeit, hat die Kunststoffmaterialien, die von Kartell Labware verwendet werden, besonders innovativ gemacht. In der Tat erfüllen die verwendeten Kunststoffe die wichtigsten Richtlinien, nachstehend nennen wir einige, jeweils im Hinblick auf die betroffene Eigenschaft.

- Eignung für den Kontakt mit Lebensmitteln (italienische und europäische Richtlinie CE 1935/2004)
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln (US FDA CFR 170/199)
- PTFE: Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln (FDA CFR TITLE 177.1550)
- Eignung nach der RoHS-Richtlinie
- Eignung nach den Richtlinien zu BSE bzw. TSE
- Eignung nach den ATEX-Richtlinien. Kartell Labware fördert die Forschung im Bereich der Kunststoffmaterialien durch direkten Kontakt mit den wichtigsten, weltweiten Herstellern und durch die Forschung im Bereich der innovativen Materialien.

Wir erinnern daran, dass der Kunststoff von Kartell Labware, falls dieser nicht chemisch verunreinigt ist, vollständig recycelbar ist.

«CLEAN» AND ECOLOGICAL PLASTICS

Thanks to technological innovation and progressive adaptation to the most elevated eco-compatibility standards, Kartell plastic raw material are of excellent quality. In fact the used plastic materials grant wide compatibilities; hereunder you can find some standards conformities related to their characteristics.

- Foodstuff contact suitable (National and European Directive CE 1935/2004)
- Foodstuff contact suitable (US FDA CFR 170/199)
- PTFE: foodstuff contact suitable (FDA CFR TITLE 177.1550)
- Absence or limitation according the International Directives of: heavy metals, biphenyls and phthalates
- RoHS Directives Conformity
- BSE and/or TSE Directives Conformity
- ATEX Directives Conformity

Kartell Labware promotes the research in the field of the plastic materials, through the direct contact with the most important worldwide raw materials manufacturers and the research of innovative materials. We would like to underline that Kartell Labware materials, if not chemically contaminated, are totally recyclable

«ЧИСТЫЕ» И ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Новаторские технологии и постоянное приведение в соответствие самым строгим стандартам защиты окружающей среды обуславливают передовое место, которое занимают первичные пластиковые материалы, используемые Kartell Labware. Используемые пластиковые материалы пригодны для самого широкого использования, и, благодаря, своим характеристикам, соответствуют различным стандартам:

- Пригодны для использования с продуктами питания (национальная и европейская директива CE 1935/2004)
- Пригодны для использования с продуктами питания (US FDA CFR 170/199)
- PTFE: пригоден для контакта с продуктами питания (сертификат FDA название 177.1550)
- Отсутствие или ограничение согласно международным нормам тяжелых металлов, бифенилов и фталатов
- Соответствие директиве ЕС, ограничивающей содержание вредных веществ (RoHS)
- Соответствие директивам относительно BSE и/или TSE
- Соответствие директиве ATEX

Kartell Labware активно стимулирует развитие технологий в области пластиковых материалов посредством сотрудничества с крупнейшими производителями со всего мира, а также исследуя инновационные методы. Напомним, что пластиковые материалы Kartell Labware не содержат химических загрязнений и полностью утилизируемы.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Die Daten zur chemischen Beständigkeit der Salze gelten auch für ihre wässrigen Lösungen.

CHEMICAL RESISTANCE

Data for the chemical resistance of salts also apply to their aqueous solutions.

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Данные, относящиеся к химической стойкости солей и их водных растворов.

	PS		SAN		PMMA		PC		PVC		POM		PE-LD		PE-HD	
	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C
Acetaldehyde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Acetic acid 50%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Acetic acid (glacial) 100%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Acetic anhydride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Acetone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Acetonitrile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Acetophenone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Acetylacetone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Acetylchloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Acrylic acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Acrylonitrile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Adipic acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Allyl alcohol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium hydroxide	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Amino acids	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ammonium chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ammonium fluoride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ammonium hydroxide 30%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ammonium sulphate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
n-Amyl acetate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
n-Amyl alcohol (Pentanol)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Amyl chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aniline	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aqua regia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Barium chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Benzaldehyde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Benzene (Benzol)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Benzine (Gasoline)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Benzoyl chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Benzyl alcohol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Benzyl chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Benzylamine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Boric acid, 10%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bromide	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bromobenzene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bromoform	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bromonaphthalene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Butanediol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1-Butanol (Butyl alcohol)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
n-Butyl acetate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Butylamine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Butyl methyl ether	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Butyric acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Calcium carbonate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Calcium chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Calcium hydroxid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Calcium hypochlorite	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Carbon disulphide	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Carbon tetrachloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chloro naphthalene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chloroacetaldehyd	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chloroacetic acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chloroacetone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chlorobenzene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chlorobutano	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chloroform	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chlorosulfonic acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chromic acid 10%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chromic acid 50%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chromosulphuric acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Copper sulfate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cuprous chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cuprous propyl benzene)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cyclohexan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cyclohexanon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cyclopentane	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Decane	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Decanol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dibenzyl ether	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Die Daten zur chemischen Beständigkeit der Salze gelten auch für ihre wässrigen Lösungen.

CHEMICAL RESISTANCE

Data for the chemical resistance of salts also apply to their aqueous solutions.

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Данные, относящиеся к химической стойкости солей и их водных растворов.

	PS		SAN		PMMA		PC		PVC		POM		PE-LD		PE-HD	
	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C
Dibromoethane																
Dibutyl phthalate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dichlorobenzene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dichloromethane (Methylene chloride)	●	●					●	●	●	●			●	●	●	●
Dichloroacetic acid	●	●					●	●	●	●			●	●	●	●
Dichloroethane	●	●														
Diesel oil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diethanolamine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diethyl ether	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diethylamine	●	●					●	●	●	●			●	●	●	●
Diethylbenzene	●	●					●	●	●	●			●	●	●	●
Diethylene glycol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dimethylaniline	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dimethylformamide (DMF)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dimethyl sulfoxide (DMSO)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1,4 Dioxane	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diphenyl ether	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ethanol (Ethyl alcohol)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ethanolamine																
Ethyl acetate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ethyl methyl ketone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ethylbenzene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ethylene chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ethylene glycol (Glycol)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ethylene oxide	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fluoroacetic acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Formaldehyde 40%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Formamide																
Formic acid 98-100%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Glycerol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Glycolic acid 70%																
Heating oil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Heptane	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hexane	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hexanoic acid																
Hexanol																
Hydriodic acid																
Hydrobromic acid	●	●					●	●			●	●	●	●	●	●
Hydrochloric acid 10%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hydrochloric acid 20%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hydrochloric acid 37%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hydrofluoric acid 40%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hydrofluoric acid 70%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hydrogen peroxide 35%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Iodine / potassium iodine solution	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Iso octane	●	●	●	●												
Isoamyl alcohol																
Isobutanol (Isobutyl alcohol)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isopropanol (2-Propanol)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isopropyl ether	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lactic acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mercury	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mercury chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Methanol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Methoxybenzene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Methyl butyl ether	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Methyl formate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Methyl propyl ketone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Methylene chloride (Dichloro methane)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Minerale oil (Engine oil)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Monochloroacetic acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nitric acid 10%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nitric acid 30%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nitric acid 70%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nitrobenzene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oleic acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oxalic acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ozone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
n-Pentane																
Peracetic acid							●	●			●	●				

● Chemische Beständigkeit: Ausgezeichnet
Chemical resistance: excellent.
Химическая стойкость: отличная.

● Chemische Beständigkeit: Gut bis beschränkt
Chemical resistance: between good and limited.
Химическая стойкость: от хорошей до ограниченной.

● Chemische Beständigkeit: Unzureichend
Chemical resistance: poor.
Химическая стойкость: недостаточная.

НеварРеактив

	PP		PMP		ECTFE/ETFE		PTFE		FEP/PFA		FKM		EPDM		NR		SI		
	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	
●																			Dibromoethane
●																			Dibutyl phthalate
●																			Dichlorobenzene
●																			Dichloromethane (Methylene chloride)
●																			Dichloroacetic acid
●																			Dichloroethane
●																			Diesel oil
●																			Diethanolamine
●																			Diethyl ether
●																			Diethylamine
●																			Diethylbenzene
●																			Diethylene glycol
●																			Dimethylaniline
●																			Dimethylformamide (DMF)
●																			Dimethyl sulfoxide (DMSO)
●																			1.4 Dioxane
●																			Diphenyl ether
●																			Ethanol (Ethyl alcohol)
●																			Ethanolamine
●																			Ethyl acetate
●																			Ethyl methyl ketone
●																			Ethylbenzene
●																			Ethylene chloride
●																			Ethylene glycol (Glycol)
●																			Ethylene oxide
●																			Fluoroacetic acid
●																			Formaldehyde 40%
●																			Formamide
●																			Formic acid 98-100%
●																			Glycerol
●																			Glycolic acid 70%
●																			Heating oil
●																			Heptane
●																			Hexane
●																			Hexanoic acid
●																			Hexanol
●																			Hydroiodic acid
●																			Hydrobromic acid
●																			Hydrochloric acid 10%
●																			Hydrochloric acid 20%
●																			Hydrochloric acid 37%
●																			Hydrofluoric acid 40%
●																			Hydrofluoric acid 70%
●																			Hydrogen peroxide 35%
●																			Iodine / potassium iodine solution
●																			Iso octane
●																			Isoamyl alcohol
●																			Isobutanol (Isobutyl alcohol)
●																			Isopropanol (2-Propanol)
●																			Isopropyl ether
●																			Lactic acid
●																			Mercury
●																			Mercury chloride
●																			Methanol
●																			Methoxybenzene
●																			Methyl butyl ether
●																			Methyl formate
●																			Methyl propyl ketone
●																			Methylene chloride (Dichloro methane)
●																			Minerale oil (Engine oil)
●																			Monochloroacetic acid
●																			Nitric acid 10%
●																			Nitric acid 30%
●																			Nitric acid 70%
●																			Nitrobenzene
●																			Oleic acid
●																			Oxalic acid
●																			Ozone
●																			n-Pentane
●																			Peracetic acid

НеварРеактив

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Die Daten zur chemischen Beständigkeit der Salze gelten auch für ihre wässrigen Lösungen.

CHEMICAL RESISTANCE

Data for the chemical resistance of salts also apply to their aqueous solutions.

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Данные, относящиеся к химической стойкости солей и их водных растворов.

	PS		SAN		PMMA		PC		PVC		POM		PE-LD		PE-HD	
	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C
Perchloric acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Perchloroethylene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Petroleum	●	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Petroleum ether	●	●			●				●	●	●	●	●	●	●	●
Phenol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Phenylethanol															●	●
Phenylhydrazine															●	●
Phosphoric acid 85%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Piperidine															●	●
Potassium chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Potassium dichromate																
Potassium hydroxide	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Potassium permanganate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Propanediol (Propylene glycol)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Propanol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Propionic acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pyridine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Salicyl acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Salicylaldehyde	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Silver acetate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Silver nitrate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sodium acetate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sodium chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sodium dichromate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sodium fluoride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sodium hydroxide	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sulphuric acid 60%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sulphuric acid 98%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tartaric acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tetrachloroethylene																
Tetrahydrofuran	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tetramethylammonium hydroxide																
Toulene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trichloroacetic acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trichlorobenzene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trichloroethane	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trichloroethylene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trichlorotrifluoro ethane	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triethanolamine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Triethylene glycol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trifluoro ethane	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trifluoroacetic acid (TFA)	●	●	●	●							●	●				
Tripropylene glycol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Turpentine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Urea	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Xylene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zinc chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zinc sulphate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Chemische Beständigkeit: Ausgezeichnet
 Chemical resistance: excellent.
 Химическая стойкость: отличная.

● Chemische Beständigkeit: Gut bis beschränkt
 Chemical resistance: between good and limited.
 Химическая стойкость: от хорошей до ограниченной.

● Chemische Beständigkeit: Unzureichend
 Chemical resistance: poor.
 Химическая стойкость: недостаточная.

	PP		PMP		ECTFE/ETFE		PTFE		FEP/PFA		FKM		EPDM		NR		SI		
	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	
Perchloric acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Perchloroethylene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Petroleum	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Petroleum ether	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Phenol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Phenylethanol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Phenyldiazine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Phosphoric acid 85%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Piperidine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Potassium chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Potassium dichromate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Potassium hydroxide	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Potassium permanganate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Propanediol (Propylene glycol)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Propanol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Propionic acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pyridine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Salicyl acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Salicylaldehyde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Silver acetate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Silver nitrate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sodium acetate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sodium chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sodium dichromate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sodium fluoride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sodium hydroxide	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sulphuric acid 60%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sulphuric acid 98%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tartaric acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tetrachloroethylene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tetrahydrofuran	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tetramethylammonium hydroxide	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Toluene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trichloroacetic acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trichlorobenzene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trichloroethane	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trichloroethylene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trichlorotrifluoro ethane	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Triethanolamine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Triethylene glycol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trifluoro ethane	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trifluoroacetic acid (TFA)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tripropylene glycol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Turpentine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Urea	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Xylene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zinc chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zinc sulphate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

STERILISATION VON KUNSTSTOFFMATERIALIEN IM LABOR

Vor der Sterilisation jedes Artikels ist zu prüfen, dass dieser keine Reste oder Spuren von verunreinigenden Substanzen enthält, da ihr Vorliegen den Kunststoff während der Sterilisation oder Autoklavierung beschädigen könnte.

Es wird empfohlen Verschlüsse, Zubehör oder Deckel jeder Art von den Kunststoffartikeln zu entfernen, bevor diese autoklaviert werden, die Behälter müssen separat von ihren Verschlüssen oder Deckeln autoklaviert werden, sonst läuft man Gefahr von Verformungen oder einer Beschädigung des Behälters.

Alle technischen Hinweise dienen nur zur Orientierung und führen zu keiner Haftung seitens Kartell. Alle Hinweise zur Beständigkeit von Kunststoffmaterialien gegen hohe Temperaturen, die Sterilisation und Reinigung wurden auf der Grundlage der Angaben der Hersteller des Kunststoffes, der in der wissenschaftlichen Literatur enthaltenen Informationen und der Erfahrung beim Umgang mit diesen Produkten formuliert.

STERILISING PLASTIC LABORATORY WARE

Before sterilising any items of plastic laboratory ware, verify that no contamination or residues are present. Their presence could destroy plastics during sterilisation or autoclaving.

Observe the tolerated temperature ranges of plastic when autoclaving plastic laboratory ware. Remove any stoppers, fittings, or caps from plastic laboratory ware prior to autoclaving. Plastic vessels should be autoclaved separately from their closures and other fitting. Autoclaving vessels with their closures in place can lead to deformation and destruction of the vessels. All statements are advisory only, and imply no liability on the part of Kartell.

All statements relating to the resistances of plastic laboratory ware to high temperatures, chemicals, and to sterilisation and cleaning procedures have been cautiously formulated, based on statements of raw material manufactures, on statements appearing in the literature, plus experience gained in actual practice.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТИКА

Перед стерилизацией любых пластиковых изделий убедитесь в отсутствии загрязнений или остатков веществ. Они способны повредить пластик во время стерилизации или автоклавирования.

Перед автоклавированием вытаскивайте все пробки, соединительные детали и снимите крышки. Пластиковые емкости нужно автоклавировать отдельно от крышек и других деталей. Емкости, закрытые крышками, могут разрушиться или деформироваться во время автоклавирования.

Все описанное – просто рекомендации, а не обязательные к выполнению требования со стороны компании Kartell. Вся информация, касающаяся стойкости пластиковых лабораторных изделий к высоким температурам и химическим веществам, а также способов их стерилизации и очистки, собиралась очень внимательно на основе данных производителей сырья или опубликованных данных, полученных из практики.

Rohmaterial Plastics Исходный материал	Autoklavierbarkeit Autoclavable* Автоклавирование	Sterilisation / Sterilization / Стерилизация				
		Gassterilisation Ethylenoxidation Gas (Ethylene Oxide) Стерилизация газом (Окс. Этилена)	Trockensterilisation bei +160 °C Dry at 160° C Жар сухой при +160°C	Chemische Sterilisation (in Formaldehyd) Chemical (in Formalin) Хим. Стер. (формалином)	Gammastrahlen By Gamma Гамма-излучение	Mikrowellen Microwaves Микроволны
ABS	No	Yes	No	Yes	Yes	No
HDPE	No	Yes	No	Yes	Yes	Yes
LDPE	No	Yes	No	Yes	Yes	Yes
PC	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes
PFA/FEP	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes
PMP (TPX)	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes
PP	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes
PS	No	Yes	No	Yes	Yes	No
PTFE	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes
ETFE/E-CTFE	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes
PVC	No	Yes	No	Yes	No	Yes
POM	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No

*Autoclavable at 121 °C for 20 minutes

REINIGUNG VON KUNSTSTOFFARTIKELN IM LABOR

Alle Polyolefine, wie LDPE, HDPE, PP und PMP (TPX[®]), sowie Fluorkunststoffe wie PTFE, PFA, FEP, ETFE und E-CTFE haben eine benetzbare Oberfläche, die sehr beständig gegen hohe Temperaturen und Chemikalien und daher leicht zu reinigen ist. Bei leichter Verschmutzung kann ein Neutralreiniger (pH 7) eingesetzt werden.

Bei starker Verschmutzung kann ein alkalischer Reiniger (bis pH 12) verwendet werden. Laborartikel, die für die Spurenanalytik verwendet werden, müssen mit einer Chlorwasserstofflösung (HCl – 1N) über maximal 6 Stunden stehen gelassen und anschließend mit destilliertem Wasser gespült werden, um Kontaminationen von Kat- und Anionen zu vermeiden.

Scheuermittel bzw. Scheuerschwämme sollten für Laborartikel aus Kunststoff nicht verwendet werden. Artikel aus Polycarbonat (PC) sollten nicht mit alkalischen Reinigungsmitteln gespült werden.

CLEANING PLASTIC LABORATORY WARE

All polyolefins, such as LDPE, HDPE, PP and PMP (TPX[®]), as well as the fluorinated hydrocarbons PTFE, PFA, FEP, ETFE and E-CTFE, have wettable surfaces that are both highly resistant to high temperatures and chemical attack and easy to clean. Slight contamination can be removed using a chemically neutral (pH 7) cleaning agent. Heavy contamination can be removed using an alkaline (pH up to 12) cleaning agent.

Use only chemically neutral (pH7) cleaning agents on polycarbonate (PC) or Polystyrene (PS).

Laboratory ware used in trace analyses should be cleaned in a 1-N hydrochloric acid (HCl) solution for periods of not more than 6 hours and then rinsed in distilled water in order to preclude contamination by cations or anions.

Never use scouring powders or abrasive sponges when cleaning plastic laboratory ware. Use no alkaline cleaning agents on polycarbonate (PC) laboratory ware.

ОЧИСТКА ПЛАСТИКОВОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ

Все изделия из полиолефинов, таких, как полиэтилен высокой и низкой плотности, полипропилен и ПМП, а также фторсодержащих углеводородов (ПТФЭ, ПФА, ФЭП, ЭТФЭ и Э-ХТФЭ) имеют смачиваемые поверхности, стойкие как к высоким температурам, так и химическим веществам, и легко поддаются очистке. Небольшие загрязнения можно удалить нейтральными (pH=7) моющими средствами. При сильном загрязнении можно использовать щелочные (pH до 12) моющие средства.

Для поликарбоната (PC) или полистирола (PS) следует использовать только химически нейтральные (pH7) моющие средства.

Лабораторные изделия, используемые для анализа на микропримеси, нужно замачивать в 1N соляной кислоте (HCl) не более 6 часов, и затем смывать дистиллированной водой, чтобы исключить загрязнение катионами или анионами.

Никогда не пользуйтесь очищающими порошками или абразивными губками для очистки пластиковых изделий. Не мойте изделия из поликарбоната щелочными средствами.

НеваРеактив

KARTELL LABWARE

INHALTSVERZEICHNIS NACH ARTIKELNUMMER
INDEX BY CATALOGUE REFERENCE
УКАЗАТЕЛЬ КАТАЛОЖНЫХ НОМЕРОВ ИЗДЕЛИЙ

НеваРеактив

**INHALTSVERZEICHNIS
NACH ARTIKELNUMMER**
**INDEX BY CATALOGUE
REFERENCE**
**КАТАЛОЖНЫЙ
НОМЕР ИЗДЕЛИЯ**
НеваРеактив

ART.	pag.	ART.	pag.	ART.	pag.
130	81	281	30	411	36
131	81	282	30	412	36
134	81	283	30	413	36
135	81	284	30	418	36
139	71	285	30	419	66
140	71	286	30	420	24
142	87	288	30	422	51
143	87	293	86	423	51
145	67	295	81 - 103	424	51
146	67	296	81 - 103	425	51
147	67	297	102	428	28
148	67	298	102	430	28
150	67	300	80	431	28
152	67	301	80	432	28
153	67	302	80	434	18
155	67	303	80	435	18
156	67	305	80	436	18
162	67	306	80	437	66
164	67	307	80	438	66
165	67	308	80	439	66
166	28	315	125	440	66
167	28	316	125	441	66
168	28	317	36	442	66
169	28	319	36	443	66
170	28	323	36	445	66
171	28	324	36	446	18
172	28	325	36	447	18
173	28	326	36	448	18
174	28	327	40	452	27
175	28	328	40	454	27
176	28	329	125	455	27
177	28	330	125	456	27
178	28	334	125	459	16
179	40	340	26	460	16
180	40	342	26	461	16
182	40	343	26	462	16
183	40	345	26	463	16
185	40	346	26	464	16
192	86	347	26	465	16
198	77	348	26	466	16
199	77	351	59	467	16
200	76	353	58	468	16
201	86	354	58	479	43 - 86
203	27	355	58	480	43 - 86
208	76	356	61	481	87
213	70	357	61	482	87
215	74	358	126	497	28
216	61	359	126	498	28
217	74	360	126	499	28
218	74	361	126	500	71
219	74	362	126	501	71
221	74	363	126	503	71
222	74	364	126	510	17
223	74	365	126	511	17
229	65	366	126	512	17
230	64	367	126	513	17
231	64	368	126	514	17
252	76	369	126	515	17
255	75	370	83	520	16
257	86	371	22	521	16
258	30 - 88	374	22	525	16
260	101	375	45	526	16
261	75	376	22	527	17
262	75	379	22	528	17
264	72	380	126	529	17
265	75	383	44	530	17
266	72	388	41	531	17
267	72	389	41	532	17
268	70	391	41	535	18
269	70	392	41	536	18
271	72	393	41	537	18
276	57	395	43	538	18
277	57	396	43	539	18
278	57	408	36	540	57
279	102	409	36	542	30
280	30	410	36	543	30

НеваРеактив

ART.	pag.	ART.	pag.	ART.	pag.
544	30	690	90	835	66
547	31	691	90	836	66
548	29	692	90	837	66
550	64	693	90	838	66
551	64	694	90	839	66
553	64	698	91	840	66
554	64	699	91	843	66
555	65	704	91	844	66
556	65	705	91	877	17
557	65	710	93	878	17
559	83	712	93	879	17
560	83	717	95	889	83
562	83	718	95	890	83
563	82	720	95	891	83
564*	82	721	95	900	22
565*	82	723	95	901	22
566*	82	730	26	902	22
567*	82	730	26 - 60	903	22
568*	82	731	26 - 60	905	31
569	32 - 84	732	26 - 60	906	31
570	32 - 84	733	26 - 60	907	31
571	23	734	26 - 60	910	26
572	23	735	26 - 60	910	26 - 60
586	87	736	26 - 60	911	26 - 60
589	87	737	26 - 60	912	26 - 60
590	87	744	95	913	26 - 60
591	87	745	95	914	26 - 60
592	75	746	95	916	26 - 60
593	71	747	95	920	56
594	71	748	91	921	56
595	71	749	91	922	57
596	71	750	91	923	57
597	108	751	91	924	57
600	108	756	91	925	57
602	31	757	91	927	56
603	31	758	91	928	56
604	31	763	91	930	56
605	31	764	91	931	56
608	36	766	91	933	103
609	36	767	91	934	103
610	36	768	91	935	112 - 116
611	36	769	91	936	103
612	36	770	92	939	101
613	36	771	92	940	112 - 115
614	36	772	92	941	112 - 117
625	95	773	92	942	112 - 119
627	95	775	92	943	112 - 119
630	95	776	92	944	112 - 115
634	95	777	93	952	29
639	95	778	93	953	29
643	91	779	93	954	29
644	91	780	93	956	112 - 114
645	91	781	93	957	112 - 117
646	91	782	93	958	112 - 115
647	91	783	93	959	112 - 114
650	81	786	93	960	112 - 114
651	81	787	93	961	112 - 116
652	81	788	93	963	112 - 117
654	81	789	93	964	112 - 118
655	81	793	93	965	112 - 118
656	81	794	93	966	112 - 116
657	81	797	93	967	112 - 118
658	81	799	93	968	112 - 115
659	81	811	50	969	112 - 117
672	58	812	50	970	70
673	58	814	49	971	112 - 116
674	40	815	49	978	53
675	40	816	49	979	112 - 114
682	40	817	49	980	114
683	92	818	50	984	118
684	92	819	50	996	76
685	92	820	49	1000	29 - 83
686	92	821	49	1035	94
687	92	822	49	1036	94
688	92	823	49	1037	94
689	92	828	29	1038	94

**INHALTSVERZEICHNIS
NACH ARTIKELNUMMER**
**INDEX BY CATALOGUE
REFERENCE**
**КАТАЛОЖНЫЙ
НОМЕР ИЗДЕЛИЯ**
НеваРеактив

ART.	pag.	ART.	pag.	ART.	pag.
1039	94	1213	70	1346	137
1040	94	1219	74	1347	137
1041	94	1230	24	1350	137
1042	94	1231	24	1351	137
1043	94	1232	24	1352	137
1047	91	1233	24	1353	137
1048	91	1234	24	1354	137
1049	91	1235	24	1355	137
1051	33	1240	52	1356	137
1052	33	1241	52	1360	142
1053	94	1242	52	1361	142
1055	54	1243	52	1368	137
1056	54	1244	52	1369	139
1057	19	1245	52	1370	139
1058	19	1246	52	1371	139
1059	19	1247	52	1372	139
1060	19	1250	16	1373	139
1062	19	1251	16	1374	139
1063	19	1252	16	1375	139
1064	19	1253	16	1376	139
1066	19	1254	16	1377	139
1075	48	1255	16	1378	139
1077	48	1256	16	1387	80
1078	48	1285	141	1388	80
1079	48	1286	141	1395	65
1080	48	1287	141	1396	65
1081	48	1288	141	1398	66
1082	48	1289	141	1399	66
1086	51	1290	141	1400	94
1087	51	1291	141	1405	94
1088	51	1292	141	1410	17
1089	51	1293	141	1411	17
1090	51	1294	141	1412	17
1094	48	1295.10	142	1413	17
1100	59	1296-10	136	1414	17
1101	59	1297.10	143	1415	17
1103	59	1298	102	1416	17
1110	19	1299	102	1417.10	138
1111	19	1300-10	136	1418.10	138
1112	19	1301-10	136	1422	51
1115	72	1303-10	137	1423	51
1115	72 - 77	1304-10	137	1424	51
1129	23	1305-10	137	1425	51
1131	23	1306-10	137	1430	52
1132	23	1307-10	137	1431	52
1133	23	1308-10	137	1432	52
1134	23	1309-10	137	1433	52
1135	23	1310-10	137	1434	52
1136	23	1311-10	137	1435	52
1137	23	1312-10	137	1455	94
1138	23	1313-10	137	1456	94
1139	23	1314	137	1457	94
1140	23	1315	137	1458	94
1142	23	1319-10	136	1460	53
1143	23	1321-10	136	1461	53
1144	23	1322-10	136	1462	53
1145	23	1325-10	136	1463	53
1146	23	1326.10	138	1464	53
1147	23	1328.10	138	1465	53
1148	23	1329-10	136	1475	43
1156	51	1330	50	1476	43
1157	51	1331	50	1477	43
1158	51	1332	49	1480	43
1159	51	1333	49	1481	43
1160	51	1334	49	1482	43
1175	83	1335	49	1484	52
1177	83	1336	49	1485	52
1179	83	1337	49	1486	52
1190	24	1338	49	1487	52
1191	24	1339	49	1488	52
1192	24	1340	137	1489	52
1193	24	1341	137	1500	101
1194	24	1342	137	1501	101
1195	24	1343	137	1534	97
1196	24	1344	137	1535	97
1197	24	1345	137	1536	97

НеваРеактив

ART.	pag.	ART.	pag.	ART.	pag.
1537	97	1695	97	2386	44
1538	97	1696	97	2387	44
1539	97	1697	97	2485	52
1540	98	1698	97	2486	52
1541	50	1699	97	2487	52
1542	50	1720	50	2488	52
1543	50	1721	50	2489	52
1545	50	1722	50	2490	53
1546	50	1723	50	2491	53
1548	50	1724	50	2492	53
1549	50	1725	50	2493	53
1563	42 - 60	1726	50	2494	53
1564	42 - 60	1727	50	2501*	104
1565	42 - 60	1728	50	2502*	104
1566	42 - 60	1759	21	2503*	104
1567	42 - 60	1760	19	2508	104
1568	42 - 60	1761	19	2510*	104
1569	42 - 60	1762	19	2511*	104
1570	48	1763	19	2512	104
1571	48	1764	19	2514	104
1572	48	1765	19	2560	48
1573	48	1766	19	2561	48
1574	48	1767	19	2562	48
1575	48	1768	19	2563	48
1576	48	1770	46	2564	48
1577	48	1771	46	2565	48
1595	38	1772	46	2566	48
1597	38	1780	46	2567	48
1599	38	1781	46	2570	49
1601	38	1782	46	2571	49
1603	38	1783	46	2572	49
1608	37	1801	50	2573	49
1610	37	1802	50	2574	49
1612	37	1803	50	2575	49
1614	37	1805	50	2576	49
1616	37	1806	50	2577	49
1618	37	1808	50	2580	61 - 110
1621	38	1809	50	2585	61 - 110
1623	38	1816	23	2595	108
1625	38	1821	50	2596	109
1627	38	1822	50	2598	107
1629	38	1823	50	2600	105
1631	38	1824	50	2602	103
1633	41	1825	50	2618	104
1634	41	1826	50	2620 - 2620/S	124
1637	41	1827	50	2621 - 2621/S	124
1638	41	1937	100	2622 - 2622/S	124
1640	45	1938	100	2623 - 2623/S	124
1642	45	1939	100	2630	105
1644	45	1940	100	2631	105
1646	45	1941	100	2647	126
1648	45	1948	100	2648	126
1650	45	1960	100	2650	125
1660	45	1961	100	2651	125
1662	45	1962*	101	2652	125
1664	45	1980	54	2695	108
1666	45	1981	54	2696	109
1671	98	1997	54	2810	130
1672	98	1998	54	2812	130
1673	98	1999	54	2813	130
1674	98	2004	67	2815	130
1675	98	2228	148	2816	130
1677	98	2229	148	2818	130
1678	98	2233	148	2819	130
1683	97	2234	148	2821	130
1684	97	2237	146	2822	130
1685	97	2238	147	2824	130
1687	97	2239	147	2825	130
1688	96	2241	149	2899-03	129
1688	96	2244	149	2900-03	129
1689	96	2249	146	2901-03	129
1690	96	2249	146 - 147	2902-03	129
1691	96	2300	80	2903-03	129
1692	96	2302	80	2904-03	129
1693	97	2384	44	2905-03	129
1694	97	2385	44	2906-03	129

**INHALTSVERZEICHNIS
NACH ARTIKELNUMMER**
**INDEX BY CATALOGUE
REFERENCE**
**ИНДЕКС КATALOGИЧЕСКИХ
НОМЕРОВ ИЗДЕЛИЙ**

ART.	pag.	ART.	pag.	ART.	pag.
2907-03	129	3842	23	5050	77
2908-03	129	3843	23	5051	77
2909-03	129	3844	23	5052	10
2910-03	129	3845	23	5550	108
2911-03	129	3846	23	5551	108
2914-03	129	3847	23	5560	108
2915-03	129	3848	23	5561	108
2916-00	129	3849	23	5570	109
2919	127	3850	23	5571	109
2921	126	3851	23	5600	109
2922-04	127	3852	23	5601	109
2923	128	3860	20	5620	109
2924	128	3861	20	5621	108
2925	127	3862	20	5622	109
2940-00	102	3863	20	5623	108
2940-04	102	3864	20	5630	109
2940-06	102	3865	20	5631	109
2940-13	102	3866	20	5632	108
3171	37	3867	20	5633	108
3191	37	3868	20	5640	109
3231	37	3870	21	5641	109
3241	37	3871	21	5642	109
3251	37	3872	21	5643	109
3261	37	3873	21	5644	109
3300	39	3880	21	5701	30
3301	39	3881	21	5702	30
3302	39	3882	21	5703	30
3303	39	3883	21	5704	30
3304	39	3885	21	5705	30
3305	39	3886	21	5706	30
3306	39	3887	21	5707	30
3307	39	3888	21	5708	30
3308	39	3890	20	5709	30
3360	126	3891	20	5710	30
3371	31	3892	20	5711	30
3372	31	3893	20	5712	30
3373	31	3894	20	5713	30
3705	32	3895	20	5714	30
3706	32	3896	20	5715	30
3707	32	3900	20	6102	27
3800	24	3901	20	6105	27
3801	24	3902	20	6110	27
3802	24	3903	20	6115	27
3803	24	3904	20	6130	27
3804	24	3905	20	6150	27
3805	24	3906	20	6302	27
3806	24	3907	20	6305	27
3807	24	3908	20	6310	27
3808	24	3910	25	6315	27
3809	24	3911	25	6330	27
3810	24	3912	25	6350	27
3811	24	3913	25	8569	32 - 84
3812	24	3914	25	8570	32 - 84
3813	24	3915	26	9585	120
3814	24	3920	20	9605	120
3815	24	3921	20	9615	120
3816	24	3922	20	9624	120
3820	23	3923	20	9629	121 - 123
3821	23	3924	20	9630	121 - 122
3822	23	3925	20	9631	121 - 124
3823	23	3926	20	9632	121 - 123
3824	23	3927	20	9633	121 - 124
3825	23	3928	20	9634	121 - 122
3826	23	3929	20	9635	121 - 123
3827	23	3930	20	9637	121 - 123
3828	23	3931	20	9638	121 - 122
3829	23	4171	28	9639	121 - 122
3830	23	4179	28	9640	116
3831	23	5010	42	9641	114
3832	23	5011	42	9643	115
3833	23	5012	42	9644	116
3834	23	5013	42	9645	117
3835	23	5014	42	9646	114
3836	23	5015	42	9647	116
3840	23	5016	42	9648	118
3841	23	5018	42	9649	118

НеваРеактив
НеваРеактив

ART.	pag.	ART.	pag.	ART.	pag.
9650	114	70465	16	83250	135
9657	114	70466	16	84000	107
9745	114	70467	16	84001	107
9746	114	70468	16	84002	107
9747	114	70510	17	84003	107
9748	116	70511	17	84004*	107
9749	114	70512	17	84005*	107
9751	115	70513	17	84006	107
9752	116	70514	17	84007	107
9753	117	70515	17	84008	107
9754	116	70520	16	84009	107
9755	119	70521	16	84010	107
9755 / L	119	70525	16	84011	107
9756	124	70526	16	84012	107
9756-06	119	70527	17	84013	107
9846	115	70528	17	84014	107
9847	119	70529	17	84015	107
9848	119	70530	17	84016	107
11100/03	128	70531	17	84017	107
11100/09	128	70532	17	84018*	107
11101/03	128	70535	18	88108	106
11101/09	128	70536	18	88200	105
11102/03	128	70537	18	88201	105
11102/09	128	70877	17	88202	105
11103	128	70878	17	88205	105
11104	128	70879	17	88207	105
11105	128	71250	16	88210	105
12960	140	71251	16	88212	105
13000	140	71252	16	88301	106
13010	140	71253	16	88302	106
13190	140	71254	16	88303	105
13210	140	71255	16	88304	105
13220	140	71256	16	88305	106
13250	140	71410	17	88306	106
13290	140	71411	17	88307	106
15700	37	71412	17	88308	106
15701	37	71413	17	88309	106
15702	37	71414	17	88310	106
15703	37	71415	17	88317	106
15704	37	71416	17	88318	106
15710	37	82631*	105	88319	106
15711	37	83002	132	88320	106
15712	37	83005	132	88321	106
15800	39	83010	132	88322	106
15801	38	83011	133	88323	106
15821	38	83011	133 - 135	88324	106
15840	39	83012	133 - 135	88325	106
15841	38	83014	133	88335	125
15861	38	83015	133	88336	125
15880	39	83016	135	88337	125
15881	38	83017	133	88435	110
15901	38	83018	133	88436	110
15950	38 - 53	83019	135	88437	110
15990	38 - 53	83020	133 - 135		
16030	38 - 53	83021	135		
16120	39	83023	133 - 135		
16160	39	83024	133 - 135		
16250	38 - 53	83025	132		
16290	38 - 53	83026	133 - 135		
21308	70	83027	133 - 135		
31019	71	83028	133 - 135		
31423	71	83029	133		
31926	71	83030	133		
32429	71	83050	132		
32932	71	83060	132		
33435	71	83070	133		
33440	71	83071	133		
33445	18	83072	133		
70435	18	83080	133		
70436	18	83081	133		
70459	16	83082	134		
70460	16	83083	134		
70461	16	83084	134		
70462	16	83085	134		
70463	16	83086	134		
70464	16	83087	134		

НеваРеактив


НеваРеактив

Progetto grafico: ARSEN BENDA
Stampa: Maggio 2017

Bei eventuellen Aktualisierungen behält sich Kartell S.p.A. das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, die Eigenschaften und die Bilder der in diesem Katalog präsentierten Artikel zu ändern.

After eventual revisions, Kartell S.p.A. is empowered to modify the characteristics and the pictures of the items included in the catalogue, without prior notice.

В дальнейшем, в случае внесения изменений в производственный процесс, компания Kartell оставляет за собой право модификации технических характеристик и изображения представленных в каталоге изделий, без предварительного уведомления.



НеваРеактив

НеваРеактив

Kartell S.p.A.

Via delle Industrie, 1 · 20065 Cinisello Balsamo (MI) Italy · tel. +39 02 900121 · fax +39 02 90096789 · www.kartelllabware.com · labware@kartell.it